

Mira 2 Ton Plaque Einfärbe-Lösung 60 ml

PZN 07578966 | Art. 357

Die Plaque Einfärbelösung bewährt sich seit vielen Jahren in der Zahnarztpraxis. Die Lösung färbt Zahnbeläge eindrucksvoll ein und unterscheidet sicher zwischen alten und neuen Zahnbelägen. Ältere Plaque wird dunkelblau, neuere lila-rot angezeigt.

Etwas Lösung auf ein Wattestäbchen oder ein Applikationsstäbchen geben, dann alle Zähne mit dem Stäbchen einpinseln.

Die Einfärbungen lassen sich durch einfaches Zähneputzen problemlos entfernen.



Die Plaque Einfärbe-Lösung ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für eine gründliche und effektive Zahnreinigung. Entwickelt, um Plaque sichtbar zu machen, ermöglicht sie eine präzise Reinigung und trägt zu einer verbesserten Mundhygiene bei.

Die Lösung enthält eine spezielle Färbung, die sich an Plaque anheftet und ihn sichtbar macht. Durch einfaches Auftragen der Lösung mithilfe eines Watte- oder Applikationsstäbchens wird Plaque auf den Zähnen und in den Zahnzwischenräumen deutlich erkennbar. Auf diese Weise können Sie problematische Bereiche identifizieren und gezielt reinigen, um Plaquebildung und Karies effektiv vorzubeugen.

Die Plaque Einfärbe-Lösung eignet sich ideal für die Anwendung zu Hause sowie in Zahnarztpraxen und Kliniken. Sie ist einfach zu verwenden und liefert sofortige Ergebnisse, die Ihnen dabei helfen, Ihre Mundhygiene zu verbessern und die Gesundheit Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches zu erhalten.

Entdecken Sie die Wirksamkeit der Plaque Einfärbe-Lösung und erleben Sie eine gründliche Reinigung für ein strahlendes Lächeln und langfristige Mundgesundheit.

- Ältere Plaque wird dunkelblau, neuere lila-rot angezeigt
- Seit Jahren in der Zahnarztpraxis bewährt
- Patientenfreundlich, motivierend, erythrosin-, und glutenfrei

Gebrauchsanweisung

1. Etwas Lösung auf ein Wattestäbchen oder ein Applikationsstäbchen geben, dann alle Zähne mit dem Stäbchen einpinseln.
2. Die Zahnoberflächen verfärben sich.
3. Zum Reinigen der Zahnoberflächen die Rückstände einfach mit Wasser und einer Zahnbürste entfernen.

Auch für Zahnsparträger geeignet, die eine metallische Zahnspar tragen - nicht bei Keramikzahnsparungen nutzen!

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Miradent, Aqua, Sodium Benzoate, CI 42090, Potassium Sorbate, CI 45410, erythrosinfrei, glutenfrei

Produktinformationen

Abmessungen: 3,90 x 3,90 x 10,00 cm
Artikelgewicht: 0,071 kg
Gewicht mit Verpackung 0,07 kg
Inhalt/Menge: 60 ml
UVP: 18,99 € inkl. MwSt

Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39 info@megadent.de
40211 Düsseldorf Tel +49 211 17754 0
www.megadent.de Fax +49 211 17754 20

