

# Verbraucherinformation

## Zungenreiniger nach Lorenz



**Zungenreiniger nach Lorenz** ist der erste Zungenreiniger, der dem Relief des Zungenrückens optimal angepasst wurde und damit den bei Zungenreinigern häufig auftretenden Würgereiz erheblich reduziert. Zungenreiniger nach Lorenz ist beidseitig verwendbar, entfernt Bakterienbeläge, beugt Mundgeruch vor und fördert das Geschmackempfinden. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine einmalige Anwendung den bakteriellen Befall um ca. 50 % reduziert. Bei 3- bis 4-maliger Anwendung pro Woche wird zusätzlich die Rückbesiedelung von Bakterien auf der Zunge effizient verhindert.

**Für die Anwendung** den Mund normal öffnen und die Zunge ruhen lassen. Zungenreiniger nach Lorenz mit dem Relief leicht auf den Zungenrücken aufdrücken und den Zungenreiniger nach vorn streichen.

### Packungsgrößen

1 Stück rot Art.-Nr. 80690311 PZN 03177503  
1 Stück grün Art.-Nr. 80690313 PZN 04779405

**Zungenreiniger nach Lorenz erhalten Sie in Ihrer Apotheke.**

### Bombastus-Werke AG

Wilsdruffer Straße 170 • 01705 Freital • Deutschland  
Telefon: +49 351 65803-12 • Fax: +49 351 65803-99  
E-Mail: [info@bombastus-werke.de](mailto:info@bombastus-werke.de) • [www.bombastus.de](http://www.bombastus.de)

Stand 06/2016. Änderungen vorbehalten.