

**anti-infect®**

**DENTALSPRAY**

## Das Antiseptikum für Zahnbürste und Zahnprothese

Wirkstoff: Chlorhexidindiacetat

### Zum Schutz vor Infektionen durch Viren, Bakterien und Pilze

für Zahnbürste · Zahnprothese  
Zahnspange · Zahnschiene  
Zungenschaber · Mundschutz

Gebrauchsinformation: Informationen für den Anwender von anti-infect® Dentalspray

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Medizinprodukt ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Schutz zu erzielen, muss anti-infect® Dentalspray vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Beilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist anti-infect® Dentalspray und was sind die Anwendungsgebiete?
2. Wie ist anti-Infect® Dentalspray anzuwenden?
3. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
4. Wie ist anti-infect® Dentalspray aufzubewahren und zu entsorgen?
5. Inhaltsstoffe
6. Weitere Informationen

#### 1. Was ist anti-infect® Dentalspray und was sind die Anwendungsgebiete?

Anti-infect® Dentalspray ist ein Antiseptikum zum Schutz vor Infektionen durch Viren, Bakterien und Pilze. Anti-infect® Dentalspray vermindert die Zahl der Keime auf

- (elektrischer) Zahnbürste
- Zahnzwischenraumbürste und Flosser
- Zahnprothese und anderem Zahnersatz
- Zahnspange, Zahn- bzw. Knirschschiene, Zungenschaber und
- Mundschutz für Sportler (z. B. Eishockeyspieler),

die zu Infektionen wie z. B. **Parodontitis oder Grippe führen können.**

Anti-infect® Dentalspray vermindert auch die Zahl der Keime auf Prothesenbürste,

Behältnis für Prothese usw., (Taucher-) Mundstück, Schnorchel und Zungenpiercing.

Die regelmäßige Desinfektion der Zahnbürste, Zahnprothese usw. mit Anti-infect® Dentalspray empfiehlt sich besonders dann, wenn (Re-)Infektionen auf jeden Fall zu vermeiden sind:

- Bei Erkältung, Grippe und allen Fällen geschwächter Immunabwehr
- Für Schwangere und Sportler
- Auf Reisen

Anti-infect® Dentalspray ist **wirksam** gegen Erreger von Hepatitis B, Herpes Simplex, HIV, Karies, MRSA, Mundsoor und Scharlach.

Weshalb kann der Gebrauch von Zahnbürste usw. die Gefahr einer Infektion erhöhen?

**zur Verfügung gestellt von Gebrauchz.info**

Zahnbürste, Zahnprothese, Zahnsperre, Zahnschiene, Zungenschaber und Mundschutz beherbergen selbst bei gründlicher Pflege häufig Krankheitserreger und sind ein potenzieller Übertragungsweg für Infektionen. Durch Tröpfchenübertragung beim Zähneputzen besteht ggfs. eine Infektionsgefahr für die ganze Familie. Bei Senioren, Schwangeren oder durch bestimmte Krankheiten verändert sich das Zahnfleisch und das gesamte Immunsystem – die Gefahr einer chronischen Infektion durch Viren, Bakterien und Pilze nimmt weiter zu.

Weshalb ist anti-infect® Dentalspray ein Beitrag zur Vermeidung von Infektionen?

Eine hohe infektiöse Verkeimung lässt sich nur durch eine gezielte Desinfektion von Zahnbürste, Zahnprothese, Zahnsperre, Zahnschiene, Zungenschaber und Mundschutz verhindern. Anti-infect® Dentalspray bekämpft schnell und zuverlässig, Viren, Bakterien und Pilze und beugt Wiederansteckung während des Heilungsprozesses vor. Anti-infect® Dentalspray verhindert Tröpfcheninfektionen durch Zahnputzaerosole im engsten Familienkreis. Eine ausgewogene, patentierte und wissenschaftlich getestete Wirkstoffkombination vernichtet unmittelbar nach dem Besprühen Krankheitskeime und verhindert eine Neuverkeimung.

**2. Wie ist anti-infect® Dentalspray anwenden?**

Zahnbürste, Zahnprothese usw. nach Gebrauch reinigen, mit 10 cm Abstand ca. 2 Sekunden sorgfältig mit anti-infect® Dentalspray einsprühen und vor dem nächsten Gebrauch gründlich mit Wasser abspülen. Anti-infect® ist ausschließlich für die äußere Anwendung bestimmt und kann täglich angewendet werden. Wenn Sie für die Reinigung der Zahnprothese eine Prothesenbürste benutzen, desinfizieren Sie diese anschließend ebenfalls mit anti-infect® Dentalspray.

**3. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wenden Sie anti-infect® Dentalspray nicht bei Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe an. Spülen Sie Ihre Zahnbürste usw. vor jedem Gebrauch gründlich ab. Andernfalls kann es nach

Verwendung von anti-infect® Dentalspray zu einem scharfen Geschmack kommen. Sprühen Sie anti-infect® Dentalspray insbesondere nicht in den Mund oder in die Augen. Bei Fehlanwendung können Schleimhautreizungen auftreten.

**4. Wie ist anti-infect® Dentalspray aufzubewahren und zu entsorgen?**

Wenden Sie anti-infect® Dentalspray nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums an. Beachten Sie folgende Hinweise zur Aufbewahrung: anti-infect® Dentalspray darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter steht unter Druck. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Führen Sie das anti-infect® Dentalspray nach Verbrauch der ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

**5. Inhaltsstoffe**

100 ml Wirkstofflösung enthalten: Ethanol 47 g, Chlorhexidindiacetat 1,5 g, gereinigtes Wasser, Menthol, Benzoesäure, Saccharin-Natrium, Coco Glucoside, Thy-mol, Natriumsulfat, Treibmittel DME.

**6. Weitere Informationen**

- Patentierte Rezeptur
- Hergestellt in Deutschland
- anti-infect® Dentalspray bekommen Sie in Ihrer Apotheke in 2 Größen unter den folgenden Pharmazentralnummern (PZN):
  - anti-infect® Dentalspray 30 ml / PZN 9715491
  - anti-infect® Dentalspray 100 ml / PZN 9715485

 siehe Dosenboden	 <b>F+</b> Hochentzündlich	 <b>x</b> Reizend
 DER GRÜNE PUNKT	 LOT	 CE

Xi - Reizt die Augen



anti-infect®  
Medizinprodukte GmbH  
Königsberger Str. 34 a  
21244 Buchholz  
www.anti-infect.de