



We care for healthy smiles

# Produktkatalog 2013/2014



## We care for healthy smiles

TePe arbeitet aktiv an einem erhöhten Bewusstsein für Mundhygiene und der Vorbeugung von Mundkrankheiten. Die qualitativ hochwertigen Produkte wurden für bestmöglichen Nutzen und Funktion entworfen, die maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Mundhygienebedürfnisse ermöglichen.

Die Produktentwicklung beruht auf Forschungsergebnissen und einer engen Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Spezialisten weltweit.



## Zahnbürsten

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| TePe Supreme™           | 5 |
| TePe Nova               | 5 |
| TePe Select™            | 5 |
| TePe Classic™           | 5 |
| TePe Select™ Compact    | 5 |
| TePe Mini™              | 5 |
| TePe Graphic™           | 6 |
| TePe Zoo™               | 6 |
| Zubehör für Zahnbürsten | 6 |
| Werbeartikel            | 7 |
| TePe PlaqSearch™        | 9 |



## Interdentale Reinigung

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| TePe Interdentalbürsten Original | 12 |
| TePe Interdentalbürsten X-soft   | 13 |
| TePe Angle™                      | 14 |
| Zubehör für Interdentalbürsten   | 16 |
| TePe Gingival Gel                | 18 |
| TePe Interdental Gel             | 19 |
| TePe Mini Flosser™               | 21 |
| TePe Dental Floss                | 21 |
| Tepe Multifloss                  | 21 |
| TePe Zahnholzler                 | 21 |



22–25



26–31



32–33

## Spezialprodukte

## Anwendungsbereiche

## Demonstrationsmaterial

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| TePe Implant Care™               | 23 |
| TePe Implantat/Orthodontiebürste | 23 |
| TePe Bridge & Implant Floss      | 23 |
| TePe Compact Tuft™               | 24 |
| TePe Interspace™                 | 24 |
| TePe Special Care™               | 24 |
| TePe Gentle Care™                | 24 |
| TePe Zungenreiniger              | 25 |
| TePe Extra Grip                  | 25 |
| TePe Prothesenbürste             | 25 |

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| Implantatpflege   | 26 |
| Orthodontiepflege | 28 |
| Kinderzahnpflege  | 30 |

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Mini Display               | 32 |
| Interdentalbürsten Display | 32 |
| Produktkoffer              | 32 |
| Praktische TePe Kits       | 32 |
| Zahnmodell                 | 32 |
| Informationsmaterial       | 32 |
| Sortiments-Display, groß   | 33 |
| Sortiments-Display, medium | 33 |
| Tisch-Display, medium      | 33 |
| Prophylaxe-Flipchart       | 33 |
| Sortiments-Display, klein  | 33 |
| Tisch-Display, klein       | 33 |

# Zahnbürsten

Die benutzerfreundlichen Zahnbürsten von TePe wurden für eine effektive und sanfte Plaqueentfernung entwickelt. Die große Auswahl an Bürstenköpfen, Borsten und Griffen erleichtert die tägliche Mundpflege für Erwachsene und Kinder.





Für weitere Informationen  
QR-Code scannen






### TePe Supreme™ — doppelter Reinigungseffekt

Verschieden hohe Borstenfelder für eine bessere Zugänglichkeit. Die langen Borsten gelangen tiefer zwischen die Zähne, während das kürzere Borstenfeld zur schonenden Reinigung der restlichen Zahnflächen dient. Der rutschfeste Griff sorgt für einen besseren Halt der Zahnbürste. Härtegrad: x-soft.



### TePe Nova — mit effektivem Tip

Die Nova Zahnbürste hat einen Tip für schwer zugängliche Flächen. Kräftiger, rutschfester Griff mit Daumenmulde für einen besseren Halt. Pink: x-soft. Gelb: soft. Blau: medium.



### TePe Select™ – für Jedermann

Diese qualitativ hochwertige Zahnbürste mit konischem Bürstenkopf und ergonomischem Griff eignet sich für Jedermann. In unterschiedlichen Härtegraden: x-soft, soft und medium.

### TePe Select™ Compact

Beliebt bei Kindern und Erwachsenen, die einen kleinen Bürstenkopf bevorzugen. Diese Zahnbürste mit benutzerfreundlichem Griff ist in drei verschiedenen Härtegraden erhältlich: x-soft, soft und medium.

### TePe Mini™ – von Anfang an

TePe Mini hat extra weiche, schonende Borsten und einen schmal zulaufenden Bürstenkopf. Erhältlich in fröhlichen Farben und mit tollen Motiven für Kinder. Ideal für Kinder bis 4 Jahre. Härtegrad: x-soft.



### TePe Classic™


Die TePe Classic hat einen rechteckigen Bürstenkopf und den gleichen benutzerfreundlichen Griff wie die Select Zahnbürsten. Die Classic Zahnbürste wird bei Erwachsenen empfohlen, die einen größeren Bürstenkopf bevorzugen. Erhältlich in x-soft, soft und medium.

### TePe Gentle Care™ – für sensible Zähne

Durch die ultrasofte Borsten ist die tägliche Zahnpflege mit einer TePe Gentle Care besonders schonend. Weitere Informationen auf Seite 24.



Select Zahnbürsten haben einen konischen Bürstenkopf für optimalen Zugang, sanfte Borsten und einen ergonomischen Griff. Der Griff ist aus umweltfreundlichen Polypropylen.



Für eine schonende Reinigung sind die Borsten abgerundet.



Alle Zahnbürsten können für einen besseren Zugang gebogen werden (unter heißem Wasser).



## Zubehör für Zahnbürsten

Schutzkappen und Reiseköcher passen für die meisten TePe Zahnbürsten und Spezialbürsten.



## TePe Graphic™

TePe Select gibt es auch mit modernen Blumen-Illustrationen. Härtegrad: soft.

Wir bieten die Select Zahnbürsten auch mit saisonalen Motiven an.



## TePe Zoo™ – für die Kleinen

Eine Select Compact Zahnbürste mit kleinem Bürstenkopf und lustigen Tiermotiven – geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

Der lange Halter, welcher gut in kleine Kinderhände passt, ermöglicht den Eltern, die Kinder beim Zähneputzen zu unterstützen. Härtegrad: x-soft.



## TePe Mini™

TePe Mini ist erhältlich mit tollen Motiven vom schwedischen Isa Form. Empfohlen ab dem ersten Zahn. Härtegrad: x-soft.

# TePe Werbeartikel

Clever vermarkten – Nutzen Sie die bedruckbaren Zahnpflegeartikel von TePe für Ihre Werbebotschaft.



Select und Select Compact gibt es in vielen verschiedenen Farben.

Logos, Illustrationen und Botschaften als Druck auf die Select und Select Compact Zahnbürsten sowie auf die Zahnhölzer und Taschenetuis ermöglichen Ihre individuelle Werbebotschaft. Sie haben die Wahl aus einer breiten Palette verschiedener Zahnbürstenfarben und einer Bedruckung mit bis zu fünf Farben. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit von vielfältigen Kombinationen. Wir helfen Ihnen gerne mit Vorschlägen und kreativen Ideen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.tepe.com](http://www.tepe.com).





Neu



## TePe PlaqSearch™


TePe PlaqSearch™ ist ein Zweifarben-System, das Plaque anzeigt, indem es neue Plaque rot und alte Plaque blau färbt. Es zeigt deutlich die Bereiche, die besondere Pflege benötigen. PlaqSearch wird in der Zahnarztpraxis zur Patientenweisung und als didaktisches Instrument zum richtigen Zähneputzen verwendet. Es kann auch zuhause für die eigene Kontrolle und verbesserte Zahnpflege-Routine verwendet werden.

PlaqSearch gibt es in Form von Tabletten, erhältlich für den Einsatz in der Praxis und für zuhause, sowie als Lösung für den professionellen Einsatz.

- Pädagogische und einfache Methode, um Plaque zu visualisieren
- Unterscheidet neue und alte Plaque
- Hilft, Karies und Gingivitis vorzubeugen



Lösung tropfenweise in eine hygienische Schale geben.



Wattebausch in die Lösung dippen und anschließend auf den Zahnoberflächen verteilen.



Rot: neuere Plaque  
Blau: ältere Plaque



# Interdentale Reinigung

TePe hat eine lange Tradition in der Entwicklung von Produkten für die Zahnprophylaxe mit besonderem Fokus auf die interdentale Reinigung. Die Auswahl von Interdentalbürsten ist umfangreich, mit einer Auswahl an Bürsten, Borsten und Design, um den Anforderungen von zahnmedizinischen Spezialisten und Patienten weltweit gerecht zu werden.




# TePe Interdentalbürsten


Die Verwendung von Interdentalbürsten hat sich als die effektivste Methode bei der Entfernung von Plaque zwischen den Zähnen gezeigt. TePe Interdentalbürsten werden in Zusammenarbeit mit Zahnärzten entwickelt, um die höchste Effizienz, Komfort und Qualität zu garantieren.

Das breite Sortiment bietet Produkte für jeden:


- Verschiedene Größen
- Wahl der Grifflänge und Winkel
- Verschiedene Borstenstärken
- Farbcodierung für einfache Identifikation der Größe
- Griffe aus recyclebarem Polypropylen



Die Auswahl der passenden Größe ist sehr wichtig. Die Borsten sollen den Approximalraum ausfüllen, der Drahtkern soll den Zahn jedoch nicht berühren.



Alle Größen sind kunststoffummantelt.



TePe Interdentalbürsten entsprechen dem ISO-Standard

TePe Interdentalbürsten wurden auf Qualität und Haltbarkeit getestet und entsprechen allen geforderten Vorgaben des internationalen Standards für manuelle Interdentalbürsten: ISO 16409:2006 Amd1:2010.

Laut ISO-Standard werden die Interdentalbürsten nach der Gängigkeit in den kleinsten Approximalraum eingeteilt (PHD, passage hole diameter).

|                       |      |        |     |      |      |      |      |      |         |
|-----------------------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|---------|
| Original              |      |        |     |      |      |      |      |      |         |
| X-Soft                |      |        |     |      |      |      |      |      |         |
| Angle                 |      |        |     |      |      |      |      |      |         |
| Farben                | Pink | Orange | Rot | Blau | Gelb | Grün | Lila | Grau | Schwarz |
| ISO-Größe (0-7)       | 0    | 1      | 2   | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 7       |
| Drahtdurchmesser (mm) | 0,4  | 0,45   | 0,5 | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 1,1  | 1,3  | 1,5     |
| PHD (mm)              | 0,6  | 0,7    | 0,9 | 1,1  | 1,3  | 1,6  | 2,0  | 2,6  | 3,4     |

Die Anwendung einer Interdentalbürste zusätzlich zum Zähneputzen entfernt mehr Plaque als Zähneputzen allein und reinigt effektiver als Zahnseide oder Zahnhölzer beim Entfernen von Zahnbelag. Studien haben gezeigt, dass die Verwendung von Interdentalbürsten einen positiven Effekt auf die Plaquewerte, Blutungsindizes und Taschentiefen hat.


Slot DE, et al.

The efficacy of interdental brushes on plaque and parameters of periodontal inflammation: a systematic review.  
*Int J Dent Hyg* 2008;6:253-264.




## TePe Interdentalbürsten – Original



Die TePe Interdentalbürsten umfassen neun farbcodierte Größen - passend für jeden Interdentalraum. Alle Größen haben einen kunststoffummantelten Draht für Sicherheit und Komfort. Der benutzerfreundliche Griff bietet stabilen Halt, was die Reinigung mit kontrollierten Bewegungen ermöglicht. Die kleineren Bürstengrößen (ISO 0-3) haben einen flexiblen Bürstenschaft für optimalen Zugang und erhöhte Haltbarkeit. Die größeren Größen (ISO 4-7) haben einen dickeren Draht, der sich für eine bessere Zugänglichkeit im Molarenbereich biegen lässt.



Interdentale Reinigung der Vorderzähne.




Interdentale Reinigung der hinteren Zähne.




Multibandapparat



Furkationgrad III



Implantate



Zahnverlust



Distalfäche vom letzten Zahn.



Interdentalbürsten haben eine größere plaquereduzierende Wirkung in den Approximalräumen als Zahnhölzer und Zahnseide.

**Särner B, et al.**

Recommendations by dental staff and use of toothpicks, dental floss and interdental brushes for approximal cleaning in an adult Swedish population.

*Oral Health Prev Dent 2010;8:185-194.*



## TePe Interdentalbürsten – X-soft

Die speziell ausgewählten langen und extra weichen Borsten sind raumfüllend und schonend für die Papille. Die Pastellvariationen der TePe Interdentalbürsten X-soft stimmen mit den Farben der originalen Interdentalbürsten überein, beginnend bei ISO-Größe 1. Alle sechs Größen sind kunststoffummantelt, um eine schonende Reinigung zu garantieren.

Anwendungsbereiche:

- Nach chirurgischen Eingriffen
- Für empfindliche Zahnhäule und Zahnfleisch
- Bei Mundtrockenheit
- Nach PA-Behandlungen
- Und für alle, die eine extra weiche Interdentalbürste bevorzugen



Die luftdurchlässige Schutzkappe kann als hygienischer Schutz und auch zur Griffverlängerung verwendet werden.



Für weitere Informationen  
QR-Code scannen





## TePe Angle™


TePe Angle wurde für eine kontrollierte und gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume entwickelt. Sie hat einen abgewinkelten Bürstenkopf für einen leichteren Zugang, vor allem zwischen den hinteren Zähnen von palatinal und lingual. Der lange und flache Griff bietet einen stabilen und ergonomischen Halt. TePe Angle ist eine gute Wahl für diejenigen, die einen längeren Griff bevorzugen oder die, die motorische Einschränkungen haben.

Um sowohl enge als auch weite Zahnzwischenräume zu reinigen, ist TePe Angle in sechs farbcodierten Größen erhältlich, entsprechend der TePe Interdentalbürsten Original. Alle Größen haben einen kunststoffummantelten Draht zur schonenden Reinigung.




### Produkteigenschaften:


- Abgewinkelter Bürstenkopf für eine optimale Erreichbarkeit
- Langer, flacher Griff
- Kunststoffummantelter Draht
- Sechs farbcodierte Größen




Reinigung der Molaren, bukkal.




Reinigung der Molaren, lingual.



Linguale Reinigung der Vorderzähne.



Implantatreinigung bukkal.



Implantatreinigung palatinal.





Für weitere Informationen  
QR-Code scannen



# Zubehör für Interdentalbürsten



## 1 Praxisbox

Ideal für die Aufbewahrung der TePe Interdentalbürsten in der Zahnarztpraxis. Hilfreich, um die richtige Größe für den Patienten zu finden und ihm Hilfestellung zum richtigen Gebrauch zu geben. Die Box kann mit den Bürsten aus dem Multipack gefüllt werden.

Eine nützliche Übersicht über Größen ist in jeder Box enthalten. Die Praxisbox für Interdentalbürsten Original und X-soft hat acht herausnehmbare Behälter, die TePe Angle Praxisbox umfasst vier Behälter. In jeden Behälter passen 15 Bürsten.

## 2 Multipack

TePe Interdentalbürsten sind in sortenreinen Packungen mit 25 Stück mit einzelnen Schutzkappen erhältlich (grau und schwarz werden ohne Schutzkappe geliefert – bitte separat bei der Bestellung angeben).

## 3 Taschenetui

In diesem praktischen Taschenetui können sechs Bürsten inklusive Schutzkappen und Mini Flosser aufbewahrt werden. Auf Wunsch kann das Taschenetui individuell bedruckt werden (weitere Informationen auf Seite 7).

## 4 Micro Badständer

Hygienische Aufbewahrung von Interdentalbürsten im Badezimmer, passend für vier Interdentalbürsten und Mini Flosser.

## 5 Zahnmodell

Das einzigartige Zahnmodell hat mehrere pädagogische Aspekte. Die Zahnzwischenräume sind farblich gekennzeichnet, um die passende Größe von TePe Interdentalbürsten zu zeigen. Es ist auch nützlich, um Reinigungstechniken mit anderen Mundhygieneprodukten zu zeigen.

Das Modell zeigt:

- Engstehende Zähne
- Zahnlücken
- Gedrehte oder lingual gekippte Prämolaren
- Mesial gekippte Molaren
- Furkationsgrad III
- Durchbrechende dritte Molaren



1

2


## TePe Gingival Gel

Dieses Gel kombiniert die Vorteile von Chlorhexidin mit Fluoriden für zweifachen Schutz des Zahnfleisches und der Zähne. Chlorhexidin weist einen Antiplaque- und Antigingivitiseffekt auf, gleichzeitig helfen Fluoride, Karies zu vermeiden und schützen sensible Zahnhälse.

Das TePe Gingival Gel wurde in Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Experten entwickelt, um einen größtmöglichen Effekt mit zugleich geringsten Risiken bieten zu können. Es enthält weder abrasive Stoffe noch Alkohol. Der Minzgeschmack und die Zusammensetzung ermöglichen eine angenehme und einfache Anwendung mit der Interdentalbürste.

### Anwendungsbereiche:


- Gingivitis
- Parodontitis
- Periimplantäre Mukositis
- Periimplantitis



Das Gel direkt auf die Interdentalbürste auftragen...



...oder die Kappe nutzen, um das Gel aufzutragen.



Das Gel bleibt zwischen den Zähnen nachdem die Interdentalbürste entfernt wurde.

Es hat sich gezeigt, dass die lokale Applikation von Chlorhexidin mit Hilfe einer Interdentalbürste einen positiven Effekt auf Zahnfleischentzündungen hat.

#### Lee YC, et al.

The effect of local application of chlorhexidine on plaque and gingivitis.  
*New Zealand Dental Journal* 1996;92:13-15.

Dank seiner Wirksamkeit gilt Chlorhexidin als Goldstandard unter den Antiplaque- und Antigingivitiswirkstoffen.

#### Jones CG

Chlorhexidine: is it still the gold standard?  
*Periodontol* 2000. 1997 Oct;15:55-62.

- 0,2% Chlorhexidin
- 0,32% Natriumfluorid (1.500 ppm)
- Keine abrasiven Stoffe
- Alkoholfrei
- Frischer Minzgeschmack





- 0,32% Natriumfluorid (1.500 ppm)
- Frei von abrasiven Stoffen
- Frischer Minzgeschmack



Für weitere Informationen  
QR-Code scannen




## TePe Interdental Gel mit Fluoriden

TePe Interdental Gel wurde speziell für den effizienten Kariesschutz der Interdentalräume entwickelt. Fluoride stärken den Zahnschmelz, können erste Zeichen von Karies beseitigen und verlangsamen den Demineralisierungsprozess. Des Weiteren kann es die Sensibilität der Zähne mindern. TePe Interdental Gel wird für die allgemeine Anwendung empfohlen, besonders geeignet für Patienten mit erhöhtem Kariesrisiko.

Optimal im Fall von Kariesrisiken, insbesondere bei:

- Kronen und Brücken
- Approximalen Füllungen
- Freiliegenden Zahnhälsen
- Hohem Kariesrisiko



Die Anwendung des Interdental Gels mit Fluoriden in Kombination mit einer Interdentalbürste wurde erfolgreich getestet und bestätigt. Eine Interdentalbürste, die in Fluoridgel eingetaucht wird, ist eine wesentlich effektivere Variante, um Fluoride in die Interdentalräume zu transportieren als andere vergleichbare Methoden.

Das TePe Interdental Gel mit Fluoriden wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kariologie, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Schweden entwickelt.

### Särner B, et al.

Approximal fluoride concentration using different fluoridated products alone or in combination.

*Caries Res* 2008;42:73–78.

### Särner B, et al.

Fluoride release from NaF- and AmF-impregnated toothpicks and dental flosses in vitro and in vivo.

*Acta Odontol Scand* 2003;61:289–296.






## TePe Mini Flosser™


Der kleine Zahnseidenhalter von TePe ermöglicht ein einfaches, bequemes und schonendes Fädeln. Die dünne, ungewachste Seide gleitet leicht durch enge Kontaktpunkte. Die Oberseite des Flossers ist als Beißfläche geformt. Hierdurch kann die Seide mit Hilfe des gegenüberliegenden Kiefers vorsichtig in den Interdentalraum eingeführt werden, ohne das Zahnfleisch zu verletzen. Die reißfeste und im Halter eingeschweißte Seide lässt sich durch lauwarmes Wasser leicht abspülen und mehrfach verwenden.

- Beißfläche für eine sichere Anwendung
- Klein und handlich
- Auch geeignet für enge Interdentalräume

Einzigartige  
Beißfläche



Der TePe Mini Flosser™  
ist in zwei verschiedenen  
Farben erhältlich.



Sichere Anwendung:  
mit dem gegenüber-  
liegenden Kiefer  
leichten Druck auf  
die Beißfläche  
ausüben.



Die reißfeste und  
dünne Seide er-  
möglicht eine leichte  
und effiziente  
Reinigung.

Für weitere Informationen  
QR-Code scannen



## TePe Zahnseide

Die qualitativ hochwertige Zahnseide wurde für die optimale Reinigung der Interdentalräume entwickelt. Sie ist gewachst, flach und breit für die effiziente Entfernung von Zahnbelag. Gewachste Zahnseide gleitet leichter in enge Interdentalräume und minimiert so das Verletzungsrisiko.


- Flache, gewachste Zahnseide
- Effiziente Plaqueeentfernung
- Zwei verschiedene Packungsgrößen



## TePe Zahnhölzer

Das TePe Zahnholz ist dreieckig geformt und somit der natürlichen Form des Interdentalraums angepasst.

Plastikzahnstocher sind geeignet für sehr enge Interdentalräume. Sie sind schlank und flexibel für eine leichte Erreichbarkeit, auch zwischen den hinteren Zähnen. Die Oberfläche ist für eine effiziente Reinigung leicht strukturiert.




**Erhältlich in drei Größen:**  
x-slim: Birke. Slim: Birke. Medium: Linde.



Neu

## TePe Multifloss

Multifloss ist ideal zur Reinigung von Multibandapparaturen, Implantaten, Brücken und Zahnzwischenräumen. Mit drei einzigartigen Komponenten – ein fester Plastikfaden zum Einfädeln, ein flauschiger Mittelteil sowie normale Zahnseide – wird Plaque effektiv entfernt und hilft so die Zähne und Zahnfleisch vor Entzündungen zu schützen.



Multibandapparat.

Brücke.

# Spezialprodukte


TePe bietet Patienten mit besonderen Anforderungen an ihre Mundhygiene eine breite Produktpalette. Die enge Zusammenarbeit mit Spezialisten aus den jeweiligen zahnmedizinischen Fachgebieten gewährleistet eine hervorragende Anwendung und hohe Qualität. Alle Produkte sind eingehend getestet und klinisch erprobt.





## TePe Implant Care™ — für beste Implantatpflege

Implant Care hat einen einzigartigen gewinkelten Bürstenkopf und ermöglicht so den einfachen Zugang zu den lingualen und palatinalen Oberflächen von Implantaten. Ein kleiner Bürstenkopf mit langen Borsten erleichtert die Reinigung unter der prothetischen Konstruktion. TePe Implant Care eignet sich auch für retrudierte/retro-klinierte Zähne, Retainer und andere schwer zugängliche Stellen.




Linguale und palatinale Reinigung von Implantatflächen.



## Implantat/Orthodontiebürste

Ein langer, dünner Hals und ein extra schmaler zweireihiger Bürstenkopf machen diese Bürste ideal für die bukkale Reinigung von Implantaten und rund um feste Zahnspangen.




Bukkale Reinigung von Implantatflächen.

Brackets.

Extra schmaler Bürstenkopf.




Neu



Implantat-gestützte Brücke.

Einzelimplantat.



Einfädler

Bauschiges Zwischenstück


## TePe Bridge & Implant Floss

Die Flauschzahnseite wurde speziell für die einfache und effiziente Reinigung von Implantaten, Brücken und Zahnspangen entwickelt. Sie eignet sich auch für die Parodontalpflege. Der feste Plastikfaden ermöglicht das einfache Einfädeln.




### TePe Compact Tuft™


Kleiner, abgewinkelter Bürstenkopf mit einem dichten, abgerundeten Borstenbündel. Ideal zur gründlichen Reinigung von Bereichen, die besondere Aufmerksamkeit benötigen.




Eruptierende Zähne.




Am Sulcusrand.




Multibandapparat



Einzelimplantat.



Implantat-gestützte Brücke.




Teleskopprothesen-/Kronenränder.




### TePe Interspace™

Eine abgewinkelte Bürste mit einem schmal zulaufenden Büschel für die Reinigung schwer zugänglicher Flächen. Drei Borstenstärken zur Auswahl und ein abnehmbarer Bürstenkopf.




Brackets.




Furkationen.




Distalfäche des letzten Zahnes.



Einzelimplantat.



Der Bürstenkopf kann zu beiden Seiten des Halses für unterschiedliche Winkel fixiert werden.



Rot: x-soft  
Gelb: soft  
Weiß: medium.



### TePe Special Care™ — ultraweiche Borsten

TePe Special Care mit 12.000 ultraweichen Borsten wird nach einer oralen Operation und für Patienten mit extrem wunder und empfindlicher Mundschleimhaut empfohlen. Erhältlich in zwei Bürstenkopfgrößen: Select (Rot), Select Compact (Blau).

Anwendungsgebiete:

- Postoperativ und posttraumatisch
- Dünne, geschädigte Mundschleimhaut
- Aphten und Herpes
- Strahlen- und Röntgentherapie
- Extreme Mundtrockenheit



### TePe Gentle Care™ — schonende Reinigung

Die Gentle Care hat außerordentlich weiche Borsten für eine sehr schonende Reinigung. Sie wird als zweiter Schritt nach der Special Care empfohlen, um den Übergang zu einer normalen Zahnbürste zu erleichtern.

Anwendungsgebiete:

- Postoperativ
- Mundtrockenheit
- Nach Bleaching-behandlungen
- Empfindliche Mundschleimhaut
- Freiliegende Zahnhäse
- Die Gentle Care können Sie auch als extra weiche Zahnbürste für die tägliche Zahnpflege verwenden





## TePe Zungenreiniger

Mundgeruch wird in den meisten Fällen durch bakterielle Beläge, die sich auf der Zunge befinden, verursacht. Durch die Verwendung eines Zungenreinigers werden diese Beläge entfernt. Schlechtem Mundgeruch wird vorgebeugt und die Mundgesundheit somit gefördert.


Die Form des TePe Zungenreinigers entspricht der natürlichen Form der Zunge. Dies verringert den Würgereflex und ermöglicht eine einfachere Reinigung im hinteren Mundraumbereich.

- Beugt schlechtem Atem vor
- Entfernt Zungenbelag mit nur einem Zug
- Ist sterilisierbar und spülmaschinenfest



## TePe Extra Grip — einzigartiges Hilfsmittel

Der Griffverstärker erleichtert Patienten mit verringerter manueller Kraft oder mit motorischen Störungen die tägliche Zahnreinigung. Er ermöglicht ein bequemes und stabiles Halten der Zahnbürste und wiegt nur 30 Gramm. Der Extra Grip eignet sich für fast alle TePe Zahnbürsten und Spezialprodukte (ausgenommen TePe Supreme und TePe Nova). Der Extra Grip ist spülmaschinengeeignet.




Zum Aufsetzen/Entfernen des Extra Grip einfach den Bürstengriff auf eine stabile Fläche, z.B. einen Tisch klopfen.

*Der TePe Extra Grip wurde in Zusammenarbeit mit Spezialisten des Universitätsklinikums Skåne, Schweden entwickelt.*




## TePe Prothesenbürste — diskret und effektiv

Die Prothesenbürste hat extra lange und kräftige Borsten, die eine bessere Erreichbarkeit und eine effektive Reinigung gewährleisten. Das diskrete Design lässt die Bürste wie eine normale Zahnbürste aussehen.



Effiziente Reinigung der Prothese.



Für eine bessere Handhabung kann der Griff unter heißem Wasser gebogen werden.

# Implantatpflege

Eine gute Implantatpflege ist die Grundvoraussetzung für die Haltbarkeit und den langfristigen Erhalt eines Implantats. Durch professionelle Anleitung und eine vollkommene häusliche Mundhygiene mit den passenden Produkten können periimplantäre Mukositis und Periimplantitis verhindert werden.

## Patientenbroschüren

Die Patientenbroschüre *Spezielle Pflege für Implantate* beinhaltet alles Wissenswerte rund um die häusliche Implantatpflege.



## TePe Implant Kit

Im TePe Implant Kit sind drei Spezialprodukte für die beste Implantatpflege enthalten: Implant Care, Implantat-/Orthodontiebürste und eine Interdentalbürste (blau oder gelb).



Periimplantäre Entzündungen sind unter den Implantatpatienten weit verbreitet. Eine gute und umfassende Mundhygiene ist daher unumgänglich, denn es ist bewiesen, dass eine unzureichende Mundhygiene das Risiko einer periimplantären Entzündung erhöht.


**Heitz-Mayfield LJ**

Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators.  
*J Clin Periodontol 2008;35:292–304.*

**Koldsland OC, et al.**

Prevalence of peri-implantitis related to severity of the disease with different degrees of bone loss.  
*J Periodontol 2010;81:231–238.*

**TePe Implant Care™**




Der abgewinkelte Bürstenhals erleichtert die linguale und palatinale Reinigung.

**TePe Implantat-/Orthodontiebürste**



Extra schmaler Bürstenkopf, geeignet für die bukkale Reinigung einer Implantat-gestützten Brücke.

**TePe Interdentalbürsten**




Bukkale Reinigung benachbarter Implantate.

Palatinale Reinigung.

Mühsame Reinigung unter Stegen.

**TePe Compact Tuft™**



Das kleine Borstenbündel erleichtert die Reinigung von Implantaten. Auch geeignet für die Reinigung um die Vorrichtung für Prothesen.

**TePe Bridge & Implant Floss**



Flauschzahnhseide zur Reinigung von Brücken und Implantaten.



# Orthodontiepflege

Multibandapparaturen machen die Reinigung komplizierter. Plaque sammelt sich schnell rund um die Brackets, Bänder und Drähte. Um Demineralisierung und die Entstehung von Gingivitis und Karies zu vermeiden, ist eine gründliche Reinigung unerlässlich.



## Patientenbroschüre

Unsere Patientenbroschüre *Die richtige Pflege für Deine Zahnsperre* enthält für kieferorthopädische Patienten alles Wissenswerte rund um die häusliche Mundhygiene.



Kritische Flächen:  
am Sulcusrand, um  
die Brackets und unter  
dem Bügel/Draht






Eine feste Zahnsperre erhöht die Anzahl der Oberflächen, an denen sich Plaque anlagern kann. Daher ist es wichtig, die Patienten in gründlicher Mundhygiene zu instruieren und zu motivieren. Nur so kann der Plaquestatus auf ein Minimum reduziert und die Entstehung von Karies und Zahnfleischentzündungen verhindert werden.

**Opsahl Vital S, et al.**  
Caries risk and orthodontic treatment.  
*Int Orthod* 2010;8:28–45.


**Atassi F, et al.**  
Oral hygiene status among orthodontic patients.  
*J Contemp Dent Pract* 2010;11:E025–32.

### TePe Supreme™




Die Zahnbürste mit zwei verschiedenen hohen Borstenfeldern erleichtert den Zugang rund um Multibandapparaturen.

### TePe Implantat/Orthodontiebürste




Der extra schmale Bürstenkopf ermöglicht die Reinigung rund um die Multibandapparatur.

### TePe Interspace™




Das schmal zulaufende Borstenbüschel ist ideal zum Reinigen rund um die Multibandapparatur.

### TePe Compact Tuft™




Das abgerundete Borstenbüschel ist geeignet für die Reinigung rund um die Multibandapparatur und entlang des Zahnfleisches.


### TePe Interdentälbürsten



Unter dem Biegel/Draht.



Interdentale Reinigung unter dem Biegel/Draht.



Interdentale Reinigung unter den Retainern.

### TePe Implant Care™



Der abgewinkelte Hals ist ideal für die linguale Reinigung von Zahnsperren.





# Kinderzahnpflege


Die Festlegung guter Mundhygiene-Routinen von Beginn an ist der erste Schritt für gesunde Zähne ein Leben lang. Sobald sich der erste Zahn abzeichnet, ist es Zeit, mit der Zahnpflege zu beginnen.



Patientenbroschüre für Eltern  
*Praktische Tipps und Informationen*  
erhalten Eltern in unserer Patienten-  
broschüre "Kinderzahnpflege".  
Diese verdeutlicht zudem die große  
Bedeutung der kindlichen  
Mundhygiene von Anfang an.



QR-Code scannen, um die Webseite  
über Kinderzähne zu besuchen.





## TePe Mini™

Die TePe Mini eignet sich ab dem ersten Zahn – für Kinder von 0–4 Jahren.

## TePe Select™ Compact


Eignet sich für Kinder ab 4 Jahren. Der Bürstenkopf ist etwas größer als bei der TePe Mini.

## TePe Select™

Durch einen größeren Bürstenkopf ist TePe Select für Jugendliche geeignet.

## TePe Compact Tuft™


Die Einbüschelbürste ist mit ihrem kompakten Bürstenkopf ideal geeignet für die Reinigung der okklusalen Oberflächen, besonders bei eruptierenden Backenzähnen.



### Wiederentstehung von Plaque (farbig markiert) 48 Std. nach einer professionellen Zahnpflege.



Teilweise eruptierte Molaren



Vollständig eruptierte Molaren mit Kaufunktion

Angepasst durch TePe mit Erlaubnis von Prof. P. Axelsson, DDS, Dr. der Kinderzahnheilkunde

## TePe Mini Flosser™

Bei Kindern ist es sinnvoll, ebenfalls die Interdentalräume zu reinigen. Der stabile und handliche Griff ermöglicht es den Eltern, die Kinder bei der interdentalen Reinigung zu unterstützen.

## TePe Special Care™ Compact

Mit ultraweichen Borsten und einem kleinen Bürstenkopf eignet sich diese Zahnbürste bestens für die tägliche Kinderzahnpflege. Außerdem wird die extraweiche Zahnbürste nach einem Trauma oder chirurgischen Eingriffen empfohlen.

## TePe PlaqSearch™

Das Zweifarben-System unterscheidet neue und alte Plaque. Optimal, um Kinder spielerisch an gründliches Zähneputzen heranzuführen.

Die Verwendung einer fluoridhaltigen Zahnpasta ist grundlegend für die Vermeidung der Kariesentstehung bei Kindern.

#### Twetman S

Caries prevention with fluoride toothpaste in children: an update.  
*Eur Arch Paediatr Dent 2009;10:162–167.*



# Demonstrationsmaterial

TePe bietet eine breite Palette von Demonstrations- und Informationsmaterial, um die Beratungsqualität bei der Arbeit am Patienten zu verbessern. Die Produktständer sind ideal für die Darstellung und Lagerung der Produkte.



## Mini Display

Entwickelt für sechs Zahnbürsten und/oder Spezialprodukte und neun Interdentalbürsten. Material: Acryl.



## Interdentalsbürsten Display

Geeignet für die Darstellung von maximal 15 Interdentalsbürsten. Material: Acryl.



## Produktkoffer

Enthält den größten Teil der TePe Produkte und ist ein hervorragendes Werkzeug, um die besten Produkte für die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten auszuwählen.



## Praktische TePe Kits

Boxen und Ziptüten, die mit Produkten und Informationen für Ihre Patienten gefüllt werden können. Perfekt als Geschenk nach der Behandlung für die Mundpflege zu Hause.




## Zahnmodell

Das einzigartige Zahnmodell hat einige pädagogische Aspekte. Die Zahnzwischenräume sind farblich gekennzeichnet, um die Größe der passenden TePe Interdentalsbürsten zu zeigen.



## Informationsmaterial

TePe bietet eine Auswahl von lehrreichem Material für Patienten als auch für zahnmedizinisches Fachpersonal.



### Sortiments-Display, groß

Mit 8 Haken und 8 Kunststoffbehältern.  
Auch zur Wandmontage geeignet.  
Höhe: 85 cm. Breite: 38 cm. Tiefe: 22 cm.



### Sortiments-Display, medium

Mit 10 Haken. Material: klares Acryl.  
Höhe: 48 cm. Breite: 42 cm. Tiefe: 22 cm.



### Tisch-Display, medium

Mit 8 Haken. Material: Pappkarton.  
Höhe: 51 cm. Breite: 37 cm. Tiefe: 16 cm.



### Prophylaxe-Flipchart

Ein Flipchart speziell entworfen für die visuelle Unterstützung während Ihrer Prophylaxebehandlungen.



### Sortiments-Display, klein

Mit 4 haken. Material: klares Acryl.  
Höhe: 20 cm. Breite: 40 cm. Tiefe: 18 cm.



### Tisch-Display, klein

Kann mit 40 Blistern der Interdentalbürsten befüllt werden.  
Höhe: 26 cm. Breite: 34,5 cm. Tiefe: 16 cm.





# Pharmazentralnummern

Zur Kaufempfehlung in die Apotheke

| Art.Nr.            | Artikel                     | PZN         | PHZ       |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| <b>Zahnbürsten</b> |                             |             |           |
| 352605             | Supreme x-soft              | 01 97 23 72 | 311 86 53 |
| 352606             | Supreme Pink x-soft         | 05 49 54 37 | 340 36 03 |
| 312630             | Nova medium                 | 02 28 93 29 | 311 85 29 |
| 312620             | Nova soft                   | 02 28 93 35 | 311 85 35 |
| 312610             | Nova x-soft                 | 03 72 70 27 | 311 85 41 |
| 322630             | Select medium               | 02 28 91 57 | 201 30 99 |
| 322620             | Select soft                 | 02 28 92 75 | 201 30 82 |
| 322610             | Select x-soft               | 08 86 36 63 | 201 30 76 |
| 332630             | Select Compact medium       | 02 28 92 81 | 311 85 06 |
| 332620             | Select Compact soft         | 02 28 92 98 | 201 30 47 |
| 332610             | Select Compact x-soft       | 02 28 93 12 | 201 30 53 |
| 329623             | ·Graphic· Select soft       | 00 36 88 81 | 333 51 55 |
| 329626             | ·Graphic Black· Select soft | 00 00 28 49 | 333 51 78 |
| 339610             | ·Zoo· Select Compact x-soft | 07 36 96 59 | 311 85 70 |
| 382610             | Mini x-soft                 | 06 49 76 39 | 344 30 86 |
| 345130             | Classic medium              | 08 86 36 28 | 311 85 12 |
| 342120             | Classic soft                | 08 86 36 34 | 095 67 21 |
| 342110             | Classic x-soft              | 08 86 36 40 | 095 67 15 |

## Spezialprodukte

|        |                                     |             |           |
|--------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| 452350 | Special Care (roter Griff)          | 08 86 37 17 | 303 51 63 |
| 452151 | Special Care Compact (blauer Griff) | 00 27 96 11 | 303 51 86 |
| 462350 | Gentle Care                         | 04 44 35 27 | 311 83 63 |
| 422300 | Prothesenbürste                     | 08 86 37 00 | 095 65 14 |
| 442300 | Implantat/Orthodontiebürste         | 00 27 96 57 | 311 83 92 |
| 472330 | Implant Care                        | 05 14 10 01 | 333 51 61 |
| 472440 | Implant Kit                         | 07 64 32 67 | 369 82 19 |
| 432300 | Compact Tuft                        | 02 74 52 24 | 297 33 04 |
| 942300 | Zungenreiniger                      | 02 74 27 05 | 298 61 23 |

## Winkelbürsten Interspace

|        |                                   |             |           |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 411330 | Halter + 12 Bürstenspitzen medium | 09 44 23 95 | 389 58 07 |
| 411300 | Halter + 12 Bürstenspitzen soft   | 09 44 24 03 | 389 58 13 |
| 411310 | Halter + 12 Bürstenspitzen x-soft | 09 44 24 26 | 389 58 36 |

## Plastikzahnstocher

|        |                          |             |           |
|--------|--------------------------|-------------|-----------|
| 522300 | 75 Stück + 1 Taschenetui | 02 45 42 02 | 311 84 17 |
| 522400 | 5 Stück + 1 Taschenetui  | 02 41 94 47 | 311 84 00 |

## Zahnhölzer

|        |                             |             |           |
|--------|-----------------------------|-------------|-----------|
| 512111 | x-slim mit Fluorid, 160 St. | 08 86 39 76 | 311 86 24 |
| 512121 | slim mit Fluorid, 125 St.   | 08 86 39 53 | 311 85 87 |
| 512120 | slim, 125 St.               | 08 86 39 30 | 095 65 43 |
| 512131 | medium mit Fluorid, 125 St. | 08 86 39 47 | 311 86 01 |
| 512130 | medium, 125 St.             | 08 86 39 24 | 095 65 66 |
| 512411 | x-slim mit Fluorid, 40 St.  | 02 28 93 41 | 311 86 30 |
| 512421 | slim mit Fluorid, 25 St.    | 02 28 93 64 | 311 85 93 |
| 512431 | medium mit Fluorid, 25 St.  | 02 28 94 18 | 311 86 18 |

| Art.Nr.  | Artikel                            | PZN         | PHZ       |
|--|------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>Interdentalbürsten Original (6 Bürsten/Blister)</b> |                                    |             |           |
| 135610   | PINK 0,4 mm                        | 07 64 11 85 | 369 85 09 |
| 135620   | ORANGE 0,45 mm                     | 07 64 11 91 | 369 84 90 |
| 135630   | ROT 0,5 mm                         | 07 64 13 05 | 369 84 49 |
| 135640   | BLAU 0,6 mm                        | 07 64 13 11 | 369 82 25 |
| 115650   | GELB 0,7 mm                        | 07 64 13 28 | 369 83 66 |
| 115660   | GRÜN 0,8 mm                        | 07 64 13 86 | 369 84 61 |
| 115670   | LILA 1,1 mm                        | 07 64 13 92 | 369 84 84 |
| 114680   | GRAU 1,3 mm                        | 07 64 14 23 | 369 84 55 |
| 114690   | SCHWARZ 1,5 mm                     | 07 64 14 46 | 369 84 78 |
| 132699   | Gemischt                           | 07 78 45 94 | 381 47 89 |
| 962060   | Schutzhülle für Interdentalbürsten | 02 45 93 00 | 298 61 46 |

## Interdentalbürsten X-soft (6 Bürsten/Blister)

|        |                    |             |           |
|--------|--------------------|-------------|-----------|
| 122625 | HELLORANGE 0,45 mm | 09 72 47 68 | 399 57 56 |
| 122635 | HELLROT 0,5 mm     | 09 72 48 05 | 399 57 62 |
| 122645 | HELLBLAU 0,6 mm    | 09 72 48 34 | 399 57 79 |
| 122655 | HELLGELB 0,7 mm    | 09 72 48 40 | 399 57 85 |
| 122665 | HELLGRÜN 0,8 mm    | 09 72 48 63 | 399 57 91 |
| 122675 | HELLLILA 1,1 mm    | 09 72 48 92 | 399 58 16 |
| 122699 | Gemischt           | 09 72 49 23 | 399 58 39 |

## TePe Angle™ (6 Bürsten/Blister)

|         |                |             |           |
|---------|----------------|-------------|-----------|
| 154 610 | PINK 0,4 mm    | 07 70 86 82 | 379 32 60 |
| 154 620 | ORANGE 0,45 mm | 07 70 87 13 | 379 32 77 |
| 154 630 | ROT 0,5 mm     | 07 70 88 48 | 379 32 83 |
| 154 640 | BLAU 0,6 mm    | 07 70 88 60 | 379 33 08 |
| 154 650 | GELB 0,7 mm    | 07 70 88 77 | 379 33 14 |
| 154 660 | GRÜN 0,8 mm    | 07 70 90 32 | 379 33 20 |
| 154 699 | Gemischt       | 07 70 90 49 | 379 33 37 |

## Interdental Gel

|        |                                      |             |           |
|--------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 972373 | Interdental Gel mit Fluoriden, 20 ml | 05 13 34 67 | 333 51 49 |
| 982370 | Gingival Gel, 20 ml                  | 09 43 20 95 | 389 45 12 |

## Zahnseide

|        |                                  |             |           |
|--------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 642325 | Dental Floss (30 Meter) gewachst | 07 78 44 82 | 381 73 51 |
| 642099 | Dental Floss (5 Meter) gewachst  | 07 78 44 99 | 381 73 68 |
| 621100 | Mini Flosser, 36 St.             | 09 44 05 68 | 389 53 68 |
| 672250 | Bridge & Implant Floss           | 04 80 93 42 | 409 80 65 |
| 682251 | Multifloss                       | 04 80 91 41 | 409 80 59 |

## Zubehör

|        |                                |             |           |
|--------|--------------------------------|-------------|-----------|
| 921021 | Zahnbürstenhülle / Reisekocher | 08 86 39 18 | 201 25 04 |
| 922024 | Zahnbürsten-Schutzkappe        | 02 39 71 83 | 311 83 34 |
| 912210 | Extra Grip (Griffverstärker)   | 02 41 95 07 | 311 83 57 |
| 931030 | Micro Badständer für IDB       | 04 53 85 06 | 311 83 28 |
| 922028 | Taschenetui für IDB            | 01 09 51 61 | 324 33 29 |

## PlaqSearch

|        |                      |             |           |
|--------|----------------------|-------------|-----------|
| 992078 | PlaqSearch, 30 ml    | 04 80 80 12 | 409 80 42 |
| 992676 | PlaqSearch, 10 Tabl. | 04 80 75 44 | 409 80 13 |



We care for healthy smiles

## We care for healthy smiles

TePe ist ein schwedisches Unternehmen, das seit 1965 qualitativ hochwertige Mundhygieneprodukte produziert und vermarktet. Stetige Zusammenarbeit mit zahnmedizinischem Spezialisten hat TePe zu einer führenden Marke im Bereich der Zahnprophylaxe gemacht. Design, Entwicklung und Produktion erfolgen in unserem Werk in Malmö, Schweden.

TePe hat ca. 200 Mitarbeiter, einen Umsatz von SEK 400 Millionen und Tochterunternehmen in Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien. Die breite Palette von TePe Interdentalbürsten, Zahnbürsten und Zahnhölzern werden von zahnmedizinischen Spezialisten empfohlen und von Verbrauchern in mehr als 50 Ländern weltweit verwendet.

### TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH

Flughafenstraße 52  
22335 Hamburg  
Deutschland

Tel +49 (0)40 570 123-0  
Fax +49 (0)40 570 123-190  
kontakt@tepe.com  
www.tepe.com

### TePe Munhygienprodukter AB

Bronsåldersgatan 5  
213 76 Malmö  
Sweden

Tel +46 (0)40-670 11 00  
Fax +46 (0)40-670 11 11  
info@tepe.com  
www.tepe.com



Intertek

TePe ist zertifiziert nach dem internationalen  
Qualitätsstandard ISO 9001:2008 und Um-  
weltstandard ISO 14001:2004.