



<p><b>EN</b></p> <p><b>Mouth tapes</b>  <b>Intended use:</b>  The mouth tape is designed to prevent mouth breathing, improve nasal breathing, and enhance sleep quality.</p> <p><b>Instruction for use:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Clean the areas of skin covered by the plaster before applying it.</li> <li>Tear off the sticker.</li> <li>Stick over the center of the mouth.</li> <li>Remove it when you wake up.</li> </ol> <p><b>Warning:</b>  For external use only. Single use only. Wrapper is sealed with natural rubber latex. Do not use if you cannot breathe through your nose (due to congestion or cold). Avoid use for individuals with cognitive or mobility issues. Do not use after consuming alcohol or taking sleeping pills. Do not apply over sores, sunburn, or irritated skin. Not suitable for children under 5 years old. Do not use on sensitive lips. If you are diabetic, consult your doctor before use.</p> <p>If you experience breathing difficulties or any physical discomfort during use, stop immediately. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.</p>	<p><b>DE</b></p> <p><b>Mundpflaster</b>  <b>Zweckbestimmung:</b>  Das Mundpflaster wirkt dem Atmen durch den Mund entgegen, begünstigt die Nasenatmung und sorgt so für erholsameren Schlaf.</p> <p><b>Gebrauchsanweisung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vor dem Aufsetzen die vom Pflaster erfassten Hautpartien reinigen.</li> <li>Pflaster von der Folie lösen.</li> <li>Mittig über den Mund kleben.</li> <li>Am Ende der Nachtruhe entfernen.</li> </ol> <p><b>Warnhinweis:</b>  Nur zur äußeren Anwendung. Zur einmaligen Anwendung. Die Verpackung ist mit Naturkautschuk-Latex versiegelt. Bei eingeschränkter Nasenatmung (etwa infolge eines Erkältungsbedingten Anschwellens der Schleimhäute) nicht anwenden. Bei Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder eingeschränkter Mobilität Anwendung vermeiden. Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Nicht auf empfindlichen Lippen anwenden. Diabetiker sollten vor Gebrauch ärztlichen Rat suchen.</p> <p>Bei Atembeschwerden oder körperlichem Unbehagen gleich welcher Art ist von einer weiteren Anwendung unverzüglich abzusehen.</p> <p>Jeder schwere Vorfall, der sich im Zusammenhang mit dem Produkt ereignet hat, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.</p>	<p><b>NL</b></p> <p><b>Mondtapes</b>  <b>Beoogd doeleind:</b>  De mondtape is ontworpen om mondademhaling te voorkomen, neusademhaling te verbeteren en de slaapkwaliteit te verbeteren.</p> <p><b>Gebruiksaanwijzing:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reinig de huid voor het aanbrengen.</li> <li>De sticker verwijderen.</li> <li>Breng de mondtape aan in het midden van uw mond.</li> <li>Verwijder de mondtape als u wakker wordt.</li> </ol> <p><b>Waarschuwing:</b>  Alleen voor uitwendig gebruik. Voor eenmalig gebruik. De verpakking is verzegeld met natuurlijk rubberlatex. Niet gebruiken als u niet door uw neus kunt ademen (door verstopte neus of verkoudheid). Gebruik vermijden door individuen met cognitieve of mobiliteitsproblemen. Niet gebruiken na het consumeren van alcohol of het innemen van slaappillen. Niet aanbrengen op zweren, zonnebrand of geïrriteerde huid. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar. Niet gebruiken op gevoelige lippen. Als u diabetes hebt, raadpleeg dan vóór het gebruik een arts.</p> <p>Onmiddellijk stoppen als u tijdens het gebruik ademhalingsmoeilijkheden of fysiek ongemak ervaart.</p> <p>Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden meldt aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patient is gevestigd.</p>	<p><b>FR</b></p> <p><b>Pansements buccaux</b>  <b>Utilisation:</b>  Le pansement de nuit est conçu pour empêcher la respiration par la bouche, améliorer la respiration par le nez et la qualité du sommeil.</p> <p><b>Notice d'utilisation:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer la peau avant l'application.</li> <li>Décoller le pansement.</li> <li>L'appliquer au centre de la bouche.</li> <li>Le retirer au réveil.</li> </ol> <p><b>Avertissement:</b>  Uniquement pour usage externe. À usage unique. L'emballage est scellé avec du latex de caoutchouc naturel. Ne pas utiliser si vous ne pouvez pas respirer par le nez (en raison d'une congestion ou d'un rhume). Les personnes ayant des problèmes cognitifs ou de mobilité doivent éviter d'utiliser ce produit. Ne pas utiliser après avoir consommé de l'alcool ou des somnifères. Ne pas appliquer sur les plaies, les coups de soleil ou en cas d'irritation. Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans. Ne pas utiliser sur des lèvres sensibles. Les personnes diabétiques doivent consulter un médecin avant toute utilisation.</p> <p>Si vous présentez des difficultés respiratoires ou une quelconque gêne physique pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement.</p> <p>Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.</p>	<p><b>ES</b></p> <p><b>Cintas bucales</b>  <b>Finalidad prevista:</b>  La tirita para dormir tiene por finalidad evitar la respiración por la boca, mejorar la respiración nasal y mejorar la calidad del sueño.</p> <p><b>Instrucciones de uso:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Limpiar la piel antes de aplicar la tirita.</li> <li>Quitar la película adhesiva.</li> <li>Colocarla en medio de la boca.</li> <li>Retirarla al despertarse.</li> </ol> <p><b>Advertencia:</b>  Solo para uso externo. Para un solo uso. El envase está sellado con látex de caucho natural. No utilizar si no puede respirar por la nariz (debido a una congestión o un resfriado). No usar en personas con problemas cognitivos o de movilidad. No usar tras haber consumido alcohol o tomado somníferos. No colocarla sobre heridas, quemaduras solares ni piel irritada. Producto no apto para niños menores de 5 años. No usar en labios sensibles. Si es diabético, consulte al médico antes de usar el producto.</p> <p>Si tiene dificultades para respirar o nota cualquier malestar físico mientras use el producto, deje de utilizarlo inmediatamente.</p> <p>Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que está establecido el usuario o paciente.</p>	<p><b>SK</b></p> <p><b>Pásiky na ústa</b>  <b>Účel určenia:</b>  Náplast na ústa je navrhnutá tak, aby zabránila dýchaniu ústami, zlepšila dýchanie nosom a zlepšila kvalitu spánku.</p> <p><b>Návod na použitie:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pred aplikáciou očistite pokožku.</li> <li>Odtrhnite nálepku.</li> <li>Naneste ju do stredu úst.</li> <li>Odstraňte ju, keď sa zobudíte.</li> </ol> <p><b>Výstraha:</b>  Len na vonkajšie použitie. Na jednorazové použitie. Balenie je utesnené prírodným latexom. Nepoužívajte, ak nevíete dýchať nosom (kvôli upchatiu alebo nádche). Nepoužívajte u osôb s kognitívnym alebo pohybovým postihnutím. Nepoužívajte po konzumácii alkoholu alebo po užití liekov na spanie. Neaplikujte na vredy, spáleniny od slnka alebo podráždenú pokožku. Nevhodné pre deti do 5 rokov. Neaplikujte na citlivé pery. Ak ste diabetik, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.</p> <p>Ak máte pri používaní ťažkosti s dýchaním alebo akékoľvek fyzické ťažkosti, okamžite prerušte používanie.</p> <p>Akkoľvek závažný incident, ktorý sa objavil v súvislosti so zariadením, by mal byť oznámený výrobcovi a príslušnému úradu členskej krajiny v ktorej je zriadený používateľ a/alebo patent.</p>	<p><b>HU</b></p> <p><b>Szájtapaszok</b>  <b>Rendeltetés:</b>  Az alvási tapasz célja, hogy megelőzze a szájon át történő lélegzést, fokozza az orron át történő lélegzést és javítsa az alvás minőségét.</p> <p><b>Használati útmutató:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Használat előtt tisztítsa meg a bőrfelületet.</li> <li>Válassza le az öntapadó matricát.</li> <li>Helyezze a szája középső részére.</li> <li>Ébredés után távolítsa el.</li> </ol> <p><b>Figyelmeztetés:</b>  Kizárólag külső használatra. Csak egyszeri használatra. A csomagolás természetes gumilátex-szel van lezárva. Ne használja, ha (orrdugulás vagy megfázás következtében) nem tud orron át lélegezni! Kognitív (értelmi), illetve mozgási problémákban szenvedők esetében az alkalmazása mellőzendő. Ne használja alkoholfogyasztás, illetve altató bevétele után! Ne alkalmazza sebes bőrfelületen, napégést követően vagy bőrirritáció esetén. 5 évesnél fiatalabb gyermekek esetében nem alkalmazható. Ne használja érzékeny ajkakon! Amennyiben Ön cukorbeteg, használát előtt konzultáljon kezelőorvosával.</p> <p>Ha a használat során légzési nehézségeket vagy fizikai kellemetlenségeket (diszkomfortot) tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát!</p> <p>Bármilyen súlyos eseményt, amely a termékkel összefüggésben történik, be kell jelenteni a gyártónak és az illetékes hatóságnak az adott országban, ahol a felhasználó és/vagy a beteg található.</p>	
 <p>discover the wildness!  www.wild-stripes.com</p> <p>Instagram: wildstripes_official</p> 	<p><b>IT</b></p> <p><b>Cerotti per bocca anti-russamento</b>  <b>Destinazione d'uso:</b>  Il cerotto è progettato per prevenire la respirazione con la bocca, migliorare la respirazione nasale e la qualità del sonno.</p> <p><b>Istruzioni per l'uso:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pulire la pelle prima di applicare il cerotto.</li> <li>Staccare l'adesivo.</li> <li>Applicare il cerotto al centro della bocca.</li> <li>Rimuoverlo al risveglio.</li> </ol> <p><b>Avvertenza:</b>  Solo per uso esterno. Esclusivamente monouso. Non usare se non si può respirare con il naso (a causa di congestione o raffreddore). Non usare per soggetti con disturbi cognitivi o problemi di mobilità. Non usare dopo aver consumato bevande alcoliche o aver assunto sonniferi. Non applicare il cerotto su ferite, scottature o pelle irritata. Non adatto a bambini di età inferiore a 5 anni. Non applicare su labbra sensibili. I diabetici devono consultare il proprio medico prima dell'uso.</p> <p>In presenza di difficoltà di respirazione o di un certo fastidio fisico durante l'uso, rimuovere il cerotto immediatamente.</p> <p>Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione all'uso del dispositivo devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliati l'utente e/o il paziente.</p>	<p><b>PL</b></p> <p><b>Taśmy na usta</b>  <b>Przewidziane zastosowanie:</b>  Plaster do spania ma zapobiegać oddychaniu przez usta, poprawiać oddychanie przez nos i polepszać jakość snu.</p> <p><b>Instrukcje użytkownika:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przed naklejeniem plastra należy oczyścić skórę.</li> <li>Oderwać zabezpieczenie warstwy klejącej.</li> <li>Nakleić na środkową część ust.</li> <li>Po obudzeniu plaster należy zdejść.</li> </ol> <p><b>Ostrzeżenie:</b>  Tylko do użytku zewnętrznego. Do jednorazowego użytku. Opakowanie jest uszczelnione latexem z naturalnej gumy. Nie używać, jeżeli oddychanie wyłącznie przez nos jest niemożliwe (z powodu zatkanego nosa lub przeziębienia). Nie stosować u osób mających problemy z funkcjami poznawczymi lub mobilnością. Nie używać po spożyciu alkoholu lub zżyciu środków nasennych. Nie należy naklejać na skaleczenia, oparzenia słoneczne i podrażnienia skóry. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 5 roku życia. Nie stosować w przypadku wrażliwej skóry ust. W przypadku cukrzycy skonsultować się ze swoim lekarzem przed użyciem.</p> <p>Jeżeli podczas stosowania plastra wystąpią trudności w oddychaniu lub jakikolwiek dyskomfort fizyczny, należy natychmiast przestać go używać.</p> <p>Wszelkie poważne incydenty związane z urządzeniem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.</p>	<p><b>CZ</b></p> <p><b>Proužky na ústa</b>  <b>Určený účelom:</b>  Náplast na ústa je určena k zamezení dýchání ústy, zlepšení dýchání nosem a zvýšení kvality spánku.</p> <p><b>Návod k použití:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Před aplikací očistěte pokožku.</li> <li>Odtrhněte lepicí fólii.</li> <li>Nalepte náplast na střed úst.</li> <li>Po probuzení ji odstraňte.</li> </ol> <p><b>Varování:</b>  Pouze k zevnímu použití. Pouze na jedno použití. Obal je utěsněn přírodním kaučukovým latexem. Nepoužívejte, pokud nemůžete dýchat nosem (kvůli ucpaní nosu nebo nachlazení). Nepoužívejte u lidí s problémy v rozpoznávání nebo s pohybovými problémy. Nepoužívejte po konzumaci alkoholu nebo užití prášků na spaní. Nelepte na boláky, pokožku spálenou sluncem nebo podrážděnou pokožku. Nevhodné pro děti do 5 let. Nepoužívejte, pokud máte citlivé rty. Pokud jste diabetik, poraďte se před použitím s lékařem.</p> <p>V případě dýchacích obtíží nebo jakýchkoli tělesných nepříjemných pocitů přestaňte okamžitě používat.</p> <p>Jakákoli vážná nehoda, ke které došlo v souvislosti se zařízením, by měla být oznámena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se uživatel, nebo pacient nachází.</p>	<p><b>EL</b></p> <p><b>Στοματικές ταινίες</b>  <b>Προβλεπόμενη χρήση:</b>  Το επίθεμα ύπνου έχει σχεδιαστεί ώστε να προλαμβάνει την αναπνοή από το στόμα και να βελτιώνει την αναπνοή από τη μύτη και την ποιότητα του ύπνου.</p> <p><b>Οδηγίες χρήσης:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Καθαρίστε το δέρμα πριν από την εφαρμογή.</li> <li>Σκίστε το αυτοκόλλητο.</li> <li>Εφαρμόστε το στο μέσο του στόματός σας.</li> <li>Αφαιρέστε το όταν ξυπνήσετε.</li> </ol> <p><b>Προειδοποίηση:</b>  Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για μία χρήση. Η συσκευασία είναι σφραγισμένη με φυσικό λάτεξ. Μη χρησιμοποιείτε εάν δεν μπορείτε να αναπνεύσετε από τη μύτη (λόγω συμφόρησης ή κρυολογήματος). Αποφύγετε τη χρήση σε άτομα με γνωστικά ή κινητικά προβλήματα. Μη χρησιμοποιείτε μετά από καταπόνηση αλκοόλ ή λήψη υπνωτικών. Να μην εφαρμόζεται σε πληγές, εγκαύματα ή ερεθισμένο δέρμα. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 5 ετών. Μη χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητα χείλη. Αν πάσχετε από διαβήτη, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν από τη χρήση.</p> <p>Εάν εμφανιστεί δυσκολία στην αναπνοή ή οποιαδήποτε σωματική ενόχληση κατά τη χρήση, διακομίτε αμέσως.</p> <p>Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με το προϊόν πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης και/ή ο ασθενής.</p>	<p><b>PT</b></p> <p><b>Fitas adesivas para a boca</b>  <b>Objetivo:</b>  O penso para dormir foi concebido para evitar a respiração pela boca, melhorar a respiração nasal e melhorar a qualidade do sono.</p> <p><b>Instruções de utilização:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Limpe a pele antes de aplicar.</li> <li>Rasgue o adesivo.</li> <li>Aplique o penso sobre o meio da boca.</li> <li>Retire o penso quando acordar.</li> </ol> <p><b>Atenção:</b>  Apenas para uso externo. De uso único. A embalagem é selada com látex de borracha natural. Não utilizar se não conseguir respirar pelo nariz (devido a congestão nasal ou constipação). A utilização por indivíduos com problemas cognitivos ou motores deve ser evitada. Não utilizar após o consumo de álcool ou de medicamentos calmantes. Não aplique sobre feridas, escaldões ou pele irritada. Não é adequado para crianças menores de 5 anos. Não utilizar em lábios sensíveis. Se é diabético, consulte o seu médico antes de utilizar.</p> <p>Em caso de experimentar dificuldades respiratórias ou qualquer outro desconforto durante a utilização, interromper de imediato a utilização.</p> <p>Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao equipamento deve ser reportado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente se encontra.</p>	 <p><b>MD Medical device</b></p>  <p>Distributed by: New Flag GmbH, Leopoldstrasse 154, D-80804 Munich, Germany, New Flag UK Ltd., Berkeley House, Amery Street, Allon, Hampshire, GU34 1HN, UK. INFO@NEW-FLAG.COM</p> <p>RFX+CARE Manufacturing Co., Ltd. No. 599 Wuxie Road, Yuecheng District Shaoxing, Zhejiang, China 312000.</p> <p>RFX+Care International A/S, Gammel Strandvej 22B 2990 Nivå, Denmark. CMC Medical Devices GmbH, Rigistrasse 3, 6300 Zug, Switzerland.</p>  <p>Contains CE-approved medical products</p> <p>© Copyright.  All rights reserved by RFX+Care International A/S  NF Mouth Tape IFU 2024-09</p>	
 <p>300x184mm</p> <p>折叠尺寸: 42.9x92</p>							