

Original

Artikelbezeichnung

- Moxarolle Moxazigarre
- Moxarol Moxacigar

Artikel Nr.

MED1000446
EAN 4250201204523

Ergänzende Produkte

- Moxarolle raucharm MED1000880
- Moxarol smokeless
- Moxa Kegel MED1000881
- Moxa Cone
- Moxa Löscher MED1000754
- Moxa Extinguisher EAN 4250201204530

Inhaltsstoffe · INCI

Beifußkraut
Folium Artemisia Argy

Ingredients · INCI

Mugwort leaves
Folium Artemisia Argy

MOXAROLLE

traditionell · traditional

Reine natürliche Kräuter · Pure natural herbs

Ø ca. 15 x 214 mm

Gebrauchsanweisung

Instruction for use

MED1000446

LOT 6786638 2014/05



M E D E S I G N

medesign I.C. GmbH · Dietramszellerstr. 6 · D-83623 Dietramszell
Phone +49(0)8027-907 38-0 · Fax +49(0)8027-907 38-27
info@medesign.de · www.medesign.de

M E D E S I G N

Dietramszell · Dubai · München

PRN 21015 SP 00421.001 18.09.2009 Hersteller/Manufacturer: medesign I.C. GmbH

Die Moxarollen dürfen nur von Personen mit ausreichender medizinischer Ausbildung angewendet werden, durch die eine funktionsgerechte und wirkungsvolle Behandlung gewährleistet ist. Die Moxarollen sind zum einmaligen Gebrauch, zur manuellen Erwärmung von Akupunkturpunkten bestimmt.

Anwendung

Nach dem Anzünden die Moxarolle von Hand oder mit Hilfe eines Moxahalters behutsam in die Nähe des jeweils zu erwärmenden Akupunkturpunktes bringen und die Erwärmung durchführen. Bei zu großer Hitze den Abstand zwischen Glut und Haut vergrößern. Die beste Wirkung wird mit einer gleichmäßig glimmenden Glut erzielt. Entfernen Sie regelmäßig die Asche von der Spitze der Moxarolle. Wenn es unangenehm wird verlassen Sie den Akupunkturpunkt. Nach der Anwendung die Moxarolle mit einem Moxa-Löscher, in Sand, oder in Wasser löschen. Vorsorglich sollte immer ein feuerfester Behälter bereitstehen. Für eine normale Behandlung sind 20–30 Minuten ausreichend. Nach der Behandlung sollten Sie ruhen und die behandelten Punkte warm halten.

Warnhinweise

- Moxa wird sehr heiß und kann Verbrennungen hervorrufen
- Vorsichtig die Asche in einen feuerfesten Behälter geben
- Defekte oder gebrochene Moxarollen nicht mehr verwenden
- Keine Berührung der Haut mit der brennenden Moxarolle
- Schlafen Sie während der Anwendung nicht ein
- Nehmen Sie vor und während der Behandlung keine Schlafmittel, Betäubungsmittel und Alkohol ein
- Während der Behandlung nicht bewegen
- Achten Sie auf die Brandgefahr durch die Moxa Asche
- Moxa direkt nach der Anwendung löschen
- Keine Anwendung im Gesicht vornehmen
- Vorsicht bei der Anwendung in der Nähe von Haaren
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Nur zur äußeren Anwendung

The moxa rolls must only be used by persons with sufficient medical training who can guarantee proper and effective treatment. The moxa rolls are to be used once for the manual warming of acupuncture points.

Instruction

After igniting the moxa roll by hand or by using a moxa holder, carefully bring the roll into the vicinity of the acupuncture point to be warmed and carry out the warming procedure. If the heat is too great, increase the distance between the ember and the skin. The best effect is achieved with a uniformly glowing ember. Remove the ash from the tip of the moxa roll at regular intervals. If this becomes unpleasant, leave the acupuncture point. After use, extinguish the moxa roll in a moxa extinguishant, sand or water. As a precaution, always provide a fireproof container. 20–30 minutes is sufficient for a normal treatment. After the treatment, you should rest and keep the treated point warm.

Warnings

- Moxa gets very hot and may cause burns.
- Carefully place ash in a fireproof container
- Do not use moxa rolls, which are defective or broken
- Do not touch the skin with the burning moxa roll.
- Do not fall asleep during use
- Do not take narcotics, anaesthetics or alcohol before or during the treatment
- Do not move during the treatment
- Be aware of the risk of burns from the moxa ash.
- Extinguish the moxa immediately after use
- Do not use near the face
- Be careful when using near hair
- Keep out of the reach of children
- For external use only