



# Meerwasser Nasenspray Sensitiv

## Medizinprodukt

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

**DE AT** Gebrauchsinformation - Bitte sorgfältig lesen!

### Zweckbestimmung:

Das **Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv** dient zur physikalischen Reinigung, Befeuchtung und Pflege der trockenen Nasenschleimhaut.

### Zusammensetzung:

**Was ist in Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv enthalten?**

1 ml Lösung enthält:

1 ml isotonische Lösung entsprechend einer 0,9 %-igen Natriumchloridlösung bestehend aus Meersalzlösung und Panthenol

### Hinweis:

**Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv** enthält keine Konservierungsmittel.

### Darreichungsform und Inhalt:

**Was ist Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv und wofür wird es angewendet?**

Dosierspray mit 20 ml Lösung zum Einsprühen in die Nase und Spülen der Nase.

### Anwendungsgebiete:

**Wann wird Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv angewendet:**

- zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut bei trockener Luft sowie in geheizten und klimatisierten Räumen. **Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv** beugt der sogenannten „Trockenen Nase“ vor.
- zur Reinigung der Nasenschleimhaut bei vermehrter Belastung mit Pollen und Hausstaub. Die Nase kann wieder atmen und das Reinigen der Nase z. B. durch Schnäuzen wird erleichtert.
- zur unterstützenden Behandlung von Schnupfen, allergischem Schnupfen und Heuschnupfen.
- zur Lösung von Verkrustungen.
- zur Pflege und Regeneration der sensiblen Nasenschleimhaut durch Panthenol.

### Gegenanzeigen:

**Wann dürfen Sie Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv nicht anwenden?**

**Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv** darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch/überempfindlich gegen einen der unter „Zusammensetzung“ genannten Bestandteile dieses Medizinproduktes sind.

**Darf Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein, fragen Sie vor der Anwendung dieses Medizinproduktes Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Vorsichtsmaßnahmen und besondere Hinweise:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Nach Nasenoperationen oder Unfällen sollte vor der Anwendung der Rat des Arztes eingeholt werden.

Vor der ersten Benutzung die Flasche mit der Öffnung nach oben halten und das Spraysystem mehrmals betätigen. Bei Austritt eines gleichmäßigen Sprühnebels ist das Produkt einsatzbereit. Die Flasche bei Benutzung möglichst senkrecht halten. Trotz des speziellen Spraysystems mit eingebautem Filter empfehlen wir aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Infektionen, jede Dosiereinheit nur von einer Person zu benutzen. Nach der Anwendung empfiehlt es sich daher auch, den Nasenadapter abzuwischen und trocken zu halten. Setzen Sie bitte nach der Anwendung die Verschlusskappe wieder auf das Behältnis. Um eine einwandfreie Qualität des Produktes und die Funktion des Applikationssystems über die Anwendungsdauer zu gewährleisten, darf an der Sprayflasche keine Manipulation vorgenommen werden. Eine eventuell verbleibende Restmenge ist technisch bedingt und in der Füllmenge berücksichtigt.

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren sollte nur unter Aufsicht Erwachsener stattfinden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

**Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv anwenden?**

Bei Kindern ab 2 bis 6 Jahren jeweils einen Sprühstoß anwenden.

Bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren 1 - 2 Sprühstöße anwenden.

Bis zu 10 mal täglich nach Bedarf in jedes Nasenloch geben und dabei leicht durch die Nase einatmen (0,14 ml je Sprühstoß).

Bei gleichzeitiger Behandlung mit anderen Produkten im Nasenbereich, sollten Sie **Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv** eine Stunde vorher anwenden.

### Wie lange sollten Sie Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv anwenden?

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bei Bedarf kann **Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv** bis zum Abklingen der Beschwerden (maximal 30 Tage ohne Unterbrechung) angewandt werden.

**Wenn Sie eine größere Menge von Meerwasser Nasenspray Sensitiv angewendet haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen und Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

### Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Leichtes Brennen in der Nase kann nicht ausgeschlossen werden.

In einzelnen Fällen kann es zu einer Unverträglichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen von **Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv** kommen.

Die Quantifizierung der Häufigkeit ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

### Meldung von Nebenwirkungen/schwerwiegenden Vorkommnissen:

Wenn Sie Nebenwirkungen oder eine im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt stehende Verschlechterung des Gesundheitszustands bemerken, wenden Sie sich an die unter „Hersteller“ angegebene Adresse. Schwerwiegende Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der/die Anwender/in und/oder Patient/in niedergelassen ist, zu melden.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen/schwerwiegende Vorkommnisse, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Medizinproduktes zur Verfügung gestellt werden.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes:

**Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv** darf nur bis zu dem auf dem Etikett und der Faltschachtel mit „Verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Nach Anbruch darf **Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv** nicht länger als 6 Wochen verwendet werden.

Nicht über 25 °C und nicht unter 5 °C aufbewahren.



**Doppelherz Meerwasser Nasenspray Sensitiv für Kinder unzugänglich aufbewahren!**



Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG  
Industriestraße 6  
52457 Aldenhoven, Germany

### Vertrieb und Information:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG  
Schleswiger Straße 74  
24941 Flensburg

Stand der Information: September 2021

