

## Mouth swabs en

The easy to use Leukoplast Oral Swab can help maintain oral hygiene. The hexagonally shaped swab head is made from an absorbent porous polyurethane presented as either a hard or soft foam. The design of the edges in the assists with the gentle removal of plaque, mucus and plaque. The swab can gently stimulate oral tissue and clean the teeth and gums. The swab is compatible with a wide range of oral cleaning liquids such as aqueous mouthwashes, saline and aqueous based antiseptics.

### Instructions for Use

This will guide on the proper usage and maintenance of the oral swab to help effectively maintain oral hygiene or provide care for the mouth and/or gums. Ensure hands are clean and dry before handling the oral mouth swab. Unpeel the pack of 5 oral mouth swabs and remove one from packaging, making sure to avoid touching the tip. Gently wet the swab's sponge tip with the clinically specified liquid, if desired. Do not oversaturate. Open mouth slightly and hold the swab like a toothbrush, ensuring a comfortable grip. Starting at one side of mouth, gently rub the sponge tip along gumline, making circular motions. Move the swab across the inner surfaces of cheeks, under tongue, and on the roof of mouth. Continue swabbing all areas of mouth, applying gentle pressure while maintaining comfort. Dispose of the used swab in a waste container or as per local regulations. The oral mouth swab is intended for individuals who do not have severe dental or gum diseases. If use results in any pain, bleeding, or discomfort consult a clinician. Not intended for the administration of medications to infants or small children.

## Mundpflegestäbchen de

Die anwenderfreundlichen, einfach zu handhabenden Leukoplast swab oral foam Mundpflegestäbchen unterstützen die Mundhygiene. Der sechseckig geformte Tupferkopf besteht wahlweise aus einem weichen oder harten Schaumstoff aus saugfähigem, porösem Polyurethan. Das kantenförmige Design des Schaumstoffs hilft bei der sanften Entfernung von Plaque, Schleim und Zahnbelag. Die Mundpflegestäbchen stimulieren die Mundschleimhaut auf schonende Art und Weise und reinigen die Zähne und das Zahnfleisch. Sie können in Kombination mit einer großen Auswahl an Mundreinigungsflüssigkeiten wie wässrigen Mundspülungen, Kochsalzlösung und Antiseptika auf Wasserbasis verwendet werden.

### Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung dient als Anleitung zur richtigen Verwendung des Mundtupfers, um die Mundhygiene oder die Pflege des Mundes und/oder des Zahnfleisches effektiv zu unterstützen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände sauber und trocken sind, bevor Sie das Mundpflegestäbchen anfassen. Öffnen Sie den Peel-Beutel mit 5 Reinigungstäbchen und nehmen Sie eins aus der Verpackung, ohne dabei die Tupfer-Spitze zu berühren. Befeuchten Sie den Tupfer des Stäbchens, gegebenenfalls mit einer klinisch spezifizierten Flüssigkeit, ohne den Tupfer dabei zu übersättigen. Öffnen Sie den Mund leicht und halten Sie dabei das Mundreinigungstäbchen wie eine Zahnbürste, so dass es gut in der Hand liegt. Beginnen Sie an einer Seite des Mundes und bewegen Sie den Tupfer des Reinigungstäbchens in kreisenden Bewegungen sanft am Zahnfleischrand entlang. Bewegen Sie den Tupfer weiter über die Innenfläche der Wangen, über den unteren Bereich der Zunge, über den Gaumen. Üben Sie dabei sanften Druck aus, ohne dass es unangenehm wird. Entsorgen Sie das gebrauchte Reinigungstäbchen anschließend in einem Abfallbehälter oder gemäß den örtlichen Vorschriften.

Die Reinigungstäbchen sind für Personen bestimmt, die keine schweren Zahn- oder Zahnfleischerkrankungen aufweisen. Wenn die Anwendung zu Schmerzen, Blutungen oder Beschwerden führt, wenden Sie sich bitte an einen Arzt. Nicht zur Verabreichung von Medikamenten an Babys oder Kleinkinder geeignet.

## Compresse pour la bouche fr

Les bâtonnets de soins buccaux Leukoplast faciles à utiliser contribuent à une bonne hygiène buccale. La tête de forme hexagonale est fabriquée en polyuréthane poreux absorbant présenté sous forme de mousse dure ou douce. La conception en arêtes de la mousse aide à éliminer en douceur le tartre et le mucus. Le bâtonnet stimule doucement les tissus bucco-dentaires et nettoie les dents et les gencives. La mousse est compatible avec une grande variété de liquides pour l'hygiène bucco-dentaire tels que les bains de bouche aqueux et les antiseptiques à base saline et aqueuse.

### Notice d'utilisation

Ces instructions vous guideront sur l'usage et l'entretien appropriés des bâtonnets de soins buccaux pour contribuer à maintenir efficacement une bonne hygiène buccale ou prodiguer des soins de la bouche et/ou des gencives. Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches avant de manipuler le bâtonnet. Ouvrez le paquet de 5 bâtonnets buccaux et retirez-en un du paquet, en prenant soin de ne pas toucher la partie en mousse. Mouillez doucement l'embout en mousse du bâtonnet avec un liquide cliniquement spécifié, si vous le souhaitez. Ne mettez pas trop de liquide sur le bâtonnet. Ouvrez légèrement la bouche et tenez le bâtonnet comme une brosse à dents, en assurant une prise confortable. En commençant d'un côté de la bouche, frottez doucement la tête en mousse le long de la gencive, en effectuant des mouvements circulaires. Déplacez le bâtonnet sur la surface interne des joues, sous la langue, et sur le palais. Continuez à tamponner toutes les zones de la bouche, en appliquant une légère pression qui reste confortable. Jetez le bâtonnet usagé dans une poubelle ou conformément aux réglementations locales. Le bâtonnet buccal est conçu pour les personnes ne présentant pas de troubles dentaires ou gingivaux sévères. Si son utilisation entraîne douleur, saignement ou inconfort, veuillez consulter un médecin. Non conçu pour l'administration de médicaments aux nourrissons ou jeunes enfants.

## Compresa oral es

La Torunda Bucal Leukoplast es fácil de usar y ayuda a mantener una buena higiene oral. El cabezal hexagonal está hecho de un poliuretano poroso absorbente, presentado en forma de una espuma suave o dura. El diseño estriado de la espuma ayuda a eliminar suavemente la placa y la mucosidad. La torunda puede estimular suavemente el tejido oral y limpiar los dientes y encías. La torunda es compatible con una amplia gama de líquidos de higiene oral, como enjuagues acuosos, enjuagues salinos y antisépticos de base acuosa.

### Instrucciones de uso

Estas instrucciones indican cómo usar y conservar correctamente la torunda bucal para ayudar a mantener una buena higiene oral o proporcionar cuidados en la boca o las encías. Asegúrate de tener las manos limpias y secas antes de coger la torunda bucal. Abre el envase de 5 torundas y extrae una de ellas, con cuidado de no tocar la punta. Empapa un poco el cabezal de esponja con el líquido especificado clínicamente, si lo deseas. No lo satures demasiado. Abre la boca ligeramente y sujeta la torunda como si fuera un cepillo de dientes, con un agarre cómodo. Empezando por un lado de la boca, frota suavemente el cabezal de esponja a lo largo de

las encías, haciendo movimientos circulares. Pasa la torunda por el interior de la mejilla, bajo la lengua y por el paladar. Sigue frotando todas las zonas de la boca, ejerciendo una ligera presión, pero que resulte cómoda. Desecha la torunda usada en la basura o según se indique en la normativa local.

La torunda bucal está indicada para personas que no tengan ninguna enfermedad dental o gingival grave. Si su uso produce dolor, sangrado o molestias, es necesario consultar con un médico. La torunda no está diseñada para administrar medicamentos a bebés o niños pequeños.

## Tampone orale it

I tamponi orali Leukoplast possono aiutare a preservare l'igiene orale. La testina a forma esagonale del tampone è realizzata in poliuretano poroso, assorbente, in schiuma morbida o rigida. Il design dei bordi della schiuma poliuretana favorisce una rimozione delicata di placca e muco. Il tampone può stimolare delicatamente il tessuto orale, pulendo denti e gengive, ed è compatibile con un'ampia gamma di prodotti liquidi per la pulizia del cavo orale come collutori a base di acqua, soluzioni fisiologiche e antisettici in soluzione acquosa.

### Istruzioni per l'uso

Queste istruzioni spiegano come utilizzare e trattare correttamente i tamponi per attuare un'efficace igiene orale e preservare la salute di bocca e/o gengive. Assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte prima di maneggiare i tamponi orali. Aprire la confezione da 5 tamponi orali ed estrarne uno, evitando di toccare la punta. Inumidire delicatamente, all'occorrenza, la punta di spugna del tampone con un liquido clinicamente adatto, evitando una saturazione eccessiva. Aprire leggermente la bocca e impugnare comodamente il tampone come fosse uno spazzolino da denti. Partendo da un lato della bocca, strofinare delicatamente la punta della spugna lungo la gengiva, con movimenti circolari. Passare il tampone sulla superficie interna delle guance, sotto la lingua e sul palato. Proseguire il trattamento in ogni angolo della bocca applicando una leggera pressione senza creare fastidio. Gettare il tampone usato in un contenitore per rifiuti o smaltirlo secondo le normative locali. I tamponi orali sono pensati per soggetti senza problemi dentali o gengivali seri. Qualora il loro utilizzo causasse dolore, sanguinamento o fastidio, consultare uno specialista. Non usare i tamponi per la somministrazione di farmaci a neonati o bambini piccoli.

## Mondreiningstaafje nl

De Leukoplast orale deppers zijn makkelijk in gebruik en kunnen helpen bij het onderhouden van de orale hygiëne. De zeshoekige deppers zijn gemaakt van een absorberend, poreus polyurethaan in de vorm van hard of zacht schuim. Het ontwerp van de randen in het schuim helpt bij de zachte verwijdering van tandplak en slijm. De depper kan het mondweefsel voorzichtig stimuleren tijdens het reinigen van de tanden en het tandvlees. De depper is compatibel met een groot aantal orale reinigingsvloeistoffen, zoals mondspoeling op waterbasis, zoutwateroplossing en desinfectiemiddelen op waterbasis.

### Gebruiksaanwijzing

De instructie biedt begeleiding voor het juiste gebruik en onderhoud van de orale deppers voor het effectief ondersteunen van de orale hygiëne of bij het bieden van mond- en/of tandvleesverzorging. Zorg ervoor dat uw handen schoon en droog zijn voordat u de orale depper aanraakt. Open de verpakking met 5 orale deppers en haal er één uit de verpakking. Vermijd contact met het bovenste deel. Maak het schuim van de depper nat met de klinisch voorgeschreven vloeistof, indien gewenst. Gebruik niet te veel

vloeistof. Open de mond een beetje en houd de depper vast als een tandenborstel, met een comfortabele grip. Begin aan één kant van de mond en wrijf het sponsje van de depper in ronddraaiende bewegingen langs de rand van het tandvlees. Beweeg de depper langs de binnenkant van de wangen, onder de tong en langs het gehemelte. Wrijf met lichte druk, maar wel comfortabel, over alle delen van de mond. Gooi de gebruikte depper weg in een afvalbak of volgens lokale regelgeving. De orale depper is bedoeld voor personen zonder ernstige tandheelkundige of tandvleesaandoeningen. Neem contact op met een dokter als het gebruik leidt tot pijn, bloedingen of ongemak. Niet bedoeld voor het toedienen van medicatie aan baby's of kleine kinderen.

## Compresas bucais pt

A fácil utilização da Leukoplast Compressa Oral pode ajudar a manter a higiene oral. A cabeça da compressa oral em formato hexagonal é feita de um poliuretano poroso absorvente apresentado sob a forma de uma espuma rígida ou suave. O design dos rebordos da espuma ajudará a remover suavemente a placa bacteriana ou muco. A compressa oral pode estimular suavemente o tecido oral e limpar os dentes e gengivas. A compressa oral é compatível com uma vasta gama de líquidos de limpeza oral, tais como elixires aquosos e antissépticos de base salina e base aquosa.

### Instruções de utilização

Aqui encontra orientações sobre a utilização e manutenção adequadas da compressa oral para ajudar a manter uma higiene oral de forma eficaz, ou prestar cuidados na boca ou gengivas. Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de manusear a compressa oral. Abra a embalagem de cinco compressas orais e remova uma da embalagem, certificando-se de que evita tocar na ponta. Humedeça suavemente a ponta de esponja da compressa oral com um líquido clinicamente especificado, se desejado. Não humedeça excessivamente. Abra a boca ligeiramente e segure a compressa oral como uma escova de dentes, garantindo uma aderência confortável. Comece por um lado da boca, esfregue suavemente a ponta da esponja ao longo da linha da gengiva, fazendo movimentos circulares. Mova a compressa oral pela parte interior da superfície das bochechas, debaixo da língua e no céu da boca. Continue a esfregar todas as zonas da boca, aplicando uma pressão suave mantendo sempre o conforto. Elimine a compressa oral utilizada num recipiente para resíduos ou de acordo com os regulamentos locais. A compressa oral destina-se a indivíduos que não sofram de doenças dentárias ou periodontais graves. Caso a utilização resulte em dor, sangramento ou desconforto, consulte um médico. Não se destina à administração de medicamentos em bebés ou crianças pequenas.

## Muntork se

Den smidiga munvårdspinnen från Leukoplast kan hjälpa till att bibehålla en god munhygien. Det hexagonformade huvudet är tillverkat av absorberande, poröst polyuretanskum som antingen är hårt eller mjukt. Skummets räfflor är designade för att hjälpa till att försiktigt avlägsna plack och slem. Munvårdspinnen ger en mild stimulering av munvävnaden och rengör tänderna och tandköttet. Den fungerar ihop med ett brett utbud av orala rengöringsvätskor som vattenhaltiga munhålelösningar, salt- och vattenhaltiga antiseptika.

### Användarinstruktioner

Här följer anvisningar om hur munvårdspinnen ska användas och

underhållas för att hjälpa till att effektivt upprätthålla munhygien eller vårda munnen och/eller tandköttet. Se till att händerna är rena och torra innan du hanterar munvårdspinnen. Öppna förpackningen innehållande fem munvårdspinnar och ta ut en ur förpackningen utan att vidröra toppen. Blöt försiktigt munvårdspinnens svamptopp med den kliniska vätskan om så önskas. Använd inte för mycket vätska. Öppna munnen lätt och håll pinnen som en tandborste med ett bekvämt grepp. Börja vid ena sidan av munnen och gnugga försiktigt toppen långsamt tandköttet med cirkulära rörelser. Fortsätt över insidan av kinderna, under tungan och i gommen. Rengör alla områden i munnen med ett lätt tryck, samtidigt som det ska kännas bekvämt. Kasta den använda munvårdspinnen i en papperskorg eller enligt lokala föreskrifter. Munvårdspinnen är avsedd för personer utan allvarliga tand- eller tandköttssjukdomar. Rådgör med en läkare om användningen orsakar smärta, blödningar eller obehag. Ej avsedd för applicering av läkemedel till spädbarn eller småbarn.

## Swabs til munnpleie

no

Leukoplast Oral Swab er brukervennlige og kan bidra til å opprettholde munnhygiene. Hodet på munnrensepinnen er sekskantet og laget av en absorberende porøs polyuretan, med fast eller mykt skum. Utformingen av kantene i skummet hjelper til med skånsom fjerning av plakk, slim og belegg. Pinnen kan bidra til skånsom stimulering av munnvevet, rens av tennene og tannkjøttet. Munnrensepinnen er kompatibel med et bredt spekter av munnskyllevæsker som vannholdige, saltvann og vannbaserte antiseptika.

### Bruksanvisning

Dette gir en veiledning om riktig bruk og vedlikehold av munnrensepinnen for å bidra til å effektivt opprettholde munnhygiene eller pleie av munn og/eller tannkjøtt. Sørg for at hendene er rene og tørre før du håndterer munnrensepinnen. Åpne pakken med fem munnrensepinner og ta én ut av emballasjen uten å berøre tuppen. Fukk svamphodet på pinnen forsiktig med den klinisk spesifiserte væsken, hvis ønskelig. Ikke overmett svampen. Åpne munnen litt og hold pinnen som en tannbørste for å ha et komfortabelt grep. Start på den ene siden av munnen, stryk svamphodet forsiktig langs kanten av tannkjøttet og bruk runde bevegelser. Stryk munnrensepinnen over kinnets indre overflater, under tungen og i ganen. Fortsett over alle områder i munnen med et komfortabelt, forsiktig trykk. Kast den brukte munnrensepinnen i søpla eller i henhold til lokale forskrifter.

Munnrensepinnen er tiltenkt personer som ikke har alvorlige tann- eller tannkjøttssykdommer. Hvis bruk resulterer i smerte, blødning eller ubehag, kontakt helsepersonell. Ikke beregnet for administrering av medisiner til spedbarn eller små barn.

## Swabs til mundpleje

da

Leukoplast mundrenseswap kan hjælpe med at opretholde mundhygiejnen og er nem at bruge. Det sekskantede hoved er lavet af absorberende og porøs polyurethanskum, der fås med enten hårdt eller blødt skum. Skummets design hjælper med forsigtigt at fjerne plak, slim og madrester. Skumrenseswappen kan nænsomt stimulere det orale væv og rense tænder og gummer. Skumrenseswappen er kompatibel med en lang række mundrensemidler såsom mundskyllemidler, saltvand og vandbaseret antiseptika.

### Brugsvejledning

Denne brugsanvisning vejleder i korrekt brug og vedligeholdelse af mundrenseswappen for at hjælpe med at opretholde effektiv mundhygiejne eller pleje af mund og/eller gummer. Sørg for at have rene og tørre hænder, før mundrenseswappen håndteres. Åbn pak-

ken med de fem mundrenseswaps, og tag en swap ud af pakken. Undgå at røre ved spidsen. Fugt eventuelt forsigtigt svampens spids med den klinisk specificerede væske. Undgå at gennemvæde svampen. Åbn munden let og hold mundrenseswappen som en tandbørste med et komfortabelt greb. Start i den ene side af munden og gnid forsigtigt svampens spids langs gummerne med cirkelbevægelser. Bevæg mundrenseswappen over indersiden af kinderne, under tungen og ganen. Før mundrenseswappen over alle områder i munden med et let og behageligt tryk. Kassér den brugte mundrenseswap i en skraldespand eller i henhold til lokale regler. Mundrenseswappen er beregnet til personer, der ikke har alvorlige tand- eller tandkødsygdomme. Hvis brugen medfører smerter, blødning eller ubehag, skal du konsultere en kliniker. Ikke beregnet til administration af lægemidler til spædbørn eller små børn.

## Vanupuikko

fi

Helppokäyttöinen Leukoplast-vahtomuovitikku tarjoaa avun suuhygieniasta huolehtimiseen. Tikun kuusikulmainen vahtomuovipää on valmistettu huokoisesta ja imukykyisestä polyuretaanista, ja sitä on saatavilla sekä kovana että pehmeänä mallina. Vaahtomuovipään uurteet tekevät plakin ja liman poistamisesta helppoa ja hellävaraista. Vaahtomuovitikulla voidaan stimuloida hellävaraisesti suun kudoksia sekä puhdistaa hampaat ja ikenet. Tikku sopii käytettäväksi yhdessä erilaisten suunpuhdistusnesteiden, kuten vesipohjaisten suuvesien, suolaliuosten sekä vesipohjaisten antiseptisten aineiden, kanssa.

### Käyttöohjeet

Nämä ohjeet opastavat vahtomuovitikun käytössä ja ylläpidossa, jotta suuhygieniasta tai suun ja/tai ienten terveydestä huolehtiminen olisi tehokasta. Pese ja kuivaa kädet ennen vahtomuovitikun käsittelyä. Avaa viiden tikun pakkaus ja ota yksi tikuista pakkauksesta. Vältä vahtomuovipään koskettamista. Halutessasi voit kostuttaa vahtomuovipään kliinisesti määrätellyssä nesteessä. Älä ylikyllästä. Avaa suu raolleen ja pitele tikku hammasharjan tavoin mukavassa otteessa. Hiero ikeniä vahtomuovipäällä pyöriä liikkeitä, ja etene järjestelmällisesti puolelta toiselle ienrajaa pitkin. Liikuta tikku poskien sisäpinnoilla, kielen alla ja kitalaessa. Jatka suun kaikkien osien pyyhkimistä kevyesti painaen. Hävitä käytetty tikku jäteastiaan tai paikallisten määräysten mukaisesti. Vaahtomuovitikku on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kärsi vakavista hammas- tai iensairauksista. Jos käytöstä aiheutuu minkäänlaista kipua, verenvuotoa tai epämukavuutta, ota yhteyttä lääkäriin. Vaahtomuovitikku ei sovi lääkkeiden antamiseen vauvoille tai pienille lapsille.

## Swab mulut

id

Leukoplast Penyeka Mulut mudah digunakan untuk membantu menjaga kebersihan mulut. Kepala penyeka berbentuk segi enam terbuat dari poliuretan berpori yang bersifat menyerap, tersedia dalam bentuk busa keras atau lembut. Desain busa yang berlekuk-lekuk membantu mengangkat plak dan lendir secara lembut. Penyeka ini dapat menstimulus jaringan mulut secara lembut serta membersihkan gigi dan gusi. Penyeka ini dapat digunakan bersama dengan berbagai cairan pembersih mulut, seperti obat kumur cair, larutan garam steril, dan cairan antiseptik.

### Petunjuk Penggunaan

Petunjuk ini sebagai panduan tepat untuk menggunakan dan menyimpan penyeka mulut dalam rangka membantu menjaga kebersihan mulut secara efektif atau memberikan perawatan mulut dan/atau gusi. Pastikan kedua tangan dalam kondisi bersih dan kering sebelum menggunakan penyeka mulut. Buka kemasan yang berisi

5 penyeka mulut dan keluarkan satu dari kemasaannya, pastikan untuk tidak menyentuh bagian busanya. Basahi busa penyeka dengan cairan pembersih klinis secara perlahan, jika diperlukan. Jangan membasahi busa secara berlebihan. Buka mulut secukupnya dan pegang penyeka seperti memegang sikat gigi, pastikan memegangnya dengan nyaman. Dimulai dari satu sisi mulut, gosokkan dengan lembut busa di sepanjang garis gusi, dengan membentuk gerakan melingkar. Gerakkan penyeka di sepanjang permukaan dalam pipi, di bawah lidah, dan di langit-langit mulut. Lanjutkan dengan menyeka semua area mulut, sambil memberikan tekanan lembut namun tetap nyaman. Buang penyeka yang sudah dipakai ke tempat sampah atau sesuai peraturan setempat. Penyeka mulut ini tidak ditujukan bagi yang memiliki penyakit gigi atau gusi berat. Jika penggunaan penyeka mulut ini menimbulkan nyeri, perdarahan, atau ketidaknyamanan, segera konsultasikan dengan dokter. Tidak ditujukan untuk pemberian obat kepada bayi atau anak kecil.



Non-sterile  
Non stérile



Do not re-use  
Ne pas réutiliser



Keep away from sunlight  
Conserver à l'abri de la lumière du soleil



Keep dry  
Conserver à l'abri de l'humidité



Consult instructions for use  
Consulter la notice d'utilisation



Do not use if pouch is damaged  
Bei beschädigtem Siegelbeutel nicht verwenden  
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé  
No usar si el envase presenta daños  
Non utilizzare se la confezione è danneggiata  
Bij beschadigde verpakking niet gebruiken  
Não utilizar se a embalagem estiver danificada  
Använd inte om förpackningen är skadad  
Må ikke brukes hvis forpakningen er skadet  
Må ikke anvendes, hvis emballage er ødelagt  
Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut  
Jangan digunakan jika kemasan plastik rusak



Medical device  
Medizinprodukt  
Dispositif médical  
Producto sanitario  
Dispositivo medico  
Medisch hulpmiddel

Dispositivo médico  
Medicinteknisk produkt  
Medisinsk utstyr  
Medicinsk udstyr  
Lääkinnällinen laite  
Alat Kesehatan

# Leukoplast®

## swab oral foam

Mouth swabs  
Mundpflegestäbchen  
Compresses pour la bouche  
Compresa oral  
Tampone orale  
Mondreiningstaafje  
Compressas bucais  
Muntork  
Swabs til munnpleie  
Swabs til mundpleje  
Vanupuikko  
Swab mulut

Soft / Hard

Made in China  
Fabriqué en Chine

® = registered trademark  
marque déposée

essity



Multigate Co., Ltd.  
No. 7, Lanjiang Road · Shaoxing · Zhejiang  
China 312000





RFX+CARE Aps  
Bakkegaardsvej 408 · 3050 Humlebaek  
Denmark



Distributed by:/ Distribué par :  
BSN medical GmbH  
Schützenstraße 1-3 · 22761 Hamburg · Germany  
www.leukoplast.com



Importer for the European Union:/  
Importateur de l'Union européenne :  
Essity Distribution B.V. · Piet Heinkade 55  
1019 GM Amsterdam · The Netherlands

	Artwork ID: JBR15043.03	Review Loop: 2	Printing Colours:  Pantone 287 C
Project Title: C3081_LP clean-up Surgical Dressing mouth swabs		Date of Review Loop: 29.05.2024_RB	
Contact: ArtworkManagementMedical@essity.com		Replaces Artwork ID: JBR15043.02	
Contact Address: BSN medical GmbH Quickbornstrasse24 20253 Hamburg   Germany		Technical Drawing for print ID: -	
Languages: en, de, fr, es, it, nl, pt, se, no, dk, fi, id		Note LOT and expiry-date symbol will be part of variable coding.	

# ESKO WebCenter Approval Information

**Project:** JBR15043.03  
**Approval Comment:** All below mentioned approvers attest to the accuracy and integrity of this document by signing the document with digital signature implemented in WebCenter.  
**Project Name:** LP clean-up Surgical Dressing mouth swabs  
**Project Number:** C3081\_LP mouth swabs  
**Reason for Change:** new design - new diecut  
**Approval Email:** Dean Taylor:Dean.Taylor@essity.com, Kirstin Hammer:kirstin.hammer@essity.com, Kim Roettger:Kim.Roettger@essity.com, Sangar Srivaratharajan:Sangar.SRIVARATHARAJAN@essity.com  
**Document:** JBR15043.03.pdf  
**Document description:**  
**Version:** 2  
**Version ID:** 00002\_0000040234  
**Downloaded:** Jun 6, 2024 at 11:39 AM GMT+02:00  
**By:** Hilke Meyer (DEHHIME)  
**Approval state:**

## Approved

St age Nr	Approver	Role / Group	Date and Time	Action	Comment
1	Dean Taylor (DEHDETA), ESSITY - regular user (Germany)	PACKAGING ROLE	May 30, 2024 at 9:50 AM GMT+02:00	Approved (Final approval)	
1	Kirstin Hammer (DEHКИHA), ESSITY - regular user (Germany)	MARKETING ROLE	May 30, 2024 at 5:21 PM GMT+02:00	Approved (Final approval)	
1	Kim Roettger (DEHКИRO), ESSITY - regular user (Germany)	REGULATOR Y AFFAIRS ROLE	Jun 3, 2024 at 9:03 AM GMT+02:00	Approved (Final approval)	
1	Sangar Srivaratharajan (DEHSASJ), ESSITY - regular user (Germany)	MEDICAL ROLE	Jun 5, 2024 at 11:47 AM GMT+02:00	Approved (Final approval)	