

contrakel®

DE

Art des Erzeugnisses: medizinisches Erzeugnis

Indikationen: Creme zur Pflege von hypertrophen und atrophen Narben und Keloiden. Sie wird erst dann auf die Haut aufgetragen, wenn die Wunde vollständig verheilt ist.

- Hypertrophe Narben: entstehen oft bei Brandwunden. Sie sind umfangreich, rot und geschwollen und werden oft von Juckreiz begleitet.
- Atrophe Narben: entstehen meist als Folge von Akne und Röteln.
- Keloide: entstehen bei Hautverletzungen. Sie haben eine unregelmäßige Form und ziehen sich unregelmäßig oder sogar schmerzhaft zusammen.

Die mit Cholesterin und Olivenöl angereicherte Creme weicht das Narbengewebe auf, da sie auf seiner Oberfläche einen Film bildet, der bei der Erhaltung derner natürlichen Feuchtigkeit der Haut hilft und ihr Aussehen verbessert.

Neben den oben genannten enthält die Creme auch folgende Inhaltsstoffe:

- Allantoin: fördert die Hautregeneration und lindert den Juckreiz, der typisch für entstehende Narben ist;
- Urea: hilft bei der Befeuchtung der Haut;
- Vitamin A: fördert die ordnungsgemäße Funktion der Hautzellen und verhindert eine übermäßige Verhornung.

Die Creme Contrakel® eignet sich sowohl für die Pflege von neuen Narben, die als Folge von Verletzungen, Operationen, Brandwunden, Erfrierungen und Akne entstehen, als auch für die Pflege von älteren Narben.

Anwendung: Die Creme Contrakel® auf die Haut auftragen und ein paar Minuten sanft einmassieren. Zweimal täglich wiederholen. Je nach der Größe und Zustand der Narbe kann das Produkt auch über längere Zeit angewendet werden. Auch für empfindliche Haut geeignet.

Warnung: Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. Nur für externe Anwendung. Nicht auf Schleimhäute oder Wunden auftragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht auf mit Antibiotika oder anderen Produkten zur lokalen Anwendung behandelte Haut anwenden. Nicht bei Überempfindlichkeit oder bei Verdacht auf Überempfindlichkeit auf einen oder mehrere Inhaltsstoffe des Produktes anwenden. Bei unerwünschten Nebenwirkungen stellen Sie die Anwendung ein und fragen Sie Ihren Arzt. Nach Gebrauch Tube fest verschließen.

Aufbewahrung: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen aufbewahren. Das Haltbarkeitsdatum gilt für ein ordnungsgemäß aufbewahrtes Produkt in der einwandfreien Originalverpackung.

Inhalt: Tube 30ml



Pharmadab, d.o.o.

Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU

info@pharmadab.com, www.pharmadab.com

contrakel®

EN

Product type: Medical Device

Indications: Cream for treating hypertrophic and atrophic scars and cheloids, to be applied on intact skin, after the complete closure of the injury.

- Hypertrophic scars: they are frequent after-effects of burns, they are big, red-coloured and convex, they often itch.
- Atrophic scars: they are mainly after-effects of acne and German measles.
- Cheloids: they are after-effects of skin injuries, with irregular shape, they contract irregularly or even painfully.

Its composition, enriched with cholesterol and olive oil, softens the cicatricial tissue, thanks to the creation of an occlusive film helping to maintain the physiological hydration of the skin itself and to improve its aspect.

Besides, its composition contains:

- Allantoin: it stimulates the renewal of the skin and relieves the itch typical of arising scars.
- Urea: it helps the skin hydration.
- Vitamin A: it helps the correct functionality of skin cells and prevents an excessive keratinization.

Contrakel® Cream is suitable both for treating recent scars, generated after injuries, surgical operations, burns, chilblains, acne and for treating old scars.

Usage: Apply Contrakel® Cream on the scar by gently massaging for a few minutes. Repeat the application twice per day. The product can be used also for long periods of time, according to the dimensions and conditions of the scar. It is suitable also to be applied on delicate skins.

Warnings: Do not use if the package is open or damaged. The cream is only for external use. Do not apply on the mucous membranes or on not intact skin. Keep out of the reach and sight of children. Do not use on skin treated with antibiotics or other products for topical use. Do not use in cases of established or suspected hypersensitivity for one or more than one components present in the product. In case of undesired reactions suspend the treatment and consult a doctor. Reclose carefully the tube after the use.

Storage: Store in a cool and dry place, away from heat sources. The expiry date refers to the product in its original and integral package, properly stored.

Content: Tube 30 ml



Pharmadab, d.o.o.

Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenia, EU

info@pharmadab.com, www.pharmadab.com



Medical Device

Date of the last revision: 11/01/2017