



DryMax[®] Relevo[™] Instructions for Use

ENG

Intended use and indications:

DryMax/Relevo are sterile superabsorbent wound dressings for use on exuding wounds.

Product properties:

All these wound dressings have a superabsorbent core which absorbs and retains exudate. The exudate is absorbed vertically by the dressing from the white wound contact side and is retained in the core forming a gel, thus minimizing the risk of maceration to the peri-wound skin while maintaining a moist wound environment.

DryMax Foam/Foam Lite/Gentle/Sky have a hydrophobic coloured backing layer (side up) to minimize moisture strike-through. DryMax Border has a breathable water-resistant backing and a white wound contact layer with silicone adhesive for fixation. Apply smoothly to avoid creases on the border. DryMax Easy/Foam Lite have an adhesion function to make the dressing stick to the skin during the dressing application. Remove protection liner before application. DryMax Foam/Foam Lite have a polyurethane foam layer for a moister surface.

Instructions for use:

The dressings should be used on exuding wounds and handled by healthcare professionals. The dressings can be used as either primary or as secondary dressings. Clean the wound as per local protocol. Dry the surrounding skin carefully. Choose a size of dressing depending on the wound size; the core edge of the dressing should overlap the wound with a margin as the sealing edges do not absorb exudate. Apply the dressing with the white side in direct contact with the wound bed or the primary dressing. Secure the product in place. The dressings can be used in combination with compression therapy. The dressings should be changed according to the clinical condition of the wound, or before saturation. If the wound deteriorates, consult your healthcare professional. Dressing removal can be facilitated by moistening the dressing. Dispose of the dressing as clinical waste according to local regulations. In case a serious adverse event has occurred in relation to usage of any of the devices, this should be reported to Absorbent AB and the competent authority in the country in question.

Caution:

Do not cut the dressing, the cover must remain intact. Do not use the dressing if the sterile packaging is damaged. Single use product, do not re-sterilize, can not be re-used. Important to use the white wound contact side towards the wound! DryMax Foam/Foam Lite can be used on dry wounds for protection, but other DryMax/Relevo wound dressings should not be used on dry wounds.

Contraindications:

DryMax/Relevo wound dressings should not be used on eyes, mucous membranes, tendons or in wound cavities because the dressing swells during absorption. DryMax/Relevo wound dressings should not be used on persons with a known sensitivity to the dressing or its components.

Do not reuse. Reusing will cause cross contamination.

Do not use if the sterile barrier or packaging is compromised.

Do not cut.

DEU

Verwendung und Indikationen:

DryMax/Relevo sind sterile superabsorbierende Wundauflagen zur Anwendung auf exsudierenden Wunden.

Produktigenschaften:

Alle Wundauflagen haben einen superabsorbierenden Kern, der Exsudat aufnimmt und bindet. Das Exsudat wird vertikal von der weißen, auf der Wunde aufliegenden Kontaktseite der Wundauflage aufgenommen und im Kern durch Gelbildung gebunden.

Sobald das Mazerationsrisiko der Haut am Wundrand minimiert und ein feuchtes Mundstück aufrechterhalten kann, kann die Wundauflage leichter aufgetragen werden. DryMax Easy/Foam Lite haben eine Haftfunktion, sodass die Wundauflage beim Anbringen auf der Haut auf ihr haften bleibt. Vor dem Anbringen den Schutzfolie abziehen. DryMax Foam/Foam Lite sind mit Polyetherschaum beschichtet, um die Wundoberfläche feucht zu halten.

Gebrauchsanweisung:

Die Wundauflagen sind zur Behandlung von exsudierenden Wunden vorgesehen und sollten dabei von medizinischen Fachpersonen verwendet werden. Die Wundauflagen können sowohl bei der primären als auch sekundären Wundversorgung angewendet werden. Die Wunde gemäß dem vor Ort getätigten Protokoll reinigen. Die angrenzende Haut vorsichtig abtrocknen.

Uso previsto e indicações:

DryMax/Relevo sono medicazioni superassorbenti sterili per l'utilizzo su ferite esudanti.

Características do produto:

Todas as presentes medicacione presentano uno strato interno superassorbente que absorbe e retiene o exsudado. O exsudado é absorvido verticalmente pelo lado branco da contacto com a ferida e é retido no núcleo, formando um gel, minimizando assim o risco de maceração da pele ao redor da ferida.

As presentes medicacione não devem ser usadas em pessoas com sensibilidade ao produto ou aos seus componentes.

Contraindicações:

Não deve ser usado na área dos olhos, membranas mucosas, tendões ou em cavidades de ferida.

Precauções:

Não deve ser cortado, nem deve ser reutilizado.

IN

Produktgegenschäften:

Alle Wundauflagen haben einen superabsorbierenden Kern, der Exsudat aufnimmt und bindet. Das Exsudat wird vertikal von der weißen, auf der Wunde aufliegenden Kontaktseite der Wundauflage aufgenommen und im Kern durch Gelbildung gebunden.

Sobald das Mazerationsrisiko der Haut am Wundrand minimiert und ein feuchtes Mundstück aufrechterhalten kann, kann die Wundauflage leichter aufgetragen werden. DryMax Easy/Foam Lite haben eine Haftfunktion, sodass die Wundauflage beim Anbringen auf der Haut auf ihr haften bleibt. Vor dem Anbringen den Schutzfolie abziehen. DryMax Foam/Foam Lite sind mit Polyetherschaum beschichtet, um die Wundoberfläche feucht zu halten.

Gebrauchsweisung:

Die Wundauflagen sind zur Behandlung von exsudierenden Wunden vorgesehen und sollten dabei von medizinischen Fachpersonen verwendet werden. Die Wundauflagen können sowohl bei der primären als auch sekundären Wundversorgung angewendet werden. Die Wunde gemäß dem vor Ort getätigten Protokoll reinigen. Die angrenzende Haut vorsichtig abtrocknen.

Eine entsprechend der Größe der Wunde geeignete Wundauflage auswählen. Der Kernbereich der Wundauflage sollte mit einer gewissen Toleranz über die Wunde hinausgehen, da die Ränder der Auflage kein Exsudat aufnehmen. Die Wundauflage mit einer weichen Seite direkt auf die Wunde oder die primäre Ränder der Auflage kein Exsudat aufnehmen. Die Wundauflagen können auch im Rahmen einer Kompressionstherapie verwendet werden. Wundauflagen sind entsprechend dem klinischen Zustand der Wunde zu wechseln bzw. bevor die Wundauflage vollständig durchnässt ist. Verschlechtert sich der Zustand der Wunde, ist fachkundiges Personal aufzusuchen. Das Entfernen der Wundauflage kann erleichtert werden, indem sie befeuchtet wird. Die Wundauflage gemäß den vor Ort getätigten Bestimmungen als klinischen Abfall entsorgen. Sollen schwerwiegende Ereignisse bei der Verwendung der Produkte auftreten, sind diese Absorbent AB und der zuständigen Behörde des jeweiligen Landes zu melden.

Vorsicht:

Die Wundauflage nicht zuschneiden. Die Deckschicht muss intakt bleiben. Die Wundauflage nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung beschädigt ist. Putzen der Wundauflage nach dem Entfernen der Wundauflage muss zur Wunde zeigen! Die weiße Seite der Wundauflage muss zur Wunde zeigen! Um Gegensatz zu anderen DryMax/Relevo-Wundauflagen eignen sich DryMax Foam/Foam Lite-Wundauflagen auch zum Trocknen der Wunden.

Kontamination:

DryMax/Relevo-Wundauflagen dürfen nicht am Auge, auf Schleimhäuten, Sehnen oder in Mundhöhlen angewendet werden, weil die Wundauflage durch die Flüssigkeitsaufnahme aufquillt. DryMax/Relevo-Wundauflagen dürfen nicht bei Personen mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber der Wundauflage oder ihrer Bestandteile verwendet werden. Nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung führt zu Kreuzkontamination.

Nicht verwendern, wenn die Sterilbarriere oder die Verpackung beschädigt ist.

Nicht zuschneiden.

FRA

Indications et usage prévu : Les pansements DryMax/Relevo sont des pansements stériles super absorbants, destinés à être utilisés sur des plaies exsudatives.

Propriétés du produit : Tous ces pansements possèdent un corps super absorbant qui absorbe et retient les exsudats. Les exsudats sont absorbés séparément par le pansement depuis la face blanche au contact de la plaie et sont retenus en son centre sous forme de gel. Les risques de macération de la peau péri-sténale sont réduits tout en maintenant un environnement humide.

Indications et usage prévu : Les pansements DryMax/Relevo non sont conçus pour l'uso su occhi, membrane mucose, tendini o ferite cavitarie in quanto si gonfiano durante l'assorbimento. Le medicazioni DryMax/Relevo non devono essere utilizzate su persone con una sensibilità nota alle sostanze attive o ai relativi componenti.

Non riutilizzare. Il riutilizzo causa contaminazione crociata.

Non utilizzare se la barriera sterile o l'imballaggio sono danneggiati.

Non tagliare.

SPA

Uso previsto e indicaciones: DryMax/Relevo son apósitos superabsorbentes estériles para heridas exudativas.

Características del producto: Estos apósitos para heridas tienen el centro superabsorbente que absorbe y retiene el exudado. Así, el apósito absorbe el exudado verticalmente por el lado blanco que está en contacto con la herida y lo retiene en el núcleo formando un gel, lo que reduce al mínimo el riesgo de que se produzcan daños o maceraciones en la piel circundante y mantiene un entorno húmedo en la herida.

Contra-indicaciones: Los pañuelos deben ser aplicados sobre las pieles exudativas por los profesionales de sanité. Ellos pueden ser utilizados como pañuelo primario o secundario. Nettoyer la plie conforme al protocolo en vigor. Bien secher la plie au bout de la plie. Choisir une taille de pansement en fonction de la plie. La partie absorbante du pañuelo doit recouvrir la plie avec un margue, étant donné que les bords n'absorbent pas les exudats. Aplicar el pañuelo con la face blanca en contacto directo con la herida y cuenta con adhesivo de silicona de fijación. Aplicar con suavidad para evitar arrugas en los bordes. DryMax Easy/Foam/Foam Lite tienen en los bordes un adhesivo para que sea más fácil colocar el apósito en la plie durante su aplicación. Los pañuelos deben ser cambiados según la condición clínica de la herida, o antes de la saturación. Si la herida se deteriora, consultar con un profesional de salud. El retiro del pañuelo puede facilitarse mediante la humedad. Desechar el pañuelo. DryMax Easy/Foam/Foam Lite tienen una capa de espuma de poliuretano para una superficie más húmeda.

Mode d'emploi : Les pañuelos doivent être appliqués sur des plaies exudatives par des professionnels de santé. Ils peuvent être utilisés comme pañuelo primario o secundario. Nettoyer la plie conforme au protocolo en vigor. Bien secher la plie au bout de la plie. Choisir une taille de pansement en función de la plie. La parte absorbante del pañuelo debe cubrir la plie con un margue, ya que los bordes no absorben los exudatos. Aplicar el pañuelo con la cara blanca en contacto directo con la herida y cuenta con adhesivo de silicona de fijación. Aplicar con suavidad para evitar arrugas en los bordes. DryMax Easy/Foam/Foam Lite tienen en los bordes un adhesivo para que sea más fácil colocar el apósito en la plie durante su aplicación. Los pañuelos deben ser cambiados según la condición clínica de la herida, o antes de la saturación. Si la herida se deteriora, consultar con un profesional de salud. El retiro del pañuelo puede facilitarse mediante la humedad. Desechar el pañuelo. DryMax Easy/Foam/Foam Lite tienen una capa de espuma de poliuretano para que la superficie sea más húmeda.

Contra-indicaciones: Los pañuelos deben usarse sobre heridas exudativas y deberán manipularlos profesionales sanitarios. Se pueden usar como apósito principal o secundario. Limpiar la herida siguiendo las directrices locales que correspondan. Seque con cuidado la zona que rodea la herida. Elija el apósito adecuado en función del tamaño de la herida; tenga en cuenta que los bordes del centro del apósito deben sobrepasar la herida con un margue, ya que los bordes de sellado no absorben el exudado.

Aplique el apósito con el lado blanco en contacto directo con la base de la herida o el apósito principal. Fije el apósito en la posición correcta. Los apóstoles pueden utilizarse en combinación con un tratamiento de compresión. Los apóstoles deben cambiarse según el estado de la herida o antes de su saturación. Si la herida empeora, consulte con un profesional sanitario. Puede humedecer el apósito para retirarlo con más facilidad. Desechar el pañuelo. DryMax Easy/Foam/Foam Lite tiene una función de adherencia para que sea más fácil colocar el apósito en la plie durante su aplicación. Elimine el recubrimiento protector antes de aplicar. DryMax Easy/Foam/Foam Lite tienen una capa de espuma de poliuretano para que la superficie sea más húmeda.

Precauciones : No se couper le pansement, son intégrité doit être pré-servée. Ne pas utiliser le pansement si l'emballage stérile est endommagé. Produit à usage unique, ne pas restériliser, ne pas réutiliser. Il est important d'utiliser la face blanche sur la plie.

Do not reuse. Reusing will cause cross contamination.

Do not use if the sterile barrier or packaging is compromised.

Do not cut.

DEU

Verwendung und Indikationen:

DryMax/Relevo sind sterile superabsorbierende Wundauflagen zur Anwendung auf exsudierenden Wunden.

Produktigenschaften:

Alle Wundauflagen haben einen superabsorbierenden Kern, der Exsudat aufnimmt und bindet. Das Exsudat wird vertikal von der weißen, auf der Wunde aufliegenden Kontaktseite der Wundauflage aufgenommen und im Kern durch Gelbildung gebunden.

Sobald das Mazerationsrisiko der Haut am Wundrand minimiert und ein feuchtes Mundstück aufrechterhalten kann, kann die Wundauflage leichter aufgetragen werden. DryMax Easy/Foam Lite haben eine Haftfunktion, sodass die Wundauflage beim Anbringen auf der Haut auf ihr haften bleibt. Vor dem Anbringen den Schutzfolie abziehen. DryMax Foam/Foam Lite sind mit Polyetherschaum beschichtet, um die Wundoberfläche feucht zu halten.

Contra-indikationen: DryMax/Relevo sind sterile superabsorbente Wundauflagen für die Behandlung von exsudierenden Wunden.

Precauções : Não deve ser cortado, nem deve ser reutilizado.

Do not reuse. Reusing will cause cross contamination.

Do not use if the sterile barrier or packaging is compromised.

Do not cut.

IND

Produktgegenschäften:

Alle Wundauflagen haben einen superabsorbierenden Kern, der Exsudat aufnimmt und bindet. Das Exsudat wird vertikal von der weißen, auf der Wunde aufliegenden Kontaktseite der Wundauflage aufgenommen und im Kern durch Gelbildung gebunden.

Sobald das Mazerationsrisiko der Haut am Wundrand minimiert und ein feuchtes Mundstück aufrechterhalten kann, kann die Wundauflage leichter aufgetragen werden. DryMax Easy/Foam Lite haben eine Haftfunktion, sodass die Wundauflage beim Anbringen auf der Haut auf ihr haften bleibt. Vor dem Anbringen den Schutzfolie abziehen. DryMax Foam/Foam Lite sind mit Polyetherschaum beschichtet, um die Wundoberfläche feucht zu halten.

Contra-indikationen: DryMax/Relevo sind sterile superabsorbente Wundauflagen für die Behandlung von exsudierenden Wunden.

Precauções : Não deve ser cortado, nem deve ser reutilizado.

Do not reuse. Reusing will cause cross contamination.

Do not use if the sterile barrier or packaging is compromised.

Do not cut.

SPA

Uso previsto e indicações:

DryMax/Relevo são panseamentos esterilizados superabsorbentes estériles para heridas exudativas.

Características do produto: Estes panseamentos têm o centro superabsorbente que absorve e retém os exsudados. Os exsudados são absorvidos verticalmente pelo lado branco da ferida e são retidos no núcleo, formando um gel, o que minimiza o risco de danos ou maceracões nas peles circundantes e mantém um ambiente húmedo na ferida.

Contra-indicaciones: Os panseamentos devem ser usados sobre heridas exudativas e deverão ser esterilizados e esterilizados. Não deve ser usado se a embalagem estéril estiver danificada. É importante usar a face branca da ferida. Retirar o filme protetor antes de aplicar. DryMax Easy/Foam/Foam Lite têm uma função de adherência para que seja mais fácil colocar o panseamento na plie durante a sua aplicação. Eliminar o revestimento protetor antes de aplicar. DryMax Easy/Foam/Foam Lite têm uma capa de espuma de poliuretano para que a superfície seja mais húmida.

Modo de emprego : Os panseamentos devem ser usados sobre heridas exudativas e deverão ser esterilizados e esterilizados. Não deve ser usado se a embalagem estéril estiver danificada. É importante usar a face branca da ferida. Retirar o filme protetor antes de aplicar. DryMax Easy/Foam/Foam Lite têm uma função de adherência para que seja mais fácil colocar o panseamento na plie durante a sua aplicação. Eliminar o revestimento protetor antes de aplicar. DryMax Easy/Foam/Foam Lite têm uma capa de espuma de poliuretano para que a superfície seja mais húmida.

Precauções : Não deve ser cortado, nem deve ser reutilizado.

Do not reuse. Reusing will cause cross contamination.

Do not use if the sterile barrier or packaging is compromised.

<p

Khóng sú dung bâng nêu hê thóng bão vê vô khuân
hoặc bao bi hông.

Khóng cát.

EST

Sibstotstarve ja nädustused:

DryMax/Relevo no üliaabsorbeeriv side eksudeerivatel haavadel kasutamiseks.

Toote omadused:

Kõigil haavaasidemetel on üliaabsorbeeriv sisu, mis imab veedelik ja loial sedi siidem. Side absorbeeriv haavaaletist vertikaalsest haava valgat kontaktpinnal, imab selli endasse ja muudab geeljaks, vähendades haava ümbrisvõra naha matseratsiooni ja sailitades haava niiske keskkonna. Sidemetel DryMax Foam/Foam Lite/Gentle/Sky on hëdrofoobne värviniline pealkihs (üleminek kulg), et vähendada niiskeuse läbitungi. Sidemetel DryMax Border on hingav veenikidel ja valge haava kontaktkihil, millel on fiksseerimiseks silikonist liimaainekicht. Paigaldada sujuvalt, et väldida kortsumist läbi.

Sidemetel DryMax Easy/Foam/Foam Lite on liiumimisfunktsioon, mis tagab haavaasideme häleelekuupäeva seega daimisel. Enne paigaldamist eemaldage kaitsekih. Sidemetel DryMax Foam/Foam Lite on polüuretaani vahust kiht niiske piinu jaoks.

Kasutu sühvised:

Sidet tuleb kasutada eksudeerivatel haavadel ja seda toihavad teha terhishoiutöötajad. Sidet võib kasutada kas esmase või teisesse siidemena. Puuhastage haava, nagu kohalik reglement ette näeb. Kuivitage hooldlik ümbritsev nahk. Valige sideme suurus vastavalt haava suurusele siideme keskosa serv peab ulatumata varuuga üle haava püloointe, seal kleeput pind ei absorbeeri vedelliku. Asetage sideme viige kulg vastu haava või otsesse kontakti esmasele. Fikseerge toode kohale. Side on kasutatav koos kompressioonivaga. Side tuleb vahe tavaliselt vastavalt haava seisundile vooli läbi läbimust. Kui haava seisund halveneb, konsulteerige terhishoiutöötajaga. Et sidet oleks kergem eemaldada, võib seda nüüdata.

Likvideeride siid klinilise jäätme vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kui mis tahes seadme kasutamise seoses ilmnev rasked kõrvatloid, tuleb sellest teavitada ettevõtet Absorbest AB ja kõnealuse riigi pädevat asutust.

Ettevaatust:

Arge sidet lõigake, kate peab terveks jäädma. Sidel ei tohi kasutada, kui steriliine pakend on kahjustatud. Toode on mõeldud ühekordeks kasutamiseks, ei tohi resteriseerida, ei saa korduvalt kasutada. Siideme valge kontaktkihl tuleb alati asetada suunaga haava poolt. Sidel DryMax Foam/Foam Lite võib kasutada kaitse eesmärgi kuival haaval, kuid teisi DryMax/Relevo haavaasidemeid ei tohi kuivalde haavadel kasutada.

Vastunaidustused:

DryMax/Relevo haavaasidemeid ei tohi kasutada silmadel, li maskestadel, kõlulustel ega haavaõnustuses, kuna siid püsib absorbeerimise käigus. DryMax/Relevo haavaasidemeid ei tohi kasutada isikute, kellegel on teadeolev tundlikkus siideme või selle komponentide suutes.

Õie ei korduvalt kasutavat. Korduv kasutamine põhjustab riistaustumist.

Mitte kasutada, kui steriliine töke või pakend on rikutud.

Mitte lõigata.

LIT

Paskirjat ja indikacijos:

"DryMax/Relevo" steriliin superabsorbciini žaidžų tvarstis, skirtas naudoti ant slapiuojančiu žaidžiu.

Gaminio savyħeb:

Visi ſie žaidžius tvarstisai steriliin superabsorbciini pagrindu, kuris sugeria ja išlaiko eksudatu. Skystis sugeriamas į tvarstį vertikaliniu, baltoje kontaktu su žaidžiu pūseje, ir susidarius drebūčiaus sūlakoms viduje. Taip sumažinamas žaidžiu kraštų imirkimis ir odiš aplinkinė žaidžiu pažeidimo pavojus bei sudarama drēgna žaidžios aplinka.

"DryMax Foam / Gentle / Sky" turi hidrofibinį spalvoto pagrindinio siluoksnio (viršutinė pūse), kuris sunažina drēgmęs priskirbinių. "DryMax Border" turi orui pralaidą ir vandeniliu atsparu pagrindinio siluoksnio ir balto kontaktu su žaidžiu siluoksniu su silikoninėmis fiksavimo klijais. Uždekte lygiav, kad nesudarytų raukšlių kraštose.

"DryMax Easy / Foam / Foam Lite" galima prikljuti ir tvarstiant pūlimpa prie odo. Pries uždėdami, numikite apsauginį siluoksnį. "DryMax Foam / Foam Lite" turia polüuretanu putplūšiu siluoksnį, drēgnesniams paviršiui.

Naudojimo instrukcijos:

Siūlos tvarstis, skirtus naudoti ant slapiuojančiu žaidžiu, turi naudoti sveikatos priežiūros specialistai. Tvarstis galima naudoti kai pagrindinis arba antrinis tvarstis. Išvalykite žaidžiu, kai nurodyta vietas protokole. Atsargiai nusausinkite aplinkinę odą. Tvarstis dydi: tvarstis pagrindinė kraštus ir išsiisti, neprilikjami kraštai nesugera eksudat. Uždekte tvarstį baltajā puse flesial ant žaidžios guolio arba ant pirmio tvarstio. Gaminij geri pritvirtinėti. Tvarstis galima naudoti kartu su kompresioniniu priemonėmis. Tvarstis reikia keisti atsižvelgiant į klinikinius žaidžios būklę, pasitarite su sveikatos priežiūros specialistu. Norint lengviau tvarstį į galima sudrėkinti. Išmeskite tvarstį kaip medicinines atliekas pagal vietus taisyklės. Jeigu del kuru nors įtaco naudojimo pasireikšme rimtas nepagaidomejumas reiškinys, praneškite apie tai Absorbest AB'it atitinkamus šalių kompetentingų institucijas.

Įspėjimai:

Nekarpkytis tvarstio, jei turi išlikti vientisas. Nenaudokite tvarstio, jei pažeista sterili ja pakuoete. Gaminys skirtas naudoti tik vienai kartai. Nesterilizuokite ir nenaudokite pakartotinai. Svarbu ant žaidžių deti baltajā kontaktu su žaidžiu puše "DryMax Foam / Foam Lite" galima naudoti ant sausų žaidžių nortiin pagsauta tačiau kitu "DryMax / Relevo" žaidžiu tvarstio nereikėtu naudoti ant sausų žaidžių.

Kontraindikacijos:

Žaidžiu tvarstiai "DryMax / Relevo" neturėtai būti naudojami ant akių, glevinių, sausgyslių ar žaidžiu ertmės, nes sugeramai išskiriama skystry tvarstiai pabriksta. Žaidžiu tvarstiai "DryMax / Relevo" negali naudoti asmenims, jei žinoma, kad jie yra jautrūs tvarstiai arba juo sudejamosioms dalmis.

Nenaudokite pakartotinai. Pakartotinis naudojimas sulieki kryžminę taršą.

Nenaudokite, jeigu pažeista sterilius barjeras arba pakuoete.

Nekarpkytite.

LAV

Paredzētais lietojums un indikācijas:

Paredzētais lietojums un indikācijas:

Nenaudokite uz brūčiem ar izdalījumiem.

Izstrādājuma iepasības:

Visiem ūsu brūči pārsējējiem ja ipaši absorberējo vidusdala, kas absorbe īnotur eksudatu.

Paredzētais lietojums un indikācijas:

Paredzētais lietojums un indikācijas:

Nenaudokite, jaiporusēja, atkarībā no vārvinālām pārvejām.

Nenaudokite, jaiporus