



DE Blutzucker-Kontrolllösung GL 60

EN Blood glucose control solution GL 60

FR Solution de contrôle de la glycémie GL 60

ES Solución de control de glucemia GL 60

IT Soluzione di controllo della glicemia GL 60

Beurer GmbH,
Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany

0483

DE Blutzucker-Kontrolllösung GL 60

Inhalt der Packung

- 1 Flasche mit 4 ml Kontrolllösung LEVEL 9 für das **Beurer Blutzucker-Messgerät GL 60**
- 1 Flasche mit 4 ml Kontrolllösung LEVEL 10 für das **Beurer Blutzucker-Messgerät GL 60**
- Dieser Beipackzettel



• Kontrolllösung nicht einnehmen! Die Kontrolllösung ist ein In-vitro-Diagnostikum. Das bedeutet, dass sie nur für Funktionstests außerhalb des Körpers verwendet werden darf.

• Der auf der Teststreifen-Dose aufgedruckte Ergebnisbereich gilt nur für die Kontrolllösung. **Dies ist kein empfohlener Wert für Ihren Blutzucker-Gehalt.**

• Kontrolllösungen und Blut reagieren unterschiedlich auf Temperatureinflüsse. **Es ist deshalb zwingend notwendig die Kontrolllösungsmessung immer im Kontrolllösungs-Modus durchzuführen.** Andernfalls kann es zu Ergebnissen außerhalb des Zielbereichs kommen.

• Wenn Sie wiederholt Messergebnisse mit der Kontrolllösung außerhalb des vorgegebenen Bereichs erhalten, **dürfen Sie das System nicht mehr verwenden, um Ihren Blutzucker-Gehalt zu bestimmen.** Setzen Sie sich mit dem Kundenservice in Verbindung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Kontrolllösung (LEVEL 9, LEVEL 10) wird zusammen mit den **Beurer GL 60-Teststreifen** und dem **Beurer Blutzucker-Messgerät GL 60** benutzt. Sie dient zur Überprüfung, ob das Messgerät und die Teststreifen optimal zusammenarbeiten und ob der Test richtig durchgeführt wird. Um genaue Messergebnisse sicherzustellen, müssen Sie diese Überprüfung mit der Kontrolllösung (LEVEL 9, LEVEL 10) regelmäßig durchführen, in jedem Fall mit jeder neu geöffneten Teststreifen-Dose. Jede Flasche enthält eine ausreichende Menge für ca. 75 Tests. Die Kontrolllösung (LEVEL 9, LEVEL 10) ist zur Eigenanwendung geeignet.

Hinweise zur Handhabung und Aufbewahrung

Lesen Sie folgende Informationen zur Handhabung und Aufbewahrung der Kontrolllösung gründlich. Nur wenn Sie alle Hinweise beachten, ist der Funktionstest mit der Kontrolllösung zuverlässig.

- Niemals Kontrolllösungen anderer Hersteller verwenden. Die korrekte Funktionsfähigkeit Ihres Beurer Blutzucker-Messgerätes ist anderenfalls nicht überprüfbar.
- Kontrolllösung nicht mehr verwenden bei Überschreiten des Verfallsdatums. Die Verwendung verfallener Kontrolllösung kann zu falschen Funktionstest-Ergebnissen führen. Sie finden das Verfallsdatum auf der Flasche neben dem Sanduhr-Symbol ☰.
- Nach Öffnen der Flasche ist die Kontrolllösung 6 Monate haltbar. Notieren Sie das Ablaufdatum (Öffnungsdatum + 6 Monate ☰) auf dem beschriftbaren Etikett. Die Haltbarkeit verkürzt sich bei Überschreitung mit dem Verfallsdatum (siehe Datum neben dem Sanduhr-Symbol ☰).
- Verwenden Sie die Kontrolllösung nicht mehr, wenn eines der beiden Verfallsdaten (☐/☐) abgelaufen ist.
- Messgerät, Teststreifen und Kontrolllösung vor dem Test auf Raumtemperatur (18°C bis 28°C) bringen.
- Lagern Sie die Kontrolllösung fest verschlossen bei Zimmertemperatur unter 30°C. Nicht gekühlten (4°C - 30°C)
- Bewahren Sie die Kontrolllösung für Kleinkinder unzugänglich auf.
- Lagern Sie die Kontrolllösung nicht im Medikamentenschrank. Es besteht Verwechslungsgefahr mit Medikamenten zur Einnahme.

Verwendete Symbole • Symbols • Symboles utilisés • Símbolos utilizados • Simboli utilizzati

	WARNUNG Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit	WARNING Warning of risk of injury or health hazards	AVERTISSEMENT Avertissement, risque de blessure ou danger pour votre santé	ADVERTENCIA Advertencia respecto a peligros de lesiones o peligros para su salud	AVVERTENZA Avvertenza su pericoli di lesioni o pericoli per la salute
	Hinweis Hinweis auf wichtige Informationen	Note Important information	Remarque Remarque relative à des informations importantes	Indicación Indicación respecto a informaciones importantes	Nota Informazioni importanti
	Verwendbar bis	Use by	Utiliser avant le	Utilizable hasta	Da consumarsi entro
	Maximale Haltbarkeit nach Anbruch in Monaten (hier: 6)	After opening use within 6 months	Durée d'utilisation maximale en mois après ouverture (ici : 6)	Conservación máxima en meses después de la apertura (aquí: 6)	Durata massima di conservazione in mesi dopo l'apertura (nel presente caso: 6)
	CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.	CE labelling This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.	Signe CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.	Marcado CE Este producto cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales vigentes.	Marchio CE Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.
	Chargenbezeichnung	Batch	Code du lot	Designación de lote	Designazione del lotto
	In-vitro-Diagnostika	In-vitro diagnostics	Diagnostic in vitro	Medios de diagnóstico in vitro	Diagnostica in vitro
	REF / Art.-Nr.	Bestellnummer	Order number	N° de référence	Número de pedido
	Typennummer	Type number	Numéro de type	Número de modelo	Codice tipo
	Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur und -luftfeuchtigkeit	Permissible storage and transport temperature and humidity	Température et taux d'humidité de stockage et de transport admissibles	Temperatura y humedad ambiental de almacenamiento y transporte admisibles	Temperatura e umidità di trasporto e stoccaggio consentite
	Zulässige Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit	Permissible operating temperature and humidity	Température et taux d'humidité d'utilisation admissibles	Temperatura y humedad de funcionamiento admisibles	Temperatura e umidità di esercizio consentite
	Gebrauchsanleitung beachten	Observe the Instructions for Use	Lire le mode d'emploi	Observar las instrucciones de uso	Prestare attenzione alle istruzioni per l'uso
	Hersteller	Manufacturer	Fabricant	Fabricante	Produttore
	Importeur	Importer	Symbol de l'importateur	Simbolo del importador	Simbolo importatore
	Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechen der kommunalen Vorschriften entsorgen.	Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.	Separé le produit et les composants d'emballage et les éliminez conformément aux prescriptions communales.	Separate el producto y los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales.	Separare il prodotto e i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.
	Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Material code, B = Material number: 1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard	Marking to identify the packaging material. A = Material code, B = Material number: 1-7 = Plastics, 20-22 = Paper and cardboard	Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Abréviation du matériel, B = Référence de matière : 1 - 7 = plastique, 20 - 22 = papier et carton	Etiquetado para identificar el material de embalaje. A = abreviatura del material, B = número de material: 1-7 = plásticos, 20-22 = papel y cartón	Etichetta di identificazione del materiale di imballaggio. A = abbreviazione del materiale, B = codice materiale: 1-7 = plastica, 20-22 = carta e cartone
	Grüner Punkt: Duales Entsorgungssystem Deutschland	Green Dot: German dual waste disposal system	Point vert : système allemand de reprise des emballages devenus des déchets	Punto Verde: Sistema Dual de Eliminación de Desechos en Alemania	Punto verde: sistema di smaltimento duale tedesco
	Kontrollmaterial	Control material	Matériel de commande	Material de control	Materiale di controllo
	Zielbereich für normale Blutzuckerwerte	Target for normal blood glucose values	Plage cible pour valeurs normales de glycémie	Campo de aplicación para valores normales de glucemia	Range di applicazione: valori glicemici normali
	Zielbereich für hohe Blutzuckerwerte	Target for high blood glucose values	Plage cible pour valeurs élevées de glycémie	Campo de aplicación para valores de glucemia altos	Range di applicazione: valori glicemici elevati
	Vor Sonnenlicht und Hitze	Protect from sunlight and heat	Protéger de la lumière du soleil et de la chaleur	Proteger de los rayos del sol y del calor	Proteggere dalla luce solare e dal calore
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist	Do not use if package is damaged	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	No utilizar si el envase está dañado	Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Zur Funktionsweise

Die Kontrolllösung enthält einen festgelegten Anteil an Glukose, der mit dem Teststreifen reagiert. Ein Test mit Kontrolllösung ähnelt einem Bluttest. Es wird jedoch anstelle eines Blutstropfens die Kontrolllösung verwendet. Das Messergebnis von der Kontrolllösung muss innerhalb des Ergebnisbereichs liegen. Dieser Ergebnisbereich ist auf jeder Teststreifen-Dose aufgedruckt.

Wann ist ein Test mit der Kontrolllösung empfohlen?

- Einmal pro Woche.
- Nach Öffnen einer neuen Dose mit Teststreifen.
- Wenn Sie vermuten, dass das Messgerät oder die Teststreifen defekt sein könnten.
- Wenn Ihre Blutzucker-Messwerte sich nicht mit Ihrem körperlichen Empfinden decken.
- Wenn das Messgerät heruntergefallen ist oder anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt war.
- Bei wiederholter unerwarteter Blutzuckermessergebnissen.
- Wenn Teststreifen Temperaturen außerhalb der Lagerbedingungen (2°C - 32°C) ausgesetzt worden sind.
- Grundsätzlich, wenn Sie falsche Blutzucker-Ergebnisse vermuten. Ein einziger Test mit Kontrolllösung, dessen Ergebnis innerhalb des Ergebnisbereichs liegt, ist ausreichend.
- Die Kontrolllösung kann Ihre Kleidung verfärbten. Waschen Sie in diesem Fall die Kleidung mit Wasser und Seife.
- Verschließen Sie die Kontrolllösung nach jedem Gebrauch sorgfältig.
- Überschüssig herausgedrückte Kontroll-Flüssigkeit darf nicht wieder zurückgesaugt werden.

EN Blood glucose control solution GL 60

Package contents

- 1 bottle with 4 ml control solution LEVEL 9 for the Beurer GL 60 blood glucose monitor
- 1 bottle with 4 ml control solution LEVEL 10 for the Beurer GL 60 blood glucose monitor
- This package insert



- Not for internal use. The control solution is an in-vitro diagnostic agent. This means that it is intended for function tests outside the body only.
- The results range printed on the test strip container is only applicable to the control solution. **It is not a recommended value for your blood glucose level.**
- Control solutions and blood react to temperature influences in different ways. **It is therefore of vital importance that control solution measurement is always performed in control solution mode.** If this mode is not used, results may be obtained that are outside the target range.
- If you receive repeated results outside the specified range with the control solution, **do not continue using the system to measure your blood glucose level.** Contact our Customer Service department.

Proper use

The control solution (LEVEL 9, LEVEL 10) is used in conjunction with the **Beurer GL 60 test strips** and the **Beurer GL 60 blood glucose monitor**. It is used to check that the monitor and test strips operate together correctly and whether the test is conducted correctly. The test with the control solution (LEVEL 9, LEVEL 10) must be conducted regularly to ensure that your test results are accurate, and always when you open a new container of test strips. Every vial contains enough solution for about 75 tests. The control solution (LEVEL 9, LEVEL 10) is suitable for self-testing.

Instructions for Use and Storage








Zur Durchführung des Funktionstests lesen Sie die Gebrauchsanleitung Ihres Messgerätes.



Zu erwartende Ergebnisse

Bei Raumtemperatur sollten die Messergebnisse des Tests mit Kontrolllösung bei ca. 95 % aller Tests in dem Ergebnisbereich liegen, der auf der Teststreifen-Dose aufgedruckt ist. Ursachen und Maßnahmen für außerhalb liegende Messergebnisse, siehe Gebrauchsanleitung Ihres Messgerätes. Beachten Sie, dass aus der genauen Lage des Messergebnisses im Ergebnisbereich kein Rückschluss auf Genuigkeitsveränderungen gezogen werden kann. Solange ein Testergebnis innerhalb des erwarteten Ergebnisbereichs liegt, entspricht die Blutzucker-Messung der mit den Spezifikationen gegebenen Genuigkeit.

Technische Angaben



Utilisation conforme aux indications
La solution de contrôle (LEVEL 9, LEVEL 10) sera utilisée avec les bandes de test GL 60 de Beurer et le lecteur de glycémie sanguine GL 60 de Beurer. Elle sert à contrôler si le lecteur et les bandelettes de test fonctionnent ensemble de manière optimale et si le test est réalisé correctement. Pour garantir des résultats de mesure précis, réalisez régulièrement cette vérification à l'aide de la solution de contrôle (LEVEL 9, LEVEL 10), et en tous cas chaque fois que vous ouvrez une nouvelle boîte de bandelettes de test. Chaque flacon comprend une quantité suffisante pour 75 tests environ. La solution de contrôle (LEVEL 9, LEVEL 10) est destinée à un usage personnel.

i Conseils de manipulation et de conservation

Lisez attentivement les informations suivantes relatives à la manipulation et à la conservation de la solution de contrôle. Le test de fonction avec la solution de contrôle ne sera fiable que si vous respectez tous les conseils.

- Ne jamais utiliser de solutions de contrôle d'autres fabricants. Sinon, le bon fonctionnement de votre lecteur de glycémie Beurer ne sera pas contrôlable.
- Ne plus utiliser la solution de contrôle après la date de péremption. L'utilisation d'une solution de contrôle périmée peut produire des résultats de test de fonction erronés. La date de péremption se trouve sur le flacon, à côté du symbole de sablier ☰.
- Après l'ouverture de la bouteille, la solution de contrôle peut être conservée pendant 6 mois. Notez la date de péremption (date d'ouverture + 6 mois ☰) sur l'étiquette inscriptible. Plus la date d'ouverture s'approche de la date de péremption, plus la durée d'utilisation est réduite (voir la date inscrite à côté du symbole de sablier ☰).
- N'utilisez plus la solution de contrôle lorsqu'une des deux dates de péremption (☐/☐) est dépassée.
- Portez le lecteur, les bandelettes de test et la solution de contrôle à température ambiante (18 °C à 28 °C) avant le test.
- Conservez la solution de contrôle bien fermée à température ambiante, en dessous de 30 °C. Ne pas réfrigérer. (4 °C - 30 °C)
- Conservez la solution de contrôle hors de portée des enfants.
- Ne conservez pas la solution de contrôle dans l'armoire à pharmacie. Il y a risque de confusion avec d'autres médicaments.

Mode de fonctionnement

La solution de contrôle contient une quantité déterminée de glucose réagissant avec les bandelettes de test. Un test réalisé avec la solution de contrôle ressemble à une analyse de sang. Toutefois, la solution de contrôle remplace la goutte de sang. Le résultat de la mesure de la solution de contrôle doit se trouver dans la plage de résultats. Cette plage de résultats est imprimée sur chaque boîte de bandelettes de test.

Quand est-il recommandé de réaliser le test avec la solution de contrôle ?

- Une fois par semaine.
 - Après ouverture d'une nouvelle boîte de bandelettes de test.
 - Si vous soupçonnez une défectuosité du lecteur ou des bandelettes de test.
 - Lorsque votre valeur de mesure de la glycémie ne correspond pas à ce que vous ressentez.
 - Lorsque le lecteur est tombé ou a été exposé à d'autres contraintes mécaniques.
 - En cas de résultats de mesure de glycémie sanguine inattendus répétés.
 - Si la température des bandes de test n'a pas respecté les conditions de conservation (2 °C - 32 °C).
 - D'une manière générale, lorsque vous soupçonnez que le résultat de la glycémie est faux.
- Il suffit que le résultat d'un seul test réalisé avec la solution de contrôle se situe dans la plage de résultats.
- La solution de contrôle est susceptible de tacher les vêtements. Le cas échéant, lavez-les avec de l'eau et du savon.
 - Refermez soigneusement la solution de contrôle après chaque utilisation.
 - L'excédent de liquide retiré ne doit pas être réintroduit.

Vérification du lecteur avec la solution de contrôle

Pour réaliser le test de fonction, lisez le mode d'emploi de votre lecteur.

Résultats attendus

À température ambiante, 95 % des résultats de la mesure du test réalisé à l'aide de la solution de contrôle doivent se situer dans la plage de résultats imprimée sur la boîte des bandelettes de test. Concernant les causes et les mesures pour les résultats de mesure hors plage, consultez le mode d'emploi de votre lecteur.

Notez que vous ne pouvez tirer aucune conclusion relative aux modifications de l'exactitude sur la base de l'emplacement précis du résultat de mesure dans la plage de résultats. Tant qu'un résultat de test se trouve dans la plage de résultats attendus, la mesure de la glycémie correspond à l'exactitude donnée par les spécifications.

Caractéristiques techniques

Température et taux d'humidité de stockage et de transport admissibles	Plage de température: +4°C - +30°C Plage d'humidité: 10-90 %, sans condensation
Température et taux d'humidité de fonctionnement admissibles	Plage de température: +4°C - +40°C Plage d'humidité: 10-90 %, sans condensation

Composition chimique

La solution de contrôle est de couleur rouge et contient les niveaux de D-glucose suivants (en pourcentage) :

Substance	Solution de contrôle LEVEL 9	Solution de contrôle LEVEL 10
D-glucose	0,13%	0,35%
Composants non réactifs	99,87%	99,65%

Elimination



AVERTISSEMENT
Lors de l'élimination des bandelettes de test et de la solution de contrôle, respectez impérativement les prescriptions actuellement en vigueur.

Contrôles

Ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne relative au diagnostic in vitro (98/79/EC).

Adresse du service après-vente

Si vous avez des questions, contactez notre service après-vente. Veuillez consulter l'adresse du SAV sur l'annexe des adresses joint.

NOTRE RESPONSABILITÉ ENVERS VOUS : Notre objectif est de vous satisfaire grâce à des produits sanitaires de grande qualité et un excellent service après-vente. Si vous n'êtes pas totalement satisfait de ce produit, veuillez contacter le service après-vente.

Où obtenir cette solution de contrôle ?

Disponible sur prescription auprès de votre pharmacien ou dans les points de vente des lecteurs de glycémie Beurer. Pour toute autre question liée à la solution de contrôle, veuillez contacter le service après-vente.

4 ml de solution de contrôle LEVEL 9,

4 ml de solution de contrôle LEVEL 10

REF 463.75

Sous réserve d'erreur et de modifications

ES Solución de control de glucemia GL 60

Contenido del envase

- 1 botella con 4 ml de solución de control LEVEL 9 para el **medidor de glucemia GL 60 de Beurer**
- 1 botella con 4 ml de solución de control LEVEL 10 para el **medidor de glucemia GL 60 de Beurer**
- Estas instrucciones de uso



- No ingerir la solución de control. La solución de control es un medio diagnóstico in vitro. Esto significa que la solución debe utilizarse exclusivamente para tests funcionales extracorpórales.
- La gama de resultados impresa en la lata de tiras de verificación es válida exclusivamente para la solución de control. **Estos no son los valores recomendados para su glucemia.**

Comprobar el aparato medidor con la solución de control

Para llevar a cabo la prueba funcional, lea las instrucciones de uso de su aparato medidor.

Resultados a esperar

Aproximadamente un 95 % de los resultados de las verificaciones con la solución de control a temperatura ambiente debe encontrarse dentro de la tolerancia de resultados, impresa en la lata de tiras de verificación. Para consultar las causas de los resultados fuera de tolerancia y para tomar las medidas correctivas necesarias, consulte las instrucciones de uso de su aparato medidor.

- Si usted obtiene repetidamente con la solución de control resultados de medición fuera de la gama especificada, **no debe continuar utilizando el sistema para determinar su glucemia.** Sirvase consultar en este caso a nuestro servicio postventa.

Utilización conforme a la finalidad especificada

La solución de control (LEVEL 9, LEVEL 10) se usa con la **tira reactiva GL 60 de Beurer** y el **medidor de glucemia GL 60 de Beurer**. La solución permite controlar si la combinación entre el aparato medidor y las tiras de verificación trabaja de forma óptima y si la verificación prueba se llevó a cabo correctamente. Para garantizar la exactitud de los resultados de la medición, es necesario que lleve a cabo regularmente esta comprobación con la solución de control (LEVEL 9, LEVEL 10) y, en todo caso, con cada lata de tiras de verificación nueva que abra. Cada botella contiene una cantidad

suficiente para 75 verificaciones aproximadamente. La solución de control (LEVEL 9, LEVEL 10) está destinada para el uso propio.

i Indicaciones para el manejo y almacenamiento

Lea detenidamente las siguientes informaciones para el manejo y almacenamiento de la solución de control. La prueba funcional con la solución de control es fiable únicamente, si Vd. observa estrictamente todas las indicaciones.

- Nunca utilice soluciones de control de otros fabricantes. De lo contrario, no es posible controlar el correcto funcionamiento de su medidor de glucemia de Beurer.

- No utilice la solución de control, si ha vencido su fecha de caducidad. La aplicación de una solución cuya fecha de caducidad ha vencido, podría conducir a resultados incorrectos de la prueba funcional. Vd. encontrará la fecha de caducidad en la botella al lado del símbolo del reloj de arena ☰.
- Una vez abierta la botella, la solución de control se conserva durante 6 meses. Anote la fecha de caducidad (fecha de apertura + 6 meses ☰) sobre la etiqueta del envase. La conservación deberá reducirse a la fecha de caducidad del producto (véase la fecha al lado del símbolo del reloj de arena ☰).
- No continúe utilizando la solución de control, si una de ambas fechas de caducidad (☐/☐) ha vencido.

- Deje que el aparato medidor, la tira de verificación y la solución de control alcancen la temperatura ambiente (18 °C - 28 °C) antes de iniciar la verificación.

• Almacene la solución de control en la botella bien cerrada a temperatura ambiente inferior a 30 °C. No la refrigerue. (4 °C - 30 °C)

• Mantenga la solución de control fuera del alcance de los niños.

- No guarde la solución de control en el armario de medicamentos. De lo contrario existe el peligro de confundirla con los medicamentos a ingerir.
- Respeto al funcionamiento

La solución de control contiene un contingente definido de glucosa que reacciona con la tira de verificación. La prueba hecha con la solución de control es similar a un análisis de sangre. Pero en lugar de una gota de sangre se utiliza la solución de control. El resultado de la medición de la solución de control debe encontrarse dentro de la tolerancia especificada de resultados. Esta tolerancia de resultados está impresa en cada lata de tiras de verificación.

¿Cuándo se recomienda una verificación con la solución de control?

Se adquiere sin receta médica en farmacia o en los puestos de venta del medidor de glucemia de Beurer. Si tiene más consultas sobre la compra de la solución de control, sirvase dirigirse a nuestro servicio postventa.

4 ml de control de solución LEVEL 9,

4 ml de control de solución LEVEL 10

REF 463.75

Temperatura y humedad de funcionamiento admisibles

Rango de temperatura: +4°C - +40°C
Rango de humedad: 10-90 %, sin condensar

Composición química

La solución de control es una solución tintórea roja con las siguientes partes glucosícas D (en porcentajes):

Materias contenidas	Solución de control LEVEL 9	Solución de control LEVEL 10
Glucosa D	0,13%	0,35%
Componentes no reactivos	99,87%	99,65%

Eliminación de desechos



ADVERTENCIA

Para eliminar las tiras de verificación y la solución de control usadas, es absolutamente necesario observar las prescripciones actualmente vigentes.

Controles

El presente producto cumple con los requerimientos establecidos en la directriz europea IVD (98/79/EC).

Dirección del servicio postventa

En casos de dudas sirvase consultar a nuestro servicio postventa. Consulte la dirección de servicio técnico en el directorio adjunto.

NUESTRA OBLIGACIÓN ANTE USTED: Nuestro objetivo es satisfacer a Vd. ofreciéndole productos sanitarios de primera calidad y un óptimo servicio postventa. Si Vd. no está completamente satisfecho con el presente producto, sirvase dirigirse a nuestro servicio postventa.

Información sul modo di funzionamento

La solución de control contiene una percentuale predefinita di glucosio che reagisce con la striscia reattiva. Un test con la soluzione di controllo è simile ad un'analisi del sangue. In questo caso, però, al posto della goccia di sangue viene utilizzata la soluzione di controllo. Il risultato della misurazione della soluzione di controllo deve essere compreso all'interno del campo dei risultati. Il campo dei risultati è stampato su ogni scatola di strisce reattive.

Quando è consigliato fare un test con la soluzione di controllo?

- Una volta la settimana.
- Dopo l'apertura di una nuova scatola di strisce reattive.
- Quando si sospetta che l'apparecchio di misura o le strisce reattive siano difettosi.
- Quando i valori misurati della vostra glicemia non coincidono con la vostra sensazione corporea.
- In caso di caduta o di altre sollecitazioni meccaniche subite dall'apparecchio di misura.
- In caso di ripetuti esiti inaspettati della misurazione della glicemia.
- Quando le strisce reattive sono state esposte a temperature non comprese nell'intervallo previsto per lo stocaggio (2 °C - 32 °C).
- Di principio, quando si sospetta che i risultati del test della glicemia siano errati.

Se il risultato è compreso all'interno del campo dei risultati, è sufficiente eseguire un solo test con la soluzione di controllo.

- La soluzione per il controllo può macchiare gli indumenti. In tal caso, lavare i capi con acqua e sapone.
- Dopo ogni uso, richiedere accuratamente la soluzione per il controllo.
- Il liquido di controllo applicato in eccesso non deve essere riaspirato.

Controllo dell'apparecchio di misura con la soluzione di controllo

Per l'esecuzione del test funzionale, leggere le istruzioni per l'uso del vostro apparecchio di misura.

Risultati attesi

A temperatura ambiente, i risultati della misurazione del test con la soluzione di controllo dovrebbero essere compresi, in circa il 95 % di tutti i test, all'interno del campo dei risultati stampato sulla scatola delle strisce reattive. Per le cause e le misure da prendere per risultati della misurazione esterni al campo, vedere le istruzioni per l'uso dell'apparecchio di misura.

- Se con la solución de control obtenete repetidamente resultados de medición situados all'esterno del campo predefinido, **non utilizar el sistema para determinar el vostro tasso glicemico.** Contattare il Servizio Assistenza clienti.

Uso conforme

La solución de control (LEVEL 9, LEVEL 10) viene utilizada con la **strisce reactivas Beurer GL 60** y con el **medidor de glucemia Beurer GL 60**.

Esta serve per controllare se l'apparecchio di misura e le strisce reattive sono reciprocamente compatibili in modo ottimale, e se il test viene eseguito correttamente. Per essere certi di ottenere misure esatte, è necessario eseguire regolarmente questa verifica con la soluzione de controllo (LEVEL 9, LEVEL 10) e, in ogni caso, dopo l'apertura di ogni nuova scatola di strisce reattive. Ogni flacone contiene una quantità sufficiente per circa 75 test. La solución de control (LEVEL 9, LEVEL 10) è idonea per l'uso personale.

Dati tecnici

Temperatura y humedad de transporte admisibles

Intervallo de temperatura: +4°C - +30°C
Intervallo di umidità: 15-90 %, senza condensa

Temperatura y humedad de almacenamiento y transporte admisibles

Intervallo de temperatura: +4°C - +40°C
Intervallo di umidità: 10-90 %, senza condensa

Composición chimica

La solución de control es una solución de color rojo con el siguiente contenido de D-glucosio (in percentuale):

Componenti

Solución de control

LEVEL 9
D-glucosio
Componenti non reactivi

LEVEL 10
0,13%
99,87%

LEVEL 10
0,35%
99,65%

Smallimento

AVVERTENZA

Nello smaltimento delle strisce reattive e della soluzione di controllo rispettare assolutamente le disposizioni attualmente in vigore.

Controlli

Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva europea IVD (98/79/EC).

Indirizzo del Servizio Assistenza clienti

Se avete domande, contattate il nostro Servizio Assistenza clienti. L'indirizzo del servizio di assistenza è indicato nel foglietto allegato.

IL NOSTRO IMPEGNO NEI VOSTRI CONFRONTI: il nostro obiettivo è di offrirvi sempre prodotti di alta qualità ed un Servizio Assistenza clienti di prim'ordine. Se non siete soddisfatti di questo prodotto, rivolgetevi per cortesia al Servizio Assistenza clienti.

Dov'è reperibile questa soluzione di controllo?

Senza ricetta nelle farmacie oppure nei siti di vendita del misuratore della glicemia Beurer. Per altre domande concernenti la soluzione di controllo, rivolgervi al Servizio Assistenza clienti.

4 ml soluzione di controllo LEVEL 9,

4 ml soluzione di controllo LEVEL 10

REF 463.75

LEVEL 9