



HOCHABSORBIERENDE UNDAUFLAGE MIT POLYABSORBIERENDEN FASERN UND TLC-NOSF MATRIX Steriles Einweg-Medizinprodukt

BESCHREIBUNG UrgoStart Plus Absorb besteht aus: - Einer Komresse, die aus polyabsorbierenden Polyacrylatfasern zusammengesetzt ist und mit der innovativen TLC-NOSF-Technologie (Lipidkolloid-Technologie Nano-Oligo-Saccharid-Faktor) beschichtet ist.

UrgoStart Plus Absorb ist zum Abdecken und Behandeln folgender Hautwunden geeignet: - Unterschenkelulzera. - Druckulzera (Dekubitus). - Andere Wunden mit langwieriger Wundheilung, wie bedeckte Wunden oder Wunden mit dem Risiko einer verzögerten Wundheilung.

Patientenzielgruppen Erwachsene Patienten, insbesondere ältere Menschen. Die Hautwunden, die diese Patienten aufweisen, können vaskulären (venösen, arteriellen oder lymphatischen) oder neuropathischen Ursprungs, die Folge einer anhaltenden Gewebeschädigung sein oder mit Risikofaktoren einhergehen, die den Wundheilungsprozess verzögern können.

EGENSCHAFTEN UND KLINISCHER NUTZEN Die Behandlung chronischer Hautwunden mit UrgoStart Plus Absorb fördert die Wundheilung. Bei Kontakt mit Exsudat (Wundflüssigkeit) geliert die TLC-NOSF-Technologie der UrgoStart Plus Absorb Wundauflage und verhilt so zur: - Hemmung der Aktivität von Enzymen, die als Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) bezeichnet werden und deren Überschuss in chronischen Wunden die Wundheilung verzögert.

UrgoStart Plus Absorb ist zum Abdecken und Behandeln folgender Hautwunden geeignet: - Unterschenkelulzera. - Druckulzera (Dekubitus). - Andere Wunden mit langwieriger Wundheilung, wie bedeckte Wunden oder Wunden mit dem Risiko einer verzögerten Wundheilung.

UrgoStart Plus Absorb ist zum Abdecken und Behandeln folgender Hautwunden geeignet: - Unterschenkelulzera. - Druckulzera (Dekubitus). - Andere Wunden mit langwieriger Wundheilung, wie bedeckte Wunden oder Wunden mit dem Risiko einer verzögerten Wundheilung.

Wenn es vor oder während der Anwendung von UrgoStart Plus Absorb zu einer Hypergranulation (übermäßige Bildung von rotem, hervorstehendem Gewebe auf der Wunde) kommt, sollte dies einer medizinischen Fachkraft gemeldet werden, damit eine angemessene Behandlung erfolgen kann.

WARNHINWEISE • Bewahren Sie die Sterilverpackung von UrgoStart Plus Absorb bis zur Verwendung in Ihrer Faltschachtel auf (gilt nicht für Großpackungen für Krankenhäuser). • Keine bereits gebrauchte Wundauflage verwenden.

GERÄUCHSANLEITUNG UrgoStart Plus Absorb kann von einer medizinischen Fachkraft oder nach Einweisung durch eine medizinische Fachkraft vom Patient oder einem Angehörigen angewendet werden.

VOR DER VERWENDUNG 1. Hände mit Seife und Wasser waschen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen oder Hände mit alkoholischer Desinfektionslösung oder -gel desinfizieren. 2. Medizinische Einweghandschuhe anziehen.

MD	MEDIZINPRODUKT	Info icon	GERÄUCHSANWEISUNG BEACHTEN
No cut icon	WUNDAUFLAGE NICHT ZUSCHNEIDEN	Warning icon	ACHTUNG. VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG / WARNHINWEISE / KONTRAINDIKATIONEN BEACHTEN
Sterile EO	STERILISIERTE MIT ETHYLENOXID	UDI icon	ENDEUTIGE PRODUKTIDENTIFIZIERUNG (UNIQUE DEVICE IDENTIFIER)
Steril ISO	ENFACHES STERILISIERUNGSSYSTEM (SACHET/BEHÄLTNER ZUSTAND)	REF icon	KATALOGNUMMER
Sun icon	VOR SONNENEINWIRKUNG SCHÜTZEN	LOT icon	CHARGENBEZEICHNUNG
No use icon	NICHT VERWENDEN, WENN DIE PACKUNG BESCHÄDIGT IST UND GERÄUCHSANWEISUNG BEACHTEN	Hourglass icon	VERWENDBAR BIS
No reuse icon	NICHT WIEDERVERWENDEN	Factory icon	FÜR DAS INVERKEHRRINGEN VERANTWORTLICHER HERSTELLER
No reuse icon	NICHT ERNEUT STERILISIEREN	Timeline icon	HERSTELLUNGSDATUM

UrgoStart Plus Absorb ist zum Abdecken und Behandeln folgender Hautwunden geeignet: - Unterschenkelulzera. - Druckulzera (Dekubitus). - Andere Wunden mit langwieriger Wundheilung, wie bedeckte Wunden oder Wunden mit dem Risiko einer verzögerten Wundheilung.



Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France



PANSEMENT TRÈS ABSORBANT AVEC FIBRES POLYABSORBANTES ET MATRICE TLC-NOSF Dispositif médical stérile à usage unique

DESCRIPTION UrgoStart Plus Absorb est composé : - D'une compresse absorbante constituée de fibres à base de polyacrylates, enduite de la technologie innovante TLC-NOSF (Technologie Lipido-Colléide Nano-Oligo Saccharide Factor). La technologie TLC-NOSF est composée de paraffine liquide, de carboxyméthylcellulose (CMC) sodique, de sucrose octasulfate de potassium (Nano-Oligo Saccharide Factor), et de polymères.

UrgoStart Plus Absorb est destiné à être utilisé pour toutes les phases de la cicatrisation : aussi bien sur des plaies couvertes de fibrine (dépot jaunâtre sur le lit de la plaie) que sur des plaies recouvertes de tissu de granulation (tissu rouge sur la plaie). UrgoStart Plus Absorb doit être maintenu par un système de fixation (par exemple, ruban adhésif médical, bande, filet tubulaire ou pansement adhésif).

PROPRIÉTÉS ET BÉNÉFICES CLINIQUES Le traitement des plaies cutanées chroniques avec UrgoStart Plus Absorb favorise leur cicatrisation. Au contact des exsudats (fluides au niveau de la plaie), la technologie TLC-NOSF d'UrgoStart Plus Absorb gélifie, ce qui contribue à :

CONTRAINDICATIONS • Phlébite thrombotique. • Plaies cancéreuses. • Plaies fistuleuses. • Plaies d'épidermolyse bulleuse. • Plaies nécrotiques (couvertes par ces pansements ou par une plaque noire de nécrose).

UrgoStart Plus Absorb est destiné à être utilisé pour toutes les phases de la cicatrisation : aussi bien sur des plaies couvertes de fibrine (dépot jaunâtre sur le lit de la plaie) que sur des plaies recouvertes de tissu de granulation (tissu rouge sur la plaie).



MEDICAZIONE ALTAMENTE ASSORBENTE CON FIBRE POLYABSORBENTI E UNA MATRICE TLC-NOSF Dispositivo medico sterile monouso

DESCRIZIONE UrgoStart Plus Absorb è composto da: - Una compressa assorbente costituita da fibre in poliacrilato, rivestita dall'innovativa tecnologia TLC-NOSF (tecnologia lipido-collatoide - fattore nano-oligosaccaridico). La tecnologia TLC-NOSF è costituita da paraffina liquida, carbossimetilcellulosa (CMC) sodica, saccarosio octosolfato di potassio (fattore nano-oligosaccaridico) e da polimeri.

INDICAZIONI UrgoStart Plus Absorb è un dispositivo indicato per coprire e trattare le seguenti lesioni cutanee: - Lesioni degli arti inferiori. - Lesioni del piede diabetico. - Piaghe da decubito. - Altre lesioni persistenti o lesioni ricorrenti con possibilità di diventare persistenti.

CONTRAINDICAZIONI • Lesioni sulle mucose. • Lesioni cancerose. • Fistole. • Lesioni da epidermolisi bollosa. • Lesioni necrotiche (coperte da tessuto nero necrotico).

MISES EN GARDE • Conserver les sachets d'UrgoStart Plus Absorb dans leur boîte jusqu'à utilisation (ne concerne pas les conditionnements de grande capacité destinés aux hôpitaux).

MODE D'EMPLOI UrgoStart Plus Absorb peut être appliqué par un professionnel de santé, ou par le patient ou un proche après formation par un professionnel de santé. Avant usage 1. Se laver les mains à l'eau et au savon et les essuyer à l'aide d'un linge propre, ou se désinfecter les mains avec une solution ou un gel hydroalcoolique.

Élimination du pansement UrgoStart Plus Absorb ainsi que les gants médicaux et les autres articles à usage unique doivent être éliminés de manière sûre pour éviter les infections et les risques microbiens. En soins de ville, placer tous ces consommables dans un emballage jetable, et jeter le tout avec les déchets ménagers. En hôpital, éliminer selon les modalités en vigueur.

MD	DISPOSITIF MÉDICAL	Info icon	CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION
No cut icon	NE PAS DÉCOUPER LE PANSEMENT	Warning icon	ATTENTION. CONSULTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / MISES EN GARDE / CONTRE-INDICATIONS
Sterile EO	STÉRILISÉ PAR OXYDE D'ÉTHYLENE	UDI icon	IDENTIFIANT UNIQUE DU DISPOSITIF
Steril ISO	SYSTÈME DE BARRIÈRE STÉRILE UNIQUE (SACHET MAINTIENANT L'ÉTAT STÉRILE)	REF icon	RÉFÉRENCE CATALOGUE
Sun icon	CONSERVER À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL	LOT icon	NUMÉRO DE LOT
No use icon	NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ ET CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION	Hourglass icon	DATE LIMITE D'UTILISATION
No reuse icon	NE PAS RÉUTILISER	Factory icon	FABRICANT RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ
No reuse icon	NE PAS RÉRISTÉRILISER	Timeline icon	DATE DE FABRICATION



Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France

• Non utilizzare una medicazione già usata in precedenza. • Non risterilizzare. • Non utilizzare dopo la data di scadenza.

MODALITÀ D'USO UrgoStart Plus Absorb può essere applicata da un professionista sanitario, da un familiare o dal paziente stesso, nel caso in cui questi siano stati addestrati da un professionista sanitario.

Prima dell'uso 1. Lavare le mani con acqua e sapone, quindi asciugarle con un panno pulito. In alternativa, disinfectare le mani con una soluzione o un gel idroalcolico. 2. Indossare guanti medici monouso.

MD	DISPOSITIVO MEDICO	Info icon	CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO
No cut icon	NON TAGLIARE LA MEDICAZIONE	Warning icon	ATTENZIONE. LEGGERE LE PRECAUZIONI PER L'USO / LE AVVERTENZE / LE CONTRAINDICAZIONI
Sterile EO	STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE	UDI icon	IDENTIFICATIVO UNICO DEL DISPOSITIVO
Steril ISO	SISTEMA A BARRIERA STERILE SINGOLA (A CONFEZIONE MANTIENE LA CONDIZIONE DI STERILITÀ)	REF icon	NUMERO DI CATALOGO
Sun icon	CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE DEL SOLE	LOT icon	COOKE LOTTO
No use icon	NON UTILIZZARE SE LA CONFEZIONE È DANNEGGIATA E CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO	Hourglass icon	DATA DI SCADENZA
No reuse icon	NON RIUTILIZZARE	Factory icon	PRODUTTORE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
No reuse icon	NON RISTERILIZZARE	Timeline icon	DATA DI PRODUZIONE



Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France

