



Ballenschutz aus Silikon

Bunion Shield

Protection de la plante du pied

Paranodo alluce

Anti-drukbandage voor hamerteen

Ochrana bříška ze silikonu

Art. no. 107 030

GB Bunion Shield

Function

PediSoft® Bunion Shield cares for immediate and longterm pain relief in case of bunion problems. The soft material adjusts optimally to the contour of the bunion without slipping and protects against further pressure.

The smooth material avoids rubbing and runners at socks and stockings.

Care instructions

For cleaning wash with soap, dry well and powder.

Application

Apply onto clean, dry skin. Slip large toe into provided loop in a way that Bunion Shield rests onto the especially effected area.

F Protection de la plante du pied

Fonction

Le coussinet protecteur de l'hallux-valgus PediSoft® soulage instantanément et durablement l'hyper-appui douloureux.

Conseils pour l'entretien

Il doit être lavé avec du savon. Bien laisser sécher et enduire de talc.

Utilisation

Sur peau propre et sèche. Passer le gros orteil dans la boucle prévue à cet effet, afin que la partie sensible soit bien protégée.

I Paranodo alluce

Funzione

Il paranodo dell'alluce PediSoft® lenisce immediatamente ed in modo duraturo i problemi causati dal nodo dell'alluce. Il materiale morbido si modella ai contorni del nodo in modo ottimale, senza scivolare, proteggendo da un'ulteriore pressione. Il materiale liscio evita lo sfregamento e le smagliature alle calze e collant.

Avviso per la cura

Lavare con sapone, lasciare asciugare bene e spolverare con poco borotalco.

Applicazione

Usare con la pelle pulita ed asciutta. Far scivolare l'alluce nell'apposita asola, in modo che la protezione del nodo sia collocata proprio sul punto estremamente influenzato.

B Siliconenbescherming van de voetbal

Werking

De PediSoft®-bescherming van de voetbal zorgt voor onmiddellijke en duurzame pijnverlichting bij problemen ter hoogte van de voetbal. Het zachte materiaal past zich optimaal aan de vorm van de voetbal aan, zonder te verschuiven, en neemt de druk weg. Het gladde materiaal voorkomt wrijving en ladders in sokken en panty's.

Wasinstructie

Met zeep reinigen, goed laten drogen en bepoederen.

Toepassing

Te gebruiken op een schone, droge huid. De grote teen in de daarvoor voorziene lus laten glijden, zodat de bescherming op de belaste plaats komt te zitten.

CZ Ochrana bříška ze silikonu

Funkce

Ochrana bříška PediSoft® zajišťuje okamžitou a trvalou úlevu od bolesti při problémech s bříškem. Měkký materiál se optimálně a bez klouzání přizpůsobí kontuře bříška a chrání před dalším tlakem. Hladký materiál zamezuje rozdránění a vzniku ok na ponožkách a punčochách.

Pokyny pro péči

Omývejte vodou s přidavkem mýdla, nechejte dobře vyschnout a napudrujte.

Použití

Používejte na čisté a suché pokožce. Palec nohy nechejte vklouznout do příslušného očka tak, aby ochrana bříška přilehla na namáhané místo.