



Ballenhaube

Bunion Cap / Protection pour excroissance
du gros orteil /
Voetknobbelbescherming /
Protezione callosità

Art. no. 137 140

GB Bunion Cap

For quick and lasting pain relief in case of bunion problems, e.g. by displacements or exostosis.

Function

The pressure onto the bunion is efficiently distributed by the integrated silicone pad. The affected area is padded and thus protected against further external pressure. The PediSoft® TexLine Bunion Cap is stuck directly onto the skin and therefore does not slip inside the shoe.

Application

Remove the PediSoft® TexLine Bunion Cap from the backing film and stick onto the affected ball of the foot. After use clean with soap and leave to dry in the air. The pad can then be re-used. To store the Bunion Cap, re-attach to the backing film.

Warning note

Do not apply in case of open wounds. In case of diabetes, inflammations or vascular diseases consult a doctor!

F Protection pour excroissance du gros orteil

Soulagement rapide et constant des douleurs provenant des problèmes de plantes de pieds, par ex. mauvaise tenue ou exostose.

Fonction

La pression sur la plante de pieds est répartie d'une façon efficace grâce à un coussin en silicone. La partie malade est rembourrée et ainsi protégée d'une pression extérieure. Le capuchon de protection pour hallux valgus (excroissance du gros orteil) PediSoft® TexLine se colle directement sur la peau et ne glisse ainsi pas dans la chaussure.

Emploi

Découpez le capuchon PediSoft® TexLine de son support et collez-le sur l'orteil concerné. Après utilisation, lavez au savon et laissez sécher à l'air. Le capuchon peut ensuite être réutilisé. Pour le rangement, recollez le capuchon sur son support.

Attention

Ne pas utiliser en cas de blessures ouvertes. En cas de diabète, d'inflammations ou de maladies de vaisseaux, demander auparavant l'avis d'un médecin!

I Protezione callosità

Per un immediato e duraturo effetto analgesico in caso di problemi di borsite, ad es. a causa di postura scorretta o ganglio.

Funzione

La pressione sulle borsiti viene distribuita in modo ottimale dall'imbottitura in silicone inserita all'interno. La parte lesa viene così imbottita e protetta da ulteriori pressioni esterne. Il paracalli PediSoft® TexLine si applica direttamente sulla pelle e quindi non scivola nella scarpa.

Applicazione

Staccare il paracalli PediSoft® TexLine dalla pellicola di supporto e applicarlo sul callo interessato. Dopo l'uso, lavare il paracalli con sapone e lasciarlo asciugare all'aria. Il paracalli potrà così essere riutilizzato. Conservare il paracalli riapplicandolo sulla pellicola di supporto.

Avvertimento

Non applicare su ferite aperte. In caso di infiammazioni, diabete o angiopatie, consultare il medico prima dell'utilizzo!