




Lohmann & Rauscher

Suprasorb® H

Hydrokolloid-Verband



- 1 bei Exsudataufnahme quillt das Hydrokolloid und bildet ein Gel, das Exsudat und Gewebetrümmer bindet.
- 2 bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- 3 überschüssiger Wasserdampf verdunstet

Anwendungsbereiche

- mittel exsudierende Wunden (Suprasorb H standard, sacrum, border)
- schwach exsudierende Wunden (Suprasorb H dünn)
- oberflächliche Wunden
- nicht infizierte Wunden
- in allen Phasen der Wundheilung z. B.:
 - Ulzera verschiedener Genese
 - Verbrennungen 2. Grades
 - Spalthautentnahmestellen
 - postoperative Wunden

Eigenschaften

- sehr gute Wundheilung durch gutes Exsudatmanagement
- hoher Komfort durch einfache Applikation
- besonders dünn und flexibel
- bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- Duschen ist möglich

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und möglichem Primärverband festgelegt, spätestens nach 5 - 7 Tagen
- bei ausgeprägter Blasenbildung über die Wundfläche hinaus

Ausführungen

- standard
- dünn
- sacrum
- border

Tipps

- kann mit folgenden Primärverbänden kombiniert werden, z. B.: Suprasorb A, Suprasorb C und Suprasorb G
- Suprasorb H dünn, 5 x 5 cm ist besonders zur Versorgung des Diabetischen Fußsyndroms geeignet

Suprasorb® H Hydrokolloid-Verband steril, einzeln eingeschleibt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
standard				
10 x 10	121 912	740 255 2	8 / 528	SSB, EV
15 x 15	20 401	043 267 9	5 / 50	SSB, EV
20 x 20	20 402	043 282 8	5 / 50	SSB, EV
dünn				
5 x 5	20 424	022 665 5	10 / 1650	SSB, EV
5 x 10	121 910	740 251 7	8 / 384	SSB, EV
5 x 20	20 411	043 284 0	10 / 250	SSB, EV
10 x 10	121 911	740 252 3	8 / 576	SSB, EV
15 x 15	20 413	043 286 3	5 / 50	SSB, EV
20 x 20	20 414	043 288 6	5 / 50	SSB, EV
sacrum				
14 x 16	20 430	043 290 0	5 / 200	EV
border				
14 x 14	20 420	043 289 2	5 / 200	EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15