

## **IDEAL SPREIZHOSE GRAF 3/S**

### **IDEAL-SPREIZHOSE nach Graf/Mittelmeier Gr.3/S**

PZN: 17280966

Inhalt: 1 St

Hersteller: AIDAmед e.K. - Produktion & Vertrieb med. Produkte & med. Geräte

#### **Zweckbestimmung**

Zur Frühbehandlung der Hüftdysplasie.

#### **Zusammensetzung**

Ideal-Spreizhose nach Graf/Mittelmeier besteht aus weichen Materialien. Die Bandage wird über die Kleidung gezogen. der Brustgurt schließt mittels Klettverschlüsse. Die Beinzügel werden auf den Brustgurt mittels Klettverschlüsse fixiert. Die Schultergurte sorgen für einen guten und sichern Sitz der Bandage. Für das Anlegen der Bandage ist der Arzt oder Fachpersonal verantwortlich.