

SUPRASORB P SE TR N BO10X9

SUPRASORB P sensitive tracheo non-bor.9x10cm

PZN: 19263268

Inhalt: 10 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Der Suprasorb ® P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden, vorausgesetzt es handelt sich um: mittel bis stark exsudierende (border, heel, sacrum, multisite) , mittel exsudierende (non-border), schwach bis mittel exsudierende (border lite), oberflächliche bis tiefe* Wunden . Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden. *Bei tiefen Wunden gegebenenfalls einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren.

Zusammensetzung

Der Suprasorb ® P sensitive Silikon-Schaumverband besteht aus : Suprasorb ® P sensitive border/heel, sacrum, multisite; Silikon-Wundkontaktschicht, einem saugfähigen PU-Schaum, einer Vliesschicht, einem superabsorbierenden Saugkern und einer Trägerschicht. Suprasorb ® P sensitive border lite; Silikon-Wundkontaktschicht, einem saugfähigen PU-Schaum, einer Vliesschicht, und einer Trägerschicht. Suprasorb ® P sensitive non-border; Silikon-Wundkontaktschicht, einem saugfähigen PU-Schaum und einer Trägerschicht.