

# Cosmopor® Advance

## Der Wundverband mit der hohen Absorptions- und Speicherkapazität

### Charakteristik

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen mit DryBarrier® Technologie; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde, eine Transferschicht leitet das Exsudat in die Absorptionsschicht und wird dort dauerhaft gespeichert, um Rücknässung zu vermeiden; sehr gute Saugkapazität und

hoch speicherfähig, mit zusätzlichem Polster-effekt; hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kautschuk-Kleber.

### Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit sensibler Haut.  
IM = Innenmaß



Der selbstklebende Wundverband Cosmopor Advance verfügt über ein hochsaugfähiges Wundkissen, das aufgenommene Flüssigkeit sicher speichert und so die Wunde trocken hält.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Cosmopor® Advance</b> steril, einzeln eingeschelt				
7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	10 Stück	901 018	3546490	20
7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	25 Stück	901 010	3546509	20
10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	25 Stück	901 011	3546515	24
15x6 cm (IM 11x2,5 cm)	25 Stück	901 012	3546521	18
10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	25 Stück	901 013	3546538	18
15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	25 Stück	901 014	3546544	12
20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	25 Stück	901 015	3546550	10
25x10 cm (IM 20,5x5,5 cm)	10 Stück	901 016	3546478	8
35x10 cm (IM 30,5x5,5 cm)	10 Stück	901 017	3546484	8

# Cosmopor® Antibacterial

## Der silberhaltige, hoch speicherfähige Wundverband mit antibakteriellen Eigenschaften

### Charakteristik

Silberhaltiger, selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen mit DryBarrier® Technologie; durch eine zusätzliche, mit metallischem Silber beschichtete Polyethylen-Folie im Innern des Wundkissens werden dort durch die im feuchten Milieu freigesetzten Silber-Ionen gramnegative sowie -positive Bakterien wirksam bekämpft; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde, eine Transferschicht leitet das Exsudat in die Absorptionsschicht und wird dort dauer-

haft gespeichert, um Rücknässung zu vermeiden; sehr gute Saugkapazität und hoch speicherfähig, mit zusätzlichem Polstereffekt; hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kautschuk-Kleber.

### Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung sowie zur Infektionsprophylaxe; zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit sensibler Haut.  
IM = Innenmaß



Die im Wundkissen von Cosmopor Antibacterial freigesetzten Silberionen bekämpfen dort Bakterien und verringern dadurch das Risiko von Infektionen.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>Cosmopor® Antibacterial</b> steril, einzeln eingeschelt				
7,2x5 cm (IM 4x2,5 cm)	25 Stück	901 000	3546308	20
10x6 cm (IM 6,5x2,5 cm)	25 Stück	901 001	3546314	24
15x6 cm (IM 11x2,5 cm)	25 Stück	901 002	3546320	18
10x8 cm (IM 6,5x3,8 cm)	25 Stück	901 003	3546337	18
15x8 cm (IM 11x3,8 cm)	25 Stück	901 004	3546343	12
20x10 cm (IM 16x5,5 cm)	25 Stück	901 005	3546366	10