

Abwurfbox mit Sicherheitsverschluss zu jeder Packung  
KLINION® Soft Fine Plus Pen-Nadeln.



#### Bestellinformation

|   | Produkt  | Packungsgröße  | PZN      |
|---|--|----------------|----------|
|    | KLINION® Soft Fine Plus<br>0,23 mm (32G) x 4 mm  | 100 + 10 Stück | 10179649 |
|    | KLINION® Soft Fine Plus<br>0,23 mm (32G) x 5 mm  | 100 + 10 Stück | 09076312 |
|  | KLINION® Soft Fine Plus<br>0,23 mm (32G) x 6 mm  | 100 + 10 Stück | 11340242 |
|  | KLINION® Soft Fine Plus<br>0,25 mm (31G) x 6 mm  | 100 + 10 Stück | 09166245 |
|  | KLINION® Soft Fine Plus<br>0,23 mm (32G) x 8 mm  | 100 + 10 Stück | 11340259 |
|  | KLINION® Soft Fine Plus<br>0,25 mm (31G) x 8 mm  | 100 + 10 Stück | 09166251 |
|  | KLINION® Soft Fine Plus<br>0,33 mm (29G) x 12 mm | 100 + 10 Stück | 09166274 |

12409264 - Stand: April 2016

#### Vertrieb | eu-medical GmbH


Bärensteiner Str. 27-29 | D-01277 Dresden  
info@eu-medical.de | www.eu-medical.de  
Gebührenfreie Rufnummer 0800-5 88 80 56

#### Hersteller:

Medeco BV | Alexander Flemingstraat 2 | NL-3261 MA Oud-Beijerland | www.medeco.nl



# Soft Fine Plus



# NEU

Pen-Nadeln

6 und 8 mm - jetzt in  
2 Stärken erhältlich

Geprüftes  
Qualitätsprodukt

... mit dem  
"Plus" an Nadeln,  
Komfort & Sicherheit

- 100 + 10
- 5 Nadellängen
- Sicherheitsabwurfbox



### Erhältlich in 5 Nadellängen und 3 Nadelstärken:

Hier ist für jeden die passende Nadel dabei.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 0,23 mm (32G) x 4 mm | 0,23 mm (32G) x 8 mm  |
| 0,23 mm (32G) x 5 mm | 0,25 mm (31G) x 8 mm  |
| 0,23 mm (32G) x 6 mm | 0,33 mm (29G) x 12 mm |
| 0,25 mm (31G) x 6 mm |                       |


Durch die richtige Kombination aus Nadellänge und Injektionstechnik ist eine sichere Insulininjektion gewährleistet.

### Empfohlene Nadellänge (nach VDBD)

| Kinder und Jugendliche    |               |
|---------------------------|---------------|
| senkrecht, ohne Hautfalte | 4* mm         |
| senkrecht, mit Hautfalte  | 5 + 6 mm      |
| schräg, ohne Hautfalte    | 6 mm          |
| schräg, mit Hautfalte     | 8 mm          |
| Erwachsene                |               |
| senkrecht, ohne Hautfalte | 4* + 5* mm    |
| senkrecht, mit Hautfalte  | 6 + 8 + 12 mm |
| schräg, ohne Hautfalte    | 6 + 8 + 12 mm |
| schräg, mit Hautfalte     | 12 mm         |

\* Bei der Injektion in den Oberschenkel und bei schlanken Personen auch im Bauchbereich kann die Bildung einer Hautfalte auch bei kurzen Nadeln empfohlen sein.

### Achtung: Pen-Nadeln sind Einmalprodukte ②



Durch den Gebrauch kann sich die Nadel verformen und ist nicht mehr steril.

### Passen auf alle gängigen Insulinpens:

#### BERLIPEN von Berlin-Chemie

BerliPen areo 3



BerliPen Precision



BerliPen Junior



#### HUMAPEN von Lilly

HumaPen Savvio



HumaPen Luxura HD



#### NOVOPEN von Novo Nordisk

NovoPen 5



NovoPen Echo



#### AUTOPEN 24 von Owen-Mumford

Autopen 24 für Aventis Insulin 3/1



Autopen 24 für Aventis Insulin 3/2



#### INSULINPENS von sanofi-aventis

KlikStar



TactiPen



JuniorSTAR



AutoPen classic; BerliPen areo und areo 2, BerliPen 301 und 302; DiaPen; HumaPen Memoir und Luxura; NovoPen 4 und NovoPen Junior; OptiPen Pro 1 und 2; Pendiq; YpsoPen und auf alle Fertigpens.