

ACCU-CHEK®

Roche



**ACCU-CHEK INSULINPUMPEN
ZUBEHÖR UND
VERBRAUCHSMATERIALIEN**

HERZLICH WILLKOMMEN BEI ACCU-CHEK!

Accu-Chek bietet Ihnen **kompetentes Diabetes Management aus einer Hand**. Unser Angebot umfasst eine große Bandbreite an **Produkten**: von Blutzuckermesssystemen über Insulinpumpen und Infusionssets bis zu modernen Lösungen für Ihr Datenmanagement.

„Leben mit Diabetes“ – das bedeutet für immer mehr Menschen auch „**Leben mit der Insulinpumpe**“. Sie profitieren von einer Therapie, die eine gute Diabeteseinstellung mit mehr **Flexibilität und Lebensqualität** verbindet.

In diesem Katalog für Zubehör und Verbrauchsmaterialien stellen wir Ihnen Informationen zu folgenden Produkten (inkl. den dazu passenden Infusionssets, dem Zubehör und den Verbrauchsmaterialien) für Ihre Insulinpumpen-Therapie zur Verfügung:

- **Accu-Chek Insight**
- **Accu-Chek Combo**

Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über das Diabetes Management für die Accu-Chek Insulinpumpen.

Accu-Chek begleitet Sie zudem mit einer **Vielzahl an Services** – quer durch alle Themenbereiche und Therapieformen. Informationen finden Sie im Internet unter www.accu-chek.de.

Ihr Roche Diabetes Care Deutschland Team

INHALT

| | |
|---|----|
| 1. DIE ACCU-CHEK INFUSIONSSETS | |
| 1.1 Allgemeine Informationen | 5 |
| 1.2 Accu-Chek Insight Infusionssets | 11 |
| 1.3 Accu-Chek Combo Infusionssets | 19 |
| 2. DIE ACCU-CHEK TRAGESYSTEME | 29 |
| 3. WEITERES ZUBEHÖR | |
| 3.1 Zubehör für Accu-Chek Insight | 35 |
| 3.2 Zubehör für Accu-Chek Combo | 37 |
| 4. DATENMANAGEMENT MIT ACCU-CHEK | 39 |
| 5. WIE ROCHE DIABETES CARE SIE IM ALLTAG UNTERSTÜTZT | 43 |

FARBKODIERUNG

Dieser Katalog umfasst Produkte zu allen Accu-Chek Insulinpumpen. Um Ihnen die Suche nach Artikeln für Ihre Insulinpumpe zu erleichtern, sind die jeweiligen Kapitel farblich markiert:



Die Farbe **BLAU** steht für Produkte und allgemeine Themen rund um die Accu-Chek Insulinpumpen mit Schlauch.



Die Farbe **ROT** steht für Produkte zur Accu-Chek Insight Insulinpumpe.



Die Farbe **DUNKELBLAU** steht für Produkte zur Accu-Chek Combo Insulinpumpe.



1. DIE ACCU-CHEK INFUSIONSSETS

1.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ACCU-CHEK INFUSIONSSETS: INFUSIONSSETS FÜR DIE INSULINPUMPEN- THERAPIE

Accu-Chek Infusionssets bieten für unterschiedliche Anforderungen die richtigen Lösungen – wobei Komfort und Sicherheit immer an erster Stelle stehen. Erfahren Sie hier mehr über die Eigenschaften und Vorteile unserer Infusionssets.

Die Infusionssets erhalten Sie auf unterschiedlichen Wegen: in Apotheken und im Fachhandel ODER Versicherte einzelner Krankenkassen können ihr Zubehör direkt bei uns – bei Accu-Chek direkt – beziehen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse oder im Accu-Chek Kunden Service Center. Die im Katalog genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. 19 % MwSt. (Preisangabe pro Packung).

Nicht nur die Wahl der Insulinpumpe ist entscheidend für eine erfolgreiche Diabetestherapie. Das passende Infusionsset ermöglicht ein einfaches Nutzen der Pumpe und rundet so die Therapie ab. Über das Infusionsset gelangt das Insulin unauffällig und zuverlässig in das Unterhautfettgewebe. Dabei erfüllt das Infusionsset – für den Träger kaum spürbar – alle Herausforderungen des Alltags.


AUSWAHLKRITERIEN FÜR INFUSIONSSETS

Vielfältige Lösungen für die Insulinpumpen-Therapie


Accu-Chek Infusionssets bieten vielfältige Lösungen für Ihre Insulinpumpen-Therapie. Sie passen sich an Ihren Lebensstil an und nicht umgekehrt:

- **Ob für Anfänger, sportlich Aktive oder empfindsame Menschen**
- **Einfach, komfortabel und flexibel**
- **Sie haben die Wahl zwischen Teflon- und Stahlkanüle**

Ihre Orientierungshilfen:




Einführungswinkel 90°



Einführungswinkel 20°-45°



mit Kupplung



Extrafeine
Stahlkanüle



Biegsame
Teflonkanüle

Schräg oder senkrecht einführen?

Je nach Modell des Infusionssets wird die Kanüle entweder senkrecht (90°-Winkel) oder schräg (20–45°-Winkel) eingeführt.

Stahl oder Teflon?

Ob Stahl- oder Teflonkanüle ist in erster Linie eine Frage der persönlichen Vorliebe. Stahlkanülen sind feiner, Teflonkanülen sind elastisch, biegsam und haben einen größeren Durchmesser als Stahlkanülen.

ORIENTIERUNGSHILFE FÜR DIE WAHL DES „RICHTIGEN“ INFUSIONSSETS

Accu-Chek Infusionssets, die senkrecht eingeführt werden:

- Accu-Chek Rapid-D Link
- Accu-Chek Insight Rapid
- Accu-Chek FlexLink
- Accu-Chek Insight Flex

Hier kann der Body-Mass-Index als Orientierung dienen.

| Alter | Body-Mass-Index (BMI) | Empfohlene Kanülenlänge |
|---|--|-------------------------|
| | $\frac{\text{Gewicht in Kilogramm}}{(\text{Körpergröße in Metern})^2}$ | |
| Kinder unter 12, sehr schlanke Erwachsene | alle BMI-Werte | 6 mm |
| Jugendliche 12–18 Jahre | normal (BMI < 25) | 6 mm |
| | übergewichtig (BMI > 25) | 8 mm/10 mm |
| Erwachsene | normal (BMI < 25) | 6 mm/8 mm |
| | übergewichtig (BMI > 25) | 10 mm/12 mm |

Accu-Chek Infusionssets, die schräg eingeführt werden:

- Accu-Chek TenderLink
- Accu-Chek Insight Tender

Die Einführungstiefe wird durch die Wahl des Einführungswinkels beeinflusst!

| | Kanüle 13 mm | Kanüle 17 mm |
|-----|--------------|--------------|
| 20° | ca. 4,5 mm | ca. 6,0 mm |
| 30° | ca. 6,5 mm | ca. 8,5 mm |
| 40° | ca. 8,5 mm | ca. 11,0 mm |
| 45° | ca. 9,0 mm | ca. 12,0 mm |

Die richtige Schlauchlänge

Bei der Auswahl kommt es darauf an, wie die Insulinpumpe getragen wird.

Wichtig ist auf jeden Fall:

- Planen Sie eine Sicherheitsschlaufe ein, die Sie mit einem Pflaster fixieren
- Der Schlauch darf nicht spannen
- Der Schlauch darf nicht um die Insulinpumpe gewickelt werden

Ein Schlauchwechsel sollte mit dem Wechsel der Ampulle – spätestens jedoch nach 6 Tagen – erfolgen.

Wechsel des Infusionssets

Um Hautreizungen, Entzündungen und Verhärtungen zu vermeiden, ist der regelmäßige Wechsel Voraussetzung:

- **Stahlkanülen: Alle 1–2 Tage**
- **Teflonkanülen: Alle 2–3 Tage**

Mit Accu-Chek Aviva Combo und dem Accu-Chek Aviva Insight Diabetes Manager können Sie sich mit der Erinnerungsfunktion einen Alarm zum Wechsel des Infusionssets einrichten.

NOTIZEN



1.2 ACCU-CHEK INSIGHT INFUSIONSSETS

ACCU-CHEK INSIGHT INFUSIONSSETS

Alle Accu-Chek Insight Infusionssets sind ausschließlich für die Verwendung mit einer Accu-Chek Insight Insulinpumpe konzipiert und entwickelt worden. Der Sicherheitsadapter komplettiert die Accu-Chek Insight Insulinpumpe und sorgt für ein Mehr an Sicherheit.

Für mehr Flexibilität sind Kanülen & Schlauch mit Adapter getrennt erhältlich.

Alle Accu-Chek Insight Infusionssets auf einen Blick

| | Accu-Chek Insight Rapid | Accu-Chek Insight Tender | Accu-Chek Insight Flex |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Einführung | senkrecht | schräg 20°-45° | senkrecht |
| Kanülenmaterial | Stahl | Teflon | Teflon |
| Kanülenlänge (mm) | 6, 8, 10 | 13, 17 | 6, 8, 10 |
| Durchmesser (mm) | 0,36 | 0,5 | 0,5 |
| Abkoppelbar | am Schlauch | am Kanülengehäuse | am Kanülengehäuse |

Für alle drei Accu-Chek Insight Infusionssets passend:

Der Accu-Chek Insight Adapter & Schlauch



ACCU-CHEK INSIGHT ADAPTER & SCHLAUCH: FÜR ALLE ACCU-CHEK INSIGHT KANÜLEN PASSEND

Der Sicherheitsadapter als Teil der Accu-Chek Insight Insulinpumpe

- Separater Wechsel des Adapters entfällt, damit weniger Handhabungsschritte und weniger Fehlerquellen
- Kein störender Anschluss, der evtl. abknicken könnte
- Besonders ergonomische Form
- Länge (cm): 40, 70, 100



| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|---|----------------|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0010, je 10 Adapter mit Schlauch | | |
| Accu-Chek Insight Adapter & Schlauch, 40 cm | Preis: 48,45 € | 08 460 327 |
| Accu-Chek Insight Adapter & Schlauch, 70 cm | Preis: 48,45 € | 15 379 353 |
| Accu-Chek Insight Adapter & Schlauch, 100 cm | Preis: 48,45 € | 08 460 356 |
| | | 06 485 472 001 |
| | | 06 485 499 001 |
| | | 06 485 464 001 |

ACCU-CHEK INSIGHT RAPID: DAS DISKRETE INFUSIONSSET MIT STAHL- KANÜLE UND 90°-EINFÜHRWINKEL

Mit seiner extrafeinen Stahlkanüle, die beim Einführen kaum spürbar ist, lässt sich das Accu-Chek Insight Rapid Infusionsset besonders sanft und bequem anlegen. Es besticht durch sein flaches Kanülengehäuse, so dass es unter der Kleidung nicht auffällt.

- Extrafeine Edelstahlkanüle für sanftes Einführen (nur 0,36 mm Durchmesser)
- Einfaches Abkoppeln des Insight Adapter & Schlauch
- Sehr flaches Kanülengehäuse für mehr Diskretion



Auch mit einer 6 mm-Kanüle verfügbar. Besonders für Kinder und schlanke Personen geeignet.



| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|--|-------------------------------|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.1010 je 25 Kanülen, Schlauchlänge 7cm (ohne Adapter) | | |
| Accu-Chek Insight Rapid Kanülen 6 mm | Preis: 182,40 € 14 213 917 | 08 699 011 001 |
| Accu-Chek Insight Rapid Kanülen 8 mm | Preis: 182,40 € 14 213 923 | 08 699 038 001 |
| Accu-Chek Insight Rapid Kanülen 10 mm | Preis: 182,40 € 14 213 952 | 08 699 046 001 |

ACCU-CHEK INSIGHT TENDER: MEHR FLEXIBILITÄT DURCH VARIIERBAREN EINFÜHRWINKEL

Das Accu-Chek Insight Tender Infusionsset zeichnet sich durch ein besonders griffiges Nadelgehäuse und durch einen großen, zurückklappbaren Nadelschutz aus. Dieser hält beim Setzen das Pflaster zurück und sorgt nach dem Setzen für eine sichere Entsorgung der Führungsnadel. Das Pflaster ist über der Führungsnadel ausgespart und gibt somit die Sicht auf die Einstichstelle frei.

- Schräge Kanüle mit variierbarem Einführwinkel von 20-45° für mehr Flexibilität
- Große Griffe mit Rillen für genaue Handhabung
- Nadelabdeckung für sicheres Setzen und Entsorgen



| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|--|------------------------------|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.1010, je 10 Kanülen | | |
| Accu-Chek Insight Tender Kanülen 13 mm | Preis: 73,35 € 08 459 979 | 06 541 836 001 |
| Accu-Chek Insight Tender Kanülen 17 mm | Preis: 73,35 € 08 459 985 | 06 541 844 001 |

ACCU-CHEK INSIGHT FLEX: TEFLONKANÜLE MIT 90°-EINFÜHRWINKEL

Es zeichnet sich durch ein besonders griffiges Nadelgehäuse und die ein- und ausklappbare Führungsnadel zur besseren Handhabung aus.

- Führungsnadel mit modernem 3-fach-Schliff für schmerzarme Anwendung
- Automatisches Wegklappen der Führungsnadel vermeidet Verletzungen
- Besonders komfortables Setzen ermöglicht die Setzhilfe Accu-Chek LinkAssist Plus (Infos nächste Seite)



| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|--|-------------------------------|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.1010, je 10 Kanülen | | |
| Accu-Chek Insight Flex Kanülen 6 mm | Preis: 103,60 € 08 459 755 | 06 541 801 001 |
| Accu-Chek Insight Flex Kanülen 8 mm | Preis: 103,60 € 08 459 761 | 06 541 810 001 |
| Accu-Chek Insight Flex Kanülen 10 mm | Preis: 103,60 € 08 459 778 | 06 541 798 001 |

ACCU-CHEK LINKASSIST PLUS: EINFACHES SETZEN DES ACCU-CHEK INSIGHT FLEX INFUSIONSSETS

Accu-Chek LinkAssist Plus Setzhilfe – der Helfer für sicheres, einfaches und angenehmes Setzen der Kanüle.

Von Anfang an einfach – das wünschen sich Anwender der Insulinpumpen-Therapie, gerade wenn es um das Setzen der Kanüle geht, die als Teil des Infusionssets die Insulinpumpe mit dem Körper verbindet. Für Einsteiger wie Fortgeschrittene macht die Accu-Chek LinkAssist Plus Setzhilfe das Legen des Accu-Chek Insight Flex Infusionssets noch komfortabler und sicherer.

Per Knopfdruck lässt sich mit der Setzhilfe die Kanüle ganz einfach automatisch einführen. Damit kann das Infusionsset auch gut an Körperstellen gelegt werden, die sonst nur schwer erreichbar sind.



| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|---------------------------------|---|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0006 | | |
| Accu-Chek LinkAssist Plus | 1 Stück Preis: 40,10 € 03 453 498 | 05 511 097 001 |

NOTIZEN



1.3 ACCU-CHEK COMBO INFUSIONSSETS (MIT LUER-ANSCHLUSS)

ALLE ACCU-CHEK COMBO INFUSIONSSETS AUF EINEN BLICK (MIT LUER-ANSCHLUSS)



Accu-Chek FlexLink

| | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Einführung | senkrecht | Accu-Chek TenderLink | schräg 20°-45° |
| Kanülenmaterial | Teflon | | Teflon |
| Kanülenlänge (mm) | 6, 8, 10 | | 13, 17 |
| Durchmesser (mm) | 0,50 | | 0,50 |
| Schlauchlänge gesamt (cm) | 30, 60, 80, 110 | | 30, 60, 80, 110 |
| Abkoppelbar | am Kanülengehäuse | | am Kanülengehäuse |



Accu-Chek TenderLink




Accu-Chek Rapid-D Link

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Einführung | senkrecht |
| Kanülenmaterial | Stahl |
| Kanülenlänge (mm) | 6, 8, 10, 12 |
| Durchmesser (mm) | 0,36 |
| Schlauchlänge gesamt (cm) | 30, 60, 80, 110 |
| Abkoppelbar | am Schlauch |

ACCU-CHEK FLEXLINK: VON ANFANG AN EINFACH.

Aller Anfang ist schwer? Für Einsteiger und Umsteiger gibt es das Accu-Chek FlexLink Infusionsset mit Adaptergriff. Einfacher in der Handhabung, komfortabel und praktisch im Alltag.

- **Einfach in der Anwendung**
Mit dem Adaptergriff ganz leicht senkrecht einführen
- **Komfortabel**
Mit biegsamer Teflonkanüle
- **Flexibel**
Einfach abkoppeln



| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|--|-----------------|---------------------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.1010, je 10 Kanülen und 10 Schläuche. Die erste Zahl nach dem Produktnamen zeigt Ihnen die Kanülenlänge, die zweite die Schlauchlänge, z. B.: 10/80 = 10 mm Kanüle, 80 cm Schlauch. | | |
| Accu-Chek FlexLink 6/30 | Preis: 152,10 € | 09 517 087 06 593 844 001 |
| Accu-Chek FlexLink 6/60 | Preis: 152,10 € | 09 517 093 06 593 909 001 |
| Accu-Chek FlexLink 6/80 | Preis: 152,10 € | 09 517 101 06 593 917 001 |
| Accu-Chek FlexLink 8/30 | Preis: 152,10 € | 01 022 469 04 626 427 001 |
| Accu-Chek FlexLink 8/60 | Preis: 152,10 € | 01 022 475 04 626 435 001 |
| Accu-Chek FlexLink 8/80 | Preis: 152,10 € | 01 022 481 04 626 478 001 |
| Accu-Chek FlexLink 8/110 | Preis: 152,10 € | 01 022 498 04 626 486 001 |
| Accu-Chek FlexLink 10/30 | Preis: 152,10 € | 01 022 506 04 626 494 001 |
| Accu-Chek FlexLink 10/60 | Preis: 152,10 € | 01 022 512 04 626 516 001 |
| Accu-Chek FlexLink 10/80 | Preis: 152,10 € | 01 022 529 04 626 524 001 |
| Accu-Chek FlexLink 10/110 | Preis: 152,10 € | 01 022 535 04 626 559 001 |

| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|--|-----------------|---------------------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.1010, je 10 Stück | | |
| Accu-Chek FlexLink Kanülen 6 mm | Preis: 103,60 € | 09 517 118 06 593 941 001 |
| Accu-Chek FlexLink Kanülen 8 mm | Preis: 103,60 € | 01 022 541 04 626 567 001 |
| Accu-Chek FlexLink Kanülen 10 mm | Preis: 103,60 € | 01 022 558 04 626 575 001 |

ACCU-CHEK LINKASSIST: EINFACHES SETZEN DES ACCU-CHEK FLEXLINK INFUSIONSSETS.

Für Einsteiger wie Fortgeschrittene macht die Accu-Chek LinkAssist Setzhilfe das Legen des Accu-Chek FlexLink Infusionssets noch komfortabler und sicherer. Per Knopfdruck lässt sich mit der Setzhilfe die Kanüle ganz einfach automatisch einführen. Damit kann das Infusionsset auch gut an Körperstellen gelegt werden, die sonst nur schwer erreichbar sind.

- **Komfortabel**
Accu-Chek FlexLink automatisch einführen
- **Präzise**
Exaktes Einführen im 90° Winkel
- **Variabel**
Auch für schwer erreichbare Körperstellen



Accu-Chek FlexLink wird in die Setzhilfe eingelegt, die mit dem breiten Fußteil auf die Haut aufgesetzt und einfach per Knopfdruck ausgelöst wird. Durch die schnelle und genaue Einführung der Nadel in das Unterhautfettgewebe ist das Setzen weniger schmerzhaft.


| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0006 | | |
| Accu-Chek LinkAssist | 1 Stück Preis: 40,10 € | 04 535 689 04 530 039 001 |

ACCU-CHEK RAPID-D LINK: EINFACH IN DER HANDHABUNG, DISKRET ZU TRAGEN.

Mit seiner extrafeinen Stahlkanüle, die beim Einführen kaum spürbar ist, lässt sich das Accu-Chek Rapid-D Link Infusionsset besonders sanft und bequem anlegen. Darüber hinaus ist das Kanülengehäuse so flach, dass das Infusionsset unter der Kleidung nicht auffällt.

Vorteile:

- Extrafeine Edelstahlkanüle für sanftes Einführen (nur 0,36 mm Durchmesser)
- Einfaches Abkoppeln des Schlauches vom Kanülengehäuse – für das Ablegen der Insulinpumpe zwischendurch
- Sehr flaches Kanülengehäuse für mehr Diskretion



| Accu-Chek Rapid-D Link Kanülen | | PZN | Artikel-Nr. |
|--|-----------------|------------|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.1010, je 25 Stück, Schlauchlänge: 10 cm | | | |
| Kanüle 6 mm | Preis: 182,40 € | 03 936 794 | 04 541 006 001 |
| Kanüle 8 mm | Preis: 182,40 € | 03 936 802 | 04 541 014 001 |
| Kanüle 10 mm | Preis: 182,40 € | 03 936 819 | 04 541 022 001 |
| Kanüle 12 mm | Preis: 182,40 € | 03 936 831 | 04 541 049 001 |

| Accu-Chek Rapid-D Link Transfer Sets | | PZN | Artikel-Nr. |
|--|----------------|------------|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0011, je 10 Stück | | | |
| Transfer Set 20 cm | Preis: 37,75 € | 03 936 848 | 04 541 057 001 |
| Transfer Set 50 cm | Preis: 37,75 € | 03 936 854 | 04 541 065 001 |
| Transfer Set 70 cm | Preis: 37,75 € | 03 936 883 | 04 541 073 001 |
| Transfer Set 100 cm | Preis: 37,75 € | 03 936 920 | 04 541 081 001 |


| Schutzkappe für die Kupplung | | PZN | Artikel-Nr. |
|---|---------------|------------|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0014, 10 Stück | | | |
| Accu-Chek Rapid-D Link Protective Cap | Preis: 6,40 € | 03 936 771 | 04 540 999 001 |

ACCU-CHEK TENDERLINK: MEHR FREIHEIT FÜR AKTIVE INSULINPUMPENTRÄGER.

Das Accu-Chek TenderLink Infusionsset besitzt eine schräg einzuführende Teflonkanüle. Der Einführungswinkel und damit die Einführungstiefe sind variabel. Seine Teflonkanüle ist besonders biegsam und kann sich Ihrem Körper jederzeit gut anpassen: Sie genießen mehr Bewegungsfreiheit und einen hohen Tragekomfort – ideal, wenn Sie einen aktiven Lebensstil bevorzugen.

Vorteile:

- Biegsame Teflonkanüle mit 20°- bis 45°-Einführungswinkel
- Flexible Anpassung der Teflonkanüle an die Bewegungen des Körpers
- Schlauch lässt sich einfach vom Kanülengehäuse abkoppeln – beispielsweise zum Ablegen der Insulinpumpe beim Sport



| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|--|-----------------|-------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.1010, je 10 Kanülen und 10 Schläuche Die erste Zahl nach dem Produktnamen zeigt Ihnen die Kanülenlänge, die zweite die Schlauchlänge, z. B.: 13/30 = 13 mm Kanüle, 30 cm Schlauch. | | |
| Accu-Chek TenderLink 13/30 | Preis: 113,55 € | 02 506 991 |
| Accu-Chek TenderLink 13/60 | Preis: 113,55 € | 02 507 364 |
| Accu-Chek TenderLink 13/80 | Preis: 113,55 € | 02 507 559 |
| Accu-Chek TenderLink 13/110 | Preis: 113,55 € | 02 507 565 |
| Accu-Chek TenderLink 17/30 | Preis: 113,55 € | 02 507 571 |
| Accu-Chek TenderLink 17/60 | Preis: 113,55 € | 02 507 588 |
| Accu-Chek TenderLink 17/80 | Preis: 113,55 € | 02 507 619 |
| Accu-Chek TenderLink 17/110 | Preis: 113,55 € | 02 507 743 |

| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|--|----------------|-------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.1010, je 10 Stück | | |
| Accu-Chek TenderLink Kanülen 13 mm | Preis: 73,35 € | 02 507 849 |
| Accu-Chek TenderLink Kanülen 17 mm | Preis: 73,35 € | 02 507 855 |

NOTIZEN



2. DIE ACCU-CHEK TRAGESYSTEME

Tragesystem für den BH

Das Tragesystem zum Einhängen an den BH ist aus elastischem Stoff (Lycra), was das Einstecken der Pumpe sowie das Tragen einfach und komfortabel macht. Diese Tasche ist in schwarz erhältlich und ist der Tipp für alle Frauen, die gerne eng anliegende Kleidung tragen, unter der die Insulinpumpe nicht auffallen sollte.



Hinweis: Bitte tragen Sie die Tasche wie auf der Abbildung mit dem Clip nach außen. So ist gewährleistet, dass Tasche und Insulinpumpe einen sicheren Halt haben.

GEEIGNET FÜR ACCU-CHEK COMBO UND ACCU-CHEK INSIGHT

| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0001 | | |
| Tragesystem für den BH – ■ schwarz | 1 Stück Preis: 13,45 € | 07 405 007 06 364 535 001 |

Weitere verfügbare Tragesysteme für die Accu-Chek Insulinpumpen finden Sie unter: accu-chek.de

Tragegurt

Weich auf der Haut: Der elastische Tragegurt für den Bauch. An diesem Gurt können alle Schutzhüllen mit Schlaufen befestigt werden.



Der Tragegurt hat auf der ganzen Länge einen Klettverschluss – so kann er flexibel verstellt werden. Ist der Gurt zu lang, wird er einfach abgeschnitten. Der Gurt ist luftdurchlässig und angenehm auf der Haut zu tragen. Deshalb wird er von vielen Insulinpumpenträgern für die Nacht bevorzugt.

GEEIGNET FÜR ACCU-CHEK COMBO

| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|--|----------------|------------------------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0002 | | |
| Tragegurt für den Bauch <input type="checkbox"/> weiß | Preis: 22,40 € | 00 779 905 04 652 371 001 |

Accu-Chek Insight Sportgurt mit Tasche

Leicht und variabel: Der Sportgurt lässt sich bequem am Körper tragen und sichert die Insulinpumpe auch bei körperlicher Aktivität. Zwei verschieden lange Gurte mit Klettverschluss ermöglichen eine optimale Passform. Die zusätzlich einhängbare Tasche bietet Platz für den Diabetes Manager und lässt sich flexibel mit den beiden Gurten kombinieren.



GEEIGNET FÜR ACCU-CHEK INSIGHT

| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|--|------------|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0002 | | |
| Accu-Chek Insight Sportgurt (inkl. Gürteltasche) | 10 132 961 | 07 112 840 001 |
| 1 Stück Preis: 42,90 € | | |

Tragesysteme für Kinder

Bequem & kindgerecht

Passgenaue Pumpentasche mit angenehm zu tragendem Bauchgurt für Kinder. Bauchgurt wird in 2 Längen mitgeliefert und ist stufenlos verstellbar.



| Pumpentasche | PZN | Artikel-Nr. |
|----------------------------------|------------|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0001 | | |
| Accu-Chek Insight Bauchband pink | 09 315 544 | 07 994 222 001 |
| 1 Stück Preis: 31,75 € | | |
| Accu-Chek Insight Bauchband blau | 09 315 538 | 07 992 378 001 |
| 1 Stück Preis: 31,75 € | | |

ACCU-CHEK INSIGHT SERVICE PACK

Die Batteriefachabdeckung sichert die Batterie und ist unter dem Infusionsset-Adapter zugänglich. Um die Wasserdichtigkeit des Batteriefachs sicherzustellen, muss der Batteriefachdeckel alle 6 Monate ausgetauscht werden.



| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|--|----------------|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0010, je 1 Batteriefachabdeckung und 12 kostenfreie AAA-Lithium-Batterien | | |
| Accu-Chek Insight Service Pack | Preis: 52,10 € | 11 510 141 |
| | | 08 042 756 001 |

Mit jedem Insight Service Pack erhalten Sie 12 kostenfreie Lithiumbatterien!



3.2 ZUBEHÖR FÜR ACCU-CHEK COMBO

Accu-Chek Spirit Combo Service Packs

Ein Service Pack (Abb. groß) enthält das Verbrauchsmaterial für ca. zwei Monate (abhängig vom Insulinbedarf).



| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|---------------------------------|---|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0010 | | |
| Service Pack klein 1 Stück | 1 Adapter schwarz, 1 Batteriefachdeckel schwarz, 1 Batteriefachschlüssel Preis: 24,90 € 07 108 870 | 05 337 330 001 |
| Service Pack groß 1 Stück | 4 AA-Alkali-Batterien, 1 Adapter schwarz, 1 Batteriefachdeckel schwarz, 1 Batteriefachschlüssel Preis: 24,90 € 07 108 864 | 05 337 321 001 |

Accu-Chek Spirit 3,15 ml Ampullensystem

Neben den vorgefüllten Ampullen mit Normalinsulin Insuman® Infusat stehen Ihnen die Leerampullen des Accu-Chek Spirit Ampullensystems zur Verfügung. Das Ampullensystem besitzt eine integrierte Umfüllhilfe und wird einfach auf ein 10-ml-Standard-Insulinfläschchen aufgesetzt. Bitte beachten Sie, dass das Ampullensystem zum Einmalgebrauch bestimmt ist.



| Produkt | PZN | Artikel-Nr. |
|--|--|----------------|
| Hilfsmittelnummer 03.99.99.0009 | | |
| Accu-Chek Spirit 3,15 ml Ampullensystem | 5 Stück Preis: 17,90 € 02 730 263 | 04 949 935 001 |
| | 25 Stück Preis: 89,50 € 00 020 681 | 05 206 073 001 |



4. DATENMANAGEMENT MIT ACCU-CHEK

ACCU-CHEK SMART PIX SOFTWARE

Direkt loslegen

Accu-Chek Smart Pix einfach per USB an den PC anschließen und ohne Installation starten.

- Accu-Chek Insight Diabetes Manager mit USB-Kabel anschließen oder die Accu-Chek Insight Insulinpumpe direkt über das Accu-Chek Smart Pix Auslesegerät auslesen
- Accu-Chek Spirit Combo an das Accu-Chek Smart Pix Datenauslesegerät halten



Einfaches Diabetes Management im Alltag mit Fokus aufs Wesentliche

- Schnelle Einschätzung der Blutzuckereinstellung durch Ampelsystem
- Interaktive Auswertungen über beliebige Zeiträume mit intuitiver Benutzeroberfläche



Systemvoraussetzungen:

Accu-Chek Smart Pix Datenauslesegerät (für Combo-Nutzer), PC mit einer freien USB-Schnittstelle, Betriebssystem Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10

ACCU-CHEK 360° KONFIGURATIONSSOFTWARE

Die Konfigurations-Software*

professionalisiert das Programmieren der Einstellungen

- Komfortabel am PC Insulinpumpe und Bolusrechner programmieren
- Bolusrechner auslesen und dadurch schnellen Überblick erhalten



Systemvoraussetzungen:

Accu-Chek Smart Pix Datenauslesegerät, PC mit freier USB-Schnittstelle, Betriebssystem Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8, PDF-Reader, Bildschirm mit Auflösung von mind. 1024 x 768 Pixeln, ggf. Farbdrucker für den Ausdruck.

* nutzbar für Accu-Chek Combo und Accu-Chek Insight.

NOTIZEN



5. WIE ROCHE DIABETES CARE SIE IM ALLTAG UNTERSTÜTZT

Wie schaffen Sie es, dass sich Ihr Leben mehr um Sie selbst und weniger um den Diabetes dreht? Wir von Roche Diabetes Care haben es uns zum Ziel gesetzt, Sie durch sinnvoll vernetzte, moderne Therapielösungen so zu unterstützen, dass Sie das Beste für Ihre Diabetes-Therapie erreichen können.

DIE MYSUGR APP - DAS HERZSTÜCK FÜR IHREN ALLTAG MIT DIABETES



Die mySugr App macht Ihr Diabetes Management einfacher: Die Blutzuckermessgeräte Accu-Chek Guide und Accu-Chek Mobile (mit Wireless Adapter) übertragen die gemessenen Blutzuckerwerte automatisch in die App. Die Accu-Chek Insight Insulinpumpe kann sogar über die mySugr App mit einem Android-Smartphone* gesteuert werden – ganz einfach und diskret! In der App können Sie weitere Angaben ergänzen – etwa Daten aus einem Fitnesstracker und

Mahlzeiten mit Fotos und Nährwerten. Alle Daten ergeben so ein übersichtliches Gesamtbild Ihres Diabetesalltags.

Mit der mySugr App haben Sie Ihre Diabetesdaten immer dabei – für mehr Überblick über den Therapieverlauf, mehr Zeit im Alltag und mehr Motivation, um Ihre Ziele zu erreichen. Über die übersichtliche Reportfunktion können Sie Ihre Daten auf Wunsch mit Ihrem Arzt teilen und so gemeinsam Ableitungen für Ihre Therapie treffen. Machen Sie mySugr zum Herzstück für Ihren Alltag mit Diabetes! Weitere Informationen zur kostenlosen mySugr App finden Sie unter www.accu-chek.de/mysugr

* Aktuelle Übersicht der kompatiblen Android Smartphones unter www.mySugr.de

UNSER SERVICE FÜR ACCU-CHEK INSULINPUMPENKUNDEN

Bei allen Fragen rund um Diabetes und Ihre Insulinpumpe stehen wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

24-Stunden-Service: Ihr Accu-Chek Kundenservice ist unter der **kostenfreien Telefonnummer 0800 4466800** von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr für Sie da! Im Falle eines Insulinpumpen-Defekts wird innerhalb kurzer Zeit in ganz Deutschland eine Ersatzpumpe zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch bei Reisen in die meisten Länder des europäischen Auslands (für Accu-Chek Combo und Accu-Chek Insight). Einschränkungen und weitere Informationen finden Sie unter www.accu-chek.de/urlaubspumpe

Garantie: Sie erhalten eine 4-Jahres-Garantie ab dem Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme Ihrer Accu-Chek Insulinpumpe.

MOTIVIERENDE SERVICES FÜR IHREN ALLTAG MIT DIABETES

Wir denken Diabetes weiter und bieten Ihnen neben unseren Produkten auch weiterführende, motivierende Services für Ihren Alltag mit Diabetes an. Unsere Online-Angebote:



Accu-Chek Website

Auf www.accu-chek.de finden Sie einen großen Download- und Servicebereich mit vielen nützlichen Informationen rund um unsere Produkte, Zubehör und zu Diabetes im Allgemeinen. Melden Sie sich für die Accu-Chek News an (www.accu-chek.de/news) und erhalten Sie regelmäßig praktische Tipps für Ihren Alltag mit Diabetes, medizinische News sowie aktuelle Produktinformationen direkt in Ihr E-Mail-Postfach.



Accu-Chek Webinare

Mit unseren kostenfreien Online-Seminaren möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihr Wissen rund ums Diabetes Management ganz einfach von zu Hause aus zu vertiefen. Entdecken Sie unsere vielfältige Auswahl an Webinaren unter www.accu-chek.de/webinare

NOTIZEN

Sie wollen mehr erfahren?

Ihr Accu-Chek Kundenservice ist unter der kostenfreien Telefonnummer **0800 4466800** von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr für Sie da! Informationen rund um Diabetes, zu unseren Produkten und Services finden Sie auch online unter www.accu-chek.de sowie auf unserer Facebookseite www.facebook.com/RocheDiabetesCareDE

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK COMBO, ACCU-CHEK FLEXLINK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK LINKASSIST, ACCU-CHEK LINKASSIST PLUS, ACCU-CHEK RAPID-D LINK, ACCU-CHEK SMARTPIX, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK TENDERLINK und MYSUGR sind Marken von Roche. Alle anderen Produktnamen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

© 2022 Roche Diabetes Care Deutschland

accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim