

Nymphia® Zeckenentferner

Mini Zecke entfernen. Zeckennympe entfernen.

Am Menschen sind es die winzigen Zecken-Nymphen. So hilfreich herkömmliche Zeckenentferner für große Zecken sind, so empfehlenswert ist Nymphia® für die winzigen Nymphen am Menschen. Nach einer Studie der Universität Neuchâtel (CH) herausragend und konform mit den Kriterien des Robert Koch Instituts: Nicht drehen, nicht quetschen, beim ersten Versuch vollständig entfernen. Die Produktauslegung für Laien sorgt für kinderleichte Anwendung. Im Scheckkartenformat immer dabei, schnellstmöglich vor Infektionsbeginn angewandt: Den Präzisionsdraht über der kleinen Zecke gegen die Haut drücken, langsam ziehen, fertig.