

Cutisorb®

Die Saugkomresse zur Versorgung sezernierender Wunden.

Produkt

Die Leistung einer Saugkomresse hängt stark von ihrem Aufbau ab. Das Saugkissen muss genügend Kapazität besitzen, um größere Mengen Wundexsudat aufnehmen zu können, ohne dass dieses durchschlägt. Ein schmerzfreies Wechseln der Komresse sollte möglich sein und die Epithelisierung nicht beeinträchtigt werden. Cutisorb® Saugkompressen erfüllen diese Anforderungen. Durch den mehrschichtigen Aufbau polstert Cutisorb® gut und schützt somit vor Druck und Stoß.

Cutisorb® Saugkompressen bestehen aus einem Zellwolle-Verbandzellstoff-Gemisch, umhüllt mit einem bindemittelfreien Vlies.



Saugkissen und Sekretverteilschicht sorgen für ein hohes Aufnahmevermögen der Komresse.



Cutisorb® Saugkompressen sind besonders weich, polstern gut und haben ein hohes Aufnahmevermögen.

Anwendung

Cutisorb® eignet sich zur Versorgung stark und mäßig sezernierender Wunden

Anwendungsdauer: kurzfristig, einen bis mehrere Tage

**LATEX
FREE
FORMULA**

Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
einzeln steril eingeschelt			
0976200	10 cm x 10 cm	25/400	02536851
0976300	20 cm x 10 cm	25/250	02536874
0976400	25 cm x 15 cm	15/135	02536897
0976500	20 cm x 20 cm	25/200	02536911
0976600	40 cm x 20 cm	12/96	02536934
unsteril, Packung mit 100 Kompressen			
0976700	10 cm x 10 cm	1/9	02536868
0976800	20 cm x 10 cm	1/6	02536880
0976900	25 cm x 15 cm	1/2	02536905
0977000	20 cm x 20 cm	1/3	02536928
unsteril, Karton mit 50 Kompressen			
0977100	40 cm x 20 cm	1/3	02536940