

MalleoTrain®

Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung
des Sprunggelenks.

Hilfsmittelnummer:
05.02.01.0001



Indikationen

- Postoperative und posttraumatische Reizzustände, z. B. nach Distorsionen
- Gelenkergüsse und Schwellungen bei Arthrose und Arthritis
- Tendomyopathien
- Bänderschwächen

Merkmale

- Hochelastisches Gestrick aus atmungsaktiven Material sorgt für wirksame Kompression und exzellenten Tragekomfort.
- Zwei viscoelastische Profileinlagen, anatomisch geformt und ausgerichtet.
- Kompressionsverminderte Randzonen zur Druckausleitung an den Bandagenabschlüssen.
- Sicherer Halt durch anatomisches Formgestrick und logenauskleidende Pelotten.

Wirkweise

- Die dosierte Kompression beschleunigt die Resorption von Ödemen, Ergüssen und Hämatomen.
- Durch die Pelotten wird eine Umverteilung der Bandagenkompression von den prominenten Malleolen auf das umgebende Weichteilgewebe bewirkt.
- In der Bewegung entsteht eine intermittierende Kompression, die über Gelenkkapsel und Sehnenloggen die Durchblutung fördert.
- Einflüsse auf die Sensomotorik unterstützen die aktive Stabilisierung des Sprunggelenks.



an Innen- und Außenknöchel
ausgerichtete Pelotten

Farben

