

SUPRASORB P SE BO 7.5X7.5

SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.border 7,5x7,5cm

PZN: 18604460

Inhalt: 10 St

Hersteller: Kohlpharma GmbH

Zweckbestimmung

Der Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden. Vorausgesetzt es handelt sich um mittel bis stark exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden. (Bei tiefen Wunden ggfls.einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren) Dekubitalulzera, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden

Zusammensetzung

Der Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer PU-Schaum -schicht, einer superabsorbierenden Polsterschicht, sowie einer wasserdampfdurchlässigen und wasserdichten Folie