

Nase zu?

Nasaline Nasenspül-System

NASALINE-Nasenspülsystem, PZN 4651898
NASALINE-Salz, PZN 5461160



Was ist das NASALINE Nasenspül-System?

NASALINE besteht aus einem Spritzenteil mit Raum für 60 ml Salzwasser und einem patentierten Silikon-Top, der sich optimal an das Nasenloch anpasst. Der Kanal des Silikon-Tops ist einer Sanduhr nachempfunden, was dazu führt, dass das Salzwasser mit einem schonenden Wirbelstrahl aus der Spritze kommt. So wird die Nase auf einfache, bequeme und dabei sichere Weise mit einer Salzwasserlösung gespült und die Schleimhäute neu befeuchtet.

Einfache Handhabung:

1. Im Becher anrühren
2. Spritzenteil aufziehen
3. Nase sanft spülen



Mehr Informationen unter www.xyndet.de · E-Mail: info@xyndet.de

In Ihrer Apotheke.

Michael Renka GmbH · XYNET® Health and Beauty Division