

## Fixomull® transparent

Die transparente vollflächige Verbandfixierung.

### Produkt

Bei klebenden Verbänden geht es um gute Klebeeigenschaften, einfache Handhabung sowie Tragekomfort und einen effektiven Schutz vor Kontaminationen. Fixomull® transparent ist eine wasserdichte vollflächige Verbandfixierung, mit der ohne zusätzlichen Schutz oder Verbandwechsel duschen und baden ermöglicht wird. Es ist besonders durch die partielle Beschichtung wasser- und dampfdurchlässig, atmungsaktiv, hautfreundlich und somit auch für empfindliche Haut geeignet. Es kann individuell für jeden Bedarf von der Rolle zugeschnitten werden, ist einfach zu applizieren und passt sich aufgrund seiner Dehnbarkeit und Anschließbarkeit der Hautoberfläche perfekt an.

Der keimdichte Folienverband schützt Wunden vor Schmutz und Infektionen durch externe Erreger und dient als Barriere gegenüber Bakterien.

Durch die transparente Wundfixierung ist eine ständige Sichtung der Wundumgebung möglich. Das innovative Applikationsprinzip erlaubt eine sehr einfache und problemlose Anwendung, sogar mit Handschuhen.

Fixomull® transparent besteht aus einer besonders dünnen und hochflexiblen Polyurethanfolie. Die Folie ist mit einem Polyacrylatkleber in Form einer Rautenmatrix beschichtet.



### Anwendung

- zur wasserdichten vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, auch im Bereich von Gelenken und Extremitäten
- zur wasserdichten Fixierung von Instrumenten, Kathetern, Messelementen und Sonden
- zur hygienischen Fixierung von Salbenverbänden
- bei Hydrotherapie



**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Kleinpäckung mit geschnittenem Abdeckpapier			
7221700	2 m x 10 cm	1/12	03643282
Anstaltspäckung mit geschnittenem Abdeckpapier			
7221600	10 m x 5 cm	1/12	03643158
7221601	10 m x 10 cm	1/12	03643201
7221602	10 m x 15 cm	1/12	03643218

## Leukomed® I.V.

Die Kanülenfixierung mit nicht verklebender Wundauflage.

### Produkt

Material, Form und Klebkraft von Leukomed® I.V. sorgen für Therapiesicherheit und -komfort in der Kanülenfixierung. Davon profitieren Anwender und Patienten gleichermaßen. Das weiche Material ist dehnbar und anschmiegsam, das dreigeteilte Abdeckpapier und der V-förmige Schlitz ermöglichen eine schnelle und intuitive Applikation.

Die hohe Sofort- und Dauerklebkraft kombiniert mit einer verklebungsfreien Wundauflage bietet eine sichere und sanfte Fixierung. Leukomed® I.V. ist steril, hautfreundlich, rückstandsfrei entfernbar und besteht aus dehnbarem Polyestervlies, das sich gut an Körperkonturen, Kanülen und Katheter anpasst und eine hervorragende Luftdurchlässigkeit bietet. Um das Verkleben mit der Wunde zu verhindern, ist die extraweiche, saugfähige Wundauflage aus Viskosevlies speziell mit Polypropylen beschichtet. Die abgerundeten Ecken verhindern ein unerwünschtes Aufrollen und das extra Vliespad kann als Tupfer oder Polster genutzt werden.

Leukomed® I.V. besteht aus einem Polyestervlies-träger, beschichtet mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber, die Wundauflage ist aus einem Viskosevlies, beschichtet mit Polypropylen.



Mehr Sicherheit für Patienten und Anwender.

### Anwendung

- zur Fixierung von Kanülen und peripheren Venenkathetern im OP, auf Station, in der Ambulanz und der Notfallversorgung

Anwendungsdauer: kurzfristig, einen bis mehrere Tage



Sicherheit in der Kanülenfixierung: Leukomed® I.V. mit hoher Klebkraft.

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
7238900	8 cm x 6 cm	50	1/8	04535703