

# FIWA<sup>®</sup>

## Produktkatalog

unser Produktportfolio für Kliniken  
sowohl im Stations- als auch OP-Bereich,  
für ambulante Einrichtungen  
und für Arztpraxen

## KOMPRESSEN

<b>FIWA®komp</b>	• Mullkompressen, unsteril	.....	9
	• Mullkompressen, steril	.....	11
	• Mullkompressen, steril (doppelt verpackt)	.....	14
	• Mullkompressen RÖKO, unsteril	.....	16
	• Mullkompressen RÖKO, steril	.....	18
	• Schlitzkompressen MULL, steril	.....	20
	• Ohrkompressen, steril	.....	22
	• Rollkompressen RÖKO, steril	.....	24
<b>FIWA®vlies</b>	• Vlieskompressen, unsteril	.....	26
	• Vlieskompressen, steril	.....	28
	• Schlitzkompressen VLIES, unsteril	.....	30
	• Schlitzkompressen VLIES, steril	.....	32
	• Zellstoff-Vlies-Kompresse, unsteril	.....	34
<b>FIWA®sorb</b>	• Saugkompressen MULL, unsteril	.....	36
	• Saugkompressen MULL, steril	.....	38
	• Saugkompressen VLIES, unsteril	.....	40
	• Saugkompressen VLIES, steril	.....	42

## VERBANDMULL

<b>FIWA®mull</b>	• Verbandmull, unsteril	.....	44
------------------	-------------------------	-------	----

## TUPFER

<b>FIWA®sling</b>	• Schlinggazetupfer, unsteril .....	47
	• Schlinggazetupfer, steril .....	49
	• Schlinggazetupfer RÖKO, unsteril .....	51
	• Schlinggazetupfer RÖKO, steril .....	53
	• Tupfer ARMIERT, unsteril .....	55
	• Tupfer ARMIERT, steril .....	57
	• Spitztupfer RÖKO, unsteril .....	59
	• Spitztupfer RÖKO, steril .....	61
	• Spitztupfer ARMIERT RÖKO, steril .....	63
<b>FIWA®prep</b>	• Präpariertupfer RÖKO, unsteril .....	65
	• Präpariertupfer RÖKO, steril .....	67
<b>FIWA®zell</b>	• Zellstofftupfer, unsteril und übersterilisiert .....	69
	• Zellstofftupfer-SPENDER, unsteril .....	71

## BAUCHTÜCHER

<b>FIWA®lap</b>	• Bauchtücher RÖKO, unsteril .....	72
	• Bauchtücher RÖKO, steril .....	75
	• Bauchtücher VLIES RÖKO, steril .....	79

## INTESTINALBEUTEL (Rollrand- / Götze-kompressen)

<b>FIWA®intest</b>	• Intestinalbeutel / Rollrand- / Götze-kompressen RÖKO, unsteril	80
	• Intestinalbeutel / Rollrand- / Götze-kompressen RÖKO, steril	82

## TAMPONDEN

<b>FIWA®tamp</b>	• Tamponadestreifen, steril	84
	• Tamponadekompressen RÖKO, steril	85

## WATTESTÄBCHEN

<b>FIWA®app</b>	• Wattestäbchen, unsteril	86
	• Wattestäbchen, steril	88

## BINDEN (NICHT KLEBEND)

<b>FIWA®elast</b>	• Elastische Fixierbinden, unsteril	90
	• Elastische Fixierbinden, steril (einfach verpackt)	93
	• Elastische Fixierbinden, steril (doppelt verpackt)	95
<b>FIWA®elast krepp</b>	• Elastische Fixierbinden KREPP, unsteril	97
<b>FIWA®in-elast</b>	• Mullbinden, unsteril	99
<b>FIWA®uni</b>	• Elastische Universalbinden, unsteril	101
	• Elastische Universalbinden, steril (doppelt verpackt)	103
<b>FIWA®id-uni</b>	• Ideal-Universalbinden, unsteril	104

<b>FIWA®ideal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idealbinden, unsteril ..... 106</li> <li>• Idealbinden, steril (einfach verpackt) ..... 108</li> <li>• Idealbinden, steril (doppelt verpackt) ..... 110</li> <li>• Idealbinden bunt, unsteril ..... 112</li> </ul>
<b>FIWA®BW-plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idealbinden bunt BW-plus, unsteril ..... 114</li> </ul>
<b>FIWA®ideal DIN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idealbinden nach DIN 61632, unsteril ..... 116</li> <li>• Idealbinden nach DIN 61632, steril (einfach verpackt) ..... 118</li> <li>• Idealbinden nach DIN 61632, steril (doppelt verpackt) ..... 120</li> </ul>
<b>FIWA®dur fein</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langzugbinden, unsteril ..... 122</li> </ul>
<b>FIWA®lan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzzugbinden, unsteril ..... 124</li> <li>• Kurzzugbinden, steril (doppelt verpackt) ..... 126</li> </ul>
<b>FIWA®lan twin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompressionsverband Kurzzug, unsteril ..... 128</li> </ul>
<b>FIWA®lan ultra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultra-Kurzzugbinden, unsteril ..... 130</li> </ul>
<b>KOHÄSIVE BINDEN</b>	
<b>FIWA®flex haft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kohäsive Pflasterbinden, unsteril ..... 132</li> </ul>
<b>FIWA®elast haft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kohäsive elastische Fixierbinden, unsteril ..... 134</li> <li>• Kohäsive elastische Fixierbinden bunt, unsteril ..... 136</li> </ul>
<b>FIWA®elast krepp haft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kohäsive elastische Fixierbinden KREPP, unsteril ..... 138</li> <li>• Kohäsive elastische Fixierbinden KREPP bunt, unsteril ..... 141</li> </ul>
<b>FIWA®ideal haft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kohäsive Idealbinden, unsteril ..... 143</li> </ul>
<b>FIWA®lan haft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kohäsive Kurzzugbinden, unsteril ..... 145</li> </ul>

## ADHÄSIVE BINDEN

<b>FIWA<sup>®</sup>acryl</b>	• Acrylbinden, unsteril	.....	147
<b>FIWA<sup>®</sup>bi-elast</b>	• Pflasterbinden, unsteril	.....	149

## SPEZIALBINDEN

<b>FIWA<sup>®</sup>soft</b>	• Synthetische Polsterbinden, unsteril	.....	151
<b>FIWA<sup>®</sup>crepex</b>	• Crepexbinden, steril	.....	153
<b>FIWA<sup>®</sup>krüll</b>	• Krüllbinden, unsteril	.....	154
	• Krüllbinden, steril	.....	156
<b>FIWA<sup>®</sup>zink</b>	• Zinkleimbinden, unsteril	.....	157

## VERBANDKLAMMERN

<b>FIWA<sup>®</sup>clip</b>	• Verbandklammern, unsteril	.....	159
-----------------------------	-----------------------------	-------	-----

## VERBÄNDE

<b>FIWA<sup>®</sup>net</b>	• Netzverband, unsteril	.....	160
<b>FIWA<sup>®</sup>tube</b>	• Schlauchverband, unsteril	.....	162
	• Fertig-Fingerverband, unsteril	.....	164
<b>FIWA<sup>®</sup>tube fast</b>	• Schlauchverband, längs- und querelastisch, unsteril	.....	166
<b>FIWA<sup>®</sup>tape</b>	• Tapeverband, unsteril	.....	168
<b>FIWA<sup>®</sup>kin</b>	• Elastischer Tape-Verband zur kinesiologischen Therapie, unsteril	.....	170

**PFLASTERPRODUKTE**

<b>FIWA®med steril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wundverband VLIES, steril ..... 173</li> <li>• Wundverband TRANSPARENT mit Wund-Pad, steril ..... 175</li> </ul>
<b>FIWA®strip</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflasterstrips für Kinder, unsteril ..... 177</li> <li>• Injektionspflaster, unsteril ..... 179</li> <li>• Fingerpflaster, unsteril ..... 181</li> </ul>
<b>FIWA®stretch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixiervlies, unsteril ..... 183</li> </ul>
<b>FIWA®stretch foil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Folienverband transparent, unsteril ..... 185</li> </ul>
<b>FIWA®med soft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wundpflaster VLIES, unsteril ..... 187</li> </ul>
<b>FIWA®med tex</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wundpflaster TEXTIL, unsteril ..... 189</li> </ul>
<b>FIWA®silk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heftpflaster SEIDE, unsteril ..... 191</li> </ul>
<b>FIWA®tex</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heftpflaster TEXTIL, unsteril ..... 193</li> </ul>
<b>FIWA®por</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heftpflaster PORE, unsteril ..... 195</li> </ul>
<b>FIWA®clear</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heftpflaster TRANSPARENT, unsteril ..... 197</li> </ul>

**ZELLSTOFF/HYGIENEPRODUKTE**

<b>FIWA®protect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zellstoff, unsteril ..... 199</li> <li>• Krankenunterlagen, unsteril ..... 200</li> <li>• Schutzauflagen, unsteril ..... 202</li> <li>• Schutzlaken, unsteril ..... 204</li> <li>• Dialyseunterlagen, unsteril ..... 206</li> <li>• Mehrzweckbeutel, unsteril ..... 207</li> </ul>
---------------------	---

## SCHUTZPRODUKTE

<b>FIWA<sup>®</sup>protect</b>	• Mundschutzmasken, unsteril	.....	208
--------------------------------	------------------------------	-------	-----

## SET-SYSTEME

<b>FIWA<sup>®</sup>set</b>	• Sets, steril	.....	210
	• Sets RÖKO, steril	.....	212

## DIVERSES

<b>Dr. Till's</b>	• Tasche	.....	215
<b>Kindernotfall-Box</b>	• Nachfüllset	.....	217
<b>finellis</b>	• Mini-Hygiene-Beutel für Tampons	.....	219



Produktbeschreibung:

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull  
nach DIN EN 14079,  
100 % Baumwolle,  
mit eingeschlagenen Schnittkanten

Verwendungszweck:

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station zur äußeren Anwendung (ohne Röko) einsetzbar, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
8-fach	5 x 5 cm	731015	16657529	4260604533632	10	variabel
	5 x 5 cm	731011	08821400	4260348610088	100	10
	7,5 x 7,5 cm	731035	16657535	4260604533649	10	variabel
	7,5 x 7,5 cm	731031	08821423	4260348610095	100	10
	10 x 10 cm	731065	16657541	4260604533656	10	variabel
	10 x 10 cm	731061	08821452	4260348610101	100	10
	10 x 20 cm	731091	08821481	4260348610118	100	10
12-fach	5 x 5 cm	731021	08821417	4260348610125	100	10
	7,5 x 7,5 cm	731041	08821446	4260348610132	100	10
	10 x 10 cm	731071	08821469	4260348610149	100	10
	10 x 20 cm	731101	08821498	4260348610156	100	10

**Produktdatenblatt**

Größe		REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
16-fach	5 x 5 cm	731024	04808319	4260348610163	100	10
	7,5 x 7,5 cm	731051	04797254	4260348610170	100	10
	10 x 10 cm	731081	08821475	4260348610187	100	10
24-fach	10 x 20 cm	731104	-	4260604532802	50	10

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, steril eingeschiegelt zu 2 Stück

Verwendungszweck:

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung



Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
8-fach	5 x 5 cm	321015	04676817	4260348610194	5 x 2	variabel
		321013	02773775	4260348610200	25 x 2	40
		321014	02135738	4260348610217	20 x 5	20
	7,5 x 7,5 cm	321035	04676823	4260348610224	5 x 2	variabel
		321033	02773798	4260348610231	25 x 2	30
	10 x 10 cm	321069	04676846	4260348610248	5 x 2	variabel
		321063	02773806	4260348610255	25 x 2	20
		321068	02135885	4260348610262	20 x 5	12
		321065	10822720	4260348610279	10 x 10	12
	10 x 20 cm	321094	04676852	4260348610286	5 x 2	variabel
		321092	04317998	4260348610293	25 x 2	12

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
12-fach	5 x 5 cm	321023	02137192	4260348610309	25 x 2	60
		321024	11859872	4260348610316	20 x 5	16
	7,5 x 7,5 cm	321043	02137200	4260348613850	25 x 2	30
		321044	05919073	4260348610354	20 x 5	30
	10 x 10 cm	321076	02141331	4260348610361	25 x 2	12
		321074	02143778	4260348610378	20 x 5	12
		321075	02143979	4260348610385	10 x 10	12
	10 x 20 cm	321103	02141348	4260348610408	25 x 2	12
		321101	10822743	4260348610415	20 x 5	12
321105		10822766	4260348610422	10 x 10	12	
16-fach	10 x 10 cm	321083	02144105	4260348610439	25 x 2	12
		321084	-	4260348610446	20 x 5	12
		321085	02144140	4260348610453	10 x 10	12

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN EN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, ohne Röntgenkontrastfaden

Verwendungszweck:

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei operativen Eingriffen einsetzbar, zur äußeren Anwendung


Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt, ohne Zählkarten):

Größe		Set	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>8-fach</b>	10 x 10 cm (17-fädig)	25	ohne	520071	-	4260604533588	24	4
<b>12-fach</b>	10 x 10 cm (17-fädig)	10	ohne	520030*	-	4260348614581	30	4
<b>16-fach</b>	10 x 10 cm (17-fädig)	10	ohne	520001	-	4260348614666	40	4
<b>32-fach</b>	10 x 10 cm (17-fädig)	10	ohne	520060*	-	4260604533762	18	4

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

\* Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten

Verwendungszweck:

als Tupfer und als Kompressen bei operativen Eingriffen im OP-Bereich einsetzbar, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

	Größe	Röko	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>8-fach</b>	10 x 10 cm	mit	731062	-	4260604532277	100	10
<b>12-fach</b>	5 x 5 cm	mit	731023	11860651	4260348614444	100	10
	7,5 x 7,5 cm	mit	731042	11860668	4260348614451	100	10
	10 x 10 cm	mit	731072	11860680	4260348614468	100	10
	10 x 10 cm GRÜN	mit	731074	-	4260348614475	100	40
	10 x 13 cm	mit	731122	-	4260348614482	100	10
	10 x 20 cm	mit	731102	-	4260348614499	100	10
<b>16-fach</b>	5 x 5 cm	mit	731022	11860645	4260348614505	100	10
	7,5 x 7,5 cm	mit	731052	11860674	4260348614512	100	10
	10 x 10 cm	mit	731082	02920058	4260348614529	100	10
	10 x 20 cm	mit	731114	-	4260348614536	100	10
<b>32-fach</b>	10 x 10 cm	mit	731112	15204990	4260348614543	100	20



Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

17-, 20- bzw. 24-fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, mit Röntgenkontrastfaden

Verwendungszweck:

als Komresse und als Tupfer zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen im OP-Bereich einsetzbar



Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

	Größe	Set	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
12-fach	7,5 x 7,5 cm (17-fädig)	10	mit	520007	11518214	1234567890123	80	4
		20	mit	520008	-	4260348614567	45	4
	10 x 10 cm (17-fädig)	10	mit	520009	11860384	4260348614574	60	4
		20	mit	520010	11518220	4260348614598	36	4
		50	mit	520011	-	4260348614604	10	4
	10 x 13 cm (17-fädig)	40	mit	520013	-	4260348614611	12	4
	10 x 20 cm (17-fädig)	10	mit	520015	11860409	4260348614628	40	4
20		mit	520016	-	4260348614635	20	4	
16-fach	5 x 5 cm (17-fädig)	20	mit	520006	-	4260348614642	60	4
	10 x 10 cm (17-fädig)	10	mit	520002	11860361	4260348614659	40	4
		20	mit	520003	11860378	4260348614673	30	4
		40	mit	520004	-	4260348614680	15	4
	10 x 13 cm (20-fädig)	20	mit	520014	-	4260348614697	16	4
	10 x 20 cm (17-fädig)	10	mit	520038	-	4260348614703	30	4

**Produktdatenblatt**

Größe		Set	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
32-fach	10 x 10 cm (17-fädig)	10	mit	520012	11860390	4260348614710	30	4
		10	mit (über lange Seite)	520061	-	4260348616394	24	4
Randgestept:								
8-fach	12 x 38 cm (20-fädig)	10	mit	520062	-	4260348614741	10	4
GRÜN, randgestept, vorgewaschen:								
2-fach	10 x 10 cm (24-fädig)	10	mit	231310	-	4260348614758	30	4

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, mit Y-förmigem Einschnitt, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, steril eingeschiegelt zu 2 Stück

Verwendungszweck:

zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen, zur äußeren Anwendung



Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
8-fach	5 x 5 cm	324033	01023345	4260348610477	25 x 2	40
	7,5 x 7,5 cm	324013	01023339	4260348610484	25 x 2	30
	10 x 10 cm	324023	01023322	4260348610491	25 x 2	20
12-fach	5 x 5 cm	324034	15436424	4260348610507	25 x 2	40
	7,5 x 7,5 cm	324014	11859984	4260348610514	25 x 2	30
	10 x 10 cm	324024	15436418	4260348610521	25 x 2	12

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

17-fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, steril eingeschiegelt zu 2 Stück

Verwendungszweck:

entwickelt für die Wundversorgung, insbesondere für den Ohrverband, zur äußeren Anwendung


Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe		REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
32-fach	5 x 10 cm	315012	-	4260604532857	25 x 2	12

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

10 cm lange und etwa 1,2 cm dicke, gerollte Mullkompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, mit Röntgenkontrastfaden, mit Faden umwickelt



Verwendungszweck:

als Komresse und als Tupfer zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen im OP-Bereich einsetzbar, wegen der großen Aufsaugfähigkeit von Blut besonders geeignet zum Tamponieren während Operationen mit dem Da-Vinci-Operationssystem

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

Größe	Set	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/Pckg
10 cm lang 1,2 cm Durchmesser	5	mit	520068	14130545	4260348616769	50

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.



Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Vliesstoff-Kompressen (30 g/m<sup>2</sup>) aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern, offene, mullähnliche Struktur, saugfähig, weich und luftdurchlässig

Verwendungszweck:

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station zur äußeren Anwendung einsetzbar, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe		REF	PZN (Pckg.)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4-fach	5 x 5 cm	1727815001	02249241	4260348610538	200	40
	7,5 x 7,5 cm	1727815002	02249235	4260348610545	200	20
	10 x 10 cm	211091	02249229	4260348610552	200	20
	10 x 20 cm	1727815004	04808911	4260348610569	200	10
6-fach	5 x 5 cm	221091	04808041	4260348610576	100	10
	7,5 x 7,5 cm	221092	04808058	4260348610583	100	10
	10 x 10 cm	221093	04808070	4260348610590	100	10
	10 x 20 cm	221094	04808207	4260348610606	100	10

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Vliesstoff-Kompressen (30 g/m<sup>2</sup>) aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern, offene, mullähnliche Struktur, saugfähig, weich und luftdurchlässig, eingeseigelt zu 2, zu 5 bzw. zu 25 Stück



Verwendungszweck:

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden, als Tupfer und als Kompressen bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station zur äußeren Anwendung einsetzbar



Produktvarianten:

STERIL eingeseigelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4-fach	5 x 5 cm	328011	04808271	4260348610613	25 x 2	100
	7,5 x 7,5 cm	328021	04808302	4260348610620	25 x 2	50
	10 x 10 cm	328031	04793807	4260348610637	25 x 2	40
	10 x 20 cm	328041	04793813	4260348610644	25 x 2	10
6-fach	5 x 5 cm	328111	04793836	4260348610651	25 x 2	100
	7,5 x 7,5 cm	328121	04793842	4260348610675	25 x 2	50
		328122	11860332	4260348610682	20 x 5	40
	10 x 10 cm	328131	04793859	4260348610699	25 x 2	30
		328132	11860349	4260348610705	20 x 5	16
		328133	11860355	4260348610712	24 x 25	4
	10 x 20 cm	328141	04793865	4260348610729	25 x 2	10

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Vliesstoff-Kompressen (30 g/m<sup>2</sup>) mit Y-förmigem Einschnitt, aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern, offene, mullähnliche Struktur, saugfähig, weich und luftdurchlässig

Verwendungszweck:

zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


Produktvarianten:

Größe		REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4-fach	7,5 x 7,5 cm	221096	11859731	4260348610736	200	20

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Vliesstoff-Kompressen (30 g/m<sup>2</sup>) mit Y-förmigem Einschnitt, aus 70 % Zellwolle und 30 % Polyesterfasern, offene, mullähnliche Struktur, saugfähig, weich und luftdurchlässig, eingesiegelt zu 2 Stück

Verwendungszweck:

zur Wundversorgung bei Drainagen, Tracheotomien und Extensionen, zur äußeren Anwendung



Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4-fach	7,5 x 7,5 cm	324114	11860036	4260348610743	25 x 2	50
	10 x 10 cm	324125	11860042	4260348610750	25 x 2	40
6-fach	5 x 5 cm	324102	07200529	4260348610767	25 x 2	100
	7,5 x 7,5 cm	324112	07200506	4260348610781	25 x 2	50
	10 x 10 cm	324123	07200340	4260348610798	25 x 2	30

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-03



Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Wundseite: Vliesstoff aus 67 % Zellwolle und 33 % Polyesterfasern, Saugschicht: hochgebleichter Zellstoff (nach DAB), beide Lagen durch vier Nähte verbunden

Verwendungszweck:

zur wundfreundlichen Versorgung trockener und sezernierender Wunden, auch für Salben- und Feuchtverbände geeignet, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Btl	Btl/ Ktn
10 cm x 10 m	1739023	01902443	4260348613942	1	18

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

stark absorbierender Wattekern aus Baumwoll- und Zellwollgemisch, weiche, sehr natürliche und hautfreundliche Mullumhüllung aus 17-fädigem Verbandmull nach DIN 14079 (100% Baumwolle), Rückseite aus einer wasserabweisenden aber luftdurchlässigen Schicht



Verwendungszweck:

zur Versorgung stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen, zum Abpolstern von Wunden, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
20 x 30 cm	432041	07200280	4260348610804	20	8

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**V A R I A N T E - 17-fädig**


Produktbeschreibung:

stark absorbierender Wattekern aus Baumwoll- und Zellwollgemisch, weiche, sehr natürliche und hautfreundliche Mullumhüllung aus 17-fädigem Verbandmull nach DIN 14079 (100% Baumwolle), Rückseite aus einer wasserabweisenden aber luftdurchlässigen Schicht



Verwendungszweck:

zur Versorgung stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen, zum Abpolstern von Wunden, zur äußeren Anwendung



Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
20 x 30 cm	322041	06727743	4260348610811	12 x 1	9

**V A R I A N T E - 28-fädig**

Produktbeschreibung:

absorbierender Wattekern mit hervorragenden Polstereigenschaften; weiche, sehr natürliche und hautfreundliche Mullumhüllung aus 28-fädigem Verbandmull nach DIN 14079 BW (100% Baumwolle), atmungsaktiv, hautschonend



Verwendungszweck:

als weiche Unterlage sowie zum Polstern, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
25 x 38 cm	322100	12726564	4260348616691	7 x 1	4
38 x 50 cm	322101	12726570	4260348616707	3 x 1	4

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

2 Mittelschichten aus flüssigkeitsverteilendem Tissue-Gewebe, Kern aus Zellstofflocken, weiche, hautfreundliche Vliesumhüllung, wasserundurchlässige Rückseite aus einer blauen Polypropylenschicht

Verwendungszweck:

zur Versorgung stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen, zum Abpolstern von Wunden, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
10 x 10 cm	132020	07200311	4260348610828	25	63
10 x 20 cm	132021	07200305	4260348610835	25	16
20 x 20 cm	132031	07200297	4260348610842	25	8
20 x 40 cm	132041	06864003	4260348610859	25	8

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-02-05



Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

2 Mittelschichten aus flüssigkeitsverteilendem Tissue-Gewebe, Kern aus Zellstofflocken, wei- che, hautfreundliche Vliesumhüllung, wasserun- durchlässige Rückseite aus einer blauen Polypropy- lenschicht

Verwendungszweck:

zur Versorgung stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen, zum Abpolstern von Wunden, zur äußeren Anwendung



Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
10 x 10 cm	322014	14367282	4260604532352	10 x 1	54
	322011	00527658	4260348610866	50 x 1	9
10 x 20 cm	322024	14367299	4260604532413	10 x 1	48
	322021	00527670	4260348610873	25 x 1	9
15 x 25 cm	322033	14411586	4260348613973	12 x 1	9
20 x 20 cm	322031	00527724	4260348610880	12 x 1	9
20 x 30 cm	322043	11859926	4260348610897	12 x 1	9
20 x 40 cm	322032	06863989	4260348610903	10 x 1	9

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-02-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

17- bzw. 20-fädiger Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle

Verwendungszweck:

zur Herstellung von Kompressen und Tupfern, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

gerollt (20-fädig): 80 cm breite Lage auf 10 cm Breite gelegt ⇒ 8-fach

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
1m x 10cm	1708815001	08821788	4260348611139	1	100
2m x 10cm	1708815002	08821794	4260348611146	1	100
5m x 10cm	1708815003	08821802	4260348611153	1	20
10m x 10cm	1708815004	08821819	4260348611160	1	20
40m x 10cm	1708815009	08821825	4260348611177	2 x 20m	10



zickzack (20-fädig): 80 cm breite Lage auf 10 cm Breite gelegt ⇒ 8-fach

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
1m x 10cm	1708815005	08821765	4260348611184	1	120
2m x 10cm	1708815006	08821759	4260348611191	1	80
5m x 10cm	1708815007	08821742	4260348611207	1	40
10m x 10cm	1708815008	08821736	4260348611214	1	20

geschnitten (20-fädig):

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Btl	Btl/ Ktn
25 x 25 cm	1704815001	11859665	4260348611238	500	18
27 x 32 cm	250515	-	4260348616936	500	10

Ballen (17-fädig):

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Meter/ Btl	Btl/ Ktn
64 cm x 100 m	1406417	10763621	4260348611245	100	10

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-09-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle

Verwendungszweck:

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden, zur Blutstillung und Wundreinigung bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station bei äußerer Anwendung (ohne Röko) und zur großflächigen Hautdesinfektion einsetzbar, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

im PE-Beutel:

Größe	REF	PZN (Beutel)	GTIN	Stück/ Btl	Btl/ Ktn
8 x 8 cm, haselnussgroß	733021	08821601	4260348610989	500	20
15 x 15 cm, walnussgroß	733041	08821618	4260348610996	500	16
20 x 20 cm, pflaumengroß	733051	08821624	4260348611009	500	10
25 x 25 cm, eigroß	733061	08821630	4260348611016	500	8
30 x 30 cm, (extra)groß	733071	08821647	4260348611023	500	6
30 x 40 cm, extragroß	733081	08821653	4260348611030	500	6

im Schnellverschlussbeutel mit Lochung (zum Aufhängen):

Größe	REF	PZN (Beutel)	GTIN	Stück/ Btl	Btl/ Ktn
20 x 20 cm, pflaumengroß	733054	-	4260348616820	50	100

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.



Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle

Verwendungszweck:

zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und sezernierenden Wunden, zur Blutstillung und Wundreinigung bei kleineren operativen Eingriffen in der Ambulanz oder auf der Station bei äußerer Anwendung (ohne Röko) und zur großflächigen Hautdesinfektion einsetzbar



Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe	Btl.	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
20 x 20 cm pflaumengroß	2	323103	16657587	4260604533670	10 x 2	variabel
	2	238025	08821682	4260348611047	50 x 2	12
	2+2	323097	14305772	4260604532383	25 x 4	12
	2+3*	323055	04767276	4260348611054	30 x 5	12
	10	323089	-	4260348616899	20 x 10	12
	25	323056	04767299	4260348611061	10 x 25	12
25 x 25 cm eigroß	4	323071	11859961	4260348611078	35 x 4	12
	5	323074	11859978	4260348611085	25 x 5	12
	2+3*	323057	00406133	4260348611092	25 x 5	12
30 x 40 cm extragroß	5	323059	11859955	4260348611108	30 x 5	12

\* Diese Verpackung zeichnet sich dadurch aus, dass sich entweder von der einen Seite des Beutels 2 Tupfer oder von der anderen Seite 3 Tupfer entnehmen lassen, ohne dass der jeweilige Rest des Beutels aufgerissen werden muss. Natürlich kann der Beutel auch ganz aufgerissen und 5 Tupfer entnommen werden.

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit Röntgenkontrastfaden

Verwendungszweck:

zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion bei operativen Eingriffen im OP-Bereich, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	Röko	REF	PZN (Beutel)	GTIN	Stück/ Btl	Btl/ Ktn
11 x 11 cm	mit	733032	-	4260348614765	500	16
15 x 15 cm, walnussgroß	mit	733042	-	4260348614772	500	16
20 x 20 cm, pflaumengroß	mit	733052	11860705	4260348614789	500	10
25 x 25 cm, eigroß	mit	733062	11860711	4260348614796	500	8
30 x 30 cm, (extra)groß	mit	733072	-	4260348614802	500	6
30 x 40 cm, extragroß	mit	733082	11860728	4260348614819	500	6
40 x 50 cm, faustgroß	mit	740718	11860734	4260348614826	500	4

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit Röntgenkontrastfaden

Verwendungszweck:

zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion bei operativen Eingriffen im OP-Bereich



Produktvarianten:

STERIL eingeschleibt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

Größe	Set	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
11 x 11 cm	10	mit	560057*	-	4260348614833	35	8
20 x 20 cm, pflaumengroß	10	ohne	560008	-	4260348614840	60	4
	10	mit	560001	11533633	4260348614857	60	4
25 x 25 cm, eigröß	10	mit	560002	11860496	4260348614864	45	4
	20	mit	560006	-	4260348614871	20	4
30 x 30 cm, (extra)groß	10	mit	560003	-	4260348614888	30	4
	20	mit	560007	-	4260348614895	18	4
30 x 40 cm, extragroß	10	mit	560004	11860504	4260348614901	30	4
	20	mit	560016	-	4260348614918	15	4
40 x 50 cm, faustgroß	10	mit	560005	11860510	4260348614925	15	4

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

\*Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, mit einem 30 cm langen Rückholfaden



Verwendungszweck:

bei Eingriffen beispielsweise im HNO-Bereich, zur Tamponade, Blutstillung oder zum Aufsaugen von Sekreten, wenn der Tupfer mittels Rückholfaden vom Ort der Anwendung entfernt werden muss, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Beutel)	GTIN	Stück/Btl	Btl/Ktn
15 x 15 cm, walnussgroß	250139	7200334	4260348614932	100	variabel
25 x 25 cm, eigroß	250163	7200328	4260348614949	100	variabel

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.



Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, mit einem 30 cm langen Rückholfaden, mit Röntgenkontrastfaden



Verwendungszweck:

bei Eingriffen beispielsweise im HNO-Bereich, zur Tamponade, Blutstillung oder zum Aufsaugen von Sekreten, wenn der Tupfer mittels Rückholfaden vom Ort der Anwendung entfernt werden muss, im OP-Bereich einsetzbar

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

Größe	Set	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
15 x 15 cm	5	mit	560055	11860533	4260348614956	30	5
20 x 20 cm, pflaumengroß	10	mit	560039	11860527	4260348614963	25	5
25 x 25 cm	5	mit	560056	11860562	4260348614970	25	5

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Spitztupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, konische Form, aus einem Stück Verbandmull gefertigt, mit Röntgenkontrastfaden



Verwendungszweck:

bei Eingriffen im HNO-Bereich, zur Tamponade, Blutstillung oder zum Aufsaugen von Sekreten, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größe	Röko	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6 x 8 cm	mit	250211	08821860	4260348615199	500	10
15 x 15 cm	mit	250214	08821883	4260348615205	500	10

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Spitztupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, konische Form, aus einem Stück Verbandmull gefertigt, mit Röntgenkontrastfaden



Verwendungszweck:

bei Eingriffen im HNO-Bereich, zur Tamponade, Blutstillung oder zum Aufsaugen von Sekreten bei operativen Eingriffen im OP-Bereich einsetzbar

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

Größe	Set	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/Pckg	Pckg/Ktn
6 x 8 cm	10	mit	580008	-	4260348615212	50	variabel
15 x 15 cm	6	mit	580009	11860616	4260348615243	30	variabel

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

20-fädige gebrauchsfertige Spitztupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, mit einem 30 cm langen Rückholfaden, 100 % Baumwolle, konische Form, aus einem Stück Verbandmull gefertigt, mit Röntgenkontrastfaden

Verwendungszweck:

bei Eingriffen im HNO-Bereich, zur Tamponade, Blutstillung oder zum Aufsaugen von Sekreten, wenn der Tupfer mittels Rückholfaden vom Ort der Anwendung entfernt werden muss, im OP-Bereich einsetzbar



Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

Größe	Set	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/Pckg	Pckg/Ktn
6 x 8 cm	10	mit	580015	-	4260348615229	20	variabel
15 x 15 cm	6	mit	580003	-	4260348616905	5	12

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.



**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

24-fädige gebrauchsfertige Präpariertupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, fest gedreht, mit Röntgenkontrastfaden

Verwendungszweck:

zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zum Freipräparieren von Gewebeschichten und anatomischen Strukturen, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

verpackt im PE-Beutel:

Größe	Röko	REF	PZN (Beutel)	GTIN	Stück/ Btl	Btl/ Ktn
6 x 6 cm	mit	733111	08821831	4260348614987	1000	variabel
8 x 8 cm	mit	733121	08821848	4260348614994	1000	variabel
12 x 12 cm	mit	733131	08821854	4260348615007	1000	variabel

leere Schiebeschachtel:

Größe	REF	PZN	GTIN	Schachteln/ Pckg	Pckg/ Ktn
5 x 9 cm bspw. für 10 Präpariertupfer	733150	-	4260348615014	variabel	

verpackt in Schiebeschachtel:

Größe		Röko	REF	PZN	GTIN	Schachteln/ Pckg	Pckg/ Ktn
6 x 6 cm	Schachtel à 10	mit	733112	-	4260348615021	100	20
	Schachtel à 20	mit	733160	-	4260348615038	100	20
8 x 8 cm	Schachtel à 10	mit	733116	-	4260348615045	100	20
	Schachtel à 20	mit	733157	-	4260348615052	100	20
10 x 10 cm	Schachtel à 10	mit	733118	-	4260348615069	100	20
	Schachtel à 20	mit	733161	-	4260348615076	100	20
12 x 12 cm	Schachtel à 10	mit	733120	-	4260348615083	100	20
	Schachtel à 20	mit	733159	-	4260348615090	100	20

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

24-fädige gebrauchsfertige Präpariertupfer aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, fest gedreht, verpackt in einer handlingsfreundlichen und gut einsehbaren Schiebenschachtel, mit Röntgenkontrastfaden, doppelt steril verpackt mit Zählkarte



Verwendungszweck:

zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zum Freipräparieren von Gewebeschichten und anatomischen Strukturen bei operativen Eingriffen im OP-Bereich



Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

Größe	Set	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/Pckg	Pckg/Ktn
6 x 6 cm	10	mit	570001	11860579	4260348615106	60	4
6 x 6 cm	20	mit	570004	-	4260348615113	60	4
8 x 8 cm	10	mit	570002	11860585	4260348615120	60	4
8 x 8 cm	20	mit	570010	-	4260348615137	60	4
8 x 8 cm	30	mit	570007	-	4260348615144	60	4
10 x 10 cm	10	mit	570009	-	4260348615151	60	4
12 x 12 cm	10	mit	570003	11860591	4260348615168	60	4
12 x 12 cm	20	mit	570006	-	4260348615175	42	4

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hochgebleichter Zellstoff nach DAB, 220 g/m<sup>2</sup>

Verwendungszweck:

Hautreinigung vor Injektionen, Saugpolster bei kleineren Verletzungen, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

unsteril:

Größe	REF	PZN (Beutel)	GTIN	Stück/Rolle	Rollen/Btl	Btl/Ktn
4 x 5 cm, 2 Rollen à 500 St.	1739021	08822718	4260348611115	500	2	16

unsteril, keimreduziert (behandelt mit Ethylenoxid):

Größe	REF	PZN (Beutel)	GTIN	Stück/Rolle	Rollen/Btl	Btl/Ktn
4 x 5 cm, 1 Rolle à 500 St.	1739025	05103288	4260348611122	500	1	32

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-22-12-13

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

transparenter Spender mit Gummifüßen

Verwendungszweck:

als Spender zur hygienischen Aufbewahrung von gerollten Produkten geeignet, wie beispielsweise Zellstofftupfer, Zellstoff-Vlies-Kompresse oder gerolltem Verbandmull

Produktvarianten:

Durchmesser	Breite	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
ca. 20 cm	ca. 10,5 cm	1739022	-	4260348616370	1	variabel

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

20-fädiges Tuch aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, ohne bzw. mit Schlaufe (30 cm), vorgewaschen (wenn nicht anders vermerkt), mit Röntgenkontraststreifen

Verwendungszweck:

zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen, im OP-Bereich einsetzbar, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Wegen der großen Variationsmöglichkeit bezüglich Farbe, Lagenzahl, mit oder ohne Schlaufe usw. finden Sie nachfolgend einige unserer Standard-Bauchtücher.

Produktvarianten:

Größe	Lagen	Farbe	Röko	Schlaufe	REF	PZN (Btl) GTIN	Stück/ Bündel	Bündel/ Pckg	Pckg/ Ktn
8 x 90 cm	4-fach	grün	mit	mit	29196	11859843 4260348615267	4 x 5	8	4
				ohne	29194	- 4260348615274	4 x 5	8	4
		weiß	mit	ohne	780013	- 4260348615281	4 x 5	8	4
				6-fach	grün	mit	mit	780024	11860852 4260348615298
	ohne	780023	- 4260348615304				4 x 5	8	4
	blau	mit	mit		780002	- 4260348615311	4 x 5	8	4
			ohne		780012	- 4260348615328	4 x 5	8	4



**Produktdatenblatt**

Größe	Lagen	Farbe	Röko	Schlaufe	REF	PZN (Btl) GTIN	Stück/ Bündel	Bündel/ Pckg	Pckg/ Ktn
20 x 30 cm	4-fach	grün	mit	mit	780003	- 4260348615335	4 x 5	5	4
	6-fach	grün	mit	mit	780016	- 4260348615342	4 x 5	5	4
				ohne	780034	- 4260348615359	4 x 5	5	4
		blau	mit	ohne	780036	- 4260348616851	4 x 5	5	4
		weiß	mit	ohne	780037	- 4260348616868	4 x 5	5	4
35 x 35 cm	8-fach	grün	mit	ohne	780011	- 4260348615366	4 x 5	10	1
40 x 40 cm	4-fach	grün	mit	ohne	29107	- 4260348615373	4 x 5	5	4
		blau	mit	mit	780004	- 4260348615380	4 x 5	5	4
		weiß	mit	mit	780026	- 4260348615397	4 x 5	5	4
	6-fach	grün	mit	mit	780005	- 4260348615403	4 x 5	4	4
		blau	mit	mit	780006	- 4260348615410	3 x 6	5	4
				ohne	780009	- 4260348615427	3 x 6	5	4
45 x 45 cm	4-fach	grün	mit	mit	29175	11859837 4260348615434	4 x 5	5	4
	6-fach	grün	mit	mit	250614	11859820 4260348615441	4 x 5	10	1
				ohne	250615	- 4260348615458	4 x 5	10	1
		weiß	mit	mit	930510	11860869 4260348615465	4 x 5	5	4
40 x 80 cm	4-fach	grün	mit	ohne	29187	- 4260348615472	4 x 5	10	1

**Produktdatenblatt**

Größe	Lagen	Farbe	Röko	Schlaufe	REF	PZN (Btl) GTIN	Stück/ Bündel	Bündel/ Pckg	Pckg/ Ktn
50 x 60 cm	4-fach	grün	mit	mit	780007	- 4260348615489	4 x 5	5	4
	6-fach	grün	mit	mit	780041	- 4260348615496	4 x 5	10	1
<b>28-fädig, NICHT vorgewaschen:</b>									
40 x 40 cm	9-fach	blau	mit	ohne	780047	- 4260348616677	4 x 5	5	2
<b>20-fädig, NICHT vorgewaschen:</b>									
30 x 45 cm	4-fach	weiß	mit	ohne	780048	- 4260604530280	4 x 5	5	4

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-09-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

20-fädiges Tuch aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, ohne bzw. mit Schlaufe (30 cm), vorgewaschen, (wenn nicht anders vermerkt), mit Röntgenkontraststreifen

Verwendungszweck:

zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen, im OP-Bereich einsetzbar

Wegen der großen Variationsmöglichkeit bezüglich Farbe, Lagenzahl, mit oder ohne Schlaufe usw. finden Sie nachfolgend einige unserer Standard-Bauchtücher.



Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

Größe	Lagen	Set	Farbe	Röko	Schlaufe	REF	PZN (Set) GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
8 x 90 cm	4-fach	2	grün	mit	ohne	530001	- 4260348615533	40	4
					mit	530002	11860415 4260348615540	40	4
		weiß	mit	mit	540003	- 4260348616615	40	4	
	6-fach	2	grün	mit	mit	530026	- 4260348616837	28	4
			weiß	mit	mit	540004	- 4260348615557	40	4
		5	blau	mit	ohne	550012	- 4260348615564	20	4

Größe	Lagen	Set	Farbe	Röko	Schlaufe	REF	PZN (Set) GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn		
10 x 20 cm	4-fach	10	weiß	mit	ohne	540034	- 4260604532628	15	4		
15 x 25 cm	4-fach	2	grün	mit	ohne	530003	- 4260348615571	40	4		
20 x 30 cm	4-fach	2	grün	mit	mit	530024	- 4260348616608	40	4		
					ohne	530004	- 4260348615588	50	4		
		5	grün	mit	mit	mit	530033	- 4260348615601	20	4	
						weiß	mit	mit	540005	11860444 4260348615595	50
		20	weiß	mit	mit	mit	mit	540006	- 4260348615618	20	4
							mit	540033	- 4260348616844	10	4
	6-fach	5	grün	mit	mit	530023	- 4260348615625	20	4		
	40 x 40 cm	4-fach	2	grün	mit	mit	mit	530006	- 4260348615656	28	4
ohne							530005	- 4260348615663	10	4	
5			grün	mit	mit	530007	- 4260348615670	10	4		
2		grün			mit	mit	530014	- 4260348615700	20	4	
6-fach			blau	mit	ohne	ohne	550008	- 4260348615724	10	4	
						weiß	mit	mit	540007	- 4260348615731	10

Größe	Lagen	Set	Farbe	Röko	Schlaufe	REF	PZN (Set) GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn	
45 x 45 cm	4-fach	2	grün	mit	mit	530031	- 4260348615748	16	4	
		5	grün	mit	mit	530015	11860438 4260348615755	10	4	
			weiß	mit	mit	540008	11860450 4260348615762	10	4	
		2	blau	mit	mit	550013	- 4260348616202	10	4	
		10	blau	mit	ohne	550004	- 4260348615779	8	4	
	6-fach	2	grün	mit	mit	530008	- 4260348615786	14	4	
		5	grün	mit	mit	530009	11860421 4260348615793	9	4	
			weiß	mit	mit	540009	11860467 4260348615809	9	4	
	40 x 80 cm	4-fach	3	grün	mit	ohne	530013	- 4260348615816	10	4
	50 x 60 cm	4-fach	2	weiß	mit	mit	540010	11860473 4260348615847	12	4
6-fach		5	grün	mit	mit	530021	- 4260348615854	12	4	
<b>NICHT vorgewaschen:</b>										
30 x 30 cm	4-fach	10	grün	mit	ohne	530036	- 4260348615861	10	4	
40 x 40 cm	9-fach	5	blau	mit	ohne	550005*	- 4260348615878	10	2	

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

\*Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-09-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Tuch aus Vliesstoff (30 g/m<sup>2</sup>), ohne Schlaufe, mit Röntgenkontraststreifen

Verwendungszweck:

zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen, im OP-Bereich einsetzbar



Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

Größe	Lagen	Set	Farbe	Röko	Schlaufe	REF	PZN (Set) GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
40 x 60 cm	2-fach	1	weiß	mit	ohne	545001	- 4260604531409	20	4

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-09-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

24-fädige Komresse aus Verbandmull nach DIN 14079, Durchmesser 20 oder 30 cm, mit Wulstrand, 100 % Baumwolle, mit Röntgenkontrastfaden, vorgewaschen, als flache Komresse oder in Beutelform erhältlich



Verwendungszweck:

zur vorübergehenden Aufbewahrung des Darms (lateinisch: intestinum) während abdominalchirurgischer Eingriffe, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Durchmesser	Lagen	Farbe	Röko	REF	GTIN	Stück/ Pckg
20 cm	4-fach	WEISS	mit	250619	4260348615885	10
23 cm	6-fach	WEISS	mit	250622	4260348615892	10

Weitere Varianten (Größe, Beutelform usw.) können Ihren Anforderungen entsprechend produziert werden.

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-09-02



Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

24-fädige Komresse aus Verbandmull nach DIN 14079, Durchmesser 20 oder 30 cm, mit Wulstrand, 100 % Baumwolle, mit Röntgenkontrastfäden, vorgewaschen, als flache Komresse oder in Beutelform erhältlich



Verwendungszweck:

zur vorübergehenden Aufbewahrung des Darms (lateinisch: intestinum) während abdominalchirurgischer Eingriffe

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

Durchmesser	Lagen	Set	Farbe	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
20 cm	4-fach	1	WEISS	mit	31967	11859866	4260348615915	12	4
23 cm	4-fach	1	WEISS	mit	31973	-	4260348616875	12	4
30 cm (flach)	6-fach	1	WEISS	mit	31972	-	4260348615922	20	4

Weitere Varianten (Größe, Beutelform usw.) können Ihren Anforderungen entsprechend produziert werden.

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-92-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hochsaugfähiger Streifen aus 20-fädigem Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten

Verwendungszweck:

zur Tamponade oder Drainage in Wundhöhlen oder zur Nutzung in natürlichen Körperöffnungen (z. B. Nasenhöhle, Mundhöhle), zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

Größe		Set	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
1cm x 30cm	4-fach	1	ohne	32467	13568759	4260348616745	100	variabel
1cm x 100cm	4-fach	1	ohne	32471	11860102	4260348615953	50	variabel

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

17-fädige Tamponadekompressen aus Verbandmull nach DIN 14079, 100 % Baumwolle, mit eingeschlagenen Schnittkanten, mit Röntgenkontrastfaden und mit einem ca. 20 cm langen Rückholfaden



Verwendungszweck:

als Komresse und als Tupfer zum Aufsaugen von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen im OP-Bereich einsetzbar

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

Größe	Set	Röko	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/Pckg	Pckg/Ktn
3 x 20 cm	1	mit	233143	-	4260348615984	30	10

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-41-02-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Trägermaterial aus Holz,  
Kopf aus Verbandwatte (100 % Baumwolle),  
Durchmesser:  
kleiner Kopf ca. 5 mm  
großer Kopf ca. 10 mm



Verwendungszweck:

zum universellen Einsatz in allen medizinischen Bereichen, z. B. zum gezielten Auftragen von Salben oder flüssigen Substanzen, zur Reinigung usw., zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größe		REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
kleiner Kopf	150 mm lang	2139011	08822428	4260348611252	100	100
	230 mm lang	2139013	08822434	4260348611269	100	100
großer Kopf	150 mm lang	2139012	08822440	4260348611276	100	100

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)  
CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4  
Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-21-09-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Trägermaterial aus Holz,  
Kopf aus Verbandwatte (100 % Baumwolle),  
Durchmesser:  
kleiner Kopf ca. 5 mm  
großer Kopf ca. 10 mm  
eingesiegelt zu 1, bzw. zu 2 Stück



Verwendungszweck:

zum universellen Einsatz in allen medizinischen Bereichen, z. B. zum gezielten Auftragen von Salben oder flüssigen Substanzen, zur Reinigung usw., zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe		REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/Pckg	Pckg/Ktn
150 mm lang	kleiner Kopf	329011	08822457	4260348611283	100 x 1	20
		329012	00050831	4260348611290	100 x 2	20
	großer Kopf	329021	08822486	4260348611306	100 x 1	10
		329022	08822492	4260348611313	50 x 2	10

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,  
CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4  
Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-21-09-05



Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 45 % Viskose und 55 % Polyamid, Dehnung ca. 50 %, leicht, weich, luftdurchlässig, webkantig

Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

nackt, Packung à 20, 50 bzw. 100 Binden:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4cm x 4m	1050501	08821914	4260348611320	20	48
6cm x 4m	1050502	08821920	4260348611337	20	32
8cm x 4m	1050503	08821937	4260348611344	20	24
10cm x 4m	1050504	08821943	4260348611351	20	20
12cm x 4m	1050505	08821966	4260348611368	20	16
4cm x 4m	1050516	10180090	4260348611375	50	24
6cm x 4m	1050517	10180109	4260348611382	50	16
8cm x 4m	1050518	10180115	4260348611399	50	12
10cm x 4m	1050519	10180121	4260348611405	50	8
4cm x 4m	1050510	04793954	4260348611412	100	12
6cm x 4m	1050511	08821972	4260348611429	100	8
8cm x 4m	1050512	08821989	4260348611436	100	6
10cm x 4m	1050513	08821995	4260348611443	100	4



einzel cellophaniert:

Größe	REF	PZN (Btl mit 1 St.)	GTIN	Stück/ Btl	Btl/ Pckg	Pckg/ Ktn
4cm x 4m	25102304	12502735	4260348617872	1	20	48
6cm x 4m	25102306	12502741	4260348617889	1	20	32
8cm x 4m	25102308	12502758	4260348617896	1	20	24
10cm x 4m	25102310	12502764	4260348617902	1	20	20

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 45 % Viskose und 55 % Polyamid, Dehnung ca. 100 %, leicht, weich, luftdurchlässig, webkantig

Verwendungszweck:

Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen, durch das strapazierfähige Gewebe auch geeignet zum Umwickeln von Schienen und Kühlelementen, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
4cm x 4m	32517	11860183	4260348611498	50 x 1	6
6cm x 4m	32518	11860208	4260348611504	60 x 1	4
8cm x 4m	32525	11860220	4260348611511	50 x 1	4
10cm x 4m	32532	11860289	4260348611528	50 x 1	4
12cm x 4m	32520	11860214	4260348611535	40 x 1	4

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 45 % Viskose und 55 % Polyamid, Dehnung ca. 100 %, leicht, weich, luftdurchlässig, webkantig

Verwendungszweck:

Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen, durch das strapazierfähige Gewebe auch geeignet zum Umwickeln von Schienen und Kühlelementen, im OP-Bereich einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

Größe	Set	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
4cm x 4m	1	32513	-	4260348616011	30	6
6cm x 4m	1	32475	-	4260348616028	60	4
8cm x 4m	1	32476	-	4260348616035	50	4
10cm x 4m	1	32454	-	4260348616042	50	4
12cm x 4m	1	32453	-	4260348616059	40	4

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.



**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 70 % Viskose und 30 % Polyamid, Dehnung ca. 100 %, mit gekräuselten Polyamidfasern, leicht, weich, luftdurchlässig, webkantig, besonders geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut



Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4cm x 4m	1050601	04793931	4260348611542	20	24
6cm x 4m	1050602	03842900	4260348611559	20	16
8cm x 4m	1050603	03842946	4260348611566	20	12
10cm x 4m	1050604	03842981	4260348611573	20	10
12cm x 4m	1050605	04793948	4260348611580	20	8
4cm x 4m	1050611	04793894	4260348611597	100	12
6cm x 4m	1050612	04793902	4260348611603	100	8
8cm x 4m	1050613	04793919	4260348611610	100	6
10cm x 4m	1050614	04793925	4260348611627	100	4

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**
Produktbeschreibung:

weiße Binde aus 20-fädigem Verbandmull nach VM 20 DIN 14079 BW, 100 % Baumwolle, keine Dehnung, leicht, hautfreundlich, weich, luftdurchlässig, webkantig

Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw. zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

nackt, Packung à 20 Binden:



Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4cm x 4m	1739011	04970254	4260348611634	20	100
6cm x 4m	1739013	04868161	4260348611641	20	60
8cm x 4m	1739015	04868178	4260348611658	20	48
10cm x 4m	1739017	04868215	4260348611665	20	36
12cm x 4m	1739019	04868221	4260348611672	20	36

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

rohweißes Trägermaterial aus 22 % Baumwolle, 77 % Polyester, 2 % Elasthan und 0,4 % Polyamid, Dehnung ca. 100 %, mittlerer bis kurzer Zug, dauerelastisch, webkantig, hautfreundlich


Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	815067	07200274	4260348611689	10	40
8cm x 5m	815087	07200268	4260348611696	10	28
10cm x 5m	815107	07200251	4260348611702	10	24
12cm x 5m	815127	07200245	4260348611719	10	20
15cm x 5m	815158	07200096	4260348611726	10	16
20cm x 5m	815207	07200073	4260348611733	10	12

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-04-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

rohweißes Trägermaterial aus 22 % Baumwolle, 77 % Polyester, 2 % Elasthan und 0,4 % Polyamid, Dehnung ca. 100 %, mittlerer bis kurzer Zug, dauerelastisch, webkantig, hautfreundlich

Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken im OP-Bereich einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

Größe	Set	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
12cm x 5m	1	32460	-	4260604533731	15	8

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-04-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 60,6 % Baumwolle, 37,1 % Polyester, 0,2 % Polyamid und 2,1 % Elasthan, Dehnung ca. 90 %, dauerelastisch, webkantig



Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6 cm	1725815001	08822061	4260348611740	10	40
8 cm	1725815002	08822078	4260348611757	10	28
10 cm	1725815003	08822084	4260348611764	10	24
12 cm	1725815004	08822090	4260348611771	10	20
15 cm	1725815006	11859671	4260348611788	10	16
20 cm	1725815007	11859688	4260348611795	10	12

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen



eCl@ss:

34-19-04-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 92 %, dauerelastisch, webkantig, mit Verbandklammern


Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	815066	04794741	4260348611801	10	10
8cm x 5m	815086	04794758	4260348611818	10	10
10cm x 5m	815106	04794764	4260348611825	10	10
12cm x 5m	815126	04794770	4260348611832	10	5

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 92 %, dauerelastisch, webkantig, mit Verbandklammern

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	32498	11860160	4260348611849	24 x 1	8
8cm x 5m	32491	11860125	4260348611856	24 x 1	8
10cm x 5m	32482	11860119	4260348611863	24 x 1	8
12cm x 5m	32457	11860065	4260348611870	20 x 1	8
15cm x 5m	32499	11860177	4260348611887	14 x 1	8

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt, trocken und staubfrei gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 92 %, dauerelastisch, webkantig, mit Verbandklammern

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenkenin, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

einzeln STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

Größe	Set	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	1	32497	-	4260348616066	20	8
8cm x 5m	1	32470	-	4260348616073	20	8
10cm x 5m	1	32489	-	4260348616080	15	8
12cm x 5m	1	32490	-	4260348616097	15	8
15cm x 5m	1	32529	-	4260348616103	12	8

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Trägermaterial aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 90 %, dauerelastisch, webkantig, waschbar, mit Verbandklammern

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	ROT	815061	04794787	4260348611894	10	10
	BLAU	815062	04794793	4260348611900	10	10
8cm x 5m	ROT	815081	04794824	4260348611917	10	10
	BLAU	815082	04794830	4260348611924	10	10
10cm x 5m	ROT	815101	04794913	4260348611931	10	10
	BLAU	815102	04794936	4260348611948	10	10

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen



eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Trägermaterial aus 88 % Baumwolle, 11 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 85 %, hoher Baumwollanteil, hautfreundlich, atmungsaktiv, dauerelastisch, webkantig, waschbar, mit Verbandklammern

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	rot	11440650	03759470	4260348611955	10	10
	blau	11450650	03759487	4260348611962	10	10
	gelb	11470650	03759599	4260348611979	10	10
	lila	11480650	03759671	4260348611986	10	10

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weiße Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 90 %, schlingkantig, textilelastisch, hautfreundlich



Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

nackt (ohne Verbandklammern):

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4cm x 5m	813042	04881345	4260348611993	10	22
6cm x 5m	813062	08822115	4260348612006	10	16
8cm x 5m	813082	08822121	4260348612013	10	12
10cm x 5m	813102	08822138	4260348612020	10	10
12cm x 5m	813122	08822144	4260348612037	10	8
15cm x 5m	813151	08822150	4260348612044	10	6
20cm x 5m	813202	02898235	4260348612051	10	8
30cm x 5m	813302	07200541	4260348612075	10	16

einzel cellophaniert (mit Verbandklammern):

Größe	REF	PZN (Stück)	GTIN	Stück/Pckg	Stück/Ktn
6cm x 5m	813063	08822173	4260348612082	10	100
8cm x 5m	813083	08822196	4260348612099	10	100
10cm x 5m	813103	08822204	4260348612105	10	50
12cm x 5m	813123	08822210	4260348612112	10	50
30cm x 5m	813303	07200558	4260348612068	1	variabel

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weiße Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 90 %, schlingkantig, textilelastisch, hautfreundlich

Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe	Set	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	1	32527	11860237	4260348612129	24	8
8cm x 5m	1	32494	11860131	4260348612136	18	8
10cm x 5m	1	32495	11860148	4260348612143	18	6
12cm x 5m	1	32496	11860154	4260348612150	18	6
15cm x 5m	1	32528	11860243	4260348612167	12	6

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weiße Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 90 %, schlingkantig, textilelastisch, hautfreundlich

Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, im OP-Bereich einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

einzel STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

Größe	Set	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	1	32533	-	4260348616110	20	8
8cm x 5m	1	32493	-	4260348616127	15	8
10cm x 5m	1	32492	-	4260348616134	15	6
12cm x 5m	1	32469	-	4260348616141	15	6
15cm x 5m	1	32505	-	4260348616158	10	6

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.



Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

hautfarbene Binde aus 81 % Baumwolle, 16 % Polyamid und 3 % Elasthan, Dehnung ca. 165 %, dauerelastisch, latexfreie Endfixierung, waschbar bei 90°C, unempfindlich gegen Schweiß und Salben, mit Verbandklammern



Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 7m	210266	04793003	4260348612242	8	10
8cm x 7m	210267	04793026	4260348612181	8	10
10cm x 7m	210268	04793032	4260348612198	8	5
12cm x 7m	210269	04793049	4260348612204	8	5

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-05-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hautfarbene Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 80 %, textilelastisch, atmungsaktiv, hautfreundlich, latexfreie Endfixierung, mit Verbandklammern



Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	24126206509	04793055	4260348612259	10	16
8cm x 5m	24126208509	04793061	4260348612266	10	12
	24126208510	09082011	4260348612273	80	-
10cm x 5m	24126210509	04793078	4260348612280	10	10
	24126210510	09082005	4260348612297	60	-
12cm x 5m	24126212509	04793084	4260348612303	10	5
	24126212510	09081997	4260348612310	60	-

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

hautfarbene Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 80 %, textilelastisch, atmungsaktiv, hautfreundlich, latexfreie Endfixierung, mit Verbandklammern

Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, im OP-Bereich einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (doppelt verpackt für den OP-Bereich):

Größe	Set	REF	PZN (Set)	GTIN	Set/Pckg	Pckg/Ktn
6cm x 5m	1	32530	11860272	4260348616165	18	6
8cm x 5m	1	32464	11860088	4260348616172	15	6
10cm x 5m	1	32462	11860071	4260348616189	15	6
12cm x 5m	1	32455	11860059	4260348616196	12	6

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Kompressionsverband, bestehend aus 2 Kurzzugbinden für die klassische gegenläufige Verbandtechnik, hautfarbene Binden aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 80 %, textilelastisch, atmungsaktiv, hautfreundlich, latexfreie Endfixierung, mit Verbandklammern



Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Binden/ Pckg	Pckg/ Ktn
Binde 1: 8cm x 5m Binde 2: 10cm x 5m	24140	12396954	4260348614000	2	16

Regulatorische Angaben:

- Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)
- CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1
- Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III
- CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
- Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen



eCl@ss:

34-19-09-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hautfarbenes Trägermaterial aus 67 % Baumwolle und 33 % Polyamid, Dehnung ca. 40 %, dauerelastisch, besonders kräftige Kompression, faltenfrei anwendbar (auch an Gelenken), atmungsaktiv, webkantig, waschbar bei 60°C, latexfreie Endfixierung, mit Verbandklammern



Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	210231	04793227	4260348612327	10	10
8cm x 5m	210232	04793233	4260348612334	10	10
10cm x 5m	210233	04793262	4260348612341	10	5
12cm x 5m	210234	04793339	4260348612358	10	5

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-09-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

verfestigtes Faservliesprodukt mit Elastanfäden, bestehend aus ca. 50 % Vliesstoff (Polypropylen), ca. 10 % Elasthan und ca. 40 % synthetischem Kleber, Dehnung ca. 100%, nur auf sich selbst haftend, rückstandslos ablösbar, elastisch, von Hand reißbar, wasser-/ölfest, atmungsaktiv, einzeln cellophaniert



Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Stück)	GTIN	Stück/ Btl	Btl/ Pckg	Pckg/ Ktn
2,5cm x 4,5m	blau	107004	12144750	4260348616387	1	20	18
5cm x 4,5m	blau	107001	12535893	4260604532598	1	10	30
	rot	107007	12535918	4260348618183	1	10	30
7,5cm x 4,5m	blau	107006	12535901	4260348618176	1	10	24
	rot	107008	12535924	4260348618190	1	10	24
10cm x 4,5m	blau	107003	15436401	4260604532567	1	10	18
	rot	107009	-	4260604533793	1	10	18

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

weiße Binde, Dehnung ca. 100 %, nur auf sich selbst haftend, hautfreundlich, luftdurchlässig

- LATEXHALTIG: 50 % Baumwolle und 50 % Polyamid, Latex
- LATEXFREI: 46 % Baumwolle und 54 % Polyamid



Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>LATEXHALTIG</b>	4cm x 20m	1061101	11152635	4260348612365	1	20
	6cm x 20m	1061102	04807136	4260348612372	1	20
	8cm x 20m	1061103	04807142	4260348612389	1	16
	10cm x 20m	1061104	04807159	4260348612396	1	12
	12cm x 20m	1061105	04807165	4260348612402	1	12
<b>LATEXFREI</b>	4cm x 20m	1061401	12397830	4260348617766	1	24
	6cm x 20m	1061402	12397847	4260348617773	1	18
	8cm x 20m	1061403	12397876	4260348617780	1	12
	10cm x 20m	1061404	12397882	4260348617797	1	12
	12cm x 20m	1061405	12397899	4260348617803	1	10

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Binde aus 39 % Baumwolle und 61 % Polyamid, Dehnung ca. 90 %, mit einer Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend, farbecht, hautfreundlich, luftdurchlässig



Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/Pckg	Pckg/Ktn
4cm x 20m	ROT	10511011	04793977	4260348612419	1	36
	BLAU	10511012	04793960	4260348612426	1	36
6cm x 20m	ROT	10511021	03842797	4260348612433	1	36
	BLAU	10511022	03842840	4260348612440	1	36
8cm x 20m	ROT	10511031	03759725	4260348612457	1	36
	BLAU	10511032	03759731	4260348612464	1	36
	GELB	10511033	03759748	4260348612471	1	36
	GRÜN	10511034	03759837	4260348612488	1	36
10cm x 20m	ROT	10511041	03759984	4260348612495	1	18
	BLAU	10511042	03759990	4260348612501	1	18



Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

## Produktdatenblatt

Produktbeschreibung:

weiße Binde, Dehnung ca. 100 %, nur auf sich selbst haftend, hautfreundlich, luftdurchlässig

- LATEXHALTIG: 42 % Baumwolle, 29 % Polyamid und 29 % Zellwolle, Latex
- LATEXFREI: 46 % Baumwolle, 27 % Polyamid und 27 % Zellwolle



Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden

Produktvarianten:

4 Meter lang:

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>LATEXHALTIG</b>	4cm x 4m	1061201	04794652	4260348612518	1	84
	6cm x 4m	1061202	04794669	4260348612525	1	54
	8cm x 4m	1061203	04794675	4260348612532	1	48
	10cm x 4m	1061204	04794681	4260348612549	1	36
	12cm x 4m	1061205	04794698	4260348612556	1	26

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>LATEXFREI</b>	4cm x 4m	1061301	12397787	4260348617285	1	84
	6cm x 4m	1061302	12397793	4260348617308	1	54
	8cm x 4m	1061303	12397801	4260348617315	1	48
	10cm x 4m	1061304	12397818	4260348617322	1	36
	12cm x 4m	1061305	12397824	4260348617612	1	26

20 Meter lang:

	Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>LATEXHALTIG</b>	4cm x 20m	1051101	08822227	4260348612563	1	20
	6cm x 20m	1051102	08822233	4260348612570	1	20
	8cm x 20m	1051103	08822256	4260348612587	1	16
	10cm x 20m	1051104	08822262	4260348612594	1	12
	12cm x 20m	1051105	08822279	4260348612600	1	12
<b>LATEXFREI</b>	4cm x 20m	1051201	12397735	4260348617711	1	22
	6cm x 20m	1051202	12397741	4260348617728	1	16
	8cm x 20m	1051203	12397758	4260348617735	1	12
	10cm x 20m	1051204	12397764	4260348617742	1	10
	12cm x 20m	1051205	12397770	4260348617759	1	8

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

### Produktbeschreibung:

Binde aus 72 % Baumwolle und 28 % Polyamid, Dehnung ca. 85 %, mit einer Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend, farbecht, hautfreundlich, luftdurchlässig



### Verwendungszweck:

zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



### Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4cm x 20m	ROT	10611011	04794190	4260348612617	1	22
	BLAU	10611012	04794238	4260348612624	1	22
	GELB	10611013	11859429	4260348612631	1	22
	GRÜN	10611014	11859435	4260348612648	1	22
6cm x 20m	ROT	10611021	04794422	4260348612655	1	16
	BLAU	10611022	04808035	4260348612662	1	16
	GELB	10611023	11859441	4260348612679	1	16
	GRÜN	10611024	11859458	4260348612686	1	16
8cm x 20m	ROT	10611031	04794468	4260348612693	1	12
	BLAU	10611032	04794474	4260348612709	1	12
	GELB	10611033	11859464	4260348612716	1	12
	GRÜN	10611034	11859470	4260348612723	1	12

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
10cm x 20m	ROT	10611041	04794592	4260348612730	1	10
	BLAU	10611042	04794600	4260348612747	1	10

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weiße Binde aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 92 %, mit einer Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend, hautfreundlich, luftdurchlässig

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	820060	04794706	4260348612754	1	64
8cm x 5m	820080	04794712	4260348612761	1	64
10cm x 5m	820100	04794729	4260348612778	1	32
12cm x 5m	820120	04794735	4260348612785	1	32

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.



Produktbeschreibung:

Hautfarbene Binde aus 60 % Baumwolle, 39 % Polyamid und 1 % Elasthan, Dehnung ca. 92 %, mit einer Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend, hautfreundlich, luftdurchlässig

Verwendungszweck:

zur komprimierenden Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 5m	2481120652	00537036	4260348612792	1	64
8cm x 5m	2481120852	00537042	4260348612808	1	64
10cm x 5m	2481121052	00537059	4260348612808	1	32
12cm x 5m	24811221252	00537065	4260348612822	1	32

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-03-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hautfarbene Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 60 %, mit besonders hautfreundlichem Acrylatkleber, latexfrei, hypoallergen, thermostabil, textilelastisch, webkantig, porös, sehr atmungsaktiv

Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 2,5m	100003	04793345	4260348612839	1	72
8cm x 2,5m	100002	04793405	4260348612846	1	72
10cm x 2,5m	100001	04793411	4260348612853	1	36

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-06-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hautfarbene Binde aus reiner Baumwolle, Dehnung ca. 60 %, mit besonders hautfreundlichem Acrylatkleber, latexfrei, hypoallergen, thermostabil, textil-elastisch, webkantig, porös, sehr atmungsaktiv



Verwendungszweck:

zur kräftigen Kompression, Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zum Stützen und Entlasten von Gelenken, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
6cm x 2,5m	210331	04793428	4260348612860	1	72
8cm x 2,5m	210332	04793440	4260348612877	1	72
10cm x 2,5m	210333	04793463	4260348612884	1	36

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-06-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

100 % Polyester, 85 g/m<sup>2</sup>, weiß, atmungsaktiv, wasserabweisende Eigenschaften, reißbar



Verwendungszweck:

zum Unterpolstern von Gips-, Cast- und Kompressionsverbänden, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
4 cm x 3 m	420025	11058681	4260348612891	12	40
6 cm x 3 m	420026	11058698	4260348612907	12	28
7,5 cm x 2,7 m	420002	13831464	4260348616776	6	-
10 cm x 3 m	420035	15881153	4260604532727	6	30
10 cm x 3 m	420027	11058706	4260348612914	12	16
15 cm x 3 m	420028	11058712	4260348612921	12	12

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IX Verordnung (EU) 2017/745

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-20-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.



Produktbeschreibung:

rohweiße Binde aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan, Dehnung ca. 130 %, dauerelastisch, atmungsaktiv, hautfreundlich, anschmiegsam und weich während der Anwendung


Verwendungszweck:

für Verbände mit guten Polstereigenschaften, in der Ambulanz oder auf der Station einsetzbar, zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
10cm x 6m	317011	10763609	4260348612938	20 x 1	6

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

100% Baumwolle, weich und anschmiegsam,  
großer Polstereffekt, hohe Saugfähigkeit

Anwendungsbeispiele:

für Verbände mit guten Polstereigenschaften,  
wenn eine weiche und schonende Anwendung im Vordergrund steht, zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN	GTIN	Stück/ Btl	Btl/ Ktn
11,4cm x 3,7m	317015	-	4260604532673	10	10
11,4cm x 3,7m	317017	-	4260604532697	100	1

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

100% Baumwolle, weich und anschmiegsam, großer Polstereffekt, hohe Saugfähigkeit

Anwendungsbeispiele:

für Verbände mit guten Polstereigenschaften, wenn eine weiche und schonende Anwendung im Vordergrund steht, zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen, Kanülen usw., zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

Größe	Set	REF	PZN	GTIN	Set/ Pckg	Pckg/ Ktn
11,4cm x 3,7m	1	317016	-	4260604532758	20	6

Regulatorische Angaben:

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Trägermaterial aus Zellwolle und Polyamid, Dehnung ca. 50 bis 60 %, niedriger Ruhedruck, hoher Arbeitsdruck, hohe Lagenhaftung, stabile Kanten, hautfreundlich, einfach anzulegen und abzunehmen

Verwendungszweck:

Zinkleimbinden werden als Kompressions- oder Stützverbände eingesetzt. Sie werden bei chronischen venösen Erkrankungen oder bei traumatischen Verletzungen verwendet. Auch bei Patienten mit dermatologischen Erkrankungen können sie eingesetzt werden.



Gegenanzeigen:

nicht anzuwenden bei peripheren, arteriellen Verschlusskrankheiten, dekompensierter Herzinsuffizienz, septischer Phlebitis, Phelgmasia coerulea dolens

Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
8cm x 7m	490002	12528195	4260348618213	10	-
10cm x 5m	490003	12528203	4260348618220	10	-
10cm x 7m	490004	12528232	4260348618237	10	-
10cm x 10m	490005	12528249	4260348618244	10	-

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-20-01-01

Lagerung:

Trocken, staubfrei, nicht über 25°C.

Sterilisierbarkeit:

Nicht sterilisierbar

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Verbandklammern aus Aluminium mit weißer Gummilitze

Verwendungszweck:

Zur Fixierung von Verbänden,  
 bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
ca. 1,5 x 3 cm	2641010	11224323	4260348612945	100	64

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-19-10-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**
Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 73 % Polyamid und 27 % Polyurethan, latexfrei, rundgewebt, weitmaschig, dehnbar, druck- und faltenfreies Anlegen, maschenfest, schneidbar an jeder Stelle, ohne dass die Schnittstellen einreißen

Verwendungszweck:

für Fixierverbände zur Befestigung von Wundauflagen, besonders an Gelenken oder schwierig zu verbindenden Körperteilen, für schnelle Wundinspektion geeignet, da der Netzverband nicht erneuert werden muss, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


Produktvarianten:

Größenkennung Maße (ungedehnt)	Verwendung	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>Gr. 1</b> 1,4cm x 25m	Finger	1050822	08822411	4260348612952	1	57
<b>Gr. 2</b> 1,8cm x 25m	Hand, Arm, Fuß	1050824	08822405	4260348612969	1	57
<b>Gr. 3</b> 2,3cm x 25m	Bein	1050825	08822397	4260348612976	1	57
<b>Gr. 4</b> 3,5cm x 25m	Kopf	1050827	08822380	4260348612983	1	57
<b>Gr. 5</b> 5,0cm x 25m	Kleiner Rumpf, Schulter	1050829	08822374	4260348612990	1	30
<b>Gr. 6</b> 5,8cm x 25m	Großer Rumpf, Schulter	1050830	08822368	4260348613003	1	30



Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-08-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Trägermaterial aus 100 % Baumwolle, chlorfrei gebleicht, rundgestrickte Mullbandage, die durch die Strickmethode sehr elastisch ist, auf das Dreifache der Breite dehnbar, beim Strecken enger werdend, leicht anzulegen, faltenfrei sitzend, rutschfest, luftdurchlässig

Verwendungszweck:

zur schnellen und sicheren Fixierung von Wundverbänden, für Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen und Luxationen sowie feste und elastische Wundverbände, als Fixierbandage oder Unterlage für Gipsverbände und selbstklebende Binden, sowie Zinkleimverbände, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größenkennung Maße (unge- dehnt)	Verwendung	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>Gr. 1</b> 1,5cm x 20m	Finger und Zeh, klein	1050731	08822285	4260348613010	1	64
<b>Gr. 2</b> 2,5cm x 20m	Finger und Zeh, groß	1050732	08822291	4260348613027	1	33
<b>Gr. 4</b> 4cm x 20m	Hand und Arm	1050733	08822316	4260348613034	1	29
<b>Gr. 6</b> 6cm x 20m	Arm, Bein, Kopf	1050734	08822322	4260348613041	1	60
<b>Gr. 8</b> 8cm x 20m	Kopf, Bein, Oberschenkel	1050735	08822339	4260348613058	1	36

**Produktdatenblatt**

Größenkennung Maße (unge- dehnt)	Verwendung	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>Gr. 10</b> 10cm x 20m	Kopf, kleiner Rumpf	1050736	08822345	4260348613065	1	33
<b>Gr. 12</b> 12cm x 20m	Kopf, mittlerer Rumpf	1050738	14398294	4260604532468	1	24
<b>Gr. 16</b> 16cm x 20m	Großer Rumpf	1050737	8822351	4260348613072	1	18

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-08-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißer Verband aus 67 % Baumwolle und 33 % Zellwolle, nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Längs- und Querelastizität, gebrauchsfertig abgemessen, abgebunden und gerollt, schnell und einfach anzulegen, faltenfrei sitzend, rutschfest, luftdurchlässig

Verwendungszweck:

zur schnellen und sicheren Fixierung von Wundverbänden an Fingern, für Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen und Luxationen sowie feste und elastische Wundverbände an Fingern, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Durchmesser (ungedehnt)	Verwendung	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>Gr. 1:</b> 2,5 cm	Finger (Erwachsene)	1050739	00007189	4260348613089	40	72

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-08-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißer Verband aus 59 % Viskose, 41 % Dorlastan, latexfreie, rundgestrickte Bandage, längs- und querelastisch, leicht anzulegen, faltenfrei sitzend, rutschfest, luftdurchlässig, eingewebter Farbstreifen als Größenkennzeichen



Verwendungszweck:

zur schnellen und sicheren Fixierung von Wund- und Salbenverbänden, als Unter- oder Überzug bei immobilisierenden Verbänden, wie beispielsweise Zinkleim-, Gips- und Castverbänden, als Unterzug bei selbstklebenden Binden, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden



Produktvarianten:

Größe (ungedehnt)	Anwendungs-bereich (Umfang)	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
<b>Gr. 1</b> 3,5cm x 10m	Kinderarm, Fuß (9 – 18 cm)	1060800	12407824	4260348616493	1	35
<b>Gr. 2</b> 5,5cm x 10m	Arm, Kinderbein (14 – 24 cm)	1060801	12407830	4260348616509	1	28
<b>Gr. 3</b> 8cm x 10m	Kinderkopf, Arm (24 – 40 cm)	1060802	12407847	4260348616516	1	20
<b>Gr. 4</b> 12cm x 10m	Kopf, Rumpf, Bein (35 – 64 cm)	1060803	12407853	4260348616523	1	14
<b>Gr. 5</b> 20cm x 10m	Rumpf (64 – 130 cm)	1060804	12407876	4260348616530	1	7

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-19-08-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

unelastisches Spezialpflaster aus 100 % Baumwolle, hautfreundlicher und natürlicher Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, durch den gezackten Rand leicht reißbar


Verwendungszweck:

für Stützverbände beim Sport und in der Orthopädie, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
2 cm x 10 m	weiß	1672101	01561108	4260348613096	12	10
		1672111	04881813	4260348613102	1	variabel
2,5 cm x 10 m	weiß	1672109	11859524	4260348613119	12	10
3,8 cm x 10 m	weiß	1672102	01566181	4260348613126	12	10
		1672112	04881486	4260348613133	1	variabel
3,8 cm x 10 m	rot	1672103	01566755	4260348613140	12	10
		1672113	04881457	4260348613157	1	variabel
3,8 cm x 10 m	blau	1672104	01566904	4260348613164	12	10
		1672114	04881434	4260348613171	1	variabel
3,8 cm x 10 m	gelb	1672105	01574140	4260348613188	12	10
		1672115	04881397	4260348613195	1	variabel
3,8 cm x 10 m	grün	1672106	04881492	4260348613201	12	10
		1672116	04880050	4260348613218	1	variabel
3,8 cm x 10 m	schwarz	1672118	15241229	4260604532536	12	10
		1672119	15241212	4260604532543	1	variabel



**Produktdatenblatt**

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
5 cm x 10 m	weiß	1672107	04879070	4260348613225	6	10
		1672117	04878030	4260348613232	1	variabel

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-20-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

elastisches Spezialpflaster aus 90 % Baumwolle und 10 % elastischen Urethanfasern, 80 % dehnbar (in Längsrichtung), hautfreundlicher, wellenförmig aufgebrachter Acrylat-Haftkleber, luft- und flüssigkeitsdurchlässig, aber wasserbeständig und schnelltrocknend, hoher Tragekomfort auch über mehrere Tage hinweg, Rückseite mit Raster für leichten Zuschnitt



Verwendungszweck:

zur Unterstützung der Muskel- und Gelenkfunktionen und Förderung ihrer Mobilität, zur Schmerzlinderung, keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch Elastizitätseigenschaften ähnlich der menschlichen Haut; zur Behandlung von Hüft-, Rücken-, Schulter- und Nervenschmerzen, Narben, Arthrose, Asthma, Tinnitus; einsetzbar bei Muskelfaserriss, Carpaltunnelsyndrom, Nervausschüttung, Sehnenscheidenentzündung, Lymphabflussstörungen (Ödeme) oder Menstruationsbeschwerden, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
5 cm x 5 m (un- gedehnt)	rot	1672200	09303653	4260348613249	1	variabel
		1672210	09303676	4260348613256	12	12
	blau	1672201	09303682	4260348613263	1	variabel
		1672211	09303699	4260348613270	12	12
	hautfarben	1672202	09303707	4260348613287	1	variabel
		1672212	09303713	4260348613294	12	12
	schwarz	1672203	09303736	4260348613300	1	variabel
		1672213	09303742	4260348613317	12	12
	weiß	1672208	10830228	4260348613324	1	variabel
		1672218	10830234	4260348613331	12	12
	orange	1672207	10830205	4260348613348	1	variabel
		1672217	10830211	4260348613355	12	12
	mint	1672206	10830180	4260348613362	1	variabel
		1672216	10830197	4260348613379	12	12
	gelb	1672223	11286146	4260348613386	1	variabel
		1672219	11286123	4260348613393	12	12

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-20-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

weißes Vlies (Viskose, Polyester), hautfreundlicher Hotmelt-Kleber, luft- und wasserdampfdurchlässig, mit nicht haftendem zentralen, saugstarkem Wundkissen (PE, Viskose und Polyester)

Verwendungszweck:

zur postoperativen Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung kleinerer Verletzungen und zur Abdeckung von Punktionsstellen, zur äußeren Anwendung



Produktvarianten:

Größe	Größe Wundkissen	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
5 cm x 7,2 cm	2,5 cm x 4 cm	718000	00466827	4260348613409	100 x 1	24
6 cm x 10 cm	3 cm x 6 cm	718013	10821531	4260348613423	50 x 1	24
8 cm x 10 cm	4 cm x 5 cm	718003	00466862	4260348613430	50 x 1	24
8 cm x 15 cm	4 cm x 10 cm	718005	00466891	4260348613447	50 x 1	24
10 cm x 20 cm	5 cm x 15 cm	718006	00466916	4260348613454	50 x 1	24
10 cm x 25 cm	5 cm x 20 cm	718007	10821548	4260348613461	50 x 1	12
10 cm x 30 cm	5 cm x 25 cm	718008	10821554	4260348613478	50 x 1	12

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-03-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

transparenter, semi-permeabler PU-Film (Polyurethan) mit hautfreundlichem Acrylatkleber, luft- und wasserdampfdurchlässig, wasserfest und -dicht, mit nicht haftendem zentralen, saugstarkem Wundkissen



Verwendungszweck:

zur postoperativen Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung kleinerer Verletzungen und zur Abdeckung von Punktionsstellen, zur äußeren Anwendung



Produktvarianten:

Größe	Größe Wundkissen	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Kartn
5 cm x 7 cm	2,5 cm x 4 cm	719005	10821560	4260348613485	50 x 1	24
8 cm x 10 cm	4 cm x 5 cm	719007	10821577	4260348613492	50 x 1	24
10 cm x 15 cm	5 cm x 10 cm	719009	10821637	4260348613508	50 x 1	24
10 cm x 30 cm	5 cm x 25 cm	719011	10821643	4260348613515	50 x 1	12

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-03-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.



Produktbeschreibung:

Mix aus verschiedenfarbigen Tierformen (Delfin, Schmetterling, Hase, Schildkröte, Katze), aus PE-Folie, luft- und wasserdampfdurchlässig, absorbierende, nicht haftende Wundauflage aus Viskose und Polyester, hautfreundlicher Hotmelt-Kleber



Verwendungszweck:

zur Versorgung kleinerer Verletzungen

Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
ca. 2 x 4 cm	Mix	726129	11286152	4260348613522	250	40

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-03-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

aus Vliesstoff (Polyester bzw. Viskose und Polyester), luft- und wasserdampfdurchlässig, absorbierende, nicht haftende Wundauflage aus Viskose und Polyester, Polyacrylat- bzw. Hotmelt-Kleber



Verwendungszweck:

zur Abdeckung der Einstichstelle, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

Rolle mit hautfarbenen Strips (Polyester), Polyacrylat-Kleber, leicht reißbar in hygienischem Spender:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
2 x 4 cm	hautfarben	726124	04793629	4260348613539	250	132

Weißer Strips (Viskose und Polyester), Hotmelt-Kleber, lose in einer Schachtel:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
2 x 4 cm	weiß	726127	10233225	4260348613546	500	100
2 x 6 cm	weiß	726128	12393068	4260348614048	300	100

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-03-08

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Hautfarbenes, textiles Gewebe aus Polyester, elastisch, luft- und wasserdampfdurchlässig, absorbierende Zellwoll-Wundauflage aus Viskose und Polyester, Zinkoxid-Hotmelt-Kleber, durch die einseitig verlängerte Klebefläche kann das Pflaster beim Anlegen an einem Finger oder Zeh diesen mehrfach umwickeln und dadurch optimal haften



Verwendungszweck:

zur Abdeckung von kleineren Verletzungen am Finger oder Zeh, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
2 x 12 cm	hautfarben	940402	14130551	4260348616929	100	100

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-03-05

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Vlies (Viskose und Polyester), Polyacrylat-Kleber, hypoallergen, luft- und wasserdampfdurchlässig, sich den Körperkonturen anpassend, querelastisch


Verwendungszweck:

Fixierung postoperativer Verbände, Fixierung von Kanülen, Drainagen, Kathetern, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


Produktvarianten:

Breite	Länge	REF	PZN (Stück)	GTIN	Stück/Pckg	Pckg/Ktn
5 cm	10 m	16716001	08822670	4260348613553	1	80
10 cm	10 m	16716002	08822687	4260348613560	1	60
15 cm	2 m	16716008	14367307	4260604532321	1	128
	10 m	16716003	08822693	4260348613577	1	40
20 cm	10 m	16716004	08822701	4260348613584	1	20

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-18-02-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.



Produktbeschreibung:

transparenter, semi-permeabler PU-Film (Polyurethan) mit hautfreundlichem Acrylatkleber, sehr luft- und wasserdampfdurchlässig, anpassungsfähig an alle Körperteile, wasserfest und wasserdicht, schnell und hygienisch applizierbar

Verwendungszweck:

Fixierung postoperativer Verbände, Fixierung von Kanülen, Drainagen, Kathetern, zur äußeren Anwendung, vor dem Kontakt mit offenen Wunden muss der Artikel mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden


Produktvarianten:

Größe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
10 cm x 10 m	719101	11860622	4260348610064	1	50
15 cm x 10 m	719102	11860639	4260348610071	1	25

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-02-90

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hautfarbenes bzw. weißes Vlies (Viskose und Polyester), elastisch, luft- und wasserdampfdurchlässig, absorbierende, nicht haftende Zellwolle-Wundauflage aus Viskose und Polyester, Hotmelt-Kleber



Verwendungszweck:

zur Abdeckung von kleineren Verletzungen, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
4 cm x 5 m	hautfarben	16736010	11859530	4260348613652	1	100
	weiß	1673604	11859576	4260348613669	1	100
6 cm x 5 m	hautfarben	16736011	11859547	4260348613676	1	100
	weiß	1673605	11859582	4260348613683	1	100
8 cm x 5 m	hautfarben	16736012	11859553	4260348613690	1	96
	weiß	1673606	11859599	4260348613706	1	96

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-03-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

hautfarbenes Baumwollgewebe, starr, luft- und wasserdampfdurchlässig, absorbierende, nicht haftende Zellwoll-Wundauflage aus Viskose und Polyester, Zinkoxid-Hotmelt-Kleber



Verwendungszweck:

zur Abdeckung von kleineren Verletzungen, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

Größe	Farbe	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Rollen/ Pckg	Pckg/ Ktn
4 cm x 5 m	hautfarben	16738010	11859607	4260348613744	1	100
6 cm x 5 m	hautfarben	16738011	11859613	4260348613751	1	100
8 cm x 5 m	hautfarben	16738012	11859636	4260348613768	1	96

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-03-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Verbandpflaster aus Kunstseide,  
hautfreundlicher Polyacrylatkleber, reibar

Verwendungszweck:

zur Verbandfixierung, zur Fixierung von  
Sonden oder Kanlen, zur ueren An-  
wendung, bei Verwendung eines validier-  
ten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

mit Seitenscheiben:

Breite	Lnge	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stck/ Pckg	Pckg/ Ktn
1,25 cm	5 m	16714003	10821471	4260348613867	12	40
	9 m	1671860	06345059	4260348613782	1	variabel
		1671861	00516850	4260348613799	6	Variabel
		1671807	11224369	4260348613874	12	40
2,5 cm	5 m	16714004	10821488	4260348613881	12	30
	9 m	1671863	06349577	4260348613829	1	variabel
		1671862	00515856	4260348613836	6	variabel
		1671808	11224375	4260348613898	12	30
5 cm	5 m	16714006	11361014	4260348613904	6	30
	9 m	16714010	13827936	4260348616783	6	30

Breite	Lnge	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stck/ Pckg	Pckg/ Ktn
1,25 cm	9 m	1671801	04793486	4260348613805	36	30
2,5 cm	9 m	1671802	04793575	4260348613843	24	30

ohne Seitenscheiben:

Breite	Länge	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
1,25 cm	9 m	16714007	10180138	4260348613911	12	40
2,5 cm		1671809	10180144	4260348613928	12	30
5 cm		16714008	10180150	4260348613935	6	30

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.



**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

hautfarbenes, textiles Verbandpflaster aus Baumwollgewebe für normale Haut, Zinkoxid-Hotmelt-Kleber, luft- und wasserdampfdurchlässig

Verwendungszweck:

zur Verbandfixierung, zur Fixierung von Sonden oder Kathetern, zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

Breite	Länge	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
1,25 cm	5 m	16711003	10821494	4260348614017	12	40
	9 m	1671761	00516927	4260348613959	6	Variabel
		16711006	11224381	4260348613416	12	40
2,5 cm	5 m	16711004	10821502	4260348614024	12	30
	9 m	1671762	00517074	4260348613980	6	variabel
		16711007	11224398	4260348613775	12	30
5 cm	9 m	16711008	13827942	4260348616806	6	30

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-01-03

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

weißes Cellulose-Vliesstoffpflaster für empfindliche Haut, hautfreundlicher Hotmelt-Kleber, reibar, luft- und wasserdampfdurchlssig

Verwendungszweck:

zur Verbandfixierung, zur Befestigung von Sonden oder Kanlen, zur ueren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

Breite	Lnge	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stck/ Pckg	Pckg/ Ktn
1,25 cm	5 m	1672006	11859501	4260348614055	12	40
	9 m	1672008	11224346	4260348610330	12	40
2,5 cm	5 m	1672007	11859518	4260348614062	12	30
	9 m	1672062	00517111	4260348614031	6	variabel
		1672009	11224352	4260348610460	12	30
5 cm	9 m	1672010	13827959	4260348616790	6	30

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 ber Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformittsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-01-04

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

transparentes Verbandpflaster aus poröser Polyethylen-Folie, Hotmelt-Kleber, luft- und wasserdampfdurchlässig, längs und quer zerreißbar



Verwendungszweck:

zur Katheter- und Kanülenfixierung, zur Befestigung von Verbänden usw., zur äußeren Anwendung, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

Breite	Länge	REF	PZN (Pckg)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
1,25 cm	9 m	1671906	12393074	4260348613812	12	40
2,5 cm	9 m	1671962	00517097	4260348614079	6	28
		1671905	11224412	4260348614093	12	30
5 cm	9 m	1671907	13827965	4260348616813	6	30

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-18-01-01

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**
Produktbeschreibung:

ungebleichter Zellstoff aus 100 % Recyclingmaterial, hochgebleichter Zellstoff aus TCF (= chlorfrei gebleichtem) Material, nach DAB

Verwendungszweck:

vielfältige Einsatzmöglichkeiten zum Einhalten des Hygieneanspruchs, z. B. als Schutz der Arbeitsunterlage, zum Aufwischen von Flüssigkeiten usw., bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar


Produktvarianten:

Zellstoff in Lagen:

Größe	Farbe	REF	PZN (Beutel)	GTIN	Kg/Btl	Btl/Ktn
20 x 30 cm	ungebleicht	51123	08822730	4260348614109	5	3
	hochgebleicht	51423	08822753	4260348614116	5	3
40 x 60 cm	ungebleicht	51146	08822724	4260348614123	5	3
	hochgebleicht	51446	08822747	4260348614130	5	3

eCl@ss:

34-21-09-07

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Oberfläche aus hautsympathischem und strapazierfähigem Vliesstoff, saugstarkes Polster aus Zellstofflagen, rutschfeste Unterlage aus PE-Folie, die wirkungsvoll das Austreten von Flüssigkeit verhindert

Verwendungszweck:

geeignet als direkte Inkontinenzunterlage oder als Bettschutz allgemein, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

Größe	Lagen	Saugfähigkeit	REF	PZN (Karton)	GTIN	Stück/Ktn
40 x 60 cm	6	ca. 242 ml	19N03102	00527492	4260348614154	200
	12	ca. 440 ml	19N03220	00527500	4260348614161	100
60 x 60 cm	6	ca. 374 ml	19NO3501	00527517	4260348614178	150
60 x 90 cm	6	ca. 572 ml	19NO4027	11859719	4260348614185	50
	6	ca. 572 ml	19NO4026	00527523	4260348614192	100
	12	ca. 1.122 ml	19NO4037	12535930	4260348617278	25
		ca. 1.122 ml	19NO4025	00527581	4260348614208	100
	20	ca. 1.837 ml	19NO4024	00527598	4260348614215	50

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen



eCl@ss:

34-39-01-90

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**
Produktbeschreibung:

Kombination aus absorbierenden Zellstoffschichten und einer flüssigkeitsundurchlässigen Auflage aus PE-Folie, 1 Lage Tissue + PE-Folie mit seitlichen Sperrkanten


Verwendungszweck:

zum Abdecken von Matratzen, Liegen, Tragen usw. als sicherer Kontaminationsschutz bzw. als Schutzunterlage auf Arbeitstischen, bei der Blutentnahme usw., bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

Größe	REF	PZN	GTIN	Stück/ Ktn
32 x 45 cm	1455999016	11859493	4260348614222	1.200
40 x 50 cm	2339028	11859808	4260348614239	1.400
80 x 90 cm	2339010	11859754	4260348614246	200
80 x 140 cm	2339013	11859760	4260348614253	100
80 x 195 cm	2339014	11859777	4260348614260	130
80 x 210 cm	2339020	11859783	4260348614277	100

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCl@ss:

34-39-01-90

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Kombination aus absorbierenden Zellstoffschichten und einer flüssigkeitsundurchlässigen Auflage aus PE-Folie; längsverarbeitete Polyesterfäden sorgen für entsprechende Reißfestigkeit, 2 Lagen Tissue + PE-Folie mit seitlichen Sperrkanten

Verwendungszweck:

zum Abdecken von Matratzen, Liegen, Tragen usw. als sicherer Kontaminationsschutz bzw. als Schutzunterlage auf Arbeitstischen usw., wenn bei der Anwendung eine hohe Reißfestigkeit und Strapazierfähigkeit gefordert ist, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

Größe	REF	PZN	GTIN	Stück/ Ktn
80 x 175 cm	1455999009	11859487	4260348614284	100
80 x 210 cm	23158021	11859748	4260348614291	100

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ss:

34-39-01-90

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Oberfläche aus hautsympathischem und strapazierfähigem Vliesstoff, saugstarkes Polster aus Zellstofflagen, rutschfeste Unterlage aus PE-Folie, die das Austreten von Flüssigkeit verhindert



Verwendungszweck:

geeignet als Armunterlage während der Dialyse, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar

Produktvarianten:

Größe	Lagen	REF	PZN (Karton)	GTIN	Stück/Ktn
22 x 55 cm	6	1850021	11859694	4260348614307	250

Regulatorische Angaben:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Artikel 52 (7), Anhang II+III

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

eCI@ass:

34-39-01-90

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Beutel aus umweltfreundlichem Papier, selbststehend, platzsparende Lagerung im gefalteten Zustand, gebündelt à 50 Stück

Verwendungszweck:

geeignet für verschiedene Anwendungen, beispielsweise als Behältnis zum Aufbewahren patientenspezifischer Utensilien oder als Abfallsammelbehälter, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

Grundfläche	Höhe	REF	PZN (Karton)	GTIN	Stück/ Ktn
220 x 110 mm	285 mm	2520699	-	4260348614321	250

eCl@ss:

20-03-02-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Maske nach EN 14683 aus einem 3-lagigen, 100 % glasfaserfreien Vliesstoff, gefüllt mit einem glasfaserfreien Filtermedium, Nasenbügel, Gummizug bzw. zum Binden, latexfrei, nahezu ungehindertes Atmen bei einer Bakterienfiltereffizienz (BFE) > 98 %, leicht, hoher Tragekomfort durch anatomisch richtigen Sitz



Verwendungszweck:

zur äußeren Anwendung, zur Filtration von Keimen, bei Verwendung eines validierten Verfahrens sterilisierbar



Produktvarianten:

Größe	TYP	REF	PZN (Pckg.)	GTIN	Stück/ Pckg	Pckg/ Ktn
175 x 95 mm	TYP II Gummizug	21221	11859725	4260348614338	50	40
	TYP IIR zum Binden	21232	-	4260604534981	50	40

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse I, Regel 1

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen



eCl@ss:

34-15-01-02

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

Gerne konfektionieren wir speziell an Ihren Bedarf bzw. an Ihre Bedürfnisse angepasste Sets.

Diese Sets können Verbandstoffe, Abdecksysteme, OP-Mäntel, -Masken, -Hauben oder aber auch verschiedene Einmal-Instrumente enthalten.

Durch den Einsatz individuell angepasster OP-Sets entsteht für Sie eine Reihe von Vorteilen:

- Ihre Operationen verlaufen zügiger und störungsfreier, da die verschiedenen Peelvorgänge und Springertätigkeiten stark reduziert werden.
- Ihre Vorbereitungszeit zu einer Operation sinkt deutlich durch den wesentlich vereinfachten Rüst-Vorgang.
- Ihre Lagerhaltung vereinfacht sich, da die Anzahl lagerhaltiger Artikel verringert werden kann.
- Durch diese Artikelreduktion wird auch Ihr Logistikapparat entlastet, der weniger Lieferanten kontaktieren muss, weniger Preisverhandlungen führen muss, weniger Bestellungen und damit verbundene Logistikvorgänge tätigen muss.

Verwendungszweck:

für diverse Anwendungen im stationären oder Ambulanten Bereich  
(siehe hierzu „Produktausführungen“), zur äußeren Anwendung

Produktvarianten:

STERIL eingeschiegelt (einfach verpackt für den stationären oder ambulanten Bereich):

**BEISPIELSETS:****Verbandstoffset einfach steril**

5 x Tupfer 20x20cm, pflaumengroß, VM 20 DIN 14079 BW  
3 x Mullkompr. 7,5x7,5cm 8-fach, VM 17 DIN 14079 BW  
2 x Mullkompr. 10x10cm 8-fach, VM 17 DIN 14079 BW  
einfach verpackt, dampfsterilisiert

**Verbandset**

1 x medizinische Pinzette  
12,5 cm lang aus Kunststoff  
4 x Mullkompressen 5x5 cm, 8-fach, VM 17 DIN 14079 BW  
verpackt in: 1 x Schutzunterlage für Set-Verpackungen 60x60 cm, blau, EO-sterilisiert

**PEG Verbandset**

1 x Fixierplaster 12x15cm  
4 x Mullkompressen 7,5x7,5cm 8-f.  
2 x Mullkompressen 7,5x7,5cm 8-f. mit Y-Schlitz  
1 x Gebrauchsanweisung  
einfach verpackt, EO-sterilisiert

**Regulatorische Angaben:**

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse Is, Regel 4

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

**Lagerung:**

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Produktbeschreibung:

Gerne konfektionieren wir speziell an Ihren Bedarf bzw. an Ihre Bedürfnisse angepasste Sets.

Diese Sets können Verbandstoffe, Abdecksysteme, OP-Mäntel, -Masken, -Hauben oder aber auch verschiedene Einmal-Instrumente enthalten.

Durch den Einsatz individuell angepasster OP-Sets entsteht für Sie eine Reihe von Vorteilen:

- Ihre Operationen verlaufen zügiger und störungsfreier, da die verschiedenen Peelvorgänge und Springertätigkeiten stark reduziert werden.
- Ihre Vorbereitungszeit zu einer Operation sinkt deutlich durch den wesentlich vereinfachten Rüst-Vorgang.
- Ihre Lagerhaltung vereinfacht sich, da die Anzahl lagerhaltiger Artikel verringert werden kann.
- Durch diese Artikelreduktion wird auch Ihr Logistikapparat entlastet, der weniger Lieferanten kontaktieren muss, weniger Preisverhandlungen führen muss, weniger Bestellungen und damit verbundene Logistikvorgänge tätigen muss.

Verwendungszweck:

für diverse Anwendungen im OP-Bereich (siehe hierzu „Produktausführungen“)

Produktvarianten:

STERIL eingesiegelt (doppelt verpackt mit Zählkarten für den OP-Bereich):

**BEISPIELSETS:****OP-SET**

15 x Bauchtuch, 40x40cm, 4-fach, VM 20 DIN 14079 BW, grün, ohne Schlaufe, Röko  
4 x Bauchtuch, 8x80cm, 4-fach, VM 20 DIN 14079 BW, grün, ohne Schlaufe, Röko  
10 x Tupfer, 30x40cm, VM 20 DIN 14079 BW, Röko  
10 x Tupfer, 25x25cm, VM 20 DIN 14079 BW, Röko  
10 x Präpariertupfer, 6x6cm, VM 24 DIN 14079 BW, Röko, in Schiebeschachtel  
doppelt verpackt mit Zählkarte in Pralinenschachtel, dampfsterilisiert

**OP-SET Urologie**

15 x Mullkompr. 10x13cm, 12-fach, VM 17 DIN 14079 BW, Röko  
20 x Tupfer, 30x40cm, VM 20 DIN 14079 BW, Röko, in PE-Beutel  
25 x Tupfer, 20x20cm, VM 20 DIN 14079 BW, Röko, in PE-Beutel  
5 x Bauchtuch, 45x45cm, 4-fach, VM 20 DIN 14079 BW, grün, mit Schlaufe, vorgewaschen, Röko  
10 x Präpariertupfer, 12x12cm, VM 24 DIN 14079 BW, Röko, in PE-Beutel  
doppelt verpackt (in Sterikrepp eingeschlagen) mit Zählkarte, EO-sterilisiert

**Herz OP-Set**

10 x Bauchtuch, 40x40cm, 4-fach, VM 20 DIN 14079 BW, grün, ohne Schlaufe, vorgewaschen, Röko  
30 x Mullkompr. 10x10cm, 32-fach, VM 17 DIN 14079 BW, Röko  
10 x Tupfer, 25x25cm, VM 20 DIN 14079 BW, Röko, in PE-Beutel  
3 x Präpariertupfer, 6x6cm, VM 24 DIN 14079 BW, Röko, in Schiebeschachtel  
doppelt verpackt (in Sterikrepp eingeschlagen) mit Zählkarte, EO-sterilisiert

**Notfall Set**

20 x Mullkompressen 10x10cm, 16-f, Röko  
10 x Bauchtuch, 40x40cm, 4-f., grün, o.Schlaufe, Röko  
10 x Tupfer, 30x30cm, extagroß, Röko  
10 x Tupfer, 20x20cm, pflaumengroß, Röko  
10 x Präpariertupfer, 6x6cm, klein, Röko in Schiebeschachtel  
doppelt verpackt mit Zählkarte, dampfsterilisiert

Regulatorische Angaben:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG,

CE-Klassifizierung: Klasse IIa, Regel 7

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang VII + V

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

bzw.

Sterile Behandlungseinheit gem. Art. 12 Absatz 3 der Richtlinie 93/42/EWG

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 15223-1 auf allen Verpackungsstufen

Lagerung:

Trocken und nicht der Sonne ausgesetzt lagern.

Warnhinweise:

- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden.
- Das Produkt darf nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt soll vor Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden.

Produktbeschreibung:

**Tasche** aus 100% Baumwolle mit den wichtigsten Utensilien zur Ersten Hilfe bei Kinderunfällen, 24 verschiedene Artikel (42 Teile), zusammengestellt von Kinderärzten des Universitätsklinikums Bonn, **mit Trageschleufe** (befindet sich in der Tasche) zum Einhängen am Reißverschluss mittels Karabiner.

Inhalt (in allen Taschenvarianten gleich):

- Digital-Fieberthermometer
- Splitter-/Zeckenpinzette
- Sofort-Kälte-Kompresse
- Kalt-Warm-Kompresse
- Zahnrettungsset Dr. Till
- Physiologische Kochsalzlösung (0,9%) (3 St.)
- Schere
- Wundpflaster (zum Selbstschneiden)
- Kinderpflasterstrips Tiere (10 St.)
- Klammerpflasterstrips steril (1 x 5 St.)
- Pflasterbinde
- Elastische Fixierbinde
- Einmalhandschuhe (1 x 2 St.)
- Wundverband steril klein
- Wundverband steril mittel
- Vlieskompressen steril klein (1 x 2 St.)
- Vlieskompressen steril mittel (1 x 2 St.)
- Vlieskompressen steril groß (1 x 2 St.)
- Spuckbeutel
- Rettungsdecke
- Kindernotfallkarte
- Kindernotfallpass
- Gummibärchen
- Notfall-Ratgeber: Erste Hilfe am Kind



Sonderedition  
2021 (ausver-  
kauft)



Edition  
2022



Klassiker  
2022  
limitierte Auf-  
lage)

Verwendungszweck:

Zur Ersten Hilfe bei Kinderunfällen, zur Wundversorgung bei Kindern

Produktvarianten:

Tasche	REF	GTIN	PZN	Taschen / Karton
22 x 8 x 15 cm (hellgrau, geräumig) 	452032	4260604532444	15623770	16
21 x 8 x 14 cm (rot, kompakt) 	452077	4260604536596	18032928	20



**Produktdatenblatt**

Produktbeschreibung:

Papierbeutel mit allen Verbrauchsmaterialien der Kindernotfallbox als Nachfüllset, 15 verschiedene Artikel (33 Teile), zusammengestellt von Kinderärzten des Universitätsklinikums Bonn

Inhalt:

- Sofort-Kälte-Kompressse
- Physiologische Kochsalzlösung (0,9%) (3 St.)
- Wundpflaster (zum Selbstschneiden)
- Kinderpflasterstrips Tiere (10 St.)
- Klammerpflasterstrips steril (1 x 5 St.)
- Pflasterbinde / Fingerpflaster
- Elastische Fixierbinde
- Einmalhandschuhe (1x2)
- Wundverband steril klein
- Wundverband steril mittel
- Vlieskompressen steril klein (1 x 2 St.)
- Vlieskompressen steril mittel (1 x 2 St.)
- Vlieskompressen steril groß (1 x 2 St.)
- Spuckbeutel
- Gummibärchen



Verwendungszweck:

Zur Ersten Hilfe bei Kinderunfällen, zur Wundversorgung bei Kindern

Produktvarianten:

Größe des Beutels	REF	GTIN	PZN	Btl./Ktn.
23 x 16,5 x 6,5 cm	452031	4260348617018	14218197	15

### Produktbeschreibung:

Mini-Hygienebeutel aus schwarzem Polyethylen mit Druckverschluss, reißfest, blickdicht, feuchtigkeits- und geruchsdicht, kleinrollbar, doppelt sicher verschließbar, mit Klebestreifen auf der Beutelnrückseite zur Fixierung des kleingerollten Beutels, Beutelgröße: 80 x 110 x 0,05 mm, Materialstärke: 50 my, erhältlich in 2 Packungsgrößen: für zuhause in einer praktischen Schiebeschachtel mit 36 Beuteln, für unterwegs in einem kleinen Briefchen mit 6 Beuteln

### Anwendungsgebiet:

insbesondere zur einfachen, diskreten, hygienischen und sicheren Entsorgung von Tampons aller Größen, aber auch zur Entsorgung anderer, kleinerer Hygieneartikel (z.B. Kondome, Slipeinlagen) geeignet; für zuhause und unterwegs

### Produktvarianten:

Größe	Verpackung	GTIN	Art.-Nr.	PZN (Pckg.)	Stück / Pckg.	Pckg. / Karton
zuhause	Schiebeschachtel	4260348610019	800011	10744138	36	10
unterwegs	Briefchen / Faltschachtel	4260348610033	800021	10744121	6	50

