

## Chrisofix® - Fingerendgelenkschiene



### Beschreibung

Die Chrisofix®- Fingerendgelenkschiene dient zur Überstreckung des Fingerendgelenks. Das proximale IP-Gelenk bleibt dabei frei beweglich.

### Anwendungsgebiete

Die Chrisofix®- Fingerendgelenkschiene wird bei Strecksehnenverletzungen im DIP-Gelenk, sowie bei Sehnen- und Kapselverletzungen der DIP-Gelenke verwendet.

Erhältlich in den Ausführungen „Simple“ und „Überlappend“.

Artikel	Art.nr.	Ref.nr.	Größe	Stückzahl	PZN
Fingerendgelenkschiene Simple	320020	114 123 104	S	1	9913736
	320030	114 123 304	S	10	9913742
	320021	116 123 104	M	1	9913707
	320031	116 123 304	M	10	9913713
	320022	118 123 104	L	1	9913682
	320032	118 123 304	L	10	9913699
Fingerendgelenkschiene Überlappend	320040	114 123 103	S	1	9913802
	320050	114 123 303	S	10	9913771
	320041	116 123 103	M	1	9913794
	320051	116 123 303	M	10	9913765
	320042	118 123 103	L	1	9913788
	320052	118 123 303	L	10	9913759