

# MalleoTrain® Plus

Aktivbandage für erhöhte Stabilität und Sicherheit des Sprunggelenks.

**Hilfsmittelnummer:**

05.02.01.2004



## Indikationen

- Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks
- Frühfunktionelle Therapie von Kapselbandzerrungen des oberen bzw. unteren Sprunggelenks
- Bandinsuffizienz
- Supinationsprophylaxe, besonders bei sportlichen Aktivitäten
- Postoperative Rehabilitation

## Merkmale

- Aktivbandage mit Qualitäten eines funktionellen Sprunggelenk-Tapeverbandes.
- Stabilisierung aller Sprunggelenks-Bewegungsebenen durch ein 3-stufiges Gurtsystem (elastisch, unelastisch, teilelastisch).
- Zügel verbindet Mittelfuß mit distalem Unterschenkel in Form einer vertikalen 8er Figur.

## Wirkweise

- Die MalleoTrain® Plus wirkt über den selben Mechanismus wie funktionelle Tapeverbände.
- Die Verstärkung des taktilen Hautreizes verbessert während jeder Bewegung die unbewusste Bewegungskontrolle im Sprunggelenk.
- Die Stärke des Zügels ist per Klettverschluss stufenlos anpassbar ohne die normalen Bewegungsebenen einzuschränken.
- Pelotten, die medial und lateral eingeschweißt sind, werden vom 8er Zügel eng umfasst und schaffen zusätzliche Stabilität.
- Die MalleoTrain® Plus entfaltet ihre Qualitäten in der Verletzungsprävention und in der Rehabilitation von vorverletzten Gelenken.



in 8er-Tour gewickeltes teilelastisches Gurtsystem