

## **SUPRASORB P SE PU 7.5X9.5**

### **SUPRASORB P sen.PU-Schaumv.multis.bor.7,5x9,5cm**

PZN: 18718979

Inhalt: 10 St

Hersteller: ACA Müller/ADAG Pharma AG

#### **Zweckbestimmung**

Bei mittel bis stark exsudierenden Wunden, oberflächlichen bis tiefen Wunden, nicht infizierten Wunden, wie z.B. Dekubitus, Ulcera, Verbrennungen 2. Grades, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden. Bei tiefen Wunden ggfls. einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren.

#### **Zusammensetzung**

Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer Polyurethan-Schaumschicht, einer superabsorbierenden Polsterschicht, sowie einer wasserdampfdurchlässigen und wasserdichten Folie