

# **URGOSTART BORDER 10X10CM**

## **URGOSTART Border 10x10 cm Schaumstoffwundverband**

PZN: 11000859

Inhalt: 10 St

Hersteller: Urgo GmbH

### **Zweckbestimmung**

UrgoStart Border wird angewendet zur Abdeckung und Behandlung folgender Hautwunden: - Unterschenkelulzera. - Diabetische Fußulzera. - Druckulzera (Dekubitus). - Andere Wunden mit langwieriger Wundheilung oder wiederkehrende Wunden / Wunden mit dem Risiko einer verzögerten Wundheilung. UrgoStart Border ist für die Anwendung bei Wunden bestimmt, die überwiegend mit Granulationsgewebe (rötliches Gewebe im Wundbett) bedeckt sind.

### **Zusammensetzung**

UrgoStart Border besteht aus: - Einer absorbierenden Komresse aus Polyurethanschaum, die mit der TLC-NOSF-Technologie (Lipidokolloid-Technologie - Nano-Oligo-Saccharid-Faktor) beschichtet ist. Die TLC-NOSF-Technologie besteht aus flüssigem Paraffin, Natrium-Carboxymethylcellulose (CMC), Kalium-Sucrose-Octasulfat (Nano-Oligosaccharidfaktor) und Polymeren. - Einer superabsorbierenden Innenschicht aus Cellulose und Polymeren. - Einem dampfdurchlässigen und wasserdichten Träger mit einem Silikon-Haftrand, der die Wundaufgabe an ihrem Rand kleben lässt.