

Coverplast® Detectable

Zuverlässig erkennbarer Wundverband für die Lebensmittelindustrie.

Produkt

Im Lebensmittelbereich genießt die Sicherheit der Produkte und der Kunden absolute Priorität. Coverplast® Detectable bietet dreifache Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung durch die Erkennbarkeit des Wundverbandes:

- Optische Kontrolle: signalblaue Kontrastfarbe
- Metalldetektor: Aluminiumfäden
- Röntgen: Wolframfäden

Coverplast® Detectable besteht aus einer nicht klebenden Wundauflage, laminiert mit einem Polyethylenetz. Es ist wasserfest, atmungsaktiv, anpassungsfähig und hautfreundlich. Coverplast® Detectable ist undurchlässig und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Viren und Bakterien.

Coverplast® Detectable besteht aus einem Träger aus PBA-Film (Polyurethan, Polystyren), beschichtet mit Polyacrylatkleber. Die Wundauflage besteht aus Polyethylen mit einer Aluminiumschicht und Wolframfilamenten.



Wasserfest. Blaue Signalfarbe. Erkennbar durch Metall- und Röntgen-detektoren.

Anwendung

- zur Abdeckung kleinerer Wunden im Lebensmittelbereich, wenn eine Erkennbarkeit des Pflasters erwünscht ist



Coverplast® Detectable bietet sicheren Schutz und wird zuverlässig erkannt.

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
steriler Fingerverband				
7117601	2,0 cm x 16,0 cm	50	1/24	05025973
sterile Pflaster				
7214309	2,2 cm x 7,2 cm	100	1/36	05026004
7214311	5,0 cm x 7,2 cm	100	1/36	05026027
diverse Größen, einzeln, steril verpackt (95 Stück pro Pack.)				
7214318	3,8 cm x 3,8 cm	20	1/24	05026056
	5,0 cm x 7,2 cm	15		
	2,2 cm x 7,2 cm	40		
	4,4 cm x 5,0 cm	10		
	2,0 cm x 16 cm	10		

Hansaplast® Classic

Der Wundschnellverband mit hoher Klebkraft für die normale Haut.

Produkt

Hansaplast® Classic ist ein luftdurchlässiger, stark klebender, textiler Wundschnellverband für die schnelle, einfache und hygienische Versorgung.

Hansaplast® Classic besteht aus einem Viskoseträger mit Vlieswundaufgabe.



Kein Verkleben mit der Wunde, individuell zuschneidbar, latexfrei.

Anwendung

- zur schnellen Versorgung von Schrammen, Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Meterware			
0129100	5 m x 4 cm	1/32	07577553
0129200	5 m x 6 cm	1/24	07577576
0129300	5 m x 8 cm	1/20	07577582

® = reg. tm. of Beiersdorf AG