

## **SUPRASORB P SE BO LI 10X30**

### **SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.border 10x30cm**

PZN: 19263251

Inhalt: 5 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

#### **Zweckbestimmung**

Der Suprasorb ® P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden, vorausgesetzt es handelt sich um: mittel bis stark exsudierende (border, heel, sacrum, multisite) , mittel exsudierende (non-border), schwach bis mittel exsudierende (border lite), oberflächliche bis tiefe\* Wunden . Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden. \*Bei tiefen Wunden gegebenenfalls einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren.

#### **Zusammensetzung**

Der Suprasorb ® P sensitive Silikon-Schaumverband besteht aus : Suprasorb ® P sensitive border/heel, sacrum, multisite; Silikon-Wundkontaktschicht, einem saugfähigen PU-Schaum, einer Vliesschicht, einem superabsorbierenden Saugkern und einer Trägerschicht. Suprasorb ® P sensitive border lite; Silikon-Wundkontaktschicht, einem saugfähigen PU-Schaum, einer Vliesschicht, und einer Trägerschicht. Suprasorb ® P sensitive non-border; Silikon-Wundkontaktschicht, einem saugfähigen PU-Schaum und einer Trägerschicht.