

# Für ein gutes Gefühl

Stomaversorgung Produktübersicht 2011



## Inhaltsverzeichnis

### Einteilige Versorgung

SenSura – Das System der Sicherheit	4
SenSura – einteilige Stomaversorgung	6
SenSura – einteilige Versorgung (Kolostomie und Ileostomie)	8
SenSura Uro – einteilige Urostomieversorgung	10

### Zweiteilige Versorgung

SenSura Click – zweiteilige Stomaversorgung (Basisplatten)	12
SenSura Click – zweiteilige Versorgung (Kolostomie und Ileostomie)	14
SenSura Flex – zweiteilige Versorgung (Allgemein)	16
SenSura Flex – zweiteilige Versorgung (Basisplatten/Kolostomie und Ileostomie)	18
SenSura Click – zweiteilige Urostomieversorgung	20
SenSura Flex – zweiteilige Urostomieversorgung	21

### Zubehör und Ergänzungen

Coloplast Uro Mikro- und Nachtbeutel	22
SenSura Post-OP	24
SenSura Tagdrainage, Bettbeutel und Assura Ileo-Nachtdrainage	25
Assura Irrigation	26
Kinderversorgung	27
Stomakappen und Kolostomieverschlüsse	28
Hautschutz und Hautpflege	30

Bestellinformation	32
--------------------	----

Index	74
-------	----

## Die richtige Idee zur richtigen Zeit

Seit 50 Jahren reagiert Coloplast mit innovativen Produktentwicklungen auf die Bedürfnisse von Menschen mit physischen Handicaps


Die Geschichte von Coloplast geht auf die Krankenschwester Elise Sørensen zurück. Sie erfand aus Mitgefühl für ihre schwer kranke Schwester Thora im Jahr 1954 den weltweit ersten selbsthaftenden Einweg-Stomabeutel. Aus dem Bestreben, anderen Menschen zu helfen, wurde im Jahr 1957 Coloplast in Dänemark gegründet.

Heute gehört Coloplast zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Stoma-, Kontinenz-, Wund- und Urologieversorgung. Weltweit arbeiten mehr als 7000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern für den Konzern. Dem Pioniergeist Elise Sørensens ist das Unternehmen stets treu geblieben. Und so steht die Entwicklung des ersten modernen Stomabeutels stellvertretend für viele Errungenschaften von Coloplast.

Der intensive Dialog mit Patienten und Fachkräften war die Basis für neue Produktlösungen, wie etwa das erste Klett-Verschlussystem, den ersten Spiralthautschutz oder das sorgfältig aufeinander abgestimmte Urostomie-Komplettsystem, die Coloplast weltweit zu einem Synonym für hochwertige und innovative Stomaversorgung gemacht haben.

Die Entwicklungsleistung, die hinter den Coloplast Produkten steckt, erfährt immer wieder internationale Anerkennung. So wurde Assura® Comfort mit Hide-away®-Auslass 2002 mit dem MDEA Award in Gold ausgezeichnet. Die Marken SenSura®, Assura® und Easiflex® stehen für ein fortschrittliches Produktprogramm, das dazu beitragen soll, die Lebenssituation von Stomaträgern so weit wie möglich zu verbessern.

### DER COLOPLAST ZEITSTRAHL





## Das System der Sicherheit

### SenSura® – ein einzigartiger Hautschutz mit zwei Schichten

#### Der 2-Schicht-Hautschutz

Es ist unser Ziel, alle wichtigen Anforderungen an eine rundum sichere Stomaversorgung mit einem einzigen Hautschutz zu erfüllen. Dabei gilt es, Eigenschaften zu verbinden, die auf den ersten Blick unvereinbar scheinen. Denn meist zieht eine starke Haftung Schwierigkeiten beim Entfernen nach sich. Und ein hohes Absorptionsvermögen bedeutet häufig, dass der Hautschutz brüchig und erosionsanfällig wird. Mit dem 2-Schicht-Hautschutz SenSura haben wir unser Ziel erreicht: SenSura ist leistungsfähig, haftet sicher und sorgt gleichzeitig für Erholung der Haut: eine Kombination, die ein System der Sicherheit schafft.

#### Erosionsresistenz

- Zuverlässiger Schutz vor Ausscheidungen für die stomaumgebende Haut. Für weniger Hautprobleme.

#### Aufnahmefähigkeit

- Optimale Aufnahme der überschüssigen Hautfeuchtigkeit. Für ein gesundes Gleichgewicht der Haut.

#### Sichere Haftung

- Kein vorzeitiges Ablösen, keine Leckagen. Für ein gutes Gefühl – vom ersten Aufbringen bis zum Wechsel.

#### Leichtes Entfernen

- Schmerzfreies Entfernen, keine Rückstände. Für mehr Wohlbefinden beim Wechseln.


#### Flexibilität

- Biegsames, hautfreundliches Material mit Flex-Zonen. Für optimale Bewegungsfreiheit.



## Aufbau des SenSura® Hautschutzes

- 1 Polymer für feste Struktur und leichtes Entfernen
- 2 Absorbierende Partikel
- 3 Partikel für Erosionsresistenz
- 4 Polymer für Anpassung an die Haut



## Aufbau des 2-Schicht-Hautschutzes

#### Untere Schicht

Die dunkle, untere Schicht des SenSura Hautschutzes hat eine aufsaugende Funktion. Ihre feuchtigkeitsabsorbierenden Partikel sind größer als bei der oberen Schicht und sorgen so für eine besonders gute Aufnahme der überschüssigen Hautfeuchtigkeit.

#### Obere Schicht

Die obere Schicht des SenSura Hautschutzes dient der Sicherheit der unteren Schicht und der Haut. Die feuchtigkeitsabsorbierenden Partikel sind kleiner als bei der unteren Schicht, um diese optimal vor der Auswaschung durch die Ausscheidungen des Stomas zu schützen.

## Die Sicherheit der zwei Schichten

#### Der SenSura 2-Schicht-Hautschutz nimmt die Herausforderung an und schafft ein überzeugendes System der Sicherheit.

Durch die patentierte, ovale Flexi-Struktur ist der Hautschutz der SenSura Basisplatte besonders anschmiegsam und passt sich dem Körper optimal an. Am äußeren Rand ist der 2-Schicht-Hautschutz mit fünf speziellen Flex-Zonen ausgestattet, welche

ihn extra biegsam und flexibel machen. Dadurch passt sich der SenSura Hautschutz auch am Rand gut an die Haut an und kann den Bewegungen des Körpers folgen. Ein weiterer Nutzen besteht in der 2-Schicht-Kombination, die sowohl für eine sichere Haftung als auch für eine leichte Entfernbarkeit des Hautschutzes sorgt.



Der 2-Schicht-Hautschutz

Obere Schicht

Untere Schicht





## Einteilige Stomaversorgung

SenSura® – einteilige Stomaversorgung einzigartig, flexibel und anpassungsfähig – für's Leben gemacht.


Die SenSura-Versorgung zeichnet sich nicht nur durch den einzigartigen 2-Schicht Hautschutz aus. Es sind auch viele weitere abgestimmte Details die SenSura zu einer Versorgung machen, die sich den Bedürfnissen Ihrer Patienten anpasst.

### Das stabile und besonders sanfte Vlies

Neben einem erstklassigen Hautschutz sind auch ein funktionsfähiger Filter, ein praktikabler Auslass und ein sanftes, aber reißfestes Vlies für die sichere Stomaversorgung wichtig. Das komfortable Beutelvlies von SenSura besteht aus einem angenehmen, extraweichen Material, das besonders sanft zur Haut ist. Das SenSura Vlies ist unter dem 2-Schicht-Hautschutz fixiert und bietet stabilen Schutz vor Beschädigungen. Es hält selbst starken Belastungen stand, trocknet nach dem Duschen sehr schnell und zerreißt auch dann nicht, wenn man es trocken reibt.


### SenSura® konvex light – die leicht gewölbte Versorgung

SenSura konvex light ist für Ihre Patienten, die eine einteilige Stomaversorgung mit leicht gewölbtem Hautschutz benötigen, hervorragend geeignet. SenSura konvex light kann bei Stomata auf Hautniveau, bei leichten Hautfalten oder Narben sowie für Patienten mit großem Sicherheitsbedürfnis verwendet werden. Erhältlich für die Kolostomie-, Ileostomie und Urostomieversorgung.



## Aufbau des SenSura® Filters

- 1 Gestanzte Folie
- 2 Wellenschale
- 3 Kohlefilter
- 4 Schutzfolie mit Öffnung
- 5 Membran



## Die spezielle Filtertechnologie

Ein hoch entwickelter Wellenfilter sorgt für ein geruchsfreies und ungehindertes Entweichen der Gase. Der Wellenfilter ist mehrschichtig aufgebaut, damit alle flüssigen Elemente aufgefangen werden können und die Luft problemlos nach außen geleitet werden kann.

### Aufbau des Filters

- In einer wellenförmigen Schale werden die festeren Bestandteile aufgefangen, sodass diese den Filter nicht blockieren können und die Gase weiterhin ungehindert zum Aktivkohlefilter geleitet werden.
- In dem langen Aktivkohlefilter wird die Luft von Gerüchen befreit und weiter durch die Membran nach außen geleitet.



- Die an der Außenseite des Filters befindliche Membran schützt die Kleidung vor Verschmutzungen und Leckagen.

### SENSURA®

Einfach individuell anpassbar



- Eine klar strukturierte Ausschneidehilfe erleichtert das Ausschneiden des Hautschutzes.



- Die Zuschneidefolie ist mit gut erkennbaren Markierungen versehen.



- Eine daumengeformte, blaue Abziehlasche macht das Entfernen der Schutzfolie einfach.



## Einteilige Kolostomieversorgung

SenSura® – für mehr Bewegungsfreiheit im Alltag

Der SenSura Kolostomiebeutel mit 2-Schicht-Hautschutz und Wellenfilter ist für die Versorgung von Kolostomien mit eher breiiger bis fester Konsistenz geeignet. Der oval geformte, äußerst flache Hautschutz mit leicht bedienbarer Abziehlasche erfüllt die Bedürfnisse der Kolostomieträger. Denn er ist flexibel und diskret und sorgt für Bewegungsfreiheit und ein besonderes Wohlfühl. Neben frei zuschneidbaren Lochgrößen gibt es eine Vielzahl von vorgestanzten Versionen in unterschiedlichen Größen.

### Erhältlich in den Beutelgrößen

- mini, midi, maxi

### Ausführungen

- hautfarben und transparent

### Hautschutz

- plan und konvex light

### Lochgrößen

- ausschneidbar und vorgestanzt



### SenSura® mit Sichtfenster

Ein transparentes Sichtfenster im Vlies bietet dem Stomaträger die Möglichkeit sein Stoma nach belieben kontrollieren zu können. Zudem erleichtert das Sichtfenster das einfache und sichere Anbringen der Versorgung. Erhältlich für einteilig geschlossene Beutel.



## Einteilige Ileostomieversorgung

SenSura® – einfach diskret

Der SenSura Ausstreifbeutel mit Hide-away®-Auslass eignet sich besonders für die Versorgung von Patienten mit Ileostomien mit flüssiger bis breiiger Ausscheidungskonsistenz. Ausgestattet mit dem 2-Schicht-Hautschutz ist er selbst für aggressive Ileostomienausscheidungen geeignet und wird somit den hohen Anforderungen der Ileostomieversorgung gerecht. Für die nötige Geruchssicherheit sorgt der hoch entwickelte Wellenfilter.

### Erhältlich in den Beutelgrößen

- mini, midi, maxi

### Ausführungen

- hautfarben und transparent

### Hautschutz

- plan und konvex light

### Lochgrößen

- ausschneidbar und vorgestanzt

## Das Klettverschlussystem

### Unsichtbare Sicherheit

Der SenSura einteilige Ileostomiebeutel ist mit dem bewährten Hide-away-Klettverschluss ausgestattet.

### Optische Verschlussmarkierung

Durch die deutliche Einkerbung ist klar erkennbar, in welche Richtung die untere Lasche gefaltet werden muss, um den Auslass richtig und sicher zu verschließen.

### Zusätzliche Diskretion

Für erhöhte Diskretion kann der Auslass mit einem zusätzlichen Klettverschluss unter dem Vlies verborgen werden.

### Verlängerte Auslasslasche

Die verlängerte untere Lasche wird wie ein Briefumschlag gefaltet und verschließt so den Auslass besonders dicht. Der Auslass lässt sich einfach mit einer Kompresse reinigen.





## Einteilige Urostomieversorgung

SenSura® Uro – einteilige Urostomieversorgung mit Mehrkammersystem für noch mehr Tragekomfort – jeden Tag

### Diskret und angenehm

Bei der Versorgung von Urostomien sind die Haftungsanforderungen an einen Hautschutz besonders hoch. Gleichzeitig soll die Versorgung dem Patienten Diskretion und angenehmen Tragekomfort bieten, sodass er sich rundum gut versorgt und sicher

fühlt. Der SenSura Uro Mehrkammerbeutel verbindet die Diskretion und den Komfort eines Mehrkammerbeckens mit der Sicherheit des SenSura 2-Schicht Hautschutzes.

### Die plane Urostomieversorgung

Die plane Urostomieversorgung ist mit dem ovalen SenSura 2-Schicht Hautschutz ausgestattet, der durch seine Flex-Zonen besonders anpassungsfähig ist. Das hautfarbene Vlies ist besonders stabil und reißfest. Der Auslass ist aus weichem Material und trägt daher kaum auf. Bei den Hautfarbenen Modellen kann der Auslass in eine kleine Vliestasche für mehr Diskretion und Komfort verborgen werden.

#### Einsatzgebiete der planen SenSura Uro-Mehrkammerbeutel


- Bei prominenten Stomata, bei Stomata ohne Körperfalten und Narben

#### Ausführungen

- midi und maxi
- transparent und hautfarben

## Aufbau der SenSura® Urostomieversorgung

- 1 Hautfreundliches Vlies
- 2 Weiche Ränder
- 3 Weicher Auslass
- 4 Vliestasche
- 5 2-Schicht Hautschutz
- 6 Mehrkammersystem
- 7 Stent-Management Öffnung



### Das Mehrkammersystem

Der SenSura Uro Mehrkammerbeutel ist mit einem speziellen Kammerauslass ausgestattet. Durch die Unterteilung des Beutels in mehrere Kammern bleibt er auch in gefülltem Zustand unauffällig, flach und geräuscharm – für ein Plus an Diskretion und Komfort. Die integrierte Rückflusssperre verhindert das Zurücklaufen des Urins.



### SenSura® Uro konvex light – leicht gewölbt und sicher

#### Komfort mit leichter Wölbung

Für die Versorgung von Stomata, bei denen eine plane Versorgung nicht ausreicht, gibt es den einteiligen SenSura Uro-Mehrkammerbeutel auch in konvex light. Durch die leichte Wölbung passt er sich der peristomalen Haut gut an und beugt so der Bildung von Leckagen vor. Weitere Pluspunkte des SenSura Uro Mehrkammerbeckens konvex light sind das flexible Material, das große Bewegungsfreiheit

bietet und Druck-Ulcerationen vorbeugt, sowie die weiche Gürtelbefestigung für zusätzlichen Halt.

#### Einsatzgebiete des SenSura Uro Mehrkammerbeckens konvex light

- Stomata auf Hautniveau, leicht retrahierte Stomata, Stomata in leichten Hautfalten oder Narben, Patienten mit starkem Sicherheitsbedürfnis



## Das Plus der 2-Schicht-Technologie

### SenSura® Click – die Sicherheit der 2-Schicht-Technologie für die zweiteilige Stomaversorgung


#### Die 2-Schicht-Technologie

Mehr Lebensqualität durch mehr Produktqualität: So trägt der komfortable 2-Schicht-Hautschutz von SenSura dazu bei, dass man sich rundum sicher fühlen kann. Dieses Gefühl möchten wir gern allen Stomaträgern geben – daher gibt es den besonders komfortablen SenSura 2-Schicht-Hautschutz auch als zweiteilige Versorgung. Die beiden Schichten er-

möglichen aufgrund ihrer Beschaffenheit ein hohes Maß an Sicherheit: die untere, dunklere Schicht nimmt die Hautfeuchtigkeit auf, während die hellere, obere Schicht besonders erosionsbeständig ist und die Haut und die untere Schicht vor den Exkreten schützt. Alle SenSura Click Basisplatten sind erhältlich in den Ringgrößen 40, 50, 60 und 70 mm.



SenSura Basisplatten sind ausschneidbar



Perfekter Sitz der Basisplatte



SenSura Hautschutz Xpro

### Aufbau der SenSura® Click Basisplatte

- 1 Ausschneidehilfe
- 2 Integrierte Gürtelbefestigung
- 3 Flexi-Struktur
- 4 Flex-Zone
- 5 Rastringgrößenaufkleber
- 6 Sanfte Hautschutzabziehlasche



### SenSura® Click plan

Die SenSura Basisplatten sind ausschneidbar und vorgestanzt sowie mit und ohne Gürtelbefestigung erhältlich. Eine blau markierte Ausschneidehilfe sorgt für ein einfaches Zuschneiden. Die gut sichtbare, daumengeformte Abziehlasche macht das Entfernen der Schutzfolie einfach. Durch ihre Flex-Zonen-Struktur folgt die flache Basisplatte allen Körperbewegungen und sorgt so für ein gutes Freiheitsgefühl. Bis maximal 68 mm ausschneidbar ist sie auch für die Versorgung von frisch operierten oder doppelläufigen Stomata geeignet.

#### Ausführungen

- vorgestanzt und ausschneidbar
- mit und ohne Gürtelbefestigung

### SenSura® Xpro Hautschutz

Für die Versorgung von aggressiven Ausscheidungen der Ileostomie und Urostomie gibt es den SenSura Hautschutz Xpro. Die Zusammensetzung und spezielle Struktur des Hautschutzes bieten noch mehr Schutz und damit eine besondere Sicherheit bei hohen Ansprüchen. Die besonders erosionsbeständige Basisplatte verhindert, dass die aggressiven und flüssigen Ausscheidungen die Basisplatte auflösen und in Kontakt mit der Haut kommen. So bleibt die Haut geschützt und Irritationen wird vorgebeugt.

#### Ausführungen

- plan und konvex light
- ausschneidbar und vorgestanzt

### SenSura® konvex light

Für schwierig zu versorgende Körperregionen gibt es die Basisplatte SenSura auch in einer leicht konvexen Ausführung. Der oval gewölbte Hautschutz besteht aus flexiblem Material für einen hohen Tragekomfort. Die Kombination aus dem einzigartigen SenSura 2-Schicht-Hautschutz und der anpassungsfähigen Wölbung bietet Ihren Patienten eine sichere und flexible Basisplatte für ein angenehmes Tragegefühl in jeder Situation.

#### Einsatzgebiete der Basisplatte

- Bei Stomata auf Hautniveau, bei leichten Hautfalten oder Narben, für verstärkte Sicherheit beim Sport, bei prominenten Stomata, für mehr Sicherheitsgefühl





## Ein Signal für echte Sicherheit

SenSura® Click – zweiteilige Stomaversorgung – sitzt und klickt, auf dieses Klicken können Sie sich verlassen

### Sicher verbunden

Sich auf seine Versorgung lückenlos verlassen zu können, ist das Wichtigste für einen Stomaträger. Die zweiteilige Versorgung SenSura bietet einen besonderen Kopplungsmechanismus mit Rastring-

system. Damit werden Beutel und Platte einfach aufeinander gerastet und signalisieren durch ein hörbares Klicken die sichere Verbindung der beiden Bestandteile.



### Schritt 1

· Der Beutel wird zunächst auf die Basisplatte gerastet. Verschlussring und Schnappverriegelung werden am Beutel gelassen und können bequem mit nur einer Hand bedient werden.



### Schritt 2

· Der Beutel wird durch einen Schnappverschluss fixiert, der sich erst dann korrekt schließen lässt, wenn der Beutel richtig auf der Basisplatte eingerastet ist.

SenSura® Click – zweiteilige Kolostomie- und Ileostomieversorgung



### SenSura® Click

Die Beutel von SenSura Click für die Versorgung von Kolostomien und Ileostomien sind alle mit dem hochwirksamen Wellenfilter ausgestattet, der zuverlässigen Schutz vor Gerüchen bietet. Die weiche, atmungsaktive Vliesoberfläche ist aus stabilem Material und bleibt auch nach dem Duschen und stärkerer Beanspruchung in ihrer Form erhalten. Die unterschiedlichen Beutelgrößen ermöglichen dem Anwender, den für seine Ansprüche passenden Beutel zu wählen. Alle Ausstreifbeutel von SenSura Click für die Versorgung von Ileostomien sind mit dem bewährten Hide-away-Auslass ausgestattet.

### SenSura Click Kolostomie- und Ileostomieversorgung gibt es in folgenden Ausführungen:

- mini, midi, maxi
- hautfarben und transparent
- Rastringgröße 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm

### SENSURA® ILEOSTOMIEVERSORGUNG MIT HIDE-AWAY-AUSLASS

Die Anwendung



1 · Gezielte Beutellentleerung



2 · Einfache Reinigung des Auslasses



3 · Diskretes Verbergen des Auslasses

### Der Hide-away®-Auslass

Der Auslass lässt sich ganz einfach öffnen und wieder verschließen. Er ist aus weichem hautfreundlichen Material, das dafür sorgt, dass der Auslass nicht auf der Haut aufrägt.

### Vorteile

- Mit einer zusätzlichen Klettfixierung kann der Auslass unter dem Vlies verborgen werden.
- Eine deutliche Einkerbung zeigt, in welche Richtung der Auslass aufgefaltet werden muss.
- Einfache Entleerungskontrolle durch die Auslassöffnung
- Einfache Reinigung des Auslasses





## Leicht, flexibel und zweiteilig

### SenSura® Flex – zweiteilige Stomaversorgung – wenig Druck und viel flexibler Komfort

#### Die anpassungsfähige Versorgung

Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Lebensqualität kann ganz einfach sein – mit SenSura Flex, einem komfortablen, zweiteiligen System zur Stomaversorgung. Dank eines einfachen Klebesystems kommt die zweiteilige SenSura Flex Versorgung ganz ohne Rastring aus. Der Beutel wird dabei einfach auf die SenSura Flex Basisplatte geklebt. Dadurch ist die SenSura Flex Versorgung besonders flach, flexibel

und anpassungsfähig. Zudem vermindert das Klebesystem den Druck auf das Stoma deutlich. Das gesamte SenSura Flex Sortiment umfasst plane und leicht konvexe Basisplatten und eine mit 90 mm besonders große Ausführung, die sich ideal zur Versorgung von doppelläufigen Stomata oder als postoperative Versorgung eignet.

### Viele gute Gründe für das SenSura® Flex System

#### SenSura Flex ist vielseitig

SenSura Flex ist in vielen Größen erhältlich – die 90 mm große Basisplatte mit XXL-Beutel ist besonders für die post-operative Versorgung doppelläufiger Stomata mit Reitern geeignet. Viele weitere gute Gründe für das SenSura Flex System finden Sie auf der nächsten Seite.



#### SenSura Flex ist sehr flexibel

Der unterteilte Haftring des Beutels aus PVC-freiem Schaum ergibt zusammen mit der weichen Haftzone der Basisplatte eine flexible Einheit, die für hohe Bewegungsfreiheit sorgt.



#### SenSura Flex ist sicher

Die glatte Haftzone der Basisplatte ist die ideale Oberfläche für den Haftring, der feuchtigkeitsresistent ist. Damit ist die Versorgung stets sicher und dicht – auch bei Kontakt mit Wasser.



#### SenSura Flex ist diskret

Die Klebeverbindung zwischen Basisplatte und Beutel macht die Versorgung flach und diskret. Sie passt sich dem Körper und den Bewegungen gut an und ist damit weniger spürbar.



#### SenSura Flex ist sauber

Die glatte, transparente Oberfläche der Haftzone lässt sich einfach reinigen. Dadurch lassen sich auch Verschmutzungen beim Wechsel des Beutels schnell beseitigen.



#### SenSura Flex ist einfach und praktisch

Der Beutel lässt sich einfach auf die Platte kleben – Das ist besonders für Menschen mit motorischen Schwierigkeiten oder eingeschränktem Sehvermögen eine Erleichterung. Die blaue Markierung auf der Haftzone unterstützt die genaue Platzierung des passenden SenSura Flex Beutels.



#### SenSura Flex ist druckentlastend

Dank der untergreifbaren Haftzone der Basisplatte kann der Beutel ganz ohne Druck auf die peristomale Haut auf der Platte angebracht werden. So kann das Stoma auch postoperativ druckentlastend versorgt werden.



## Zweiteilig und sicher haftend

### SenSura® Flex Basisplatte – flach, flexibel und sauber für den besonderen Tragekomfort

#### Die SenSura Flex Basisplatte

Dank des Klebesystems kommt die SenSura Flex Basisplatte ohne Rastring aus. So wird der Druck auf das Stoma vermindert. Die SenSura Flex Basisplatte bietet einen besonders sicheren Hautschutz. Mit der 2-Schicht Technologie, unterstützt durch die Flex Zonen, die Flex-Struktur am Rand des Hautschutzes und die ovale Form sorgt die Basisplatte

dafür, dass die Haftung dort am stärksten ist, wo sie am meisten benötigt wird – an den Seiten. Die blaue Markierung auf der Haftzone hilft beim genauen Platzieren des Beutels. Die SenSura Flex Basisplatte gibt es in planer und in leicht konvexer Ausführung sowie für die aggressiven Ausscheidungen von Ileostomie und Urostomie mit dem Hautschutz Xpro.

#### Die plane Basisplatte

##### Einsatzgebiete

- Prominente Stomata
- Stomata mit glatter, narbenfreier Umgebung



##### Ausführungen

- Ausschneidbar und vorgestanzt
- 90 mm Basisplatte für postoperativen Einsatz
- Hautschutz SenSura und SenSura Xpro
- Ringgrößen 35 mm, 50 mm, 70 mm, 90 mm

#### Die leicht konvexe Basisplatte

##### Einsatzgebiete

- Stomata auf Hautniveau
- Leicht retrahierte Stomata
- Stomata in Hautfalten
- Bei prominenten Stomata zur Vorbeugung von Leckagen




##### Ausführungen

- Mit Gürtelbefestigung
- Hautschutz SenSura und SenSura Xpro
- Ringgrößen 35 mm, 50 mm, 70 mm

## Aufbau des SenSura® Flex Systems

- 1 Hautfreundliches Vlies
- 2 Filter
- 3 Kanal, Leckagenschutz
- 4 Sanfte Kanten
- 5 Blaue Abziehlasche
- 6 Hide-away®-Auslass



### Die Kolostomieversorgung

Die geschlossenen Beutel für die Kolostomieversorgung gibt es in fünf Beutelgrößen, sodass individuelle Ansprüche der Anwender an die Versorgung erfüllt werden können. Alle Beutel sind mit dem hochwirksamen Wellenfilter und dem hautfreundlichen, weichen Vlies ausgestattet. Dank des breiten Haftringes kann der Beutel mit etwas Spielraum in alle Richtungen auf die Haftzone geklebt werden. Sollte er einmal falsch aufgesetzt worden sein, lässt er sich problemlos abziehen und wieder aufkleben.

#### Ausführungen

- hautfarben und transparent
- mini, midi, maxi, XL und XXL
- Mit variablen Haftringen
- Ringgrößen 35 mm, 50 mm, 70 mm und 90 mm

### Die Ileostomieversorgung

Die SenSura Flex Ausstreifbeutel mit Hide-away-Auslass für die Versorgung von Ileostomien gibt es in vier Beutelgrößen. Alle Ausstreifbeutel sind ebenfalls mit dem Wellenfilter und dem hautfreundlichen Vlies ausgestattet. Passend zur Basisplatte 90 mm gibt es auch extra große Ausstreifbeutel mit einem hohen Fassungsvermögen, daher eignen sie sich gut für Patienten mit sehr großen Ausscheidungsmengen sowie für spezielle Anforderungen – wie nach einer Operation.

#### Ausführungen

- hautfarben und transparent
- midi, maxi, XL und XXL
- Mit variablen Haftringen
- Ringgrößen 35 mm, 50 mm, 70 mm und 90 mm

#### SENSURA® FLEX

##### Die Anwendung



1 Mit einer Hand die Haftzone festhalten und mit der anderen die blaue Lasche abziehen.



2 SenSura Flex hat keinen Rastring, der Beutel wird einfach auf die Basisplatte geklebt.



3 Der Beutel haftet dank des Klebesystems absolut fest und sicher auf der Basisplatte.





## Die diskrete Innovation

### SenSura® Click – Urostomieversorgung, die sicher sitzt

#### Die 24-Stunden-Versorgung

Das umfangreiche Urostomieversorgungssystem von Coloplast bietet dem Urostomiepatienten perfekt aufeinander abgestimmte Produkte für die Versorgung rund um die Uhr. Mit den verschiedenen Komponenten dieses Systems wollen wir dazu beitragen,

dass sich Urostomiepatienten in unterschiedlichsten Situationen des Lebens, wie zum Beispiel bei sportlichen Aktivitäten oder in intimen Stunden, immer sicher und diskret versorgt fühlen.

### SenSura® Click Uro Mehrkammerbeutel

Der SenSura Uro Mehrkammerbeutel ist der weiterentwickelte Urostomiebeutel mit dem außergewöhnlichen Mehrkammersystem. Das Rastringsystem mit der Klick-Funktion bietet dem Anwender in Kombination mit der besonders erosionsresistenten Basisplatte SenSura Xpro – plan und leicht konvex – besonderen Schutz vor aggressiven Ausscheidungen sowie eine diskrete und auf seine Bedürfnisse abgestimmte Versorgung.

#### Das Mehrkammersystem

- Der Beutel bleibt in gefülltem Zustand flacher und ist so besonders diskret. Die Flüssigkeit verteilt sich in den einzelnen Kammern, was den Beutel wesentlich geräuschärmer macht.

#### Weitere Vorteile des Mehrkammerbeutels

- Eine integrierte Rücklaufsperrung verhindert den Rückfluss des Urins

- Atmungsaktives, stabiles Vlies auf der Rückseite des Beutels
- Weicher und einfach zu bedienender Auslass, passend für Coloplast Uro Nachtbeutel
- Diskrete Versteckfunktion: Bei der hautfarbenen Beutelvariante kann der Auslass nach oben geklappt und in eine kleine Tasche unter das Vlies geschoben werden.
- Die vergrößerte Lücke der Rückflusssperre auf der rechten Seite ermöglicht, dass sich Harnleiterschienen problemlos durch diese durchleiten lassen.

#### Der zweiteilige SenSura Uro Mehrkammerbeutel ist erhältlich in

- transparent und hautfarben
- midi und maxi
- Rastringgrößen 40 mm, 50 mm, 60 mm

### SenSura® Flex – die zweiteilige Urostomieversorgung



SenSura Flex Mehrkammerbeutel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich – hautfarben und transparent.

## Flach, geräuscharm und flexibel

### SenSura® Flex – zweiteilige Urostomieversorgung

#### Die Versorgung für Aktive

Die SenSura Flex Urostomieversorgung besteht aus der komfortablen, zweiteiligen SenSura Flex Klebeverbindung. Bei diesem System wird der Beutel ganz einfach auf die Platte geklebt, wodurch eine diskrete und sehr flexible Urostomieversorgungseinheit entsteht, die dem Patienten Bewegungsfreiheit für einen aktiven Alltag bietet. Ein Bestandteil der SenSura

Flex Urostomieversorgung sind die besonders für Urostomien geeigneten, erosionsresistenten SenSura Flex Basisplatten mit Hautschutz Xpro. Sie sind in plan oder konvex light mit dem jeweils dazu passenden SenSura Flex Urostomiebeutel mit innovativem Mehrkammersystem erhältlich.

#### Viele gute Gründe für die SenSura Flex Urostomieversorgung

- Flaches, diskretes Mehrkammersystem
- Geräuscharm, da sich der Urin auf mehrere Kammern verteilt
- Einfache Anwendung, da der Haftring des Beutels einfach auf die Basisplatte geklebt wird
- Dichte und sichere Klebeverbindung
- Integrierte Rücklaufsperrung
- Passend für Coloplast Uro Nachtbeutel
- Auslass mit Versteckfunktion (in der hautfarbenen Ausführung)
- SenSura Flex Basisplatten Xpro für aggressive Ausscheidungen wie Urin.
- leichte Durchführung von Harnleiterschienen durch vergrößerte Lücke der Rückflusssperre

#### SenSura Flex Uro Mehrkammerbeutel sind erhältlich in

- transparent und hautfarben
- midi und maxi
- Haftring 35 mm und 50 mm



Vergrößerte Lücke der Rückflusssperre auf der rechten Seite zum Durchführen von Harnleiterschienen.





## Zubehör Urostomieversorgung

### Coloplast Uro Mikro- und Nachtbeutel – eine perfekte Lösung für einen ruhigen, tiefen Schlaf und eine angenehme Nacht

Am Tag sollte eine Urostomieversorgung möglichst wenig einschränken und besonders diskret sein. In der Nacht sollte sie einen ungestörten Schlaf möglich machen. Eine diskrete Versorgung für die Nacht

bietet der unauffällige Coloplast Uro Mikrobeutel, der kaum größer als eine Basisplatte ist, in Verbindung mit dem Coloplast Uro Nachtbeutel.

### Coloplast Uro Nachtbeutel

#### Für eine ruhige Nacht

Das hohe Fassungsvermögen des Coloplast Uro Nachtbeutels von 2000 ml macht ein Entleeren des Urostomiebeutels während der Nacht überflüssig. So ermöglicht er dem Anwender eine ungestörte Nachtruhe. Mit der Conveen Beutel-Aufhängung kann der Nachtbeutel ganz einfach am Bett befestigt werden. Der Coloplast Uro Nachtbeutel verfügt über einen flexiblen abknicksicheren Schlauch, der auf die gewünschte Länge gekürzt werden kann. So kann der Urin auch bei unruhigem Schlaf ungehindert abfließen. Der integrierte Konnektor erlaubt eine einfache Anbringung der Mikro- und Urostomiebeutel von Coloplast. Die Rückflusssperre im Einlassventil sorgt für sicheres Abfließen des Urins und

der Doppel-Sicherheitsverschluss des Coloplast Uro Nachtbeutels verhindert ein versehentliches Öffnen. Passend für alle Coloplast SenSura, Assura und Easiflex Urostomiebeutel.



### Aufbau des Coloplast Uro Mikrobeutels

- 1 Rastring
- 2 Sanfte Ränder
- 3 Weicher Auslass
- 4 Klick-Verriegelung
- 5 Hautfreundliches Vlies



### Coloplast Uro Mikrobeutel

#### Kleine Versorgung für großen Schlafkomfort

Der außergewöhnliche Mikrobeutel für das zweiteilige Coloplast Rastringssystem ist kaum größer als eine Basisplatte und sorgt in Verbindung mit dem Coloplast Uro Nachtbeutel für eine kaum spürbare und diskrete Versorgung in der Nacht. Durch den integrierten, passgenauen Konnektor des Nachtbeutels kann er direkt mit diesem verbunden werden. Der Mikrobeutel hat die Funktion eines Überleitungsbeutels, da der Urin aus dem Stoma durch den Mikrobeutel direkt in den angeschlossenen Nachtbeutel geleitet wird. Der Zuleitungsschlauch kann individuell verkürzt werden. Für den Anwender bedeutet dies mehr Komfort beim Schlafen, da sich kein störender Beutel mehr auf dem Bauch befindet.

#### Klein, aber viele Pluspunkte:

- Sehr diskret, trägt kaum auf.
- Aufgrund seiner geringen Größe kann sich der Beutel nicht verdrehen.
- Der Coloplast Rastring erlaubt eine wunschgenaue Positionierung des Mikrobeutels.
- Weicher und flexibler Auslass
- Rastring 40 mm, 50 mm und 60 mm
- Passend für SenSura Click und Assura Basisplatten

#### COLOPLAST URO MIKRO- UND NACHTBEUTEL

##### Ein komfortables Duo




Der Mikrobeutel leitet den Urin direkt in den angeschlossenen Nachtbeutel.



Der abknicksichere Zuleitungsschlauch kann individuell verkürzt werden.



Die praktische Beutel-Aufhängung ist für alle Nacht- und Bettbeutel geeignet.



## Zubehör Post-OP

### SenSura® Post-OP – Für Sicherheit von Anfang an.

#### Schutz und Entlastung für die Haut.

Eine einfache Überwachung des frisch operierten Stomas und eine Versorgung, die auf dem empfindlichen Bauch sicher haftet, sind wichtige Anforderungen an eine postoperative Versorgung. Der einteilige SenSura Post-OP Ausstreifbeutel mit dem SenSura 2-Schicht Hautschutz verfügt über die besonderen Anforderungen, da er besonders schonend und zugleich resistent auch gegen dünnflüssige Ausscheidungen ist.

Ein wichtiges Detail ist das am Beutel fixierte Sichtfenster. Es lässt sich zur einfachen Inspektion und Reinigung des Stomas öffnen und schließen, ohne dass dabei Druck auf den Bauch des Patienten ausgeübt oder ein Beutelwechsel nötig wird. Die Tiefe des Beutels, der über eine hohe Aufnahmekapazität verfügt, bietet dem nach der Operation geschwellenen Stoma genügend Freiraum und ein sanftes Vlies sorgt für den passenden Tragekomfort.

Ein neuer, großer trichterförmiger Auslass mit Stöpselverschluss sorgt für eine einfache und hygienische Entleerung. Bei festeren Ausscheidungen kann der Auslass abgeschnitten und mit einem Clip verschlossen werden.

Der SenSura Post-OP Beutel steht in zwei Größen sowie in steril und unsteril, auch ohne Fenster, zur Verfügung.



steril mit Fenster unsteril mit Fenster unsteril ohne Fenster

### SenSura® Post-OP – Erleichterung für Pflegekräfte und Patienten

In den ersten Tagen nach der Anlage einer Ileostomie kann es vermehrt zu flüssigen Ausscheidungen kommen, sodass der Stomabeutel auch nachts mehrfach entleert werden muss. Das ist nicht nur ruhestörend für den Patienten, sondern auch sehr zeitaufwendig für das Pflegepersonal – denn gerade

bei Patienten mit einem Kurzdarmsyndrom ist die Versorgung oftmals schwierig. Darum hat Coloplast für Ileostomieträger mit hohen Ausscheidungsmengen spezielle Produkte entwickelt, die in den ersten Tagen nach der Operation auch für Kolostomieträger geeignet sind.

#### Einteilige Ileo-Tagdrainage

Die einteilige Tagdrainage vereinfacht für frisch operierte Patienten mit ihrem beidseitigen Vlies den Übergang zu einer Standardversorgung. Das im Vlies integrierte Sichtfenster ermöglicht die Inspektion des Stomas und ein großer, trichterförmiger Auslass ermöglicht eine einfache und hygienische Entleerung. Sie ist in den Varianten steril und unsteril, sowie wahlweise mit oder ohne Filter erhältlich.

#### Coloplast Bettbeutel

Mit einem Fassungsvermögen von 2000 ml ermöglicht der neue Coloplast Bettbeutel ausgedehnte Ruhepausen zwischen den Versorgungswechseln. Der Schlauch hat ein extra großes Lumen damit keine Blockaden entstehen und kann an alle SenSura Post-OP Produkte angeschlossen werden.

#### SenSura® Click Ileo-Tagdrainage

Bei vermehrt dünnflüssigen Ausscheidungen sorgt die SenSura Click Ileo-Tagdrainage mit ihrem hohem Fassungsvermögen für möglichst lange Intervalle zwischen den Versorgungswechseln – und für längere Ruhezeiten für den Patienten. Sie kann gut in Kombination mit der SenSura Basisplatte Xpro für aggressive Ausscheidungen eingesetzt werden und lässt sich dank des großlumigen Auslasses einfach entleeren. Bei Bedarf kann der Auslass abgeschnitten und mit einer Klammer verschlossen werden. Die SenSura Click Ileo-Tagdrainage ist mit einem Aktivkohlefilter und einer Rückflusssperre ausgestattet.

#### Assura® Ileo-Nachtdrainage

Die Assura Ileo-Nachtdrainage hat ein Volumen von 2000 ml und wird in Verbindung einer Basisplatte mit Rastring angewendet. Der integrierte Filter sorgt für die Neutralisation der Gase. Der Beutel ist aus einer geruchsdurchlässigen Folie hergestellt und hat eine transparente Rückseite zur Inspektion des Inhalts. Eine Skala ermöglicht ein einfaches Ablesen der Ausscheidungsmenge. Der lange Beutelhals ist mit einem abknicksicheren Kunststoffschlauch ausgestattet. Der Beutel lässt sich durch den langen Auslass einfach entleeren und wird mit einer Klammer verschlossen. Die Befestigung erfolgt am Bett mit der Conveen Nachtbeutelauflage.



einteilige Ileo-Tagdrainage SenSura Click Ileo-Tagdrainage Coloplast Bettbeutel Assura Ileo-Nachtdrainage



## Zubehör Stomaversorgung

### Assura® Irrigations-Set

Die Irrigation ist eine Spülung des Dickdarmes, die nur für Kolostomiepatienten geeignet ist, die die notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Mithilfe der Irrigation gewinnt der Patient Einfluss auf seine Ausscheidung und kann statt einer Beutelversorgung eine dezente Stomakappe, einen Stomaverschluss oder einen Minibeutel tragen. Das Assura Irrigations-Set ist mit dem bewährten Assura Rastring-system ausgestattet. Verschlussring und Klickverriegelung befinden sich am Entleerungsschlauch. Dieser lässt sich damit problemlos auf die zum Set gehörende Andruckplatte oder auf eine Assura Basisplatte aufrasten.

#### Der Entleerungsschlauch

- ist besonders lang und erleichtert somit auch groß gewachsenen Personen die Irrigation und bietet eine sichere und problemlose Entleerung.

#### Der Konus

- besteht aus weichem, flexiblem Material und schützt so vor Verletzungen. Für die unterschiedlichen Ausprägungen des Darmlumens gibt es zwei verschiedene Konusformen: eine runde und eine spitzere. Die passende Form wird am Regelventil befestigt.

#### Der Spülbehälter

- besitzt ein integriertes Thermometer. So lässt sich auf einen Blick erkennen, ob das Wasser warm genug ist (36–37 °C).

#### Der praktische Regulator

- sorgt dafür, dass sich die Einlaufgeschwindigkeit des Wassers beobachten und stufenlos regulieren lässt.



## Stomaversorgung für Kinder

### Easiflex® Kinderversorgung

#### Kleine Versorgung großer Komfort

Kinder haben einen großen Bewegungsdrang. Eine Stomaversorgung muss daher zuverlässig sitzen, ohne einzuschränken. Dank der Klebeverbindung des Easiflex Systems ist die Verbindung von Beutel und Basisplatte sehr flexibel und passt sich jeder Bewegung problemlos an. Easiflex für Kinder ist für die Versorgung von Frühchen bis zu Kindern bis 5 Jahren geeignet.

#### Darum ist Easiflex für Kinder ganz groß für die Kleinsten

- Hautfreundliches Material der Basisplatte
- Beutel kann ohne Druck auf die Basisplatte geklebt werden, besonders geeignet für empfindliche Kinderbäuche.
- Sowohl für Kolostomien als auch für Ileostomien geeignet.
- Einfache Entleerung durch den Hide-away-Auslass
- Integrierter Filter zur Ausleitung der Gase
- Kein Starterloch, damit der Beutel nach den individuellen Bedürfnissen zugeschnitten werden kann.
- Sanftes, hautfreundliches Vlies
- Kindgerechtes Tedytmotiv

#### Easiflex für Kinder gibt es in folgenden Ausführungen

- Basisplatte mit ø 60 mm bzw. ø 70 mm
- Beutelvolumen 105 ml und 150 ml



Easiflex für Kinder

### Assura® Kinderversorgung

#### Hält sicher, dicht und sauber

Die Assura Kinderversorgung bietet eine speziell auf die Bedürfnisse der kleinen Patienten zugeschnittene Versorgungsmöglichkeit. Es gibt sie als einteilige Versorgung mit extra kleinem Hautschutz und aufgeschweißtem kleinen Beutel und als zweiteilige Versorgung mit dem bewährten Assura Rastring-system. Die zweiteilige Versorgung besteht aus einer Basisplatte mit geringem Durchmesser und dazugehörigem kleinen Beutel.

#### Die Assura Kinderversorgung besteht aus

- einteiligen und zweiteiligen Versorgungs-, Kolostomie-, Ileostomie- und Urostomiebeuteln
- hautfarbenen und transparenten Versionen.



Assura für Kinder





## Zubehör für Stoma und Kolostomie

### Stomakappen und Kolostomieverschlüsse – Perspektiven für Momente, in denen man sich Diskretion wünscht

#### Für die wichtigsten Stunden des Tages

Wenn für Kolostomiepatienten die Stomaversorgung einmal besonders diskret sein soll, wie zum Beispiel beim Sport, in der Sauna oder während intimer Momente zu zweit, gibt es die dezenten

und unauffälligen Stomakappen und Kolostomieverschlüsse von Coloplast. Sie können ebenfalls als unauffällige Versorgung für Patienten dienen, die irrigieren.

### Assura® – ein- oder zweiteilige Stomakappe

#### Mit Sicherheit diskret versorgt

Die Assura Stomakappe gibt es als einteilige Versorgung zum Ausschneiden oder auch als zweiteilige Versorgung in Kombination mit der Assura Basisplatte. Sie ist mit einer saugfähigen Einlage zur Sekretaufnahme und einem vor Feuchtigkeit geschützten Aktivkohlefilter ausgestattet und bietet dadurch die notwendige Sicherheit. Eine raschelarme Beutel- folie mit angenehmer Strukturprägung sorgt für Diskretion und ein wohliges Tragegefühl. Die einteilige Stomakappe ist bis 55 mm ausschneidbar.




Einteilige Stomakappe mit praktischer Ausschneidehilfe

Zweiteilige Stomakappe zur Kombination mit Basisplatte


### Stomakappen und Kolostomieverschlüsse

#### ASSURA® KOLOSTOMIEVERSCHLUSS

Ein komfortables Duo



Der Schaumstofftampon lässt sich leicht einführen.



Der Tampon dehnt sich aus und passt sich dem Darmlumen an.

### Assura® Kolostomieverschluss

Der Assura-Kolostomieverschluss bietet Kolostomieträgern die Möglichkeit einige Stunden ganz ohne Stomabeutel auszukommen. Durch die optische Unauffälligkeit der Kappe – sie ist dezent wie ein Pflaster – und dem hohen Maß an Diskretion hinsichtlich Geräusch- und Geruchsentwicklung, können die Verwender während dieser Zeit wieder ungehindert am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und dadurch neues Selbstvertrauen gewinnen.

#### So funktioniert der Kolostomieverschluss

Der Schaumstofftampon lässt sich ganz einfach einführen. Ein leichtes Druckgefühl in den ersten Tagen ist völlig normal. Es verschwindet nach kurzer Zeit. Durch die Feuchtigkeitseinwirkung dehnt sich der Schaumstofftampon aus und passt sich dem Darmlumen an. Dadurch werden Ausscheidungen zurückgehalten. Darmgase können ungehindert entweichen.

### Coloplast Uro Minikappe

Diese diskrete Versorgung ist für die besonderen Momente von Urostomiepatienten entwickelt worden und wird in Kombination mit der SenSura Click oder Assura Basisplatte verwendet. Egal ob beim Sport, beim Schwimmen oder für die intimen Augenblicke zu zweit: Die Coloplast Uro Minikappe bietet zuverlässigen Schutz und ist besonders unauffällig. Sie verfügt über eine hoch absorbierende Einlage, hält das Stoma für ca. 30–60 Minuten sicher trocken und hat eine weiche Vorderseite die für angenehmen Tragekomfort sorgt.



Coloplast Uro Minikappe



## Zubehör, Hautschutz und Hautpflege

### Hochwertige Lösungen für die stomaumgebende Haut

Die Form jedes Körpers und die Beschaffenheit der Haut ist genauso individuell wie die Persönlichkeit. So benötigt der eine oder andere ein wenig Extra-Unterstützung, damit die Stoma-Versorgung noch sicherer sitzt und die stomaumgebende Haut seidenweich gepflegt und vor äußeren Einflüssen geschützt ist. Dabei unterstützt unser großes Sortiment an Zubehör Produkten.

#### Hautschutz-Spray und -Tücher

Der Coloplast Hautschutz schützt die Haut vor Ausscheidungen, Haftstoffen und mechanischen Reizungen und beugt Irritationen vor. Der Hautschutz ist sehr hautfreundlich, da er auf Silikonbasis entwickelt wurde und brennt nicht auf der Haut. Er lässt sich einfach dosieren, trocknet sehr schnell nach dem Auftragen und ist geruchsneutral. Erhältlich als Spray (50 ml) oder in Tüchern (30 Stk.) für unterwegs.

#### Pflasterentferner Spray/Tücher

Das häufige Abziehen von Basisplatte und Hautschutz ist eine große Belastung für die stomaumgebende Haut. Mit dem Pflasterentferner Spray von Coloplast kann die Haut spürbar entlastet werden, denn sowohl Stomaversorgungen als auch Pflaster und Wundverbände lassen sich damit einfach, schmerzfrei und rückstandslos entfernen, ohne die Haut zu reizen. Er ist alkoholfrei und freundlich zur Haut da silikonbasiert. Kleberückstände lassen sich einfach mit dem praktischen Tuch entfernen.



Hautschutz-Spray und -Tücher

Pflasterentferner Spray und Tücher



Modellierbarer Hautschutzring

Paste

Chiron Schutzcreme

Modellierstreifen

Hautschutzplatten

### Modellierbarer Hautschutzring Paste

Viele Patienten haben Hautfalten oder Narben in direkter Umgebung des Stomas. Die modellierbaren Hautschutzringe helfen, die Unebenheiten auszugleichen und sorgen für einen besseren Sitz der Versorgung, damit die Versorgung trotzdem sicher haftet und sich keine Leckagen darunter bilden können. Passend für jede Stomaform lassen sie sich einfach anmodellieren und sorgen für eine sichere Abdichtung der Lücken zwischen Versorgung und Stoma. Erhältlich in 3,0 mm und 4,2 mm Stärke.

Die Paste besteht aus einem weichen Hautschutzmaterial und dient dem zusätzlichen Abdichten der Stomaversorgung bei Narben, Hautunebenheiten und Vertiefungen im peristomalen Bereich. Die Paste kann mit angefeuchteten Fingern direkt auf die stomaumgebende Haut aufgetragen werden. Alternativ ist es auch möglich, die Paste auf die Klebefläche des Hautschutzes – um die Öffnung herum – aufzutragen. Ein praktischer Tubenschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

### Chiron Schutzcreme

Die Chiron Schutzcreme ist eine pH-neutrale und fettfreie Creme auf Wachsbasis. Dank ihrer speziellen Formel schützt sie die Haut vor Körperausscheidungen und mechanischen Reizungen durch Hautschutz- und Klebeflächen von Stomaversorgungen und hilft bereits irritierten Hautstellen beim Heilen. Aufgrund ihrer Wachsbasis kann sie auch unter der Stomaversorgung angewendet werden. Die Creme ist sehr ergiebig, da bei jedem Auftragen nur eine kleine Dosis benötigt wird.

### Modellierstreifen

Sie dienen zum Abdichten von Narben, Hautunebenheiten und Vertiefungen im peristomalen Bereich. Die Modellierstreifen lassen sich einfach formen und oder auf die Basisplatte aufgetragen werden. Die Streifen können nach Bedarf dosiert werden und bleiben in der Plastikverpackung auch nach Anbruch frisch. Die Modellierstreifen enthalten keinen Alkohol und brennen daher nicht auf der Haut und trocknen diese auch nicht aus.

### Hautschutzplatte und -rolle

Die Hautschutzplatte und -rolle bestehen aus besonders hautfreundlichem Curagard®. Sie dienen zum zusätzlichen Abdecken der stomaumgebenden Haut und zeichnen sich durch hohes Absorptionsvermögen aus. Zusätzlich schützen sie vor Irritationen oder unterstützen die Heilung bereits irritierter Hautstellen. Die elastischen, anschmiegsamen

Platten sind in drei Größen erhältlich und können je nach Bedarf zugeschnitten werden. Die Rolle kann für den großflächigen, individuellen Bedarf genutzt werden. Sie enthält das Hautschutzmaterial Curagard als Streifen von 2 m Länge und 10 cm Breite. Das Material ist für eine wirtschaftliche Anwendung einfach zuschneidbar.

## Einteilig geschlossen

## SenSura®

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
154411	midi	10-66*	30	2847143	29.26.01.2104
154421	midi	25	30	2886195	29.26.01.2104
154431	midi	30	30	2886226	29.26.01.2104
154441	midi	35	30	2886232	29.26.01.2104
154701	maxi	10-76*	30	3009786	29.26.01.2105
154721	maxi	25	30	3009792	29.26.01.2105
154731	maxi	30	30	3029292	29.26.01.2105
154741	maxi	35	30	3029300	29.26.01.2105
Festbetragsgruppe:					29.26.01.2

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
154201 <sup>2)</sup>	mini	10-66*	30	2847031	29.26.04.1050
154501 <sup>1)</sup>	midi	10-66*	30	2886545	29.26.01.2104
154521 <sup>1)</sup>	midi	25	30	2887450	29.26.01.2104
154531 <sup>1)</sup>	midi	30	30	3004636	29.26.01.2104
154541 <sup>1)</sup>	midi	35	30	3004642	29.26.01.2104
154551 <sup>1)</sup>	midi	40	30	3007310	29.26.01.2104
154561 <sup>1)</sup>	midi	45	30	3009289	29.26.01.2104
154571 <sup>1)</sup>	midi	50	30	3009295	29.26.01.2104
154801 <sup>1)</sup>	maxi	10-76*	30	3029317	29.26.01.2105
154821 <sup>1)</sup>	maxi	25	30	3029369	29.26.01.2105
154831 <sup>1)</sup>	maxi	30	30	3029375	29.26.01.2105
154841 <sup>1)</sup>	maxi	35	30	3029381	29.26.01.2105
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.01.2
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.04.1

geschlossener Beutel mit Sichtfenster, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
15020	midi	10-66*	30	5373697	29.26.01.2118
15021	midi	25	30	5373711	29.26.01.2118
15022	midi	30	30	5373728	29.26.01.2118
15023	midi	35	30	5373734	29.26.01.2118
15030	maxi	10-76*	30	5373740	29.26.01.2118
Festbetragsgruppe:					29.26.01.2


## Assura® Comfort

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
12100	mini	20-50*/65	40	0892895	29.26.01.2087
12130	midi	20-50*/65	40	8996022	29.26.01.2087
12134	midi	25	40	8996039	29.26.01.2087
12135	midi	30	40	8996045	29.26.01.2087
12136	midi	35	40	8996051	29.26.01.2087
12160	maxi	20-60*/75	40	8996068	29.26.01.2087
12164	maxi	25	40	0892961	29.26.01.2087
12165	maxi	30	40	0892978	29.26.01.2087
12166	maxi	35	40	0892984	29.26.01.2087
Festbetragsgruppe:					29.26.01.2

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
12110	mini	20-50*/65	40	0892990	29.26.01.2087
12140	midi	20-50*/65	40	8997837	29.26.01.2087
12144	midi	25	40	8996074	29.26.01.2087
12145	midi	30	40	8996080	29.26.01.2087
12146	midi	35	40	8996097	29.26.01.2087
12147	midi	40	40	8996105	29.26.01.2087
12148	midi	45	40	8996111	29.26.01.2087
12149	midi	50	40	8996128	29.26.01.2087
12170	maxi	20-60*/75	40	8996134	29.26.01.2087
12174	maxi	25	40	0893096	29.26.01.2087
12175	maxi	30	40	0893104	29.26.01.2087
12176	maxi	35	40	0893110	29.26.01.2087
Festbetragsgruppe:					29.26.01.2

geschlossener Beutel, gemustert



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
12150	midi	20-50*/65	40	8996140	29.26.01.2087
12154	midi	25	40	8996157	29.26.01.2087
12155	midi	30	40	8996163	29.26.01.2087
12156	midi	35	40	8996186	29.26.01.2087
12157	midi	40	40	8996192	29.26.01.2087
12158	midi	45	40	8996200	29.26.01.2087
12159	midi	50	40	8996217	29.26.01.2087
12180	maxi	20-60*/75	40	8996223	29.26.01.2087
Festbetragsgruppe:					29.26.01.2

\*Ausschneidbare Öffnung



## Assura®

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2431	mini	20–55*	30	3982044	29.26.01.2044
2471	midi	20–55*	30	3982334	29.26.01.2045
2474	midi	25	30	3982340	29.26.01.2045
2475	midi	30	30	3982357	29.26.01.2045
2476	midi	35	30	3982363	29.26.01.2045
2477	midi	40	30	3982386	29.26.01.2045
2478	midi	45	30	3982392	29.26.01.2045
2479	midi	50	30	3982400	29.26.01.2045
2481	maxi	20–55*	30	3982423	29.26.01.2046
Festbetragsgruppe:					29.26.01.2

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2421	mini	20–55*	30	3981990	29.26.01.2044
2424	mini	25	30	3982009	29.26.01.2044
2425	mini	30	30	3982015	29.26.01.2044
2426	mini	35	30	3982021	29.26.01.2044
2461	midi	20–55*	30	3982268	29.26.01.2045
2464	midi	25	30	3982274	29.26.01.2045
2465	midi	30	30	3982280	29.26.01.2045
2466	midi	35	30	3982297	29.26.01.2045
2467	midi	40	30	3982305	29.26.01.2045
2468	midi	45	30	3982311	29.26.01.2045
2469	midi	50	30	3982328	29.26.01.2045
2511	maxi	20–55*	30	6167385	29.26.01.2046
2514	maxi	25	30	6167391	29.26.01.2046
2515	maxi	30	30	6167416	29.26.01.2046
2516	maxi	35	30	6167422	29.26.01.2046
2517	maxi	40	30	6167439	29.26.01.2046
Festbetragsgruppe:					29.26.01.2

## mc 2000

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
5625	25	30	2365616	29.26.01.2023
5630	30	30	2365622	29.26.01.2023
5635	35	30	2365639	29.26.01.2023
5640	40	30	2365645	29.26.01.2023
5645	45	30	2365651	29.26.01.2023
5650	50	30	2365668	29.26.01.2023
5660	60	30	2365680	29.26.01.2023
Festbetragsgruppe:				29.26.01.2

## mc 2000

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
5725	25	30	3283010	29.26.01.2023
5730	30	30	3283027	29.26.01.2023
5735	35	30	3283033	29.26.01.2023
5740	40	30	3283056	29.26.01.2023
5745	45	30	3283062	29.26.01.2023
5750	50	30	3283079	29.26.01.2023
5760	60	30	3283091	29.26.01.2023
Festbetragsgruppe:				29.26.01.2

## Einteilig geschlossen, konvex light

## SenSura®

geschlossener Beutel, konvex light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
15401	midi	15–33*	10	0817385	29.26.01.3013
15405	maxi	15–33*	10	0827076	29.26.01.3013
15406	maxi	15–43*	10	0827082	29.26.01.3013
Festbetragsgruppe:					29.26.01.3

geschlossener Beutel, konvex light, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
15403	midi	15–33*	10	0819160	29.26.01.3013
15404	midi	15–43*	10	0819177	29.26.01.3013
15413	midi	25	10	0826987	29.26.01.3013
15414	midi	28	10	0827024	29.26.01.3013
15415	midi	31	10	0827047	29.26.01.3013
15407	maxi	15–33*	10	0827596	29.26.01.3013
15408	maxi	15–43*	10	0827662	29.26.01.3013
Festbetragsgruppe:					29.26.01.3

## Assura® Comfort

geschlossener Beutel, konvex light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14431	midi	15–33*	10	4011710	29.26.01.3008
14432	midi	15–43*	10	4011704	29.26.01.3008
14441	maxi	15–33*	10	4011650	29.26.01.3008
14442	maxi	15–43*	10	4011644	29.26.01.3008
Festbetragsgruppe:					29.26.01.3

\*Ausschneidbare Öffnung

## Assura® Comfort

geschlossener Beutel, konvex light, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14434	midi	15-33*	10	4011696	29.26.01.3008
14435	midi	15-43*	10	4011673	29.26.01.3008
14451	midi	21	10	4011590	29.26.01.3008
14452	midi	25	10	4011526	29.26.01.3008
14453	midi	28	10	4011495	29.26.01.3008
14454	midi	31	10	4011489	29.26.01.3008
14444	maxi	15-33*	10	4011638	29.26.01.3008
14445	maxi	15-43*	10	4011615	29.26.01.3008
Festbetragsgruppe:					29.26.01.3

Einteilig geschlossen, konvex

## Assura® Comfort

geschlossener Beutel, konvex, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14092	midi	15-33*	10	1689624	29.26.01.3007
14093	midi	15-43*	10	1689630	29.26.01.3007
14033	midi	21	10	1689759	29.26.01.3007
14034	midi	25	10	1689771	29.26.01.3007
14035	midi	28	10	1689788	29.26.01.3007
14036	midi	31	10	1689794	29.26.01.3007
14002	maxi	15-33*	10	1689647	29.26.01.3007
14003	maxi	15-43*	10	1689653	29.26.01.3007
Festbetragsgruppe:					29.26.01.3

geschlossener Beutel, konvex, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14095	midi	15-33*	10	1689676	29.26.01.3007
14096	midi	15-43*	10	1689682	29.26.01.3007
14043	midi	21	10	1689713	29.26.01.3007
14044	midi	25	10	1689736	29.26.01.3007
14045	midi	28	10	1689742	29.26.01.3007
14046	midi	31	10	1689765	29.26.01.3007
14005	maxi	15-33*	10	1689699	29.26.01.3007
14006	maxi	15-43*	10	1689707	29.26.01.3007
Festbetragsgruppe:					29.26.01.3

## Assura®

geschlossener Beutel, konvex, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
12862	midi	18	10	7598756	29.26.01.3003
12863	midi	21	10	7598762	29.26.01.3003
12864	midi	25	10	7598733	29.26.01.3003
12865	midi	28	10	7598727	29.26.01.3003
12866	midi	31	10	7598710	29.26.01.3003
12883	maxi	21	10	7729974	29.26.01.3003
12884	maxi	25	10	7729980	29.26.01.3003
12885	maxi	28	10	7729997	29.26.01.3003
12886	maxi	31	10	7730003	29.26.01.3003
12887	maxi	35	10	7730026	29.26.01.3003
Festbetragsgruppe:					29.26.01.3

Einteilig offen

## SenSura®

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
155411	midi	10-66*	30	3029458	29.26.02.2100
155701	maxi	10-76*	30	3029398	29.26.02.2101
155721	maxi	25	30	3029406	29.26.02.2101
155731	maxi	30	30	3029412	29.26.02.2101
155741	maxi	35	30	3029429	29.26.02.2101
Festbetragsgruppe:					29.26.02.2

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
155201 <sup>2)</sup>	mini	10-66*	30	3029435	29.26.04.1051
155501 <sup>1)</sup>	midi	10-66*	30	3029895	29.26.02.2100
155521 <sup>1)</sup>	midi	25	30	3029955	29.26.02.2100
155531 <sup>1)</sup>	midi	30	30	3029984	29.26.02.2100
155541 <sup>1)</sup>	midi	35	30	3029990	29.26.02.2100
155801 <sup>1)</sup>	maxi	10-76*	30	3030007	29.26.02.2101
155821 <sup>1)</sup>	maxi	25	30	3030013	29.26.02.2101
155831 <sup>1)</sup>	maxi	30	30	3036027	29.26.02.2101
155841 <sup>1)</sup>	maxi	35	30	3037104	29.26.02.2101
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.02.2
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.04.1

\*Ausschneidbare Öffnung

**Assura® Comfort**

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
13810	mini	12-55*	40	1404892	29.26.02.2084
13840	midi	12-55*	40	1404917	29.26.02.2084
13844	midi	25	40	1404923	29.26.02.2084
13845	midi	30	40	1404946	29.26.02.2084
13846	midi	35	40	1404952	29.26.02.2084
13870	maxi	12-70*	40	1405006	29.26.02.2084
13874	maxi	25	40	1405012	29.26.02.2084
13875	maxi	30	40	1405029	29.26.02.2084
13876	maxi	35	40	1405035	29.26.02.2084
Festbetragsgruppe:					29.26.02.2

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
13830	midi	12-55*	40	1404900	29.26.02.2084
13860	maxi	12-70*	40	1404998	29.26.02.2084
Festbetragsgruppe:					29.26.02.2

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, gemustert



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
13850	midi	12-55*	40	1404969	29.26.02.2084
Festbetragsgruppe:					29.26.02.2

Ausstreifbeutel, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
13360	maxi	10-70*	40	0198858	29.26.02.2074
Festbetragsgruppe:					29.26.02.2

Ausstreifbeutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
13340	midi	10-55*	40	0198769	29.26.02.2074
13370	maxi	10-70*	40	0198893	29.26.02.2074
Festbetragsgruppe:					29.26.02.2

**Assura®**

Ausstreifbeutel, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2450	midi	10-55*	30	3982185	29.26.02.2001
2490	maxi	10-70*	30	3982417	29.26.02.2038
Festbetragsgruppe:					29.26.02.2

Ausstreifbeutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2440	midi	10-55*	30	3982104	29.26.02.2001
2520	maxi	10-70*	30	6167445	29.26.02.2038
Festbetragsgruppe:					29.26.02.2

**mc 2000**

Ausstreifbeutel, transparent



Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.	
5920	20	30	2365697	29.26.02.2017	
5925	25	30	2365705	29.26.02.2017	
5930	30	30	2365711	29.26.02.2017	
5935	35	30	2365728	29.26.02.2017	
5940	40	30	2365734	29.26.02.2017	
Festbetragsgruppe:					29.26.02.2

**mc 2000 large (unsteril)**

Ausstreifbeutel, transparent



Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
6100	10-80*	30	3062326	29.26.11.6024

\*Ausschneidbare Öffnung



## Einteilig offen, konvex light

## SenSura®

Ausstreifbeutel, konvex light, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
15205	maxi	15-33*	10	0827745	29.26.02.3016
15206	maxi	15-43*	10	0827751	29.26.02.3016
Festbetragsgruppe:					29.26.02.3

Ausstreifbeutel, konvex light, mit Hide-away® Auslass, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
15500	midi	15-33*	10	0827685	29.26.02.3016
15509	maxi	15-43*	10	0815216	29.26.02.3016
15537	maxi	25	10	0815239	29.26.02.3016
15538	maxi	28	10	0817008	29.26.02.3016
15539	maxi	31	10	0817072	29.26.02.3016
Festbetragsgruppe:					29.26.02.3

## Assura® Comfort

Ausstreifbeutel, konvex light, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14411	maxi	15-33*	10	2238869	29.26.02.3010
14412	maxi	15-43*	10	2239076	29.26.02.3010
Festbetragsgruppe:					29.26.02.3

Ausstreifbeutel, konvex light, mit Hide-away® Auslass, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14404	midi	15-33*	10	2238852	29.26.02.3010
14405	midi	15-43*	10	2239047	29.26.02.3010
14414	maxi	15-33*	10	2238881	29.26.02.3010
14415	maxi	15-43*	10	2239136	29.26.02.3010
14421	maxi	21	10	2238390	29.26.02.3010
14422	maxi	25	10	2238651	29.26.02.3010
14423	maxi	28	10	2238800	29.26.02.3010
14424	maxi	31	10	2238817	29.26.02.3010
Festbetragsgruppe:					29.26.02.3

## Einteilig offen, konvex

## Assura® Comfort

Ausstreifbeutel, konvex, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14102	maxi	15-33*	10	1690981	29.26.02.3009
14103	maxi	15-43*	10	1690998	29.26.02.3009
14163	maxi	21	10	1691006	29.26.02.3009
14164	maxi	25	10	1691012	29.26.02.3009
14165	maxi	28	10	1691029	29.26.02.3009
14166	maxi	31	10	1691035	29.26.02.3009
Festbetragsgruppe:					29.26.02.3

Ausstreifbeutel, konvex, mit Hide-away® Auslass, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14195	midi	15-33*	10	1690969	29.26.02.3009
14196	midi	15-43*	10	1690975	29.26.02.3009
14105	maxi	15-33*	10	1691041	29.26.02.3009
14106	maxi	15-43*	10	1691058	29.26.02.3009
14173	maxi	21	10	1691064	29.26.02.3009
14174	maxi	25	10	1691070	29.26.02.3009
14175	maxi	28	10	1691087	29.26.02.3009
14176	maxi	31	10	1691093	29.26.02.3009
Festbetragsgruppe:					29.26.02.3

## Assura®

Ausstreifbeutel, konvex, hautfarben mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
12965	maxi	28	10	7598621	29.26.02.3005
Festbetragsgruppe:					29.26.02.3

\*Ausschneidbare Öffnung

## Einteilig Uro

## SenSura® Uro

Mehrkammerbeutel, transparent



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
118031	330 (midi)	10-66*	30	3121632	29.26.03.2033
118041	400 (maxi)	10-76*	30	3128692	29.26.03.2033
Festbetragsgruppe:					29.26.03.2

Mehrkammerbeutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
118011	330 (midi)	10-66*	30	3116921	29.26.03.2033
118021	400 (maxi)	10-76*	30	3118794	29.26.03.2033
Festbetragsgruppe:					29.26.03.2


## Assura® Uro

Mehrkammerbeutel, transparent



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14212	370** (midi)	10-55*	20	0610862	29.26.03.2025
14222	470** (maxi)	10-55*	20	0610879	29.26.03.2025
Festbetragsgruppe:					29.26.03.2

Urostomiebeutel, transparent



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
5575	265** (midi)	10-55*	20	3982452	29.26.03.2010
5585	465** (maxi)	10-55*	20	3982475	29.26.03.2009
Festbetragsgruppe:					29.26.03.2

Urostomiebeutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
5580	465** (maxi)	10-55*	20	3982469	29.26.03.2009
Festbetragsgruppe:					29.26.03.2

## Einteilig Uro, konvex light

## SenSura® Uro

Mehrkammerbeutel, konvex light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
11814	400 (maxi)	15-33*	10	7205231	29.26.03.3014
11815	400 (maxi)	15-43*	10	7205254	29.26.03.3014
Festbetragsgruppe:					29.26.03.3

Mehrkammerbeutel, konvex light, hautfarben, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
11811	400 (maxi)	15-33*	10	7203539	29.26.03.3014
11812	400 (maxi)	15-43*	10	7203723	29.26.03.3014
Festbetragsgruppe:					29.26.03.3

## Assura® Uro

Mehrkammerbeutel, konvex light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14716	450** (maxi)	15-33*	10	1611792	29.26.03.3008
14717	450** (maxi)	15-43*	10	1614891	29.26.03.3008
Festbetragsgruppe:					29.26.03.3

Mehrkammerbeutel, konvex light, weiß mit Softfront, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14712	450** (maxi)	15-33*	10	1611556	29.26.03.3008
14713	450** (maxi)	15-43*	10	1611585	29.26.03.3008
Festbetragsgruppe:					29.26.03.3

## Einteilig Uro, konvex

## Assura® Uro

Urostomiebeutel, konvex, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
12991	465 (maxi)	15	10	7598549	29.26.03.3004
12992	465 (maxi)	18	10	7598555	29.26.03.3004
12993	465 (maxi)	21	10	7598561	29.26.03.3004
12994	465 (maxi)	25	10	7598578	29.26.03.3004
12995	465 (maxi)	28	10	7598584	29.26.03.3004
12996	465 (maxi)	31	10	7598532	29.26.03.3004
Festbetragsgruppe:					29.26.03.3

\*Ausschneidbare Öffnung \*\*Volumenangaben nach ISO 8670-2

## Einteilig, Kolostomieverschluss

## Assura®

Kolostomieverschluss, hautfarben



Artikel-Nr.	Tamponl. in mm	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2141	35	20-35	20	0497472	29.26.11.5006
2143	35	35-45	20	0497495	29.26.11.5006
2142	45	20-35	20	0497489	29.26.11.5006
2144	45	35-45	20	0497503	29.26.11.5006

## Einteilig, Stomakappe

## Assura®

Stomakappe, hautfarben




Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2501	20-55*	30	3982446	29.26.04.0015
Festbetragsgruppe:				29.26.04.0

## Einteilig für Kinder

## Assura® für Kinder

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2125	10-35*	30	3982512	29.26.01.2047
Festbetragsgruppe:				29.26.01.2

Ausstreifbeutel, transparent



Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2115	10-35*	30	3982498	29.26.02.2037
Festbetragsgruppe:				29.26.02.2

## Assura® für Kinder

Ausstreifbeutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2110	10-35*	30	3982481	29.26.02.2037
Festbetragsgruppe:				29.26.02.2

Urostomiebeutel, transparent



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
8009	100	10-35*	20	3982535	29.26.03.2008
Festbetragsgruppe:				29.26.03.2	

## Einteilig, Post-OP

## SenSura® Post-OP

Ausstreifbeutel steril, transparent, mit Fenster



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
19010	680	10-75*	05	7790666	29.26.11.6xxx
19011	725	10-115*	05	7790695	29.26.11.6xxx

Ausstreifbeutel unsteril, transparent, mit Fenster



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
19020	680	10-75*	06	7790761	29.26.11.6xxx
19021	725	10-115*	06	7790778	29.26.11.6xxx

Ausstreifbeutel unsteril, transparent, ohne Fenster



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
19030	680	10-75*	06	7790784	29.26.11.6xxx

\*Ausschneidbare Öffnung



## Assura® Post-OP

Ausstreifbeutel steril, transparent, mit Fenster



Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
12808	10–70*	05	6617115	29.26.11.6073
12810	10–100*	05	6617121	29.26.11.6073

Ausstreifbeutel unsteril, transparent, mit Fenster



Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
12800	10–70*	06	6617138	29.26.11.6074
12802	10–100*	06	6617144	29.26.11.6074
12801 Ersatzfenster	70	20	7277070	29.26.11.6074
12803 Ersatzfenster	100	15	7277064	29.26.11.6074

## SenSura® Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel steril, mit Sichtfenster, ohne Filter



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
19001	630	10–76*	05	7419653	29.26.11.6114

Ausstreifbeutel unsteril, mit Sichtfenster, ohne Filter



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
19003	630	10–76*	06	7419699	29.26.11.6115

Ausstreifbeutel unsteril, mit Sichtfenster, mit Filter



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
19002	630	10–76*	06	7419682	29.26.11.6115
19004	630	10–76*	30	7419707	29.26.11.6115

## Zweiteilig Basisplatten, plan

## SenSura® Click Basisplatte

Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 120 mm bei ø 70 mm Rastring



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
10001 <sup>1)</sup>	40	10–35*	05	5917424	29.26.05.0121
10002 <sup>1)</sup>	50	10–45*	05	5917430	29.26.05.0121
10003 <sup>1)</sup>	60	10–55*	05	5917447	29.26.05.0121
10004 <sup>2)</sup>	70	10–65*	05	7210255	29.26.05.1066

<sup>1)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.05.0<sup>2)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.05.1

mit Gürtelbefestigung, Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 120 mm bei ø 70 mm Rastring



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
10011 <sup>1)</sup>	40	10–35*	05	5917453	29.26.05.0121
10021 <sup>1)</sup>	50	10–45*	05	5917499	29.26.05.0121
10031 <sup>1)</sup>	60	10–55*	05	5917536	29.26.05.0121
10041 <sup>2)</sup>	70	10–65*	05	7210775	29.26.05.1066
10012 <sup>1)</sup>	40	20**	05	5917476	29.26.05.0121
10013 <sup>1)</sup>	40	25**	05	5917482	29.26.05.0121
10022 <sup>1)</sup>	50	30**	05	5917507	29.26.05.0121
10023 <sup>1)</sup>	50	35**	05	5917513	29.26.05.0121
10032 <sup>1)</sup>	60	40**	05	5917542	29.26.05.0121

<sup>1)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.05.0<sup>2)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.05.1

## SenSura® Click Basisplatte Xpro

Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, und Hautschutz 140 × 120 mm bei ø 70 mm Rastring



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
10015 <sup>1)</sup>	40	10–35*	05	7211013	29.26.05.0129
10025 <sup>1)</sup>	50	10–45*	05	7211183	29.26.05.0129
10035 <sup>1)</sup>	60	10–55*	05	7211390	29.26.05.0129
10045 <sup>2)</sup>	70	10–65*	05	7211415	29.26.05.1067
10016 <sup>1)</sup>	40	20**	05	7211160	29.26.05.0129
10017 <sup>1)</sup>	40	25**	05	7211177	29.26.05.0129
10026 <sup>1)</sup>	50	30**	05	7211220	29.26.05.0129
10027 <sup>1)</sup>	50	35**	05	7211237	29.26.05.0129
10036 <sup>1)</sup>	60	40**	05	7211409	29.26.05.0129

<sup>1)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.05.0<sup>2)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.05.1

\*Ausschneidbare Öffnung \*\*Vorgestanzt

**SenSura® Flex Basisplatte**

Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 × 130 mm bei ø 70 mm Haftzone, Hautschutz 170 × 150 mm bei ø 90 mm Haftzone



Artikel-Nr.	Haftzone ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
10101 <sup>1)</sup>	35	10–33*	10	0513426	29.26.05.0125
10102 <sup>1)</sup>	50	10–48*	10	0513432	29.26.05.0125
10103 <sup>2)</sup>	70	10–68*	10	0519736	29.26.05.1064
10108 <sup>3)</sup>	90	10–88*	05	0519759	29.26.05.2030
10111 <sup>1)</sup>	35	21**	10	0519765	29.26.05.0125
10112 <sup>1)</sup>	35	25**	10	0519771	29.26.05.0125
10113 <sup>1)</sup>	35	28**	10	0553785	29.26.05.0125
10114 <sup>1)</sup>	50	25**	10	0596211	29.26.05.0125
10115 <sup>1)</sup>	50	28**	10	0630273	29.26.05.0125
10116 <sup>1)</sup>	50	31**	10	0630296	29.26.05.0125
10117 <sup>1)</sup>	50	35**	10	0630304	29.26.05.0125
10118 <sup>1)</sup>	50	41**	10	0644370	29.26.05.0125
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.05.0
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.05.1
<sup>3)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.05.2

**SenSura® Flex Basisplatte Xpro**

Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 × 130 mm bei ø 70 mm Haftzone



Artikel-Nr.	Haftzone ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
10104 <sup>1)</sup>	35	10–33*	10	9012128	29.26.05.0130
10105 <sup>1)</sup>	50	10–48*	10	9012140	29.26.05.0130
10106 <sup>2)</sup>	70	10–68*	10	9012163	29.26.05.1068
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.05.0
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.05.1

**Easiflex® Basisplatte**

Hautschutz ø 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz ø 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz ø 127 mm bei ø 70 mm Haftzone, Hautschutz ø 150 mm bei ø 90 mm Haftzone



Artikel-Nr.	Haftzone ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
14301 <sup>1)</sup>	35	10–33*	10	0448485	29.26.05.0096
14302 <sup>1)</sup>	50	10–48*	10	0448551	29.26.05.0096
14303 <sup>2)</sup>	70	10–68*	10	0448315	29.26.05.1047
14309 <sup>2)</sup>	90	15–88*	05	4474309	29.26.05.1051
14387 <sup>1)</sup>	50	31**	10	2240062	29.26.05.0096
14388 <sup>1)</sup>	50	35**	10	2240079	29.26.05.0096
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.05.0
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.05.1

**Easiflex® Basisplatte Extra**

Hautschutz ø 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz ø 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz ø 127 mm bei ø 70 mm Haftzone



Artikel-Nr.	Haftzone ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
14304 <sup>1)</sup>	35	10–33*	10	0448545	29.26.05.0097
14305 <sup>1)</sup>	50	10–48*	10	0448491	29.26.05.0097
14306 <sup>2)</sup>	70	10–68*	10	0441951	29.26.05.1048
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.05.0
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.05.1

**Easiflex® Basisplatte für Kinder**

Hautschutz ø 60 mm bei ø 17 mm Haftzone, Hautschutz ø 70 mm bei ø 27 mm Haftzone



Artikel-Nr.	Haftzone ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
14307	17	0–15*	10	3866705	29.26.05.0100
14308	27	0–25*	10	3866711	29.26.05.0100
Festbetragsgruppe:					26.26.05.0

**Assura® Basisplatte**

Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
2894	40	10–35*	05	3982937	29.26.05.0050
2895	50	10–45*	05	3982943	29.26.05.0050
2896	60	10–55*	05	3982966	29.26.05.0050
Festbetragsgruppe:					29.26.05.0

mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
2884	40	10–35*	05	4764131	29.26.05.0043
2885	50	10–45*	05	4764148	29.26.05.0043
2886	60	10–55*	05	4764154	29.26.05.0043
12840	40	15**	05	8696567	29.26.05.0075
12841	40	20**	05	8696573	29.26.05.0075
12842	40	25**	05	8696596	29.26.05.0075
12844	50	30**	05	8696604	29.26.05.0075
12845	50	35**	05	8696610	29.26.05.0075
12847	60	40**	05	8696627	29.26.05.0075
12848	60	45**	05	8696633	29.26.05.0075
Festbetragsgruppe:					29.26.05.0

\*Ausschneidbare Öffnung \*\*Vorgestanzt

**Assura® Basisplatte Extra**

mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2831	40	10–35*	05	2164817	29.26.05.0083
2832	50	10–45*	05	2164823	29.26.05.0083
2833	60	10–55*	05	2164846	29.26.05.0083
14250	40	15**	05	4077399	29.26.05.0094
14251	40	20**	05	4077376	29.26.05.0094
14252	40	25**	05	4077347	29.26.05.0094
14254	50	30**	05	4077330	29.26.05.0094
14255	50	35**	05	4077318	29.26.05.0094
14257	60	40**	05	4077301	29.26.05.0094
14258	60	45**	05	4077287	29.26.05.0094
Festbetragsgruppe:					29.26.05.0

**Assura® Basisplatte für Kinder**

Hautschutz ø 83 mm



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2180	40	10–35*	05	3982972	29.26.05.0049
Festbetragsgruppe:					29.26.05.0

**Conseal Basisplatte**

hautfarben



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1200	40	20–35*	05	3399391	29.26.05.0064
1250	50	35–45*	05	3399416	29.26.05.0064
Festbetragsgruppe:					29.26.05.0

**mc 2002 Basisplatte**

Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
6742 <sup>1)</sup>	40	15–25*	05	2762300	29.26.05.0063
6743 <sup>1)</sup>	40	25–35*	05	2762317	29.26.05.0063
6764 <sup>2)</sup>	60	35–45*	05	2762323	29.26.05.1016
6765 <sup>2)</sup>	60	45–55*	05	2762346	29.26.05.1016
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.05.0
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.05.1

**Zweiteilig Basisplatten, konvex light****SenSura® Click Basisplatte**

konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz 110 x 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 x 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 x 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 x 120 mm bei ø 70 mm Rastring



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
11011 <sup>1)</sup>	40	15–23*	05	5917559	29.26.06.0055
11021 <sup>1)</sup>	50	15–33*	05	5917571	29.26.06.0055
11031 <sup>1)</sup>	60	15–43*	05	1293725	29.26.06.0055
11041 <sup>2)</sup>	70	15–53*	05	7211007	29.26.06.1022
11012 <sup>1)</sup>	40	21**	05	5917565	29.26.06.0055
11022 <sup>1)</sup>	50	25**	05	5917588	29.26.06.0055
11023 <sup>1)</sup>	50	28**	05	5917594	29.26.06.0055
11024 <sup>1)</sup>	50	31**	05	5917602	29.26.06.0055
11032 <sup>1)</sup>	60	35**	05	1293731	29.26.06.0055
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.0
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.1

**SenSura® Click Basisplatte Xpro**

konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz 110 x 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 x 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 x 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 x 130 mm bei ø 70 mm Rastring




Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
11015 <sup>1)</sup>	40	15–23*	05	7211622	29.26.06.0058
11025 <sup>1)</sup>	50	15–33*	05	7212076	29.26.06.0058
11035 <sup>1)</sup>	60	15–43*	05	7212113	29.26.06.0058
11045 <sup>2)</sup>	70	15–53*	05	7212142	29.26.06.1023
11016 <sup>1)</sup>	40	21**	05	7211651	29.26.06.0058
11026 <sup>1)</sup>	50	25**	05	7212082	29.26.06.0058
11027 <sup>1)</sup>	50	28**	05	7212099	29.26.06.0058
11028 <sup>1)</sup>	50	31**	05	7212107	29.26.06.0058
11036 <sup>1)</sup>	60	35**	05	7212136	29.26.06.0058
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.0
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.1

\*Ausschneidbare Öffnung \*\*Vorgestanz



**SenSura® Flex Basisplatte**


konvex light, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 × 130 mm bei ø 70 mm Haftzone



Artikel-Nr.	Haftzone ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
11301 <sup>1)</sup>	35	15–23*	05	0645027	29.26.06.0056
11302 <sup>1)</sup>	50	15–33*	05	0697107	29.26.06.0056
11303 <sup>1)</sup>	50	15–43*	05	0697136	29.26.06.0056
11307 <sup>2)</sup>	70	15–56*	05	0746975	29.26.06.1021
11312 <sup>1)</sup>	35	21**	05	0757476	29.26.06.0056
11313 <sup>1)</sup>	50	25**	05	0806507	29.26.06.0056
11314 <sup>1)</sup>	50	28**	05	0844608	29.26.06.0056
11315 <sup>1)</sup>	50	31**	05	0844614	29.26.06.0056
11316 <sup>1)</sup>	50	35**	05	0844620	29.26.06.0056
11317 <sup>1)</sup>	50	38**	05	0844637	29.26.06.0056
11318 <sup>1)</sup>	50	41**	05	0872964	29.26.06.0056
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.0
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.1

**SenSura® Flex Basisplatte Xpro**


konvex light, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 × 130 mm bei ø 70 mm Haftzone



Artikel-Nr.	Haftzone ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
11304 <sup>1)</sup>	35	15–23*	05	9012200	29.26.06.0059
11305 <sup>1)</sup>	50	15–35*	05	9012281	29.26.06.0059
11306 <sup>1)</sup>	50	15–43*	05	9012269	29.26.06.0059
11308 <sup>2)</sup>	70	15–56*	05	9012298	29.26.06.1024
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.0
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.1

**Easiflex® Basisplatte**


konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 110 mm bei ø 35 mm und ø 50 mm Haftzone, Hautschutz ø 127 mm bei ø 70 mm Haftzone



Artikel-Nr.	Haftzone ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
14401 <sup>1)</sup>	35	15–23*	05	3008433	29.26.06.0039
14402 <sup>1)</sup>	50	15–33*	05	3009059	29.26.06.0039
14403 <sup>1)</sup>	50	15–43*	05	3009237	29.26.06.0039
14406 <sup>2)</sup>	70	15–61*	05	0519096	29.26.06.1019
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.0
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.1

**Easiflex® Basisplatte Extra**


konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 110 mm bei ø 35 mm und ø 50 mm Haftzone, Hautschutz ø 127 mm bei ø 70 mm Haftzone



Artikel-Nr.	Haftzone ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
14601 <sup>1)</sup>	35	15–23*	05	4980780	29.26.06.0049
14602 <sup>1)</sup>	50	15–33*	05	4980797	29.26.06.0049
14603 <sup>1)</sup>	50	15–43*	05	4980805	29.26.06.0049
14408 <sup>2)</sup>	70	15–61*	05	0519297	29.26.06.1020
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.0
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.06.1

**Assura® Basisplatte**


konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
14261	40	15–23*	04	2857041	29.26.06.0030
14262	50	15–33*	04	2857035	29.26.06.0030
14263	60	15–43*	04	2857029	29.26.06.0030
14271	40	18**	04	2857012	29.26.06.0030
14272	40	21**	04	2857006	29.26.06.0030
14273	50	25**	04	2856998	29.26.06.0030
14274	50	28**	04	2856981	29.26.06.0030
14275	50	31**	04	2857058	29.26.06.0030
14276	60	35**	04	2857064	29.26.06.0030
14277	60	38**	04	2857070	29.26.06.0030
14278	60	41**	04	2857087	29.26.06.0030
Festbetragsgruppe:					29.26.06.0

**Assura® Basisplatte Extra**

konvex light, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
14281	40	15–23*	04	4311895	29.26.06.0041
14282	50	15–33*	04	4311903	29.26.06.0041
14283	60	15–43*	04	4311932	29.26.06.0041
14291	40	18**	04	4311961	29.26.06.0041
14292	40	21**	04	4312015	29.26.06.0041
14293	50	25**	04	4312021	29.26.06.0041
14294	50	28**	04	4312038	29.26.06.0041
14295	50	31**	04	4312044	29.26.06.0041
14296	60	35**	04	4312050	29.26.06.0041
Festbetragsgruppe:					29.26.06.0

\*Ausschneidbare Öffnung \*\*Vorgestanzt

## Zweiteilig Basisplatten, konvex

## Assura® Basisplatte

konvex, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und ø 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
12716	50	15–33*	04	7702260	29.26.06.0015
12719	60	15–43*	04	7702277	29.26.06.0015
12701	40	15**	04	6972023	29.26.06.0015
12702	40	18**	04	6972046	29.26.06.0015
12703	40	21**	04	6972052	29.26.06.0015
12704	50	25**	04	6972069	29.26.06.0015
12705	50	28**	04	6972075	29.26.06.0015
12706	50	31**	04	6972081	29.26.06.0015
12707	60	35**	04	6972098	29.26.06.0015
12708	60	38**	04	6972106	29.26.06.0015
12709	60	41**	04	6972112	29.26.06.0015

Festbetragsgruppe: 29.26.06.0

## Assura® Basisplatte Extra

konvex, mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 und 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14243	40	15–23*	04	2164852	29.26.06.0029
14246	50	15–33*	04	2164869	29.26.06.0029
14249	60	15–43*	04	2164875	29.26.06.0029
14232	40	18**	04	4078625	29.26.06.0038
14233	40	21**	04	4078631	29.26.06.0038
14234	50	25**	04	4078648	29.26.06.0038
14235	50	28**	04	4078654	29.26.06.0038
14236	50	31**	04	4078660	29.26.06.0038
14237	60	35**	04	4078677	29.26.06.0038
14238	60	38**	04	4078683	29.26.06.0038

Festbetragsgruppe: 29.26.06.0

## Zweiteilig geschlossen

## SenSura® Click

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
101741 <sup>1)</sup>	midi	40	30	3038049	29.26.01.0054
101751 <sup>1)</sup>	midi	50	30	3042714	29.26.01.0054
101761 <sup>1)</sup>	midi	60	30	3044771	29.26.01.0054
101841 <sup>1)</sup>	maxi	40	30	3064354	29.26.01.0054
101851 <sup>1)</sup>	maxi	50	30	3064360	29.26.01.0054
101861 <sup>1)</sup>	maxi	60	30	3065508	29.26.01.0054
101871 <sup>1)</sup>	maxi	70	30	3065514	29.26.01.0061

<sup>1)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.01.0<sup>2)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.04.1

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
101521 <sup>2)</sup>	mini	50	30	3037245	29.26.04.1059
101541 <sup>1)</sup>	midi	40	30	3037280	29.26.01.0054
101551 <sup>1)</sup>	midi	50	30	3037297	29.26.01.0054
101561 <sup>1)</sup>	midi	60	30	3038032	29.26.01.0054
101641 <sup>1)</sup>	maxi	40	30	3044794	29.26.01.0054
101651 <sup>1)</sup>	maxi	50	30	3052368	29.26.01.0054
101661 <sup>1)</sup>	maxi	60	30	3056892	29.26.01.0054
101671 <sup>1)</sup>	maxi	70	30	3057762	29.26.01.0061

<sup>1)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.01.0<sup>2)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.04.1

## SenSura® Flex

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Hastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
108951 <sup>1)</sup>	mini	50	30	3067246	29.26.04.1062
109041 <sup>2)</sup>	midi	35	30	3098169	29.26.01.0057
109051 <sup>2)</sup>	midi	50	30	3098206	29.26.01.0057
109141 <sup>2)</sup>	maxi	35	30	3067588	29.26.01.0057
109151 <sup>2)</sup>	maxi	50	30	3085505	29.26.01.0057
109181 <sup>2)</sup>	maxi	70	30	3087680	29.26.01.0057
109201 <sup>2)</sup>	XL	70	30	3098146	29.26.01.0057
109911 <sup>2)</sup>	XXL	90	30	3098229	29.26.01.0057

<sup>1)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.04.1<sup>2)</sup>Festbetragsgruppe: 29.26.01.0

\*Ausschneidbare Öffnung \*\*Vorgestanzt

**SenSura® Flex**

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Hafring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
109021	midi	50	30	3067068	29.26.01.0057
109111	maxi	35	30	3067306	29.26.01.0057
109121	maxi	50	30	3067329	29.26.01.0057
109171	maxi	70	30	3067281	29.26.01.0057
109191	XL	70	30	3067542	29.26.01.0057
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0

**Easiflex®**

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Hafring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14312	midi	50	40	0448249	29.26.01.0042
14326	maxi	35	40	0448284	29.26.01.0042
14327	maxi	50	40	0447184	29.26.01.0042
14314	maxi	70	40	0447209	29.26.01.0042
14329	XL	70	40	0446954	29.26.01.0042
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Hafring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14372	mini	50	40	0555436	29.26.01.0042
14316	midi	35	40	0447238	29.26.01.0042
14317	midi	50	40	0447072	29.26.01.0042
14331	maxi	35	40	0446894	29.26.01.0042
14332	maxi	50	40	0446865	29.26.01.0042
14319	maxi	70	40	0447586	29.26.01.0042
14334	XL	70	40	0445854	29.26.01.0042
14355	XXL	90	40	04474315	29.26.01.0044
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0

geschlossener Beutel, transparent mit variablen Hafringen



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Hafring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14328	maxi	50	40	0447095	29.26.01.0042
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0

**Easiflex®**

geschlossener Beutel, hautfarben mit variablen Hafringen



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Hafring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14318	midi	50	40	0447451	29.26.01.0042
14333	maxi	50	40	0446486	29.26.01.0042
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0

**Assura® Comfort**

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
12344	midi	40	40	0741914	29.26.01.0032
12345	midi	50	40	0741920	29.26.01.0032
12346	midi	60	40	0741937	29.26.01.0032
12374	maxi	40	40	0742115	29.26.01.0032
12375	maxi	50	40	0742150	29.26.01.0032
12376	maxi	60	40	0742167	29.26.01.0032
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
12354	midi	40	40	0741989	29.26.01.0032
12355	midi	50	40	0742032	29.26.01.0032
12356	midi	60	40	0742049	29.26.01.0032
12384	maxi	40	40	0742173	29.26.01.0032
12385	maxi	50	40	0742196	29.26.01.0032
12386	maxi	60	40	0742204	29.26.01.0032
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0

geschlossener Beutel, gemustert



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
12364	midi	40	40	0742055	29.26.01.0032
12365	midi	50	40	0742061	29.26.01.0032
12366	midi	60	40	0742078	29.26.01.0032
12394	maxi	40	40	0742210	29.26.01.0032
12395	maxi	50	40	0742227	29.26.01.0032
12396	maxi	60	40	0742233	29.26.01.0032
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0



**Assura®**

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2774	midi	40	30	3982682	29.26.01.0012
2775	midi	50	30	3982699	29.26.01.0012
2776	midi	60	30	3982707	29.26.01.0012
2784	maxi	40	30	6167497	29.26.01.0026
2785	maxi	50	30	6167505	29.26.01.0026
2786	maxi	60	30	6167511	29.26.01.0026
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2724	mini	40	30	3982564	29.26.01.0011
2725	mini	50	30	3982570	29.26.01.0011
2764	midi	40	30	3982647	29.26.01.0012
2765	midi	50	30	3982653	29.26.01.0012
2766	midi	60	30	3982676	29.26.01.0012
2814	maxi	40	30	6167528	29.26.01.0026
2815	maxi	50	30	6167534	29.26.01.0026
2816	maxi	60	30	6167540	29.26.01.0026
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0

**mc 2002**

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Haftring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
6641	40	30	2762352	29.26.01.0005
6661	60	30	2762369	29.26.01.0005
Festbetragsgruppe:				29.26.01.0

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Haftring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
6642	40	30	2762398	29.26.01.0005
6662	60	30	2762406	29.26.01.0005
Festbetragsgruppe:				29.26.01.0

**Conseal Kolostomiebeutel**

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Haftring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1210	40	30	3399468	29.26.01.0006
1260	50	30	3399474	29.26.01.0006
Festbetragsgruppe:				29.26.01.0

Zweiteilig offen

**SenSura® Click**

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
103741 <sup>2)</sup>	midi	40	30	3098330	29.26.02.0062
103751 <sup>2)</sup>	midi	50	30	3098347	29.26.02.0062
103761 <sup>2)</sup>	midi	60	30	3098376	29.26.02.0062
103841 <sup>2)</sup>	maxi	40	30	3107543	29.26.02.0062
103851 <sup>2)</sup>	maxi	50	30	3109016	29.26.02.0062
103861 <sup>2)</sup>	maxi	60	30	3109022	29.26.02.0062
103871 <sup>2)</sup>	maxi	70	30	3109565	29.26.02.0077
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.04.1
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
103511 <sup>1)</sup>	mini	40	30	3098235	29.26.04.1060
103521 <sup>1)</sup>	mini	50	30	3098241	29.26.04.1060
103541 <sup>2)</sup>	midi	40	30	3098264	29.26.02.0062
103551 <sup>2)</sup>	midi	50	30	3098270	29.26.02.0062
103561 <sup>2)</sup>	midi	60	30	3098293	29.26.02.0062
103641 <sup>2)</sup>	maxi	40	30	3104680	29.26.02.0062
103651 <sup>2)</sup>	maxi	50	30	3104705	29.26.02.0062
103661 <sup>2)</sup>	maxi	60	30	3107460	29.26.02.0062
103671 <sup>2)</sup>	maxi	70	30	3107537	29.26.02.0077
<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.04.1
<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

**SenSura® Flex**

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Haft-ring ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
103141	midi	35	30	3116418	29.26.02.0072
103151	midi	50	30	3116832	29.26.02.0072
103241	maxi	35	30	3116884	29.26.02.0072
103251	maxi	50	30	3116890	29.26.02.0072
103281	maxi	70	30	3116909	29.26.02.0072
103301	XL	70	30	3116915	29.26.02.0072
103911	XXL	90	30	3110692	29.26.02.0072
Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Haft-ring ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
103121	midi	50	30	3112610	29.26.02.0072
103211	maxi	35	30	3116849	29.26.02.0072
103221	maxi	50	30	3116855	29.26.02.0072
103271	maxi	70	30	3116861	29.26.02.0072
103291	XL	70	30	3116878	29.26.02.0072
103901	XXL	90	30	3110634	29.26.02.0072
Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

**Easiflex®**

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Haft-ring ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
14342	midi	50	40	0442910	29.26.02.0048
14356	maxi	35	40	0444926	29.26.02.0048
14357	maxi	50	40	0445044	29.26.02.0048
14344	maxi	70	40	0443217	29.26.02.0048
14359	XL	70	40	0445481	29.26.02.0048
14378	XXL	90	40	1009380	29.26.02.0053
Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Haft-ring ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
14346	midi	35	40	0443275	29.26.02.0048
14347	midi	50	40	0443507	29.26.02.0048
14361	maxi	35	40	0445765	29.26.02.0048
14362	maxi	50	40	0445825	29.26.02.0048
14349	maxi	70	40	0444576	29.26.02.0048
14364	XL	70	40	0448290	29.26.02.0048
14379	XXL	90	40	4474338	29.26.02.0053
Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

**Easiflex®**

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben mit variablen Haftringen



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Haft-ring ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
14363	maxi	50	40	0447617	29.26.02.0048
Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

**Assura® Comfort**

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
13944	midi	40	40	1094948	29.26.02.0034
13945	midi	50	40	1094954	29.26.02.0034
13946	midi	60	40	1094960	29.26.02.0034
13974	maxi	40	40	1095043	29.26.02.0034
13975	maxi	50	40	1095066	29.26.02.0034
13976	maxi	60	40	1095072	29.26.02.0034
Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, hautfarben



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
13924	mini	40	40	1094919	29.26.02.0034
13925	mini	50	40	1094925	29.26.02.0034
13954	midi	40	40	1094977	29.26.02.0034
13955	midi	50	40	1094983	29.26.02.0034
13956	midi	60	40	1095008	29.26.02.0034
13984	maxi	40	40	1095089	29.26.02.0034
13985	maxi	50	40	1095184	29.26.02.0034
13986	maxi	60	40	1095190	29.26.02.0034
Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

Ausstreifbeutel mit Hide-away Auslass, gemustert



Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
13964	midi	40	40	1095014	29.26.02.0034
13965	midi	50	40	1095020	29.26.02.0034
13966	midi	60	40	1095037	29.26.02.0034
Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

**Assura®****Ausstreifbeutel, hautfarben**

Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2744	midi	40	30	3982587	29.26.02.0017
2745	midi	50	30	3982593	29.26.02.0017
2746	midi	60	30	3982601	29.26.02.0017
2824	maxi	40	30	6167557	29.26.02.0023
2825	maxi	50	30	6167563	29.26.02.0023
2826	maxi	60	30	6167586	29.26.02.0023
Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

**Ausstreifbeutel, transparent**

Artikel-Nr.	Beutelgröße	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2754	midi	40	30	3982618	29.26.02.0017
2795	maxi	50	30	3982736	29.26.02.0018
2796	maxi	60	30	3982742	29.26.02.0018
Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

**Zweiteilig Uro****SenSura® Click Uro****Mehrkommerbeutel, transparent**

Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
11851	430 (midi)	40	30	7206621	29.26.03.0044
11852	380 (midi)	50	30	7206762	29.26.03.0044
11854	550 (maxi)	40	30	7207477	29.26.03.0044
11855	480 (maxi)	50	30	7207520	29.26.03.0044
11856	460 (maxi)	60	30	7207744	29.26.03.0044

**Mehrkommerbeutel, hautfarben**

Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
11841	430 (midi)	40	30	7206561	29.26.03.0044
11842	380 (midi)	50	30	7206615	29.26.03.0044
11844	550 (maxi)	40	30	7206986	29.26.03.0044
11845	480 (maxi)	50	30	7207000	29.26.03.0044
11846	460 (maxi)	60	30	7207017	29.26.03.0044

**SenSura® Flex Uro****Mehrkommerbeutel, transparent**

Artikel-Nr.	Volumen in ml	Hafttring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
11827	450 (maxi)	35	30	7212283	29.26.03.0045
11828	410 (maxi)	50	30	7212343	29.26.03.0045

**Mehrkommerbeutel, hautfarben**

Artikel-Nr.	Volumen in ml	Hafttring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
11821	330 (midi)	35	30	7212159	29.26.03.0045
11822	310 (midi)	50	30	7212219	29.26.03.0045
11824	450 (maxi)	35	30	7212308	29.26.03.0045
11825	410 (maxi)	50	30	7212366	29.26.03.0045

**Easiflex® Uro****Mehrkommerbeutel, transparent**

Artikel-Nr.	Volumen in ml	Hafttring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14552	475**(maxi)	35	30	2088789	29.26.03.0032
14554	475**(maxi)	50	30	2089145	29.26.03.0032

**Mehrkommerbeutel, weiß**

Artikel-Nr.	Volumen in ml	Hafttring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14553	475**(maxi)	35	30	2089151	29.26.03.0032
14555	475**(maxi)	50	30	2094347	29.26.03.0032

**Assura® Uro****Mehrkommerbeutel, transparent**

Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14217	390** (midi)	40	30	0843017	29.26.03.0028
14218	390** (midi)	50	30	0843023	29.26.03.0028
14219	390** (midi)	60	30	0843046	29.26.03.0028
14227	478** (maxi)	40	30	0843052	29.26.03.0028
14228	478** (maxi)	50	30	0843069	29.26.03.0028
14229	478** (maxi)	60	30	0843075	29.26.03.0028

Festbetragsgruppe: 29.26.03.0

\*\*Volumenangaben nach ISO 8670-2



**Assura® Uro**

Mehrkammerbeutel, weiß mit Softfront



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14214	359** (midi)	40	30	0843081	29.26.03.0028
14215	359** (midi)	50	30	0843098	29.26.03.0028
14216	359** (midi)	60	30	0843106	29.26.03.0028
14224	456** (maxi)	40	30	0843129	29.26.03.0028
14225	456** (maxi)	50	30	0843135	29.26.03.0028
14226	456** (maxi)	60	30	0843141	29.26.03.0028
Festbetragsgruppe:					29.26.03.0

Urostomiebeutel, transparent



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1751	327** (midi)	40	20	3982788	29.26.03.0014
1752	327** (midi)	50	20	3982794	29.26.03.0014
1757	488** (maxi)	40	20	3982831	29.26.03.0015
1758	488** (maxi)	50	20	3982848	29.26.03.0015
1759	488** (maxi)	60	20	3982854	29.26.03.0015
Festbetragsgruppe:					29.26.03.0

Urostomiebeutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1754	480** (maxi)	40	20	3982802	29.26.03.0014
1755	480** (maxi)	50	20	3982819	29.26.03.0014
Festbetragsgruppe:					29.26.03.0

**Zweiteilig Stomakappen****Assura® Stomakappe**

hautfarben



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.	
2804	40	30	3982759	29.26.04.0011	
2805	50	30	3982765	29.26.04.0011	
Festbetragsgruppe:					29.26.04.0

**Coloplast Uro Minikappe**

hautfarben



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN
2807	40	30	7207833
2808	50	30	7210249

**Zweiteilig für Kinder****Easiflex® für Kinder**

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Hastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14681	105	17	40	3866668	29.26.02.0050
14682	150	27	40	3866680	29.26.02.0050
Festbetragsgruppe:					26.26.02.0

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, gemustert



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Hastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
14691	105	17	40	3866674	29.26.02.0050
14692	150	27	40	3866697	29.26.02.0050
Festbetragsgruppe:					26.26.02.0

**Assura® für Kinder**

geschlossener Beutel, transparent



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.	
2165	40	30	3982908	29.26.01.0013	
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0

geschlossener Beutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.	
2160	40	30	3982883	29.26.01.0013	
Festbetragsgruppe:					29.26.01.0

Ausstreifbeutel, transparent



Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.	
2155	40	30	3982877	29.26.02.0009	
Festbetragsgruppe:					29.26.02.0

Urostomiebeutel, transparent



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1789	100	40	20	3982920	29.26.03.0013
Festbetragsgruppe:					29.26.03.0

\*\*Volumenangaben nach ISO 8670-2

## Zweiteilig Post-OP

## SenSura® Click Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel, transparent



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
19050	650	40	10	7790821	29.26.11.6xxx
19051	650	50	10	7790838	29.26.11.6xxx
19052	650	60	10	7790844	29.26.11.6xxx

Ausstreifbeutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
19040	650	40	10	7790790	29.26.11.6xxx
19041	650	50	10	7790809	29.26.11.6xxx
19042	650	60	10	7790815	29.26.11.6xxx

## Assura® Ileo-Nachtdrainage

Ausstreifbeutel, einseitig transparent



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2835	2000	40	5 Stück +	0742256	29.26.11.6087
2836	2000	50	1 Verschl.klammer	0742262	29.26.11.6087
2837	2000	60	Art.: 9500	0742279	29.26.11.6087

## Assura® Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel, transparent



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
8114	600	40	10 Stück +	0800976	29.26.11.6100
8115	600	50	1 Verschl.klammer	0800999	29.26.11.6100
8116	600	60	Art.: 9500	0801013	29.26.11.6100

Ausstreifbeutel, hautfarben



Artikel-Nr.	Volumen in ml	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
2845	600	40	10 Stück +	0742285	29.26.11.6088
2846	600	50	1 Verschl.klammer	0742291	29.26.11.6088
2847	600	60	Art.: 9500	0742316	29.26.11.6088

## Conveen® Nachtbeutel-Aufhängung



Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
5070	01	7733674	15.99.99.0010

## mc 2002 Post-OP

Ausstreifbeutel



Artikel-Nr.	Hafttring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
6818	70	10 Beutel +	3331677	29.26.11.6027
6820	100	2 V.kl. (Art.: 9500)	3331683	29.26.11.6027

## mc 2002 Post-OP

Basisplatte



Artikel-Nr.	Hafttring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
6828 <sup>1)</sup>	70	05	3331708	29.26.05.1024
6830 <sup>2)</sup>	100	05	3331714	29.26.05.2018

<sup>1)</sup>Festbetragsgruppe:

29.26.05.1

<sup>2)</sup>Festbetragsgruppe:

29.26.05.2

## Zubehör Ergänzungsprodukte

## Filtrodor Entlüftungsfiter



Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
0509	50	3023852	29.26.11.1000
Festbetragsgruppe:			29.26.11.1

## Ileo Verschluss-Clip



Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
9503	20	8635904	29.26.11.6999

**Verschlussklammer**

	Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	9500	20	3331720	29.26.11.6999

**Assura® Gürtel**

Elastisches Material, maximal 120 cm Bauchumfang, passend für SenSura und Assura

	Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	0421	01	8643312	29.26.11.0019
	Festbetragsgruppe:			29.26.11.0

**Universalgürtel**

Elastisches Material, maximal 120 cm Bauchumfang, passend für Irrigations-Set

	Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	0420	01	2403570	29.26.11.0004
	Festbetragsgruppe:			29.26.11.0

**Reiter (steril)**

Länge zusammengesteckt: 8,80 cm

	Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	12814	10	0049153	29.26.11.6092

**MACLET Verschlusscheiben**

	Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
	0502	14	20	3934217	29.26.11.5005

**Coloplast-Bettbeutel**

Transparent, ohne Filter

	Artikel-Nr.	Volumen in ml	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
	14010	2000	10	7791269	29.26.11.6xxx

**Coloplast Uro Nachtbeutel**

	Artikel-Nr.	Volumen in ml	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
	21365	2000	10	7343097	29.26.11.6096

**Coloplast Uro Mikrobeutel**

	Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
	14204	40	30	7207750	29.26.11.6095
	14205	50	30	7207810	29.26.11.6095
	14206	60	30	7207827	29.26.11.6095

**Coloplast Entsorgungsbeutel**


	Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN
	9806	3 Rollen á 30 Stück	0355080

**Zubehör Irrigation****Assura® Irrigations-Set**

1 Spülbehälter mit integriertem Thermometer, 10 Entleerungsschläuche/60 mm, 2 Spülrohre mit Konus (spitz/rund), 1 Assura Andruckplatte, 1 Assura Gürtel, 1 Assura Stomakappe, 1 Tasche und 1 Verschlussklammer

	Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	12830	01	8602879	29.26.08.0036
	Festbetragsgruppe:			29.26.08.0

**Aus diesem Set einzeln erhältlich****Assura® Andruckplatte**

	Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
	12820	60	01	8602862	29.26.11.6082

**Spülrohr mit Konus (45 cm)**

	Artikel-Nr.	Form	Packungs- einheit	PZN	HMV-Nr.
	1110	spitz	01	3268200	29.26.11.6999
	1010	rund	01	4575921	29.26.11.6999

## Spülbehälter

Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1511	01	3268217	29.26.11.6999

## Assura® Irrigations-Entleerungsschlauch

Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
12834	40	30	8602885	29.26.08.2030
12835	50	30	8602891	29.26.08.2030
12836	60	30	8602916	29.26.08.2030
Festbetragsgruppe:				29.26.08.2

## Irrigations-Set

1 Spülbehälter mit integriertem Thermometer, 10 Entleerungsschläuche/60 mm, 2 Spülrohre mit Konus (spitz/rund), 1 Andruckplatte, 1 Gürtel, 1 Tasche

Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1510	01	3268111	29.26.08.0017
Festbetragsgruppe:			29.26.08.0

Aus diesem Set einzeln erhältlich

## Andruckplatte

Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1120	60	01	3268192	29.26.11.6999

## Spülrohr mit Konus (45 cm)

Artikel-Nr.	Form	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1110	spitz	01	3268200	29.26.11.6999
1010	rund	01	4575921	29.26.11.6999

## Spülbehälter

Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1511	01	3268217	29.26.11.6999

## Irrigations-Entleerungsschlauch

Artikel-Nr.	Rastring ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1540	40*	30	3268128	29.26.08.2012
1550	50*	30	3399480	29.26.08.2012
1560	60	30	3268134	29.26.08.2013
Festbetragsgruppe:				29.26.08.2

## Hautpflege

## Pflasterentferner-Spray und -Tücher

Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	Packungseinheit	PZN
12010	50 ml	Spray	01	7697932
12011	30 Stück	Tücher	30 Tücher	7697949

## DERMA SOL

## Pflasterentferner

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Produkt	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
9105	50	Flasche	01	0014545	29.26.10.4000
9105	50	Flasche	10	0014545	29.26.10.4000
9110	200	Flasche	01	4764160	29.26.10.4000

## Hautschutz-Spray und -Tücher

Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	Packungseinheit	PZN
12020	50 ml	Spray	01	7697955
12021	30 Stück	Tücher	30 Tücher	7697978

## Derma-Gard


## Hautschutzfilm

Artikel-Nr.	Produkt	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
7511	Tücher	50	4470381	29.26.10.2009


\*Passend auch zur Conseal Basisplatte.




## Reinigungslotion

	Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Produkt	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	4710	180	Flasche	06	8872018	29.26.10.3002
	4715		Tücher	30	3435661	29.26.10.2001

## Chiron Schutzcreme


	Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Produkt	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	8M-102-01	50	Tube	01	3377604	29.26.10.3009

## Hautschutz-Creme

	Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Produkt	Packungseinheit	PZN
	12000	60	Tube	01	7697984

## Zubehör Hautschutz

## Modellierbarer Hautschutzring

	Artikel-Nr.	Stärke in mm	ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	12030	3,0	48	30	7698015	29.26.11.2xxx
	12042	4,2	48	30	7698021	29.26.11.2xxx

## Modellierstreifen


	Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	2655	je 6 Gramm	Streifen	10	0199243	29.26.10.0019

## Paste

	Artikel-Nr.	Inhalt	Produkt	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	2650	60 Gramm	Tube	01	3726358	29.26.10.0012


## Hautschutzrolle

aus CURAGARD

	Artikel-Nr.	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	3250	01	3461374	29.26.07.3000


## Hautschutzplatten

aus CURAGARD

	Artikel-Nr.	Größe in cm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	3210 <sup>1)</sup>	10 × 10	10	2365792	29.26.07.0029
	3215 <sup>2)</sup>	15 × 15	05	2365800	29.26.07.1018
	3220 <sup>3)</sup>	20 × 20	05	2365817	29.26.07.2001
	<sup>1)</sup> Festbetragsgruppe:				29.26.07.0
	<sup>2)</sup> Festbetragsgruppe:				29.26.07.1
	<sup>3)</sup> Festbetragsgruppe:				29.26.07.2

## Hautschutzringe


aus CURAGARD

	Artikel-Nr.	Stomagröße ø in mm	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	2310	10	30	2298819	29.26.11.2000
	2315	15	30	2298825	29.26.11.2000
	2320	20	30	2298831	29.26.11.2000
	2325	25	30	2298848	29.26.11.2000
	2330	30	30	2298854	29.26.11.2000
	2340	40	30	2298860	29.26.11.2000
	2350	50	30	2298877	29.26.11.2000
		Festbetragsgruppe:			

## Drainageversorgung

## Drainage (steril/unsteril)

offen, transparent

	Artikel-Nr.	Volumen in ml	ausschneidbar von-bis	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
	2210 steril	100	5-38	10	7232630	29.26.11.6075
	2215 steril	300	5-38	10	7232647	29.26.11.6075
	2220 steril	500	5-50	10	7232653	29.26.11.6075
	2240 unsteril	100	5-38	10	7387700	29.26.11.6076
	2245 unsteril	300	5-38	10	7387717	29.26.11.6076
	2250 unsteril	500	5-50	10	7387723	29.26.11.6076



Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden.

Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.

Ostomy Care  
Urology & Continence Care  
Wound & Skin Care



Col.-Nr. 1103435/230N SP 115 Z

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2011-04  
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast GmbH  
Postfach 70 03 40  
22003 Hamburg  
Tel. 040 669807-77  
Fax 040 669807-48  
[devks@coloplast.com](mailto:devks@coloplast.com)

[www.coloplast.de](http://www.coloplast.de)