

ZUM GLÜCK KÖNNEN INJEKTIONEN SCHMERZARM SEIN!



Sie wollen mehr erfahren?

Ihr Accu-Chek Kundenservice ist unter der kostenfreien Telefonnummer **0800 4466800** von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr für Sie da! Informationen rund um Diabetes, zu unseren Produkten und Services finden Sie auch online unter www.accu-chek.de sowie auf unserer Facebookseite www.facebook.com/RocheDiabetesCareDE.

ACCU-CHEK und ACCU-FINE sind Marken von Roche.

© 2022 Roche Diabetes Care Deutschland

accu-chek.de
Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

08356599990 ® 0622

Accu-Fine Pen-Nadeln
Für eine schmerzarme Insulinabgabe.

ACCU-FINE PEN-NADELN

FÜR EINE SCHMERZARME INSULINABGABE.

- Schmerzarm durch den Feinschliff und die Gleitbeschichtung
- Für alle gängigen Pens geeignet
- Erhältlich in den relevanten Längen 4 mm, 5 mm und 8 mm

BESTANDTEILE DER ACCU-FINE PEN-NADEL



Verschlusskappe: Bietet Sterilität und erleichtert das Auf- und Abschrauben der Nadel



Schutzkappe der Nadel: Schützt die Nadel bis zur Injektion



Nadelspitze: Feingeschliffen und mit Gleitbeschichtung

3 VORTEILE DER ACCU-FINE PEN-NADELN



Dreifach-Feinschliff für sanftes Einführen in die Haut

Dünne Wand für schnellen Insulinfluss

Spezielle Beschichtung für verbessertes Gleiten

Verfügbare Varianten:
Nadeldurchmesser/-länge

PZN/
Artikelnummer

4
mm
32G

0,23 mm (32G)/4 mm

12772535
09504664001

5
mm
31G

0,25 mm (31G)/5 mm

12772541
09504613001

8
mm
31G

0,25 mm (31G)/8 mm

12772558
09504729001


JETZT KOSTENFREIE MUSTER* BESTELLEN:

Tel 0800 4466800 oder
accu-fine-testen.de



* Beutel enthält 5 Pen-Nadeln.

- ② **Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.**
Die Wiederverwendung von Pen-Nadeln beeinträchtigt Qualität und Sicherheit. Nach der Injektion benutzte Nadel abschrauben und sicher entsorgen.



● Neue Nadel

● Nach zweimaligem Gebrauch

● Nach mehrfachem Gebrauch