

Naclens

Benetzungslösung
Für Kontaktlinsen aller Art

10 ml
PZN 2249146

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Träufeln Sie während des Tragens von Kontaktlinsen mehrere Tropfen in den Bindehautsack.

VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Vermeiden Sie den Kontakt der Pipette mit anderen Gegenständen.
- Die Flasche stets gut verschließen.
- Nach dem erstmaligen Öffnen ist das Produkt innerhalb von 60 Tagen zu verbrauchen.
- Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG:

0,1 % Hydroxyäthylcellulose, 0,1 % Polyvinylpyrrolidon (PVP), 0,1 % Dinatriumedetat un 0,0001 % Polyhexamethylenbiguanidin in isotonischer und gepufferter Kochsalzlösung.

Antiseptisch abgefüllt.

Vertrieb in Deutschland :

Osmed UG
Frankfurter Str. 51
58095 Hagen
Tel:02331/788290
Fax:02331/7882929
e-Mail: info@osmed.de
web: www.osmed.de