

# **SUPRASORB P+PHMB SCH 10X10**

## **SUPRASORB P+PHMB Schaumverband 10x10 cm**

PZN: 19281970

Inhalt: 10 St

Hersteller: Adequapharm GmbH

### **Zweckbestimmung**

SUPRASORB P + PHMB non adhesive antimikrobieller Schaumverband enthält die antimikrobielle Substanz Polyhexamethylen-Biguanid (PHMB Polihexanid) die Keime abtötet und ihr Wachstum hemmt. Das in Gegenwart von Wundexsudat freigesetzte PHMB ist basierend auf In vitro-Untersuchungen ein bis zu sieben (7) Tage wirksamer antimikrobieller Wirkstoff gegen ein breites Spektrum von Keimen die häufig bei bakterieller Besiedlung und Infektion von Wunden angetroffen werden. Indikationen: SUPRASORB P + PHMB non adhesive antimikrobieller Schaumverband ist angezeigt bei mittel bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden die infiziert oder infektgefährdet sind. Die Wundverbände können während des Heilungsverlaufs bei Dekubitalulzera Bein- und Fußulzera diabetischen Ulzera und chronischen Wunden angewendet werden. SUPRASORB P + PHMB non adhesive antimikrobieller Schaumverband ist für die Anwendung unter Kompressionsverbänden geeignet. Kontraindikationen: SUPRASORB P + PHMB non adhesive antimikrobieller Schaumverband darf in folgenden Fällen nicht angewendet werden: trockene oder schwach exsudierende Wunde bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Polyurethanfilme Polyurethanschäume oder PHMB Chirurgische Implantationen

### **Zusammensetzung**

Der Suprasorb P+PHMB non adhesive besteht aus: Polyurethanfilm (Deckschicht)  
Polyurethanschaum hydrophil Perforierte Polyurethanfolie (Wundkontaktschicht)  
Polyhexamethylenbiguanid (PHMB)