

ADAPTIC TOUCH 7.6X11CM WUN

ADAPTIC Touch 7,6x11 cm nichthaft.Sil.Wundauflage

PZN: 16594792

Inhalt: 10 St

Hersteller: + Prisoma GmbH

Zweckbestimmung

ADAPTIC* nichthaftende Wundauflage kann für alle Wundarten eingesetzt werden, bei denen ein atraumatischer Verbandwechsel angezeigt ist - schwach bis stark sezernierende Wunden.ADAPTIC* nichthaftende Wundauflage ist besonders indiziert bei:Verbrennungen 1. und 2. Grades,Ulcus crurisDekubitusdiabetischer FussAbzessen und EkzemenVerbrühungen und VerätzungenNagelextraktionSchürf und Risswundensowie chirurgischen Nähten.für Spender und Empfängerstellen bei Hauttransplantationen

Zusammensetzung

Die Grundlage des Verbandes ist ein dreidimensionales feinmaschiges Gewirk aus Celluloseacetat (Viskoseseide), getränkt mit einer ÖlinWasserEmulsion. Die Emulsion besteht aus:Vaselinum album (White Petrolatum gem. USPXXII)Polysorbat 80 (Ph. Eur 1998) Sorbitansesquioleat Aqua purificata (Ph. Eur.