

GenuTrain® S

Aktivbandage mit seitlichen Gelenkschienen.

Hilfsmittelnummer:

alt 05.04.02.0041 neu 23.04.03.0014



Indikationen

- Leichte Instabilitäten
- Gonarthrose
- Arthritiden
(z. B. rheumatoide Arthritis)

Merkmale

- Die anatomisch geformten Schienen sind thermoplastisch nachformbar und werden in seitliche Führungskanäle eingesetzt.
- Die Gelenkschienen sind mit zirkulären, unelastischen Gurten zusätzlich fixiert.
- Train® Gestrickkonzept: besonders dehnbar, atmungsaktiv und feuchtigkeitsabführend für exzellenten Tragekomfort, insbesondere im Bereich der Kniekehle.
- Spezielle Gestricktechniken gewährleisten auch im Bereich der Kniekehle angenehme Trageeigenschaften.
- Eine ringförmige viscoelastische Profileinlage umschließt die Patella und erleichtert die korrekte Positionierung der Bandage.

Wirkweise

- Die Kombination von Gelenkschienen und Gurtsystem verleiht dem Kniegelenk passiv mehr Halt.
- Die positive Beeinflussung der Sensorik vermittelt dem Kniegelenk mehr aktiven Halt.
- Bewegungen des Kniegelenks verformen den Pelottenring, wodurch eine Massage der parapatellaren Weichteilstrukturen entsteht.
- Kompressions- und Massageeffekt beschleunigen die Resorption von Ödemen und Ergüssen.



seitliche Gelenkschienen

Farben

