

SCHAUMVERBAND FERSE NH

SCHAUMVERBAND Ferse nicht haftend

PZN: 17833678

Inhalt: 5 St

Hersteller: Acti Medi GmbH

Zweckbestimmung

Schaumverbände sind sterile Wundverbände, die aus einer hydrophilen absorbierenden Wundkontaktschicht aus Polyurethanschaum und einer pinkfarbenen Außenschicht mit geringer Reibung aus Polyurethanfolie besteht, die auch als Bakterienbarriere dient. Die Schaumverbände bewahren eine feuchte Wundumgebung, die den Heilungsprozess von moderat bis schwer nässenden Wunden unterstützt. Indikationen Die nicht-klebenden Schaumverbände können während des gesamten Heilungsprozesses verwendet werden und sind indiziert für mäßig bis stark nässende chronische und akute Wunden. Chronische Wunden: Druckgeschwüre, Ulcera cruris venosum, Diabetische Geschwüre. Akute Wunden: Schnittwunden, Schürfwunden, Postoperative Wunden, Oberflächliche Verbrennungen oder Verbrennungen zweiten Grades und Wunden auf Höhlen als Sekundärverband. Die Schaumverbände sind geeignet zur Verwendung unter Druckverbänden. Die Schaumverbände können auch beim Management von infizierten Wunden oder Wunden, in denen ein erhöhtes Infektionsrisiko vorliegt, unter medizinischer Anleitung eines Arztes verwendet werden. Zusätzlich kann der Verband beim autolytischen Debridement helfen, wenn er zusammen mit einem Gel verwendet wird, zum Beispiel Mesitran Soft.

Zusammensetzung

nicht haftender Wundverband aus Polyurethanschaum