


Narbenbehandlung

CICA-CARE°

Transparenter Silikongel-Verband zur Behandlung von Narben. Anwendbar bei frischen hypertrophierenden Narben und Keloiden, altem verhärtetem Narbengewebe, zur Prophylaxe auf geschlossenen, postoperativen Wunden nach Nahtentfernung.

- Dünn und anschmiegsam
- Selbsthaftend
- Transparent für eine unauffällige Narbentherapie
- Hohe Erfolgsquote*
- Kosteneffektiv da bis zu 4 Wochen wiederverwendbar
- Einfach zuschneidbar für jede Narbengröße

*Borgogoni L., et al. 2000



| Artikelnummer | Größe | Pharmazentralnummer (PZN) | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 66250704 | 6,0 cm x 12,0 cm | 01318968 | 20 Stück (20 OP) | 1 Stück |
| 66250706 | 12,0 cm x 15,0 cm | 01318945 | 5 Stück (5 OP) | 1 Stück |
| 66250707 | 12,0 cm x 15,0 cm | 01318922 | 10 Stück (1 OP) | 10 Stück |

Hautschutz

SECURA° / NO-STING SKIN-PREP°

SECURA ist ein steriles, reizfreies Hautschutz-Produkt, das beim Auftragen einen dünnen Schutzfilm auf der Haut bildet. Der Film hilft, sowohl intakte als auch beschädigte Haut vor Irritationen durch Flüssigkeiten und vor Trauma durch Entfernen von Verbänden zu schützen.^{1,2}

- Langanhaltende Barriere von bis zu 4 Tagen, d. h. zuverlässiger Schutz auch bei längeren Verbandliegezeiten³
- Wasserdicht für eine sichere Barriere gegenüber Flüssigkeiten, z. B. Verdauungssäfte, Inkontinenz oder Wundexsudat
- Alkoholfreie Formulierung reduziert die Wahrscheinlichkeit des Brennens bei Applikation auf geschädigter Haut^{4,5}
- Kurze Trocknungszeit von unter 30 Sekunden
- Anwendbar bei Erwachsenen, Kindern und reifgeborenen Säuglingen ab dem ersten Lebensmonat⁶



| Artikelnummer | Bezeichnung | | Pharmazentralnummer (PZN) | | Inhalt pro Versandeinheit | Inhalt pro Originalpackung (OP) |
|---------------|--------------------|--------|---------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|
| | bisher | NEU | bisher | NEU | | |
| | NO-STING SKIN-PREP | SECURA | | | | |
| 66800789 | 1 ml Applikator | | 08403714 | 09384858 | 600 Stück (12 OP) | 5 Stück |
| 66800790 | 1 ml Applikator | | 08403720 | 09384864 | 600 Stück (12 OP) | 25 Stück |
| 66800787 | 3 ml Applikator | | 08403683 | 09384769 | 600 Stück (12 OP) | 5 Stück |
| 66800788 | 3 ml Applikator | | 08403708 | 09384835 | 600 Stück (12 OP) | 25 Stück |
| 66800711 | 3 ml Applikator | | 06453352 | 09384841 | 600 Stück (12 OP) | 50 Stück |
| 66800710 | 28 ml Spray | | 06453406 | 09384870 | 12 Stück (12 OP) | 1 Stück |
| 66800712 | 1 ml Tücher | | 06453381 | 09384887 | 1000 Stück (20 OP) | 50 Stück |

Erstattungsfähig

1. Ede Payne, SAP, 2009 Skin Protectant Barrier Test: No-Sting Barrier Film.

2. Study to Compare the Wash-Off Resistance and Durability of a Barrier Film. Rpt # 09-58A, Cyberderm Clinical Studies, 2009.

3. Study to compare the wash-off resistance and durability of a barrier film. Rpt# 09-58A, Cyberderm Clinical Studies, 2009.

4. Formulations: NO-STING SKIN-PREP Spray and NO-STING SKIN-PREP Wipe/Swab.

5. Assessing the sting potential of film forming barriers. RPT# 09-60, Cyberderm Clinical Studies, 2009.

6. An evaluation of health care products on children 0-36 months of age w/ normal skin. Rpt# 09-129700-111, Hilltop Research, 2010.