

## **SUPRASORB P SE NB10X10**

### **SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.non-bor.10x10cm**

PZN: 17928491

Inhalt: 10 St

Hersteller: EurimPharm Arzneimittel GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Der Suprasorb P sensitive non-border Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden. Vorausgesetzt es handelt sich um mittel exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden. (Bei tiefen Wunden ggfls.einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren) Dekubitalulzera, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenene/nekrotischen Wunden angewendet werden

#### **Zusammensetzung**

Der Suprasorb P sensitive non-border Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer Polyurethan-Schaumschicht, sowie einer wasserdampfdurchlässigen und wasserdichten Folie.