

LIGASANO O UST ECMO VERBAN

LIGASANO orange unsteril ECMO-Verbandspolster

PZN: 19068839

Inhalt: 1 St

Hersteller: Ligamed Medical Produkte GmbH

Zweckbestimmung

Verwendungszweck: In der unsterilen Anwendung als Sekundärverband (ohne Wundkontakt) bei der Wundbehandlung oder in der Wundbegleitbehandlung, z.B. zur Druckentlastung, oder präventiv als Druck- und Reibungsschutz.

Zusammensetzung

Schaumverband aus Polyurethan