

NO  
CODE



PERFEKTION TRIFFT DESIGN



KEIN KODIEREN MEHR



HINTERGRUNDBELEUCHTETES DISPLAY



VOR- UND NACH-DEM-ESSEN MARKER



GROSSE, GUT LESBARE ZIFFERN



HYPO- UND HYPERALARM



DURCHSCHNITSSWERTE



3 EINSTELLBARE ALARME



ERGONOMISCHE FORM



6 SEKUNDEN MESSDAUER



0,6 MIKROLITER BLUT



500 SPEICHERWERTE



1000 MESSUNGEN BATTERIELEBENSDAUER



2x AAA BATTERIEN



USB-ANSCHLUSS



*CALLA*light  
BLUTZUCKERMESSGERÄT



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

ÖSTERREICH:  
MED TRUST Handelsgesellschaft m.b.H.  
Gewerbepark 10 • A-7221 Marz  
Tel.: (+43)02626/64190 • Fax: DW 77  
e-mail: [office@medtrust.at](mailto:office@medtrust.at) • [www.medtrust.at](http://www.medtrust.at)

DEUTSCHLAND:  
MED TRUST GmbH  
Zur Wetterwarte 50/Haus 337C • D-01109 Dresden  
Tel.: (+49)01801/400199 • Fax: (+49)01801/400999  
e-mail: [office@medtrust.de](mailto:office@medtrust.de) • [www.medtrust.de](http://www.medtrust.de)

Aktualisierungsstand [Gebrauchr.info](http://Gebrauchr.info) August 2012

CAL001-2009-12

*CALLA*light

*Perfektion trifft Design*

**Perfektion trifft Design** - diesem Anspruch wird das neue Wellion CALLA Light Blutzuckermessgerät gerecht.

Die handliche, außergewöhnliche Form, ein **perfekt lesbares Display**, die rutschfeste Beschichtung und einige praktische Zusatzfunktionen, die das Leben mit Diabetes erleichtern.

Die Messergebnisse können vom **hintergrundbeleuchteten Display** besonders gut abgelesen werden, was zusätzlich durch die besonders großen Zahlen erleichtert wird. Diese **außergewöhnlich gute Lesbarkeit** stellt für viele Diabetiker eine große Hilfe im Alltag dar. Zusätzlich können Blutzuckergrenzwerte eingestellt werden, die bei Über- oder Unterschreitung am Display markiert werden. Dieser **Alarm bei Hypo- oder Hyperglykämiewerten** führt zu einer Erhöhung der Wahrnehmung und stellt somit sicher, dass die richtigen Maßnahmen zur Behandlung getroffen werden.

## Einfache Handhabung

## Große Zahlen

## Mahlzeitenmarker



Trotz der kleinen Größe des Wellion CALLA Light bietet es ein großes Display, auf dem der gemessene Wert besonders leicht abzulesen ist.

Nur 0,6 Mikroliter Blutbedarf und 6 Sekunden Messzeit stellen sicher, dass mit dem Wellion CALLA Light im Alltag rasch und sicher gemessen werden kann.

Erstmalig können **Durchschnittswerte von 1, 7, 14, 30, 60 und 90 Tagen** angezeigt werden. Durch diese Informationen wird Ihnen und medizinischem Fachpersonal eine genauere Beurteilung der Diabetes-Einstellung ermöglicht.

Sie haben die Möglichkeit, **Messwerte zu markieren**, die **VOR bzw. NACH dem Essen** gemessen wurden, was eine bessere Betrachtung der postprandialen Blutzuckerwerte erlaubt. Im Speicher finden sich **500 Messwerte**, die mit Hilfe der Pfeiltasten einfach angesehen werden können. **3 einstellbare Alar**me vollenden das Wellion CALLA Light.

**CALLA** *light*

*Perfektion trifft Design*