

FORA 6 HARNSAEURE ZIP-BTL

FORA 6 Harnsäure-Teststreifen Blut Zip-Beutel

PZN: 17668417

Inhalt: 10 St

Hersteller: ForaCare Europe GmbH - Medizinproduktehersteller

Zweckbestimmung

FORA 6 Teststreifen sind in Verbindung mit dem FORA 6 Plus / Connect Multifunktions-Überwachungssystem zur quantitativen Messung des Gesamtcholesterins im frischen kapillaren Vollblut aus dem Finger bestimmt. Sie sind nur zur In-vitro-Diagnostik bestimmt. Während Ärzte und medizinische Fachkräfte sowohl kapillares als auch venöses Blut testen, sind Heimtests auf venöses Vollblut beschränkt. Verwenden Sie NUR Heparin zur Antikoagulation der Vollblutproben. Bitte verwenden Sie kein EDTA zur Antikoagulation.

Zusammensetzung

Enzym: Cholesterinesterase (Pseudomonas sp.) 0,1U Enzym: Cholesterinoxidase (Streptomyces sp.) 0,1U Elektronenüberträger 50% Enzymschutz 8% Nicht reaktive Bestandteile 34%