

SUPRASORB P SE NB10X10

SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.non-bor.10x10cm

PZN: 16602646

Inhalt: 10 St

Hersteller: ToRa Pharma GmbH

Zweckbestimmung

Der Suprasorb P sensitive non-border Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden. Vorausgesetzt es handelt sich um mittel exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden. (Bei tiefen Wunden ggfls.einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren) Dekubitalulzera, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenene/nekrotischen Wunden angewendet werden

Zusammensetzung

Der Suprasorb P sensitive non-border Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer Polyurethan-Schaumschicht, sowie einer wasserdampf-durchlässigen und wasserdichten Folie.