

SUPRASORB P SE BO 5X5

SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.border 5x5cm

PZN: 16602480

Inhalt: 10 St

Hersteller: ToRa Pharma GmbH

Zweckbestimmung

Der Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden. Vorausgesetzt es handelt sich um mittel bis stark exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden. (Bei tiefen Wunden ggfls.einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren) Dekubitalulzera, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden.

Zusammensetzung

Der Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer PU-Schaum -schicht, einer superabsorbierenden Polsterschicht, sowie einer wasserdampfdurchlässigen und wasserdichten Folie