

## TESTAmed® DIAGNOSTICS

Der Zyklus beginnt mit dem 1. Tag der Menstruation. Der Zyklusverlauf lässt sich in 3 Phasen einteilen:

### **Follikelphase:**


Eine Eizelle reift heran.

### **Eisprungphase:**

Die Eizelle verlässt den Eierstock. Das ist der Zeitpunkt einer möglichen Befruchtung.

### **Gelbkörperphase:**

Wurde die Eizelle befruchtet, bildet sich das Schwangerschaftshormon hCG und steigt messbar an.



### **Der TESTAmed DIAGNOSTICS Schwangerschaftsfrühtest misst**

- über 99 % zuverlässig<sup>1</sup>
- schon 5 Tage früher<sup>2</sup>
- mit einer Sensitivität von 20 mIU/ml

Bei Raumtemperatur lagern: 2-30°C. Zur Eigenanwendung, Mittelstrahltest. Nicht zur Empfängnisverhütung bestimmt. Nur für in-vitro-Diagnostik (nicht zum Einnehmen). In-Vitro Diagnosticum

**Beratungsservice**  
Tel. 06742/900 291 [www.testamed.de](http://www.testamed.de)