

VERI-Q RED KONTROLLLOESUN

VERI-Q-Red Kontrolllösung

PZN: 19292169

Inhalt: 2 ml

Hersteller: Diaprax GmbH

Zweckbestimmung

MHCS-1, Hämoglobin-Kontrolllösung ist für die Verwendung mit MHD-1 (VERI-Q RED, CareStart Hb, Family Dr. Hämoglobin-Messgerät) und MHS-2 (VERI-Q RED, CareStart Hb, Family Dr. Hämoglobin-Teststreifen), MMD-1, MMD-1BL (VERI-Q Multi-Messgerät) und MHS-1 (VERI-Q Multi-Hämoglobin-Teststreifen) vorgesehen, um zu überprüfen, dass das Messgerät und die Teststreifen ordnungsgemäß zusammenarbeiten, und der Test einer Qualitätskontrolle, um die Genauigkeit der Hämoglobin-Testergebnisse mit Hilfe der kolorimetrischen Methode zu überprüfen. Die Kalibrierung des Systems ist rückführbar auf NIST SRM 4411L-B.

Zusammensetzung

Die Veri-Q Red Kontrolllösung wird mit Werten im physiologischen Bereich produziert. Eine Flasche enthält 2,0 ml Hämoglobin-Lösung.