

SUPRASORB P SE BO LI 5X5

SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.bor.lite 5x5cm

PZN: 16602534

Inhalt: 10 St

Hersteller: ToRa Pharma GmbH

Zweckbestimmung

Der Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur Behandlung aller Wunden eingesetzt werden. Vorausgesetzt es handelt sich um leicht bis mittel exsudierende, oberflächliche bis tiefe Wunden. (Bei tiefen Wunden ggfls.einen Wundverband entsprechend der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Verbandes applizieren) Dekubitalulzera, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden

Zusammensetzung

Der Suprasorb P sensitive Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer PU-Schaum -schicht, sowie einer wasserdampf-durchlässigen und wasserdichten Folie